



Nios micro

Заушные слуховые аппараты
Руководство пользователя



АЯ 46

CE
0459

PHONAK

life is on

Введение

В Вашем новом слуховом аппарате **Nios micro** использованы последние достижения цифровых технологий. **Nios micro** работает автоматически, обеспечивая наивысшее качество звучания и комфортность в любой обстановке. Высокие технологии превратили сложнейшие слуховые аппараты в удобные и простые в обращении устройства.

Чтобы воспользоваться всеми функциями Вашего нового слухового аппарата, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к специалисту.

Nios micro – это высококачественный слуховой аппарат, созданный швейцарской компанией Phonak, мировым лидером в области технологии, инноваций и надежности слуховых аппаратов. При надлежащем уходе и соблюдении правил эксплуатации слуховой аппарат надежно прослужит Вам долгие годы.

Чтобы больше узнать о Вашем слуховом аппарате, посетите страничку Phonak в интернете: www.phonak.com

Phonak – life is on!

Phonak – жизнь в действии!

Описание

В цифровых заушных слуховых аппаратах **Nios micro** применяется 16-канальная (Nios micro V) или 6-канальная (Nios micro III) система обработки звука SoundFlow. Используется непрерывная автоматическая адаптация к окружающей звуковой обстановке. Реализована цифровая адаптивная система направленности. Подавление обратной связи осуществляется с использованием инновационной технологии WhistleBlock. Доступны функции беспроводной связи с мобильными телефонами и звуковоспроизводящими устройствами. Аппараты могут быть снабжены переключателем программ/регулятором громкости.

Основные технические характеристики в соответствии со стандартом IEC 60118-7 и IEC 60126 (2см³ coupler)

Параметр/модель	Nios micro III	Nios micro V
Мах усиление, дБ	53	53
Мах вых. уровень звукового давления (ВУЗД ₉₀), дБ	127	127
Частотный диапазон, Гц	<100-7100	<100-7100



Слуховой аппарат с индивидуальным вкладышем

- (1) Отверстия микрофонов с защитным фильтром
- (2) Переключатель программ (опция)
- (3) Батарейный отсек с функцией ВКЛ/ВЫКЛ
- (4) Рожок/звуковод
- (5) Индивидуальный ушной вкладыш
- (6) Фиксатор

Слуховой аппарат с микрозвуководом и вкладышем SlimTip

- (1)-(3) См. предыдущую страницу
- (4) Микрозвуковод
- (5) Индивидуальный вкладыш SlimTip
- (6) Струна для извлечения вкладыша



Слуховой аппарат с микрозвуководом и стандартным ушным вкладышем


- (1)-(3) См. предыдущую страницу
- (4) Микрозвуковод
- (5) Стандартный ушной вкладыш
- (6) Струна для извлечения вкладыша



Краткое введение


Установка элемента питания

Подробное описание см. ниже



Включение и выключение

Подробное описание см. ниже



Переключение программ

Подробное описание см. ниже



Подготовка к работе

Замена элемента питания


Слуховые аппараты Nios micro работают с батарейками типоразмера 13.




Кончиком ногтя полностью откройте батарейный отсек и выньте старую батарею.



Удалите защитную пленку с новой батареей. Подождите 2 минуты.

Вставьте новую батарею так, чтобы знак "+" на плоской стороне батареи был направлен в ту же сторону, что и знак "+" на батарейном отсеке. Правильное положение батареи также изображено внутри батарейного отсека. Закройте дверцу батарейного отсека.



-  Обращайтесь с батарейным отсеком аккуратно, без чрезмерных усилий.
-  Если закрывая батарейный отсек Вы испытываете сопротивление, убедитесь, что батарейка вставлена правильно. Если батарейка вставлена неправильно, батарейный отсек не закроется, а слуховой аппарат не будет работать.
-  Если Вы не пользуетесь слуховым аппаратом, оставляйте крышку батарейного отсека открытой для испарения влаги.


Предупреждение о разряде батареи

О разряде батарейки Вас заранее предупредит звуковой сигнал. Обычно он подается за 30 минут до полного разряда батарейки. У батареек высокого качества этот промежуток времени существенно длиннее, поэтому Вы будете слышать предупреждающий сигнал через каждые 30 минут.


Учтите, что при регулярном использовании командного центра myPilot, коммуникационного интерфейса iCom и пультов дистанционного управления KeyPilot2 или WatchPilot2 срок службы батарей сокращается.

Блокировка батарейного отсека

В целях безопасности батарею можно заблокировать внутри батарейного отсека. Защелка легко открывается ногтем. Подденьте выемку защелки ногтем, потяните ее на себя (1), а затем вверх (2).



Батарейку можно вставить только в том случае, если защелка находится в верхнем положении (3). Опустите защелку на батарейку (4). Зафиксируйте защелку, надавив на нее, как показано на рисунке (5). Прежде чем закрыть батарейный отсек, убедитесь, что защелка зафиксирована и батарейка не может быть извлечена.




Внимание! Ни в коем случае не закрывайте батарейный отсек, если защелка не зафиксирована.

Маркировка левого и правого слухового аппарата

Важно не перепутать правый и левый слуховые аппараты (если Вы носите два аппарата).


Специалист может маркировать Ваши слуховые аппараты. Левый и правый аппараты будут отличаться цветом маркировки. Применяется следующая цветовая маркировка:




красный = правый слуховой аппарат

синий = левый слуховой аппарат

Надевание слуховых аппаратов с индивидуальными ушными вкладышами



Держите ушной вкладыш большим и указательным пальцами (соответственно стороне того уха, на которое Вы собираетесь надеть слуховой аппарат).



Поднимите руку на уровень уха, так чтобы конец вкладыша был направлен в сторону слухового прохода. Слегка наклоните аппарат с вкладышем вперед.



Введите канальную часть ушного вкладыша в слуховой проход. При затруднении можно другой рукой слегка оттянуть ушную раковину назад и вверх. После этого легким вращательным движением завершите введение ушного вкладыша. При этом его завитковая часть должна оказаться под кожной складкой.



Заведите слуховой аппарат за ухо. Избегайте перекручивания гибкого звуковода.




Проверьте, правильно ли установлен вкладыш. Для этого проведите пальцем вдоль его контура.


Чтобы снять слуховой аппарат, захватите вкладыш (не звуковод) пальцами и аккуратно извлеките его из уха.

Надевание слухового аппарата с микрозвуководом

Открытые вкладыши и вкладыши SlimTip:



Возьмите микрозвуковод в месте его прикрепления к открытому вкладышу или SlimTip (2) и аккуратно введите в слуховой проход. Открытый вкладыш или SlimTip должен быть введен в слуховой проход достаточно глубоко, так чтобы микрозвуковод прилегал к коже.



Расположите фиксатор микрозвуковода (при его наличии) в углублении ушной раковины (3).

Чтобы снять слуховой аппарат, захватите микрозвуковод в месте его прикрепления к вкладышу и аккуратно извлеките из уха.

- 🌐 Крайне маловероятно, что при извлечении микрозвуковода из уха вкладыш останется в слуховом проходе. Тем не менее, если это произошло, обратитесь к врачу.

Закрытые вкладыши:

Конструкция закрытого вкладыша отличается от конструкции других вкладышей (см. рис. на следующей странице). Закрытый вкладыш состоит из двух перекрывающихся лепестков. Перед тем, как ввести закрытый вкладыш в слуховой проход, необходимо проверить, правильно ли расположены лепестки. Большой лепесток должен располагаться поверх меньшего (4). Неправильное положение лепестков (5) легко исправить, отогнув, а затем отпустив большой лепесток так, чтобы он расположился поверх меньшего (6). Убедитесь, что линия разреза вкладыша находится в горизонтальной плоскости относительно звуковода, как показано на рис. 4. Теперь вкладыш можно ввести в слуховой проход.


④

Правильное положение



⑤

Неправильное положение



⑥

Перемещение лепестков



Работа с аппаратом

Включение и выключение

Выключение:



Ногтем приоткройте крышку
батареиного отсека, так чтобы она
зафиксировалась в положении ВЫКЛ.

Включение:



Закройте батарейный отсек. При
включении слуховые аппараты всегда
начинают работать в исходной
программе на запрограммированном
уровне громкости.

Задержка включения

Слуховому аппарату Nios micro необходимо несколько секунд для включения. Специалист может настроить дополнительный таймер задержки включения (на 9 или 15 секунд) во избежание неприятных звуков при надевании аппарата. Включение подтверждается звуковым сигналом.

Программы прослушивания

Автоматический режим

Nios micro распознает различные варианты акустической обстановки и автоматически выбирает наиболее подходящую программу прослушивания.

Включение дополнительных программ

При необходимости специалист может настроить для Вас дополнительные индивидуальные программы, предназначенные для конкретной звуковой обстановки. Дополнительные программы могут быть выбраны с помощью командного центра myPilot, переключателя программ или пультов дистанционного управления KeyPilot2 или WatchPilot2.



Переключатель программ (опция)

Переключатель программ позволяет переключаться из автоматического режима в режим приглушения и в отдельные программы прослушивания. Выбор автоматического режима подтверждается коротким мелодичным сигналом.

Модель без переключателя программ

Существует модель Nios micro без переключателя программ. Это стандартный вариант для детей в возрасте от 0 до 4 лет, а также опция для клиентов, которые предпочитают использовать командный центр myPilot или пульт дистанционного управления вместо переключателя программ.

Регулировка громкости (опция)

Регулировка громкости слуховых аппаратов Nios micro осуществляется либо с помощью пультов дистанционного управления (приобретаются отдельно), либо посредством переключателя программ. Специалист может перепрограммировать переключатель программ в регулятор громкости.

При нажатии на переключатель программ громкость вначале будет пошагово снижаться, вплоть до достижения минимума, а затем пошагово возрастать, вплоть до достижения максимума.

После выключения и включения слухового аппарата громкость будет возвращаться к исходному уровню.

Синхронизированное ручное управление

QuickSync – автоматическая синхронизация программ, интегрированная в слуховые аппараты Nios micro V. Если вы пользуетесь двумя аппаратами, достаточно переключать программы только в одном из них – изменения будут автоматически воспроизводиться во втором аппарате. Эта функция может быть отключена специалистом.

Индукционная (телефонная) катушка (опция)

Специалист может активировать в Вашем слуховом аппарате телефонную катушку. Она может использоваться при разговоре по совместимому с ней телефону или при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлей (в некоторых школах, театрах, храмах и т.п.). Попросите специалиста распечатать для вас полное описание отдельных программ прослушивания и доступа к ним с помощью командного центра myPilot, переключателя программ или пульта дистанционного управления.

EasyPhone (опция)

Специалист может активировать в Вашем слуховом аппарате функцию EasyPhone. Она позволяет Вашему слуховому аппарату автоматически включать программу разговора по телефону при поднесении телефонной трубки к уху. Переключение программы подтверждается звуковым сигналом. Слуховой аппарат автоматически возвращается в предыдущую программу прослушивания при отдалении телефонной трубки от уха.

Некоторые телефоны обладают магнитным полем, достаточным для активации функции EasyPhone. Однако у большинства телефонов для этого необходимо прикрепить к трубке дополнительный магнит.

Прикрепление магнита EasyPhone




Тщательно протрите телефонную трубку. Держите трубку вертикально, как при обычном телефонном разговоре. Поднесите магнит к динамику трубки и отпустите его. Магнит автоматически прикрепится к трубке нужной стороной.



Если при разговоре по телефону Вы держите трубку в правой руке, прикрепите магнит к верхней правой части телефонной трубки.

Если Вы привыкли держать телефон в левой руке, прикрепите магнит к верхней левой части телефонной трубки.



Для приклеивания магнита к выбранному участку телефонной трубки воспользуйтесь двусторонней клеящей пленкой. Не заклеивайте отверстия динамика телефонной трубки.






Не прижимайте телефонную трубку к уху. Поместите ее напротив микрофона слухового аппарата, расположенного в его передней части.

Использование EasyPhone

Пользуйтесь телефоном, как обычно. Включение функции EasyPhone подтверждается звуковым сигналом. Вам может потребоваться некоторое время для выбора положения телефонной трубки, обеспечивающего надежное включение функции EasyPhone и комфортное звуковосприятие.

При необходимости Вы можете переклеить магнит в положение, соответствующее максимальному удобству использования телефона.

-  Храните магниты в недоступном для детей и домашних животных месте. При случайном проглатывании магнита обратитесь за помощью к врачу.
-  Магнит, используемый для усиления магнитного поля Вашего телефона, может повлиять на работу некоторых медицинских устройств или электронных систем. Всегда держите магнит (или телефон, снабженный магнитом) на расстоянии не менее 30 см от кардиостимуляторов, кредитных карт, дискет и других чувствительных к магнитному полю устройств.
-  Значительные искажения при наборе номера и разговоре по телефону могут означать, что магнит непосредственно влияет на динамик телефона. Во избежание повреждения телефона переместите магнит в другое положение.

Беспроводные аксессуары (опция)

myPilot

Командный центр myPilot – дополнительная принадлежность Ваших слуховых аппаратов. Он позволяет легко и удобно управлять всеми функциями Вашего слухового аппарата.

- Регулировка громкости
- Выбор программы
- Выбор автоматического режима
- Часы и будильник
- Состояние батареи myPilot
- Считывание уровня громкости, текущей программы и состояния батареи слухового аппарата.

Подробную информацию об использовании myPilot вы найдете в соответствующем руководстве по эксплуатации или обратившись к специалисту.

myPilot выпускается в двух вариантах: серый хай-тек и белый.



Для оптимальных результатов держите myPilot так, как показано на рисунке.



Радиус действия myPilot не превышает 50 см.

- 🌐 Не пользуйтесь myPilot там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

iCom


iCom – дополнительная принадлежность к слуховым аппаратам Nios micro. Одним нажатием на кнопку вы сможете подключить ваши слуховые аппараты к внешним устройствам.

Соединение Bluetooth

iCom позволяет без труда подключить мобильный телефон к вашим слуховым аппаратам по каналу Bluetooth.

iCom также может передавать звуковой стереосигнал от любого устройства, снабженного Bluetooth (встроенный или через адаптер), например MP3-плеера, ноутбука, настольного компьютера, телевизора.

Более подробную информацию о разнообразных функциях iCom вы можете получить, обратившись к соответствующему руководству по эксплуатации.

-  Не пользуйтесь iCom там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.



Совместимость с FM

iCom предоставляет пользователю доступ к FM-технологиям при подключении FM-приемника Phonak.



EasyAudio и EasyBluetooth

В ваших слуховых аппаратах имеются две специальные аудиoproграммы: EasyAudio и EasyBluetooth. Они включаются автоматически, при прослушивании музыки и разговоре по мобильному телефону посредством iCom. Переключение слухового аппарата в каждую из этих программ сопровождается подтверждающим звуковым сигналом.

Подробнее ознакомиться с разнообразными функциями iCom вы сможете, обратившись к соответствующему руководству по эксплуатации.


- 🌐 Не пользуйтесь iCom там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

iView

iView (устройство для считывания состояния слуховых аппаратов) – дополнительная принадлежность, предназначенная для родителей маленьких детей и педагогов. Нажав на кнопку, вы сможете получить информацию о состоянии батарей слуховых аппаратов, текущей программе и уровне громкости. Вся информация выводится на экран iView.

Чтобы больше узнать об использовании iView, обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации или к специалисту.



 Не пользуйтесь iView там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

Пульты дистанционного управления (опция)

Phonak предлагает большой выбор современных пультов дистанционного управления. Попросите специалиста продемонстрировать все пульты, чтобы вы смогли выбрать наиболее соответствующий вашему вкусу и образу жизни.

WatchPilot2


Эксклюзивный и современный, производится в мужском и женском вариантах, со спортивным резиновым ремешком или элегантным металлическим браслетом.



KeyPilot2


Миниатюрный, простой и удобный





Для достижения оптимальных результатов держите KeyPilot2 или WatchPilot2, как показано на рисунке.

Подробная информация об использовании пультов дистанционного управления приводится в соответствующих руководствах по эксплуатации. Кроме того, специалист может распечатать для вас описание доступных программ прослушивания.

 Не пользуйтесь пультами дистанционного управления там, где запрещено пользоваться электронными устройствами.

FM-устройства (опция)

Ваш слуховой аппарат снабжен прямым аудиовходом (DAI). Это позволяет Вам полностью воспользоваться преимуществами, предоставляемыми современными FM-системами Phonak.

FM-системы существенно облегчают общение в условиях шума, реверберации или большого расстояния до источника звука. Система беспроводной FM-связи состоит из передатчика и приемника. Передатчик помещают вблизи источника звука или непосредственно подключают к нему (например, к телевизору или радио).

Передатчик посылает сигнал в FM-приемник, подключенный к слуховому аппарату или к устройству iCom.

Чтобы больше узнать о приемниках и передатчиках FM, обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации или к специалисту.

Динамические FM-передатчики

Phonak предлагает большой выбор динамических FM-передатчиков, отвечающих различным потребностям:



inspiro

Передатчик для педагогов,
предназначенный для использования в
образовательных учреждениях



SmartLink+

Для подростков и взрослых,
предпочитающих только самое лучшее



ZoomLink+

Удобный передатчик для любого
пользователя



EasyLink+

Самый простой в обращении передатчик

Многочастотные FM-приемники

Для использования с Вашим слуховым аппаратом Nios micro мы предлагаем два варианта FM-приемников.

1. Интегрированный в дизайн FM-приемник (см. ниже)
2. Универсальный FM-приемник (см. ниже)

1. Интегрированный в дизайн FM-приемник ML12i

Великолепно интегрирован в дизайн Nios micro. Не препятствует включению и выключению слухового аппарата.



2. Универсальные FM-приемники (MLxi, MicroMLxS)

MLxi: используется вместе с аудиоадаптером AS12.


Если FM-приемник не используется, его можно отсоединить. Включение и выключение аппаратов описано выше.



Примечание:

Для быстрого включения FM-системы мы рекомендуем не отсоединять приемники MLxi от слуховых аппаратов. При необходимости их можно легко выключить с помощью кнопки.

MicroMLxS: используется вместе с аудиоадаптером AS12.

 Для использования MicroMLxS установите его переключатель в положение "●".



Если FM-приемник MicroMLxS не используется, его можно отсоединить. Включение и выключение аппаратов описано выше.


Примечание:

- Для быстрого включения FM-системы мы рекомендуем не отсоединять приемники MicroMLxS от слуховых аппаратов. Их можно легко выключить, переведя переключатель в положение "о" (см. рис. выше).


Подключение и отключение аудиоадаптеров AS12

Специалист уже подготовил Ваш слуховой аппарат Nios micro к работе с FM-приемником.


Чтобы подключить аудиоадаптер, совместите нижнюю часть слухового аппарата с адаптером так, чтобы его направляющая вошла в паз крышки батарейного отсека (1). При этом фиксаторы приемника утапливаются.



Щелчок свидетельствует о том, что аудиоадаптер надежно присоединен к слуховому аппарату (2).



Чтобы отключить аудиоадаптер, поместите слуховой аппарат на твердую поверхность, плотно захватите аудиоадаптер и сдвиньте замок фиксатора (3).



Другой рукой потяните слуховой аппарат вверх (4).



Если приемники не используются, они автоматически переходят в состояние ожидания с низким потреблением энергии.

Примечание:

Для быстрого приведения в действие FM-системы мы рекомендуем не отсоединять MLxi от слухового аппарата, даже если вы им не пользуетесь в данный момент. При необходимости вы легко сможете выключить MLxi, нажав на кнопку.

MyLink

MyLink – альтернатива использованию iCom с FM-приемником. Это миниатюрный привлекательный FM-приемник, совместимый со слуховыми аппаратами, снабженными индукционной катушкой. MyLink принимает FM-сигнал и направляет его в слуховые аппараты.




Выбор FM-программы вручную

- **Командный центр myPilot:** выберите нужную программу FM. Включение подтверждается звуковым сигналом.
- **Переключатель программ:** нажимайте на него до тех пор, пока не включится нужная FM-программа. Включение подтверждается звуковым сигналом.
- **Пульты дистанционного управления:** KeyPilot2 или WatchPilot2 позволяют переключать программы, настроенные специалистом.

Уход за аппаратом

Защитный фильтр

Примечание: Защитный фильтр – эксклюзивная система, разработанная компанией Phonak для защиты высококачественных микрофонов Nios micro от загрязнения. В результате микрофоны служат гораздо дольше, уменьшая расходы на обслуживание Ваших слуховых аппаратов. В случае необходимости защитный фильтр можно заменить. Ни в коем случае не пользуйтесь слуховыми аппаратами без защитного фильтра.



Внимание: Проконсультируйтесь со специалистом относительно замены защитных фильтров, если Вы заметили, что:

- Слуховой аппарат звучит тише, чем обычно
- Ухудшилось качество звука
- Появились затруднения при общении в шумной обстановке
- Стало труднее определять положение источника звука

Специалист скажет вам, нужно ли заменить защитный фильтр.

Микрозвуковод и стандартный вкладыш

Приводимые ниже инструкции помогут Вам продлить срок службы слухового аппарата, снабженного микрозвуководом, и обеспечить качество и комфортность звучания.

Микрозвуковод передает усиленный звук от слухового аппарата в ухо. Важно, чтобы микрозвуковод и стандартный вкладыш или SlimTip были правильно подобраны и введены в ухо. Если микрозвуковод, стандартный вкладыш или SlimTip раздражают ухо и вынуждают Вас отказываться от использования слухового аппарата, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно изменить форму микрозвуковеда. Микрозвуковод, стандартный вкладыш или SlimTip необходимо регулярно чистить.

Шаг 1


Удалите серу с защитной сеточки вкладыша с помощью щетки или ткани.


Если звучание аппарата не улучшилось, перейдите к шагу 2.

Шаг 2

Отсоедините тонкий звуковод от слухового аппарата следующим образом:

- Возьмите тонкий звуковод в одну руку, а слуховой аппарат – в другую.
- Аккуратно поверните тонкий звуковод на 90° (1) и отделите его от слухового аппарата (2).






Вставьте чистящую леску в тот конец звуковода, которым он прикрепляется к слуховому аппарату и протолкните ее по всей длине звуковода, включая стандартный вкладыш или SlimTip (3). После этого не забудьте извлечь чистящую леску.

Присоедините тонкий звуковод к слуховому аппарату следующим образом:

- Возьмите тонкий звуковод в одну руку, а слуховой аппарат – в другую.
- Присоедините тонкий звуковод к трубочке на корпусе слухового аппарата (4) до защелкивания.



- ❏ Не рекомендуется промывать звуковод, стандартный вкладыш или SlimTip водой, т.к. капли воды могут остаться в просвете звуковода. Попадание воды в звуковод может привести к нарушению проведения звука по звуководу.
- ❏ Тонкий звуковод и стандартный вкладыш необходимо заменять не реже одного раза в три месяца, а также при признаках затвердения или ломкости трубочки. Стандартный вкладыш должен заменяться только специалистом. В противном случае он может отсоединиться от звуковода и повредить ухо при надевании аппарата.

Техническое обслуживание.

Условия эксплуатации

1. При замене батареек пользуйтесь только новыми элементами питания.
2. Если Вы не пользуетесь аппаратами, оставляйте батарейные отсеки открытым для испарения влаги.
3. Если Вы не пользуетесь аппаратами длительное время, храните их в оригинальной упаковке. Выньте батарейку и оставьте батарейный отсек открытым. Прежде, чем закрыть упаковку, убедитесь, что слуховой аппарат абсолютно сухой.
4. Оберегайте аппараты от излишней влаги и тепла. Не забывайте снимать их перед купанием и плаванием. Не оставляйте аппараты на подоконнике или в закрытом салоне автомобиля. Избегайте ударов и вибрации.

5. Осуществляйте ежедневную чистку и просушивание СА, используя специальные средства по уходу (за советом обратитесь к специалисту). Никогда не используйте моющие средства (порошки, мыло и т.д.) для очистки аппарата. Проконсультируйтесь со специалистом.
6. Лак для волос, крем и косметика могут повредить слуховые аппараты. Снимайте СА перед применением косметических средств.
7. Обратитесь к врачу при появлении признаков раздражения кожи или воспаления в области уха.
8. Если Ваш СА не работает при правильно вставленном элементе питания, обратитесь к специалисту. Если Вы пользуетесь дополнительными аксессуарами (myPilot, iCom или пульты дистанционного управления), не забудьте представить их для проверки вместе со слуховым аппаратом.

Информация по безопасности

- 🌐 Батарейки, используемые в слуховых аппаратах, токсичны, не допускайте их проглатывания! Храните их в недоступных для детей и домашних животных местах. При случайном проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу!
- 🌐 Пользуйтесь только теми слуховыми аппаратами, которые были запрограммированы специально для Вас. В противном случае аппараты будут неэффективны или даже могут нанести вред Вашему слуху.
- 🌐 Рентгеновское излучение (например, компьютерная или магнитно-резонансная томография) может нарушить работу Ваших слуховых аппаратов. Мы рекомендуем снимать слуховые аппараты перед прохождением рентгенологического обследования и оставлять их вне помещения, в котором проводится обследование.
- 🌐 В режиме направленного микрофона слуховые аппараты подавляют окружающий шум. При этом предупреждающие сигналы или гудок приближающегося автомобиля могут быть частично или полностью подавлены, если их источник находится позади Вас.
- 🌐 Внесение неавторизованных изменений в описанные в настоящем руководстве устройства не допускается.

Соответствие

Слуховые аппараты Nios micro соответствуют следующим международным стандартам помехоустойчивости:

FCC ID: KWC-WHSBTE

IC: 2262A-WHS

RSS-210

ICES-003

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание слухового аппарата Nios micro осуществляет компания _____.

Средний срок службы слухового аппарата Nios micro пять лет.

Бесплатное гарантийное обслуживание слухового аппарата Nios micro осуществляется в течение двух лет со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне, гарантийные обязательства на слуховой аппарат Nios micro вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты Nios micro:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- при обращении в неуполномоченные сервисные центры

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Свидетельство о приемке и продаже

Слуховой аппарат **Nios micro** _____ (Phonak)

серийный № _____

Слуховой аппарат Nios micro сертифицирован.

Сертификат соответствия

РОСС СН.АЯ46.В70396 от 18.05.2009.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

м.п.

*Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:*

Корешок талона №2

на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Nios micro _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.**Корешок талона №1**

на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат

Nios micro _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат Nios micro _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Штамп

ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат Nios micro _____

Серийный № _____

Дата проверки _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Штамп

Фонак АГ,
Лаубисрутиштрассе 28,
СН-8712 Штефа, Швейцария

Центр слухопротезирования:

