

# Brug af Roger™ Elevmikrofon i klasseværelset

Reference Sheet

roger



Roger Elevmikrofon er designet til brug under diskussioner i klasselokalet, så ikke kun lærerne, men også alle eleverne kan høres tydeligt. Roger Elevmikrofon kan videregives fra person til person eller placeres i den solide holder foran en eller flere elever.

## Generel betjening

### Generel betjening

- For at tænde skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Elevmikrofon i 3 sekunder. Indikatorlyset blinker grønt, mens den starter op.
- For at slukke skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Elevmikrofon i 3 sekunder. Indikatorlyset blinker grønt, indtil den er slukket.
- Under opladning med enten en USB-ledning eller i Roger-ladestation blinker indikatorlyset grønt, og når den er fuldt opladet, lyser den konstant grønt.



### Før første brug

- Tænd for Roger Elevmikrofon.
- Placer Roger Touchscreen Mic inden for 10 cm (4") fra Roger Elevmikrofon, og tryk på ikonet **Tilslut** på Touchscreen Mic.

### Daglig brug

Roger Elevmikrofon er helt automatisk og klar til brug, så snart den er tilsluttet. Barnet skal blot tale ind i den for at blive hørt.

- **Håndholdt** – Personen, der taler, holder blot mikrofonen tæt på munden, når han/hun taler. Indikatorlyset lyser grønt, når lyden bliver opfanget.
- **I holderen** – Roger Elevmikrofon kan anbringes i dens robuste men lette stativ. Placer den på bordet foran den der taler.
- Hvis Roger Elevmikrofon lægges på bordet, vil den automatisk skifte til Mute (indikatorlampe blinker rødt) for at undgå udsendelse af unødvendig lyd.

## Valgfri betjening

### Tryk-for-at-tale

er en speciel indstilling, der kræver, at taleren manuelt aktivere den Roger Elevmikrofon, der skal bruges.

- **Håndholdt** – Personen, der taler, skal trykke og holde den store mikrofonknop på Elevmikrofonen nede. Indikatorlyset lyser grønt, når den er i brug. Alle de andre Roger Elevmikrofoner indikatorlys lyser orange, hvilket angiver, at de er i standby.
- **I holder** – Brugeren skal hurtigt trykke på den store mikrofonknop på Roger Elevmikrofon. Indikatorlyset lyser grønt for at bekræfte, at den er i brug. Når taleren er færdig, skal vedkommende trykke hurtigt på knappen igen for at deaktivere mikrofon.