

# Brug af Roger™ Touchscreen Mic og Roger™ modtagere

Reference Sheet

roger



Roger Touchscreen Mic er enkel og intuitiv at bruge i klassen, og både lærere og elever kan nemt se, hvornår mikrofonen er tændt og sender.

## Mikrofon



### Roger Touchscreen Mic

For at tænde skal du trykke på On/Off knappen på siden af mikrofonen i 3 sekunder. De grønne indikatorlamper blinker, under opstarten.

- Hæng Roger Touchscreen Mic'en rundt om talerens hals med remmen, og juster højden, så mikrofonens øverste kant er 20 cm (8") fra munden.
- Hvis en elev skal tilsluttes, placeres Roger Touchscreen Mic inden for 10 cm (4") fra Roger-modtageren, og der trykkes på ikonet **Connect**. Gentag med modtageren for det andet øre.
- Roger Touchscreen Mic kan slås fra ved at trykke på knappen **Mute**. Indikatorlyset omkring knappen vil så lyse rødt.
- Ved slutningen af dagen slukkes der for Roger Touchscreen Mic'en ved at trykke på On/Off knappen og holde den nede i 3 sekunder. Den vil derefter bede dig om at bekræfte slukningen. Tryk på **yes checkmærket**. Oplad dagligt med den korrekte USB-oplader eller ved at sætte den i Roger-ladestationen.

## Modtager



### Roger X

- Sæt Roger X fast på høreapparatet med en egnet audiosko. Den er nu klar til brug.
- Når først modtagerne er sluttet til Roger netværket, er der ikke behov for at tilslutte dem igen.
- Hvis modtageren skal blive på skolen, skal du fjerne Roger X fra høreapparatet, når skoledagen er omme, som angivet af din høretekniker.



### Designintegrerede Roger-modtagere

- Designintegrerede Roger modtagere er designet til specifikke høreapparater og cochlear implantater.
- Når først modtagerne er sluttet til Roger netværket, er der ikke behov for at tilslutte dem igen, heller ikke efter at de blevet slukket og tændt igen.
- Fjernelse af design-integrerede modtagere er ikke nødvendigt på skolen.