

# Brug af avancerede netværksindstillinger for Roger™ Touchscreen Mic

Reference Sheet

roger



Når flere elever og lærere bruger Roger-enheder i et klasseværelse, kan det være nødvendigt at gøre mere end bare tilslutte og starte. Nogle gange kan læreren ønske, at kontrollere flere enheder hver morgen eller en hjælperlærer kan ønske at tale med kun én eller en del af Roger-eleverne. Med Roger Touchscreen Mic det er nemt at gøre dette med få tryk.



**Frakobel** giver en lærer mulighed for at koble en enhed fra netværket. Hvis et barn ikke længere har brug for at lytte til Roger-signalet, f.eks. når et barn skal arbejde selvstændigt, kan læreren stadig undervise andre Roger-lyttere.

- Swirp til anden skærm; og tryk på ikonet **Frakobel** inden for 10 cm (4") fra Roger-enheden, der skal frakobles.
- Tilslut barnet til netværket igen enten ved at trykke på **Tilslut** i samme afstand eller lade barnet lave tilslutning via Roger WallPilot.



**SubNet** anvendes af en lærer, så han/hun kan tale med en eller et par af eleverne i en kort periode, uden at de andre børn lytter. Det er perfekt til specialopgaver og hjælperlærere. SubNet tillader også brug af sekundære mikrofon i gruppetilstand for en del af eleverne.

- Tryk på ikonet **SubNet** på Hjem billedet.
- Tilslut elevernes modtagere til mikrofonen ved at trykke på ikonet **Tilslut** inden for 10 cm (4") fra modtagere.
- Bær mikrofonen på remmen eller læg den på bordet for at få adgang til Gruppetilstanden for gruppeaktiviteter.
- Når afsluttet, skal du trykke på ikonet **Netværk**, og tilslutte børnenes modtagere til netværket enten ved at trykke på **Tilslut** eller ved at lade dem tilslutte via Roger WallPilot.



**JoinNet** bruges til at tilføje en Roger Touchscreen Mic til et ønsket netværk uden at forstyrre læreren i løbet af undervisningen. Dette er et alternativ, hvis ikke Roger WallPilot er tilgængelig.

- Tryk på ikonet **JoinNet** inden for 10 cm (4") fra en hvilken som helst Roger-enhed i netværket.



**NytNet** bruges, når en Roger Touchscreen Mic skal forlade et netværk, og/eller når klasseværelsets netværk skal nulstilles.

- Tryk på ikonet **NytNet**
- Tilslut en hvilken som helst Roger-enhed til dette nye netværk ved at trykke på **Tilslut** inden for 10 cm (4") fra Roger Touchscreen Mic



**Masse tilslut** anvendes til at tilslutte flere enheder i nærheden meget hurtigt. Denne mulighed skal være konfigureret i menuen **Settings** (Indstillinger).

- Placer alle Roger-modtagere tæt ved hinanden, og sørg for, at de er tændt.
- Tryk på **Masse tilslut**, og fej inden for 10 cm (4") over alle enheder. Enhederne bliver tilsluttet én efter én, efterhånden som Roger Touchscreen Mic kommer forbi.
- Tryk på popop-skærmen for at stoppe **Masse tilslut**.
- For at bekræfte tilslutningen trykkes på **List devices** (Vis enheder).
- Hvis en enhed ikke blev tilsluttet, trykkes på ikonet **Masse tilslut** tæt ved den igen.



**Vis enheder:** En hurtig måde at få vist, hvilke Roger-enheder, der er i nærheden, og som er sluttet til Roger Touchscreen Mic.

- Alle Roger-enheder skal være inden for 10 cm (4") fra Roger Touchscreen Mic
- Tryk på **Vis enheder**
- Alle Roger-enheder i nærheden vil blive oplistet (tiden kan variere alt efter antal enheder, der er at finde). En tilgængelig enhed vises på listen i gråt og en tilsluttet enhed vises i sort med en symbol for tilsluttet.
- Hvis en ønsket Roger-enhed ikke er tilsluttet, skal du trykke på ikonet **Tilslut** inden for 10 cm (4") fra enheden.