

# Brug af Roger til at holde en privat samtale

Referenceblad

roger



Hvis du er den eneste underviser i en klasse og skal tale privat med et barn, som bruger en Roger-modtager, uden at de andre elever kan høre det, kan du hurtigt oprette et nyt netværk til at tale med dette barn i. Dette kan være særligt nyttigt, hvis klassens netværk omfatter et soundfield-system.

## Oprettelse af et nyt netværk – for at afbryde din mikrofon fra andre elever og kun sende til et eller flere bestemte børn.

1. Tryk på knappen **OK** på Roger inspiro.
2. Rul ned, indtil **Netværk** er fremhævet. Tryk på **OK**.
3. Rul ned, indtil **Opret nyt netværks-id** er fremhævet. Tryk på **OK**.
4. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra barnets Roger-modtager, og tryk på **Tilslut**.
5. Gentag dette med andre modtagere, som du ønsker at tilslutte til dette nye netværk.

## Genoprettelse af forbindelsen til klassen – for at til slutte Roger inspiro og børnene til klassens hovednetværk igen

1. Tryk på knappen **OK**.
2. Rul ned, indtil **Netværk** er fremhævet. Tryk på **OK**.
3. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra den øverste del af DigiMaster-højtaleren eller fra modtageren hos et barn, som ikke blev koblet til det nye netværk.
4. Rul ned, indtil **Opret forbindelse til netværket** er fremhævet. Tryk på **OK**. Roger inspiro viser de næste trin, som skal udføres for at oprette forbindelse til netværket.
5. Genopret forbindelsen til undervisningslokalets netværk for de børn, som deltog i den private samtale, ved at holde Roger inspiro tæt på barnets modtager og trykke på **Tilslut**. Gentag dette for alle modtagere, som var med i den private samtale.
6. Hvis der er installeret en Roger WallPilot i lokalet, kan de børn, som var med i det midlertidige netværk, alternativt **oprette forbindelse** ved at stille sig 1-3 m fra WallPilot.