

Snelgids leerkracht

Roger Focus



Solo-apparatuur werkend krijgen

- (1) Schakel de Roger-ontvanger(s) en de Roger Touchscreen Mic (leerkrachtmicrofoon) in.
- (2) Bij de uitlevering van de Solo is de Roger Touchscreen Mic al verbonden met de Roger Focus
- (3) De draadloze verbinding komt direct tot stand. De apparatuur is direct gebruiksklaar.



Aan/uit knop
(2 sec. indrukken)

i Bij goed functioneren van de apparatuur hoeft de leerkracht het menu niet in te gaan!

Tijdelijk uitschakelen microfoon (bijv. bij toiletbezoek)

Roger Touchscreen Mic

Draagwijze microfoon (leerkracht)



Maximaal 20cm van mond

Optioneel: aansluiten op TV / PC / Digibord



Micro-USB voor opladen

Audio ingang 3,5 mm
(TV, PC, digitaal schoolbord etc.)

Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)

Phonak, Vianen januari 2017 blad 1 van 2

PHONAK
life is on

Handig om te weten...

A) Indicatorlampjes



Indicatorlampje	Betekenis
	Aan/uit
	Tijdens laden
	Volledig opgeladen
	Ingeschakeld
	Apparaat opladen



Indicatorlampje	Betekenis
	Aan/uit
	Tijdens laden
	Volledig opgeladen
	Mute geactiveerd
	Apparaat opladen

B) Bij twijfel functioneren van Roger Focus oortje

Check



Check functie

Op de Roger Touchscreen Mic kunt u de verbinding met de Roger Focus -oortjes checken. Dit is alleen van meerwaarde als er een vermoeden is dat de Roger Focus oortjes niet goed werken.

- 1) Swipe het scherm tot het pictogram **Check** zichtbaar is
- 2) Houd de Roger Focus binnen 10cm van de Touchscreen Mic en druk op **Check**
- 3) Lees de netwerkstatus af (swipe naar beneden in het scherm)

Staat **Netwerkstatus** op 'niet verbonden' bij de **Check** functie, voer dan de **Connect** functie uit

Connect



Connect functie

- 1) Druk op het vinkje om terug te gaan naar het beginscherm
- 2) Swipe het scherm tot het pictogram **Connect** zichtbaar is
- 3) Houd de Roger Focus binnen 10cm van de Touchscreen Mic en druk op **Connect**

i Als de status goed is, controleer dan of het slangetje dat in de gehoorgang zit, verstopt is door oorsmeer. Vervang eventueel het parapluutje (eartip). Bij twijfel kunt u ook de hele slang eraf draaien om het toestel te beluisteren. Controleer tevens de volume regeling van de Roger Focus. Mogelijk dat de Roger Focus onbewust te zacht is gezet.