

Phonak-repræsentant Danmark:

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz

www.phonak.com



029-0855-08/N1.00/2020-06/NLG © 2020 Sonova AG - All rights reserved

iCube II

Betjeningsvejledning



PHONAK
life is on

Indholdsfortegnelse

1. Velkommen	4	6. Sådan bruger du iCube II	14
2. Beskrivelse	5	6.1 Sådan bæres iCube II	14
3. Tilbehør (ekstraudstyr) til iCube II	6	6.2 Registrering og programmering af høreapparater	15
4. Kom godt i gang	7	6.3 Programmering af høreapparater på dit skrivebord	16
4.1 Klargøring af strømforsyningen	7	7. Indikatorlys	17
4.2 Opladning af batteriet	8	8. Fejlfinding	20
4.3 Driftstid	10	9. Service og garanti	22
4.4 Sådan tændes og slukkes iCube II	10	9.1 Lokal garanti	22
4.5 Krav til tilpasningssoftwaren Target	10	9.2 International garanti	22
5. Tilslutning af iCube II til en computer	11	9.3 Begrænsning af garantien	23
5.1 Trådløs tilslutning	11	10. Information om overensstemmelse	24
5.2 Tilslutning via USB-kabel	13	11. Oplysninger og forklaring af symboler	32
		12. Vigtige sikkerhedsoplysninger	36
		13. Pleje og vedligeholdelse	42

1. Velkommen

iCube II er designet specifikt til at blive brugt af høreapparatspecialisten.

Læs venligst hele betjeningsvejledningen igennem for at få glæde af alle funktionerne i iCube II.

Du kan finde flere oplysninger på Phonaks website www.phonak.dk.

Phonak – life is on


www.phonakpro.com



CE-mærkning: 2020

2. Beskrivelse


Denne enhed er beregnet til trådløs overførsel af data om tilpasning fra en PC til klientens høreapparater.



Trådløs USB-adapter til iCube II

3. Tilbehør (ekstraudstyr) til iCube II

- USB-kabel, 3 m (10 ft)
- iCube II-oplader

 Indholdet kan variere fra land til land.

4. Kom godt i gang

4.1 Klargøring af strømforsyningen


Vælg den adapter, der passer til dit land.




USA

EU

1. Før adapterens øverste runde ende helt ind i det runde hjørne på strømforsyningen.
2. Tryk adapterens anden ende ind, så den låses på plads.



1. For at fjerne adapteren skal du trække tappen på strømforsyningens tilbage.
2. Træk adapteren opad for at fjerne den.



Specifikation for strømforsyning

Udgangsspænding for strømforsyning: 5,0 V DC 1000 mA
5 W LPS


Indgangsspænding for oplader: 100–240 V AC 50/60 Hz
0,2 A USB

Specifikationer for kabel: længde < 3 m


4. Kom godt i gang

4.2 Opladning af batteriet

Sæt et mini-USB-stik ind i iCube II, og slut strømforsyningen til en stikkontakt.



Hvis du bruger iCube II-opladeren, skal den tilsluttes som vist nedenfor.



Det anbefales at oplade iCube II, når den ikke er i brug. På denne måde er den altid tilstrækkeligt opladet og klar til næste tilpasning.

❗ iCube II-opladeren fås som ekstraudstyr.

Bemærkninger om batteriet

- ❗ Når iCube II oplades første gang, skal den oplades i mindst tre timer (også selvom midterste indikatorlys skifter til grøn farve inden da).
- ❗ Det tager ca. 2 timer at oplade et afladet batteri. iCube II må gerne være tilsluttet i længere tid, også selvom den ikke er i brug.
- ❗ Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet tre gange.
- ❗ Batteriet til iCube II kan oplades flere hundrede gange. Hvis driftstiden for iCube II falder betydeligt, skal du kontakte din lokale Phonak-repræsentant.


4. Kom godt i gang

4.3 Driftstid

Når iCube II er fuldt opladet, kan den anvendes i op til 12 timer med konstant tilpasning.

4.4 Sådan tændes og slukkes iCube II

Skub tænd/sluk-knappen som vist for at tænde og slukke iCube II.



❗ Når iCube II er klar til brug, blinker midterste indikatorlys langsomt.

❗ Sluk for iCube II, når den ikke er i brug, og når den oplader. Midterste indikatorlys holder op med at blinke.

4.5 Krav til tilpasningssoftwaren Target

Inden du tager iCube II i brug, skal du kontrollere, at Target 4.0 eller en nyere version er installeret på den PC, der skal bruges til tilpasningen.

5. Tilslutning af iCube II til en computer

iCube II leveres med en trådløs USB-adapter, som allerede er parret. Dermed er det nemt og hurtigt at konfigurere den trådløse forbindelse til den PC, der skal bruges til tilpasningen.



iCube II kan også tilsluttes til en Bluetooth-aktiveret PC, hvis der slet ikke er en USB-indgang, eller via et USB-kabel, hvis det ikke er muligt at oprette trådløs forbindelse.

5.1 Trådløs tilslutning

Automatisk tilslutning

For at tilslutte iCube II til den PC, der skal bruges til tilpasningen, skal Phonak Target 4.0 eller en nyere version være installeret på computeren.

Sæt iCube II-USB-adapteren i en ledig USB-port på den PC, der skal bruges til tilpasningen.


❗ Sørg for, at iCube II-USB-adapteren er sat i en USB-port på den PC, der skal bruges til tilpasningen. Brug ikke et USB-forlænger-kabel til at tilslutte den med.

5. Tilslutning af iCube II til en computer

Når du har tændt iCube II, oprettes forbindelsen automatisk, så snart Phonak Target startes.

- ❗ USB-adapteren er på forhånd parret med iCube II. Hvis enten adapteren eller iCube II udskiftes, skal der foretages en manuel parring som beskrevet nedenfor.


Manuel parring

Tænd for iCube II, og hold parringsknappen  nede i 2 sekunder for at aktivere parringstilstanden. I parringstilstand blinker alle indikatorlys hurtigt skiftevis. I Phonak Target skal du gå til **Værktøjer**, vælge **Parring af enhed** og klikke på **Parring** i afsnittet **iCube II-USB-adapter**. Følg trinnene i iCube II-parringsassistenten. Den guider dig igennem parringsprocessen.

- ❗ Hvis indstillingerne er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, skal der også foretages en manuel parring.

5.2 Tilslutning via USB-kabel

For at tilslutte iCube II via et USB-kabel skal du sætte mini-USB-stikket i iCube II og den anden ende i en ledig USB-port på den PC, der skal bruges til tilpasningen. Phonak Target 4.0 eller en nyere version vil automatisk registrere iCube II, som så kan vælges som tilpasningsudstyr.



- ❗ Brug USB-hubben, som er ekstraudstyr, hvis der ikke er en ledig USB-port på computeren.


6. Sådan bruger du iCube II

Inden du tager iCube II i brug, skal batteriet være tilstrækkeligt opladet. Hvis det midterste indikatorlys er orange, skal iCube II oplades. Sørg for, at iCube II er valgt og vises som tilpasningsudstyr i Phonak Target.

6.1 Sådan bæres iCube II

Sørg for, at begge ender af halsslyngen er sat godt fast i iCube II.

Åbn halsslyngen ved at trække forbindelsesstikket midt på halsslyngen fra hinanden og lægge iCube II om klientens hals.



Luk halsslyngen, så den indbyggede antenne kan fungere korrekt.

6.2 Registrering og programmering af høreapparater

I forbindelse med en trådløs tilpasning foretages tilknytning af højre/venstre høreapparat i Phonak Target. Sørg for, at iCube II er valgt som tilpasningsudstyr, og klik på **Tilslut**.



De registrerede apparater vises, så du kan tilknytte hvert høreapparat (eller tilknytte det igen) til den ønskede side (højre eller venstre). Klik på **Fortsæt**.

Følg vejledningen på skærmen for at færdiggøre registreringen.

6. Sådan bruger du iCube II





6.3 Programmering af høreapparater på dit skrivebord

Hvis du skal programmere høreapparaterne, uden at de sidder på brugerens ører (f.eks. for at klargøre høreapparaterne inden en tilpasningssession), skal du placere høreapparaterne på en plan flade og lægge halsklyngen til iCube II omkring dem som vist på billedet.




7. Indikatorlys

Der er 3 indikatorlys på iCube II, som viser status for batteri, tilslutning og tilpasning.

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Midterste indikator lyser konstant orange |  | Opladning |
| Midterste indikator lyser konstant grønt |  | Opladning færdig |
| Midterste indikator lyser konstant grønt i 2 sek. |  | iCube II er ved at starte op |
| Midterste indikator blinker langsomt 3 gange |  | iCube II slukkes |

7. Indikatorlys

Midterste indikator blinker langsomt




Tændt – ingen aktiv forbindelse til tilpasnings-computeren

Midterste indikator blinker regelmæssigt



Aktiv forbindelse til tilpasnings-computeren

Højre og midterste indikator blinker hurtigt




Programmerer højre høreapparat

Venstre og midterste indikator blinker hurtigt




Programmerer venstre høreapparat

Alle indikatorer blinker hurtigt frem og tilbage



Parringstilstand aktiveret

Alle tre indikatorer blinker hurtigt




Opdaterer firmware på iCube II

i Midterste indikatorlys skifter til orange farve, når batteriniveauet er for lavt. Sørg for at oplade iCube II efter tilpasningssessionen.

i Phonak Target viser en meddelelse, når der er en ny firmwareversion til iCube II.

Midterste indikator lyser konstant rødt



Funktionsfejl – se afsnittet om fejlfinding

8. Fejlfinding

<i>Årsager</i>	<i>Hvad skal du gøre?</i>
iCube II genkendes ikke længere af den computer, som den tidligere er blevet parret med.	<ul style="list-style-type: none">• Sæt USB-adapteren til iCube II i computeren.• Flyt iCube II tættere på computeren.
iCube II slukker.	<ul style="list-style-type: none">• Oplad iCube II.
iCube II reagerer ikke, og midterste indikator lyser konstant rødt.	<ul style="list-style-type: none">• Sluk for iCube II, og vent i 20 sekunder, inden du tænder den igen.• Hvis iCube II er sluttet til tilpasningscomputeren via et kabel, skal du trække kablet ud og genstarte den som beskrevet ovenfor.
<ul style="list-style-type: none">• USB-adapteren til iCube II er koblet fra tilpasningscomputeren.• iCube II er uden for rækkevidde.	

<i>Årsager</i>	<i>Hvad skal du gøre?</i>
Endnu en eller en anden iCube II kan ikke sluttes til tilpasningscomputeren.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du bruger USB-adapteren, skal du trykke på parringsknappen på iCube II for at slutte den til computeren.• Hvis du ikke bruger USB-adapteren, skal du sørge for, at Bluetooth-enheden er tændt og i paringstilstand for at kunne oprette forbindelse.
<ul style="list-style-type: none">• Der kan kun parres én iCube II med tilpasningscomputeren.	

9. Service og garanti

9.1 Lokal garanti

Du kan spørge din lokale Phonak-repræsentant om, hvilke garantivilkår der gælder lokalt.

9.2 International garanti

Phonak yder en et-årig, begrænset international garanti, som træder i kraft på udleveringsdatoen.

Denne begrænsede garanti dækker produktions- og materialefejl. Garantien gælder kun mod fremvisning af købsdokumentation.

Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

9.3 Begrænsning af garantien

Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af forkert håndtering eller vedligeholdelse, udsættelse for kemiske stoffer, nedsenkning i vand eller for stor belastning. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre medfører, at garantien bliver ugyldig.

Serienummer:

Udleveringsdato:

10. Information om overensstemmelse

Europa:

Overensstemmelseserklæring

Phonak AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 og direktivet om radioudstyr 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås hos producenten eller den nærmeste Phonak-repræsentant, hvis adresser kan hentes fra listen på <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (Phonak global tilstedeværelse).

Australien/New Zealand:



R-NZ

Angiver, at en enhed er i overensstemmelse med reglerne i den gældende Radio Spectrum Management's (RSM) and Australian Communications and Media Authority (ACMA) vedrørende lovligt salg i New Zealand og Australien. Overensstemmelsesmærkningen R-NZ gælder for radioprodukter, som sælges på det new zealandske marked i henhold til overensstemmelsesniveau A1.

Phonak iCube II er certificeret under:

USA	FCC ID: KWC-ICUBE2
Canada	IC: 2262A-ICUBE2

USB-adapteren til Phonak iCube II er certificeret under:

USA	FCC ID: 079BT402
Canada	IC: 11512A-BT403

Note 1:

Enheden overholder kravene i Del 15 i

FCC-bestemmelserne og RSS-210 i Industry Canada.

Enheden må kun anvendes på følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) denne enhed skal kunne tolerere eventuel interferens, som den måtte modtage, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Note 2:

Ændringer eller modificeringer af enheden, som Phonak ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages.

Note 3:

Enheden er blevet testet og overholder grænserne for

en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i

FCC-bestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada.

Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.

Enheden genererer, anvender og kan udsende radiofrekvenser, og hvis den ikke installeres og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal høreapparatspecialisten forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted.
- Afstanden mellem enheden og modtageren skal øges.
- Enheden skal sluttes til et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

Note 4:

Overholdelse af japansk lov om radiokommunikation og japansk erhvervslov om telekommunikation. Denne enhed overholder den japanske lov om radiokommunikation (電波法) og den japanske erhvervslov om telekommunikation (電気通信事業法).

Enheden må ikke modificeres (i modsat fald vil det bevilgede designationsnummer blive ugyldigt).

Emissionsstandarder:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 55011:2009+A1, CISPR11:2009/AMD1:2010,
CISPR22:1997, CISPR32:2012, ISO 7637-2:2011,
CISPR25:2016, EN 55025:2017

Immunitetsstandarder:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-2:2008,
EN 61000-4-3:2006+A1+A2,
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012,
IEC 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014,
IEC 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014,
IEC 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2010,
IEC 61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004,
IEC 61000-4-11:2004, IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005,
ISO 7637-2:2011

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted med relation til høreapparatet, skal rapporteres til producentens repræsentant og den relevante sundhedsfaglige myndighed. En alvorlig hændelse beskrives som enhver hændelse, som direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kan føre til følgende:

- død hos en patient, bruger eller anden person
- midlertidig eller permanent alvorlig svækkelse af en patients, brugers eller anden persons sundhedstilstand
- en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed.

Uventede anvendelsesmønstre eller hændelser rapporteres til producenten eller dennes repræsentanter.

Omhyggelig, og jævnlig vedligeholdelse af iCube II er med til at sikre en god ydelse og lang levetid. For at sikre en lang levetid tilbyder Phonak AG mindst fem års serviceperiode, efter det pågældende høreapparat er blevet udfaset.

Kontakt repræsentanten for producenten, hvis du vil vide mere om funktioner, fordele, opsætning, brug og vedligeholdelse af tilbehøret. Du kan læse mere i databladet, der følger med produktet.

Kontakt repræsentanten for producenten ved spørgsmål om reparation af høreapparater eller tilbehør.

10. Information om overensstemmelse

Tilsigtet anvendelse: Denne enhed er beregnet til trådløs overførsel af data om tilpasning fra en PC til klientens høreapparater. Tilpasningsdataene overføres fra PC'en til iCube II via Bluetooth-forbindelse på en trådløs USB-Bluetooth-adapter. iCube II konverterer dataene til et trådløst signal på 10,6 MHz, som overføres til høreapparater via halsslyngeantennen. Den kan benyttes til alle trådløse høreapparater fra Phonak fra Venture-, Quest-, Spice+ og Spice-serien.

Målgruppe i befolkningen: Hørespecialister, der tilpasser Phonak-høreapparater.

Indikationer: Konstateret hørenedsættelse og efterfølgende individuel tilpasning af høreapparater.

Kontraindikation: ingen.

Brugsmiljø: iCube II er velegnet til professionel brug på f.eks. høreklinikker.

Oplysninger om antenne:

Antennetype: Ekstern halsslyngeantenne
Driftsfrekvens: 10,6 MHz (trådløst link til høreapparater)
2,402-2,480 GHz/79-kanals FHSS (Bluetooth)
Optaget båndbredde (99 % BB): 500 kHz
Modulation: 8DPSK (trådløst link til høreapparater) GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)
Magnetfeltstyrke @ 10m: < -21 dBμA/m

11. Oplysninger og forklaring af symboler



Med CE-symbolet bekræfter Phonak AG, at dette Phonak-produkt opfylder kravene i direktiv 2017/745 (EU) om medicinsk udstyr og direktiv 2014/53/EU om radioudstyr.



Dette symbol angiver, at de produkter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, overholder kravene til en anvendt del af type B iht. EN 60601-1. Enhedens overflade er angivet som en anvendt del af type B.



Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at klienten læser og overholder de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.



Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at klienten er opmærksom på de relevante advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produksikkerhed.



Temperatur ved transport og opbevaring: -20° til +60° celsius (-4° til +140° fahrenheit).
Driftstemperatur:
0° til 40° celsius
(+32° til +104° fahrenheit)



Skal holdes tør.

11. Oplysninger og forklaring af symboler



Luftfugtighed ved transport og opbevaring: < 90 % (ikke-kondenserende).
Luftfugtighed ved drift:
< 95 % (ikke-kondenserende).



Atmosfærisk tryk: Transport, opbevaring og anvendelse:
500 hPa til 1060 hPa.



Symbolet med krydset over skraldespanden betyder, at denne enhed ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Gamle eller ubrugte enheder skal afleveres til en genbrugsstation til elektronisk affald eller til koncernselskabet, som vil sørge for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og sundheden.



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Phonaks side sker under licens. Øvrige varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Japansk mærke for certificeret radioudstyr.



Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i direktiv (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesmarked. Den autoriserede repræsentant i EU er også importør til EU.



Enheden er medicinsk udstyr.

12. Vigtige sikkerhedsoplysninger

Følgende sider indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed.

Fareadvarsler

⚠ Følgende gælder kun for personer med aktive medicinske enheder (dvs. pacemakere, defibrillator og lignende):
Hold det trådløse høreapparat og trådløst tilbehør i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat. Hvis der mærkes interferens, skal det trådløse høreapparat ikke benyttes, og producenten af det aktive implantat skal kontaktes.
Bemærk, at interferens også kan skyldes elektriske ledninger, elektrostatisk udladning, metaldetektorer i lufthavne etc.
Magneter (dvs. batteriværktøj, EasyPhone-magnet osv.) skal holdes i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat.

⚠ Denne enhed skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år, mentalt handicappede og kæledyr.

⚠ Der må ikke foretages ændringer af enheden, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Phonak.

⚠ Enheden kan tage skade, hvis den åbnes. Hvis der opstår problemer, som ikke kan afhjælpes ved at følge anvisningerne i afsnittet om fejlfinding i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte din lokale Phonak-repræsentant.

⚠ Produktet har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes. Prøv ikke på at åbne produktet eller fjerne batteriet, da dette kan medføre personskaade og beskadige produktet.


⚠ For at undgå elektrisk stød må der kun anvendes tilbehør, som er godkendt af Phonak AG.

⚠ Hvis enheden, dens konnektorer eller kabler anvendes til andet end det tiltænkte formål som beskrevet i denne betjeningsvejledning (f.eks. hvis USB-kablet lægges om halsen), kan det forårsage personskaade.

⚠ Ved betjening af maskiner skal det sikres, at ingen af delene kan sætte sig fast i maskinen.

12. Vigtige sikkerhedsoplysninger

- ⚠ Opladeren må kun bruges sammen med EN 60950- og/eller EN60601-1-certificeret udstyr med en nominel spænding på 5 V DC, min. 500 mA.



- ⚠ Forsigtig: elektrisk stød. Sæt aldrig kun selve stikket i en stikkontakt.
- ⚠ Enheden må ikke anvendes i områder, hvor der er eksplosionsfare (i miner eller industriområder, hvor der er eksplosionsfare, og i iltholdige miljøer eller områder, hvor der håndteres brændbare anæstesimidler), eller på steder, hvor det er forbudt at bruge elektronisk udstyr.
- ⚠ Anvendelse af denne enhed i umiddelbar nærhed af andet udstyr bør undgås, da det kan medføre funktionsfejl. Hvis dette ikke kan undgås, skal det kontrolleres, at både denne enhed og det andet udstyr fungerer, som det skal.

- ⚠ Brug af andet tilbehør, andre omformere og andre kabler end dem, der leveres eller anbefales af producenten af dette udstyr, kan medføre øget elektromagnetisk emission eller forringet elektromagnetisk immunitet og føre til funktionsfejl.

- ⚠ Bærbart RF-kommunikationsudstyr (eksempelvis perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes inden for en afstand på 30 cm fra nogen del af iCube II, heriblandt de kabler, som producenten anbefaler. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for forringelse af denne enheds ydeevne.

Information om produktsikkerhed

- ① Enheden skal beskyttes mod for meget fugt (badning, svømning), for meget varme (radiator, bilens instrumentbræt) og direkte kontakt med huden, når du sveder.
- ① Enheden må ikke tabes. Hvis enheden tabes på en hård overflade, kan den blive beskadiget.

12. Vigtige sikkerhedsoplysninger

- ① Halsklyngen må ikke frakobles, mens enheden sender signaler til høreapparaterne.
- ① Beskyt enhedens koblinger, stik, ladestik og strømforsyning mod støv og snavs.
- ① Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre varmeapparater til at tørre enheden.
- ① Den digitalt kodede induktionstransmissionsteknologi, som anvendes i enheden, er særdeles driftssikker og påvirkes stort set ikke af interferens fra andre enheder. Det skal dog bemærkes, at hvis høresystemet anvendes i nærheden af computerudstyr, større elektroniske installationer eller andre kraftige elektromagnetiske felter, kan det være nødvendigt at holde en afstand på mindst 60 cm til det forstyrrende udstyr for at sikre, at det fungerer korrekt.
- ① Enheden skal holdes mindst 10 cm væk fra alle slags magneter.
- ① Slut ikke et USB-kabel på over 3 meter til enheden.

- ① Når enheden ikke er i brug, skal den slukkes, halsklyngen skal være lukket, og enheden skal opbevares et sikkert sted.

Andre vigtige oplysninger

- ① Hvis der anvendes flere enheder i samme bygning, skal du være opmærksom på, at enhedernes induktionsfelter kan forstyrre hinanden, hvis de er inden for en afstand af 2 meter fra hinanden. Dette kan endda ske, hvis enhederne anvendes i forskellige lokaler.
- ① Elektronisk udstyr med høj effekt, større elektroniske installationer og metalstrukturer kan begrænse og reducere rækkevidden betydeligt.
- ① Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du gå væk fra det forstyrrende felt.

