

Phonak DECT

Schnurlostelefon

Gebrauchsanweisung



PHONAK
life is on

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

Phonak DECT CP1

Phonak DECT II

Hörgeräte-Kompatibilität

Dieses Produkt verwendet eine spezielle drahtlose Verbindung zu Ihren Phonak Hörgeräten. Lassen Sie sich die Kompatibilität Ihrer Hörgeräte durch Ihren Hörgeräteakustiker bestätigen.

Die Kompatibilität kann mithilfe des Demo-Modus überprüft werden (→ Kapitel 3.8).

Inhalt

1. Willkommen	7
2. Lernen Sie Ihr Telefon kennen	8
2.1 Packungsinhalt überprüfen	8
2.2 Wie das Telefon funktioniert	9
2.3 Gerätebeschreibungen	10
3. Erste Schritte	15
3.1 Das Ladegerät vorbereiten	15
3.2 Die Basis anschließen	16
3.3 Den Akku einlegen	17
3.4 Laden des Mobilteils	18
3.5 Display-Sprache ändern	19
3.6 Datum und Uhrzeit einstellen	20
3.7 Ort einstellen	21
3.8 Verbindung zum Hörgerät testen	22
3.9 Bestehende Kontakte übernehmen	24

4. Täglicher Gebrauch	26
4.1 Anruf starten und beenden	26
4.2 Mobilteil-Mikrofon stumm schalten	28
4.3 Telefonieren mit Phonak Hörgeräten	28
4.4 Lautstärke einstellen	31
4.5 Klingeltöne einstellen	32
4.6 Mobilteil ein- / ausschalten	34
4.7 Kontakteintrag erstellen	35
4.8 Kontakt suchen	38
4.9 Mobilteil suchen	39
4.10 Anruferliste bedienen	41
4.11 Ereignisse im Menü Eingang	42
4.12 Anrufbeantworter „Sprachbox“	42
4.13 Weitere Funktionen beim Telefonieren	44
5. Einstellungen am Mobilteil	45
5.1 Tastensperre	46
5.2 Klingeltöne ein- / ausschalten	47
5.3 Weitere Funktionen der Kontaktliste	48

5.4 Weitere Einstellungen am Mobilteil	50
5.5 Weckerfunktion	53
5.6 Gürtelclip montieren	56
5.7 Anzeige der Empfangsstärke	57
5.8 Eco-Modus	58
5.9 Anzeige des Akkustatus	59
5.10 Mehrere Mobilteile an einer Basis	60
5.11 Bestehende Basis nutzen	63
5.12 Akku wechseln	64
6. PIN-Codes und Zurücksetzen der Einstellungen	65
6.1 PIN Codes ändern	65
6.2 Zurücksetzen der Einstellungen	65
6.3 System-PIN zurücksetzen	66
7. Fehlerbehebung	67
8. Informationen zur Produktsicherheit	70

9. Service und Garantie	72
9.1 Garantie im Erwerbsland	72
9.2 Internationale Garantie	72
9.3 Garantiebeschränkung	73
10. Informationen zur Produktkonformität	74
11. Hinweise und Symbolerklärungen	84
12. Wichtige Sicherheitsinformationen	87

1. Willkommen

Das Phonak DECT Schnurlostelefon ist ein Qualitätsprodukt von Phonak, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Hörgerätetechnologie.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um alle Möglichkeiten, die Ihnen dieses Produkt bietet, nutzen zu können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker oder informieren sich auf www.phonak.com/dect

Phonak – life is on


www.phonak.com




2. Lernen Sie Ihr Telefon kennen

2.1 Packungsinhalt überprüfen

Netzteil mit
Adaptern



EU



US/CAN



Telefonkabel RJ11
mit Adaptern



D



CH




Mobilteil

Akku

Gürtelclip für
Mobilteil

Akkuab-
deckung



DECT Basis und
Ladegerät („Basis“)

2.2 Wie das Telefon funktioniert

Dieses Schnurlostelefon erleichtert durch die Integration der drahtlosen Phonak Funktechnologie das Telefonieren mit Phonak Hörgeräten.

Das Telefonsignal wird drahtlos und in digitaler Qualität an beide Hörgeräte gesendet.



Wird das Mobilteil an die Hörgeräte gehalten, so schalten diese automatisch in das Telefonprogramm.


Die Nutzung des Telefons ist natürlich auch ohne Hörgeräte möglich.

2. Lernen Sie Ihr Telefon kennen

2.3 Gerätebeschreibungen


Die Basis

Die Basis wird an die Telefonleitung angeschlossen und ist zugleich die Ladestation des Mobilteils.



1

1 Ladekontakte



2

3


4

- 2 Stromversorgung
- 3 Paging- und Pair-Taste
- 4 Analoger Anschluss
Telefonleitung

i Der Standard PIN-Code der Basis ist „0000“.

i Basis und Mobilteil sind bereits werkseitig gekoppelt.

Das Mobilteil




i Um die Display-Sprache zu ändern gehen Sie wie in Kapitel 3.5 beschrieben vor.

2. Lernen Sie Ihr Telefon kennen


- 1 Hörer
- 2 Lautstärke lauter/leiser
- 3 Verstärkungstaste  
2 Sek. drücken = Hörgeräte-Test (Demo-Modus)
- 4 Freisprechen ein / aus
- 5 Sprechen/Wahlwiederholung
- 6 2 Sek. drücken  = Sprachbox-Nummer wählen
- 7 2 Sek. drücken  = Alle Klingeltöne ein / aus
- 8 Mikrofonöffnungen
- 9 2 Sek. drücken  = Internationale Vorwahl „+“ wählen
- 10 2 Sek. drücken  = Tastensperre ein / aus
- 11 Nummerntasten
- 12 Steuertasten
- 13 Anruf beenden/ Zurück (eine Menüebene höher)
2 Sek. drücken  im Ruhezustand = Mobilteil ein/aus
- 14 Funktionstaste
- 15 Displaytasten
- 16 Kontextmenü (je nach Anzeige die Displaytasten verwenden, um eine Funktion auszuwählen)
- 17 Display
- 18 3,5mm Kopfhörerbuchse
- 19 Hinweislicht

Beispielanzeige im Ruhezustand



- 1 Uhrzeit
- 2 Datum
- 3 Wecker ein
- 4 Akku und Ladezustand
- 5 Klingelton aus
- 6 Tasten gesperrt
- 7 Mobilteil Name (sichtbar, wenn mehr als ein Mobilteil mit derselben Basis verwendet wird)
- 8 Signalstärke von der Basis

Beispielanzeige bei bestehender Verbindung



- 1 Kontextabhängige Funktionen
- 2 Gesprächsdauer
- 3 Telefonnummer oder Name
- 4 Anzeige laufendes Gespräch
- 5 Verstärkungsmodus ein
- 6 Mobilteilmikrofon stumm
- 7 Freihändig ein


i Die Displayanzeige variiert je nach gewählten Einstellungen.

2. Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Menüpunkte

Drücken Sie  um das Menü zu öffnen; navigieren Sie über die Pfeiltasten.

Drücken Sie  um zurück zu gehen.




3. Erste Schritte

3.1 Das Ladegerät vorbereiten

1. Wählen Sie den richtigen Adapter aus.



US




EU



UK


2. Führen Sie das runde Ende des Adapters in das runde Ende des Netzteils.

3. Drücken Sie auf das untere Ende des Adapters bis es einrastet. Der Adapter muss vollständig eingerastet sein.



Um den Adapter abzuziehen:

- Ziehen Sie die Entriegelungslasche des Netzteils nach unten.
- Ziehen Sie den Adapter vorsichtig nach oben ab.




3. Erste Schritte

3.2 Die Basis anschließen

❶ Stellen Sie die Basis auf eine rutschfeste, ebene Unterlage.

1. Schließen Sie den mini-USB Anschluss an der Basis und das Netzteil an einer Steckdose an.
2. Schließen Sie das Telefonkabel am Leitungseingang der Basis und an der analogen Telefonbuchse an.



Verwenden Sie bei Bedarf einen Telefon-Adapter.


❶ Das Telefon funktioniert nur wenn das Netzgerät an der Basis und der Steckdose eingesteckt ist.

3.3 Den Akku einlegen

⚠ Verwenden Sie nur den von Phonak gelieferten Li-Ion-Akku, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind.

1. Halten Sie den Akku so, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Führen Sie zuerst die Seite ein, auf der sich die Kontakte befinden.
3. Drücken Sie dann die andere Seite des Akkus hinein. Das Telefon schaltet sich automatisch ein und Sie hören die Startmelodie.
4. Legen Sie die Akku-Abdeckung bündig auf den Akku.
5. Schieben Sie sie vorsichtig vor, bis sie einrastet.

ⓘ Um die Akku-Abdeckung abzunehmen, drücken Sie zuerst den kleinen Riegel an der Unterseite und ziehen dann die Abdeckung ab.




3. Erste Schritte

3.4 Laden des Mobilteils

i Das Mobilteil darf ausschließlich in der Basis geladen werden.

Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen, um den Akku zu laden.

Spätestens wenn das Akkusymbol nur noch einen Balken anzeigt ($<25\%$), sollte das Mobilteil geladen werden.



Erstes Laden

Eine korrekte Anzeige des Ladezustandes ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen und dann entladen wird:

- Stellen Sie das Mobilteil deshalb zuerst für 8 Stunden zum Laden in die Basis.
- Nehmen Sie es anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn der Akku vollständig entladen ist.

i Der Akku kann sich während des Ladens leicht erwärmen.

3.5 Display-Sprache ändern

Sprache, Land, Zeit und Datum sind notwendige Einstellungen, damit Ihr Telefon korrekt funktioniert.

Language	
English	✓
Deutsch	
Français	
Italiano	

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie automatisch nach der Sprache gefragt:

- Sprache über ▼ auswählen und mit  bestätigen.

 Drücken Sie jeweils die Beenden-Taste  um eine Menü-Ebene zurückzugehen oder eine Eingabe rückgängig zu machen.

Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann .
- Drücken Sie die Taste ▼ bis Untermenü **Sprache** erscheint, dann .
- Drücken Sie die Taste ▼ bis Ihre gewünschte Sprache markiert ist, dann .



3. Erste Schritte

- ❗ Nachdem Sie die Sprache erstmals eingestellt haben, können Sie einen Test mit den Hörgeräten durchführen. Bitte befolgen Sie den Anweisungen auf dem Display (→ Kapitel 3.8).

3.6 Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▼ bis Untermenü **Datum/Uhrzeit** erscheint, dann **OK**.
- Mit der Taste ▼ wählen Sie nacheinander **Uhrzeit** und **Datum** und stellen diese mit Hilfe der Ziffern **0–9** richtig ein.



- ❗ Sie können die Tasten ◀/▶ verwenden, um Eingaben zu überschreiben.

Zeitformat einstellen:

- Drücken Sie die Taste ▼ um das **Zeitformat** zu wählen, dann **OK**.
- Wählen Sie das Zeitformat über die Tasten ◀/▶.
- Drücken Sie am Ende die Display-Taste **Speichern**.

-
- ❗ Datum und Uhrzeit werden immer in der Basis gespeichert.
Nach einem Stromausfall muss die Uhrzeit und das Datum neu eingestellt werden.

3.7 Ort einstellen

Achtung: Damit alle Funktionen fehlerfrei arbeiten, muss das Land, in dem das Telefon betrieben wird, eingestellt sein.

Um das Land einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann . 
- Drücken Sie die Taste ▼ bis Untermenü **Standort** erscheint, dann .
- Mit den Tasten ◀/▶ wählen Sie das Land, in dem Ihr Telefon genutzt wird, aus der Liste aus. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

- ❗ Sie können in diesem Untermenü auch die **Landeskennzahl**, **Nationale Vorwahl** und **Internat. Vorwahl** ändern, falls diese nicht automatisch korrekt angezeigt werden.

3. Erste Schritte

❶ Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie eines mit ähnlichen Telefonkonditionen oder **Andere** aus.

❶ Wenn Sie ein Land wählen, in dem das Zeitformat „am/pm“ verwendet wird, wird die Zeitanzeige automatisch an dieses angepasst. Informationen zum Umstellen des Zeitformats finden Sie in Kapitel 3.6.

3.8 Verbindung zum Hörgerät testen

Drücken Sie die Verstärkungs-Taste etwas länger, um den Test zu starten.

Halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, bis eine Testnachricht drahtlos an Ihre Hörgeräte übertragen wird.



Sie können die Verbindung auch über das Menü überprüfen:

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Hörgerät** erscheint, dann **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▼ bis Untermenü **Verbindung prüfen** erscheint, dann **OK**.



Sobald **Demo läuft...** auf dem Display erscheint, das Mobilteil zum Hörgerät führen (max. 25 cm Abstand von beiden Hörgeräten).



❶ Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ton durch die Drahtlos-Übertragung hören und nicht über die Hörgerätemikrofone.

❷ Je nach Position kann die Übertragung unterbrechen. Das ist normal.

- Verwenden Sie die Lautstärke-Tasten, um die Lautstärke angenehm einzustellen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Beenden** um den Test zu beenden.

❸ Der Test wird nach 15 Minuten automatisch beendet.

Der Test ist in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar, gemäß der Spracheinstellung des Telefons. Ist eine andere Sprache als eine der vier eingestellt, wird die Nachricht in Englisch abgespielt

3. Erste Schritte

3.9 Bestehende Kontakte übernehmen

Falls Sie bereits ein DECT-kompatibles Schnurlostelefon besitzen, sollte es möglich sein, die Kontaktdaten auf das Phonak DECT zu übertragen.

Dazu muss das bestehende Mobilteil zuerst an der Phonak Basis angemeldet werden. Lesen Sie dazu die Gebrauchsanweisung des bestehenden Mobilteils und melden Sie es an der Phonak Basis an (→ Kapitel 5.10).

Übertragen Sie Ihre Kontakte von Ihrem bestehenden Mobilteil auf die Basis.

Die Kontaktdaten können später auf der Phonak Basis bleiben, oder auf das Phonak-Mobilteil übertragen werden.

i Ihr Mobilteil muss grundsätzlich Kontaktübertragung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Telefons.

Ihr Telefon ist jetzt funktionsbereit: Was möchten Sie als Nächstes tun?

Display-Sprache ändern	Kapitel	3.5
Anruf starten und beenden	Kapitel	4.1
Lautstärke einstellen	Kapitel	4.4
Klingeltöne einstellen	Kapitel	4.5
Kontakteintrag erstellen	Kapitel	4.7
Anrufbeantworter „Sprachbox“	Kapitel	4.12
Mehrere Mobilteile an einer Basis	Kapitel	5.10

4. Täglicher Gebrauch

4.1 Anruf starten und beenden

Einen Anruf tätigen

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Ziffernfeld ein. Eine falsche Eingabe kann durch Drücken der Display-Taste **Löschen** korrigiert werden.
- Drücken Sie anschließend die Annehmen-Taste  um die Verbindung aufzubauen.



 Sie können die Leitung **belegen** bevor Sie eine Nummer wählen, indem Sie die Annehmen-Taste  länger drücken.

 Während des Gesprächs werden die gewählte Nummer und die laufende Gesprächsdauer im Display angezeigt. Falls Sie die Nummer in Ihrer Kontaktliste mit Namen gespeichert haben, erscheint dieser.

Ein Gespräch beenden

Um ein Telefongespräch zu beenden, drücken Sie die Beenden-Taste .

Einen Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird zusätzlich zum Klingelton durch das blinkende Hinweislicht, im Display und, falls eingeschaltet, durch Vibration signalisiert.

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Annehmen-Taste .

 Während des Klingelns kann das Telefon mit der Display-Taste **Stumm** lautlos geschaltet werden.

Automatische Rufannahme

Ein Anruf wird automatisch angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basis genommen wird. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:




- Drücken Sie die Taste  bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann .
- Drücken Sie die Taste  bis Untermenü **Basis** erscheint, dann .
- Wählen Sie über die Tasten / die entsprechende Einstellung **Ein** oder **Aus**.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern** um die Einstellung zu übernehmen.

4. Täglicher Gebrauch

4.2 Mobilteil-Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils mit der Display-Taste **Stumm** während eines Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner kann Sie dann nicht mehr hören.



Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Display-Taste **Stumm** erneut.

4.3 Telefonieren mit Phonak Hörgeräten

- ① Die drahtlose Übertragung des Telefongesprächs ist nur zu Phonak Hörgeräten möglich.
- ① Eine spezielle Konfiguration der Hörgeräte oder des Telefons ist nicht nötig. Das Telefonprogramm kann jedoch von Ihrem Hörgeräteakustiker feinangepasst werden.
- ① Falls Sie trotz der nachfolgenden Beschreibung keine drahtlose Verbindung zu den Hörgeräten herstellen können, kontaktieren Sie bitte Ihren Hörgeräteakustiker.

Zu den Hörgeräten verbinden

Halten Sie das Mobilteil einfach nah an Ihre Hörgeräte während Sie telefonieren (max. 25 cm Abstand von beiden Hörgeräten).

Die Hörgeräte schalten automatisch auf das Telefonprogramm um. Je nach Einstellung Ihrer Hörgeräte hören Sie dabei den Umschalton.

- ① Für die drahtlose Verbindung zu den Hörgeräten ist ein aktiver Anruf notwendig. Das Mobilteil darf weder im Freisprech-Modus sein, noch mit Kopfhörer betrieben werden, da sonst die drahtlose Übertragung abgeschaltet wird.
- ① Verfügen Ihre Hörgeräte nicht über die drahtlose Phonak-Technologie, so können Sie über ein vorhandenes Telefonspulen-Programm Ihres Hörgerätes dennoch bessere Klangqualität erreichen.

4. Täglicher Gebrauch

Richtiges Halten des Mobilteils

Ihre Stimme wird durch die Mikrofon-Öffnungen im Mobilteil aufgenommen. Halten Sie das Mobilteil deshalb nahe am Mund.



Der Anruf wird vom Mobilteil gleichzeitig drahtlos über Ihre Hörgeräte und über den Hörer übertragen. Sollte es für Sie unangenehm klingen, wenn das Gespräch gleichzeitig über die Hörgeräte und den Hörer des Mobilteils zu hören ist, drehen Sie den oberen Teil des Mobilteils von Ihrem Ohr weg.


Verbindung zu den Hörgeräten trennen

Wenn das Mobilteil von den Hörgeräten entfernt, der Anruf beendet, oder der Freisprech-Modus eingeschaltet wird, schalten die Hörgeräte automatisch in das zuletzt benutzte Hörprogramm zurück.

i Das Zurückschalten dauert 1 bis 3 Sekunden, je nach Hörgerätemodell.

4.4 Lautstärke einstellen


Benutzen Sie die seitlichen Lautstärke-Tasten **+/-** um die Lautstärke während des Gesprächs einzustellen.



Auf dem Display wird die aktuelle Lautstärke durch  Balken kurz angezeigt und automatisch gespeichert.

- i** Die Einstellung der Lautstärke des Mobilteils bestimmt gleichzeitig die Lautstärke des drahtlosen Signals.

Die Verstärkungstaste für zusätzliche Lautstärke
Durch Drücken der seitlichen Verstärkungstaste während eines Gesprächs wechselt das Mobilteil in einen zweiten Lautstärkebereich. Im Display erscheint das entsprechende Symbol.



Die Lautstärke lässt sich für diese Funktion separat über die Lautstärketasten **+/-** einstellen und ist bis maximal 15 dB lauter als auf der höchsten Stufe im normalen Betrieb.



- i** Dieser Modus ist im Freisprech- oder Kopfhörerbetrieb nicht möglich.

4. Täglicher Gebrauch

Durch erneutes Drücken der Verstärkungstaste  wechselt das Mobilteil zurück in den normalen Lautstärkebereich und das entsprechende Symbol erlischt.

Ein neues Telefongespräch wird immer im normalen Lautstärke-Modus gestartet.

 Bitte informieren Sie andere Nutzer Ihres Telefons über diese Einstellung, da diese Funktion für Normalhörende als sehr laut empfunden werden kann.

4.5 Klingeltöne einstellen

 Die Klingeltöne werden nicht drahtlos zu den Hörgeräten übertragen.

Wählen Sie Ihre individuellen Klingeltöne im Menü Audio Einstellungen:

- Drücken Sie die Taste  bis Menü **Audio Einstell.** erscheint, dann .
 - Drücken Sie die Taste  bis Untermenü **Klingeltöne** erscheint, dann .
 - Drücken Sie die Taste  bis **Externer Anruf** erscheint, dann .
- 

Nun können Sie folgende Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen:

■ **Melodie**

Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste **1–12**, den Sie auch ohne Hörgeräte gut wahrnehmen können.

■ **Lautstärke**

Wählen Sie die Lautstärke **1–5** des Klingeltons so, dass es für Sie und Ihre Umgebung angenehm ist.

■ **Ansteigend**

Wählen Sie **Ein**, damit der Klingelton während es klingelt immer lauter wird.

■ **Verzögerung**

Sie können eine Verzögerung des Klingeltons definieren ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Anruf empfangen wird.

Drücken Sie die Display-Taste **Speichern** um die Einstellung zu übernehmen.



Die Lautstärke der Klingeltöne kann im Ruhezustand einfach eingestellt werden, indem Sie die Lautstärketasten **+ / -** drücken. Interne Anrufe von anderen Mobilteilen werden dabei nicht verändert.




4. Täglicher Gebrauch

4.6 Mobilteil ein- / ausschalten/ Ruhezustand

Ruhezustand

Drücken Sie so oft die Beenden-Taste  bis das Display im Ruhezustand ist. Das Mobilteil geht nach 1 Minute automatisch in den Ruhezustand.



Ausschalten

- Drücken Sie die Beenden-Taste  2 Sekunden, bis das Phonak Logo im Display erscheint.

Einschalten

- Zum Einschalten drücken Sie kurz die Beenden-Taste  oder stellen das Mobilteil einfach in die Basis.

 Das Phonak Start-Logo erscheint im Display und die Phonak Startmelodie ertönt.

4.7 Kontakteintrag erstellen

Das Telefon bietet 2 Kontaktlisten. Eine in der Basis und eine im Mobilteil.



Mobilteil

- Kontakte, die Sie unter **Kontakte** → **Mobilt.** gespeichert haben, sind nur in diesem Mobilteil sichtbar.
- Es können bis zu 100 Einträge mit je 3 Telefonnummern gespeichert werden.
- Der Klingelton und dessen Lautstärke kann pro Eintrag individuell eingestellt werden.

Basis

- Kontakte, die Sie unter **Kontakte** → **Basis** gespeichert haben, sind für alle an der Basis angemeldeten Mobilteile sichtbar.
- Es können bis zu 200 Einträge mit je 3 Telefonnummern gespeichert werden.

i Um das spätere Suchen zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen, Kontakte immer in der gleichen Kontaktliste zu speichern.

4. Täglicher Gebrauch

① Empfehlung: Wenn Sie nur ein Mobilteil an der Basis betreiben, wählen Sie **Kontakte Mobilt.**. Wenn Sie mehrere Mobilteile an der Basis betreiben (→Kapitel 5.10), wählen Sie **Kontakte Basis**.

① Sie können Kontakte später zwischen den Kontaktlisten kopieren.

Kontakteinträge erstellen

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Kontakte** erscheint, dann . 
- Sie können nun mit der Taste ▼ wählen, ob Sie einen Eintrag in **Kontakte Mobilt.** oder in **Kontakte Basis** erstellen wollen, dann .
- Drücken Sie die Taste ▼ bis **+ Neuer Eintrag** erscheint, dann .
- Geben Sie die Kontaktdaten mit Hilfe des Zahlen- und Buchstabenfeldes **A-Z/0-9** ein.

① Wenn Sie die Nummer im Mobilteil speichern, können Sie zusätzlich die **Melodie** und die **Lautstärke** des Klingeltons für diesen Kontakt mit ◀/▶ einstellen (die Einstellung **Standard** bedeutet, dass die globalen Einstellungen verwendet werden, siehe →Kapitel 4.5).

- Je nach Feld, welches Sie gerade bearbeiten, speichern Sie den Eintrag oder Änderungen direkt mit der Display-Taste **Speichern** oder über **Option** → **Speichern**.

① Während der Eingabe von Buchstaben können Sie mit der Taste  Groß- und Kleinschreibung einstellen. Mit den Tasten **1** und **0** gelangen Sie zu weiteren Sonderzeichen.

4. Täglicher Gebrauch

4.8 Kontakt suchen

Schnellzugriff

Springen Sie über das Zahlen- /Buchstabenfeld direkt zum Anfangsbuchstaben Ihres Kontaktes in der Kontaktliste, indem Sie den entsprechenden Buchstaben im Ruhezustand lange drücken.

Beispiel: Taste **7** (P, Q, R, S) drücken und halten. Im Display erscheint die Kontaktliste zum Buchstaben P. Taste **7** danach sofort kurz drücken bis Sie beim Q, R oder S angekommen sind.

 Auf welche Kontaktliste zugegriffen wird, können Sie wie unter Kapitel 5.3 beschrieben definieren.

Zugriff über das Kontaktmenü




- Drücken Sie die Taste **►** bis Menü **Kontakte** erscheint, dann .
- Wählen Sie mit **▼** den Ort, wo Sie den Kontakt suchen möchten (**Kontakte Mobil.**, **Kontakte Basis** oder **Interner Anruf**), dann .
- Verwenden Sie die Pfeiltasten **▼/▲** um den gewünschten Kontakt zu suchen.

❶ Bei vielen Einträgen ist es einfacher einen Namen, zum Beispiel „Mike“ direkt zu suchen. Drücken Sie die Taste **6** (für „M“) um alle Namen, die mit „M“ beginnen anzuzeigen. Dann 3x kurz hintereinander **4** (=G, H, I) drücken, bis „Mi“ angezeigt wird.

- Drücken Sie **OK** wenn Sie den Namen gefunden haben, dann **▼** bis die gewünschte Nummer markiert ist, dann **OK** zum Starten des Wählvorgangs.

4.9 Mobilteil suchen

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen, solange das Mobilteil eingeschaltet ist und sich im Funkbereich der Basis befindet. Drücken Sie dazu die **Pair**-Taste auf der Rückseite der Basis.



Alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.

- Beenden Sie den Anruf einzeln an jedem Mobilteil mit der Beenden-Taste .
- Durch erneutes kurzes Drücken der **Pair**-Taste auf der Rückseite der Basis wird das Klingeln auf allen Mobilteilen gestoppt.

4. Täglicher Gebrauch

4.10 Anruferliste bedienen

Sie können die letzten 150 eingehenden, ausgehenden oder verpassten Anrufe im Menü **Anrufe** abrufen:

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Anrufe** erscheint, dann .
- Springen Sie mit der Taste ▼ von Feld zu Feld **Verpasst**, **Angenommen**, **Abgehend** oder **Alle** und öffnen Sie die gewünschte Liste mit dann .
- Wählen Sie mit der Taste ▼ die gewünschte Nummer aus der Liste aus.



 Die Liste aller Anrufe können Sie auch direkt aufrufen, indem Sie die Annehmen-Taste  kurz drücken.

 Ist eine der Nummern in der Kontaktliste gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

- Mit  wird der Wählvorgang gestartet.

 Damit die Anruferliste korrekt angezeigt wird, muss die Rufnummernübermittlung (CLIP) einwandfrei funktionieren. Ihr Netzbetreiber kann hier Auskunft geben.

Über die Display-Tasten können Sie die Einträge bearbeiten:

- **Löschen**: Löscht den aktuellen Eintrag aus der Anruferliste (die Kontaktliste bleibt erhalten).
- **Option** → **Speichern**: Speichert den aktuellen Eintrag in der Kontaktliste.
- **Option** → **Alle löschen**: Löscht sämtliche Einträge aus der Anruferliste (die Kontaktliste bleibt erhalten).

4.11 Ereignisse im Menü Eingang



Bei verpassten Anrufen, Nachrichten auf der Sprachbox und anderen neuen Ereignissen erscheint im Hauptmenü der Menüpunkt **Inbox** und das Hinweislicht blinkt.

Öffnen Sie die Liste der Ereignisse mit **OK** und führen Sie die Aktion gemäß den Anweisungen auf dem Display durch.

4. Täglicher Gebrauch

4.12 Anrufbeantworter „Sprachbox“

Einrichten der Sprachbox



Die Sprachbox ist der Anrufbeantworter im Netz Ihres Anbieters.

i Sie können die Sprachbox erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Anbieter beantragt haben.

Bevor Sie Ihre Sprachbox nutzen können, muss diese eingerichtet werden:

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann **OK**.
- Springen Sie mit der Taste ▼ bis Untermenü **Sprachbox** erscheint, dann **OK**.
- Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach der Nummer für die Sprachbox und geben Sie diese im Feld **Nummer** ein.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern** um die Einstellung zu übernehmen.



i Falls die Nummer später wechselt, kann diese einfach überschrieben werden.



Tägliche Nutzung der Sprachbox

Wenn eine Nachricht für Sie eintrifft, erhalten Sie ein Signal von Ihrem Netzbetreiber mit dem Symbol und der Anzahl erhaltener Nachrichten.

- Drücken Sie die Taste  für 2 Sek. um die Sprachboxnummer anzurufen.
- Um ihre Nachrichten abzuhören, folgen Sie den Anweisungen der Sprachbox Ihres Netzbetreibers.

 Während Sie auf die Anzeige sehen oder Tasten bedienen wird die Übertragung zu Ihren Hörgeräten wegen der Distanz zeitweise abbrechen. Benützen Sie in diesem Fall besser die Freisprecheinrichtung, indem Sie die Lautsprecher-Taste  drücken.


 Die Steuerung der Sprachbox ist vom Netzbetreiber abhängig. Bitte informieren Sie sich direkt bei Ihrem Netzbetreiber über alle Funktionen, die Ihnen zur Steuerung der Sprachbox zur Verfügung stehen

4. Täglicher Gebrauch

4.13 Weitere Funktionen beim Telefonieren

Freihändig sprechen

Der Freisprech-Modus wird ein- und ausgeschaltet, wenn Sie während einer aktiven Verbindung die Lautsprecher-Taste  drücken. Die Lautstärke wird über die + / - Tasten eingestellt.



-  Im Freisprech-Modus wird das Gespräch nicht drahtlos an die Hörgeräte gesendet!
-  Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.
-  Durch Drücken der Verstärkungstaste wird der Freisprech-Modus beendet.



5. Einstellungen am Mobilteil

Kopfhörer verwenden

Sie können zum Telefonieren einen Kopfhörer oder ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon) mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker an Ihr Mobilteil anschliessen.

Stecken Sie den Kopfhörer auf der Seite in das Mobilteil ein. Auf dem Display erscheint ein Kopfhörersymbol.

- ① Bei Verwendung eines Kopfhörers wird weiter das Mikrofon des Mobilteils benutzt.
- ① Falls Sie ein Headset verwenden, muss dieses Apple-kompatibel sein.
- ① Solange ein Kopfhörer oder Headset eingesteckt ist, findet keine drahtlose Übertragung zu den Hörgeräten statt.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.1 Tastensperre

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Mobilteils.

Tastensperre aktivieren: Drücken Sie die Taste  im Ruhezustand für 2 Sekunden, bis im Display **Gerät mit # entsperren** erscheint.



Das Schloss-Symbol  im Display zeigt an, dass das Mobilteil gesperrt ist.

Tastensperre deaktivieren: Drücken Sie die Taste  im Ruhezustand für 2 Sek. bis im Display **Gerät entsperrt** erscheint.




 Notrufnummern können auch mit aktiver Tastensperre gewählt werden. Die Notrufnummern sind länderabhängig. Bitte beachten Sie, dass der Standort eingestellt sein muss (→ Kapitel 3.7).

 Ankommende Anrufe können auch mit aktiver Tastensperre angenommen werden.

5.2 Klingeltöne ein- /ausschalten

Klingeltöne aus: Drücken Sie die Taste  im Ruhezustand für 2 Sek. bis im Display **Klingelton aus** erscheint.



Klingeltöne ein: Drücken Sie die Taste  im Ruhezustand für 2 Sek. bis im Display **Klingelton ein** erscheint.

Das Melodie-Symbol  im Display zeigt an, dass die Klingeltöne ausgeschaltet sind.

- ① Klingeltöne können auch über die seitlichen Tasten **+/-** oder **Audio Einstell.** lautlos geschaltet werden. Das Melodie-Symbol  wird in einem solchen Fall nicht angezeigt.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.3 Weitere Funktionen der Kontaktliste

Wahl der Kontaktliste für den Schnellzugriff

Über **Einstellungen** → **Kontakte** → **Kurzwahl mit**, können Sie wählen, in welche Kontaktliste (Mobilteil, Basis oder Intern) der Schnellzugriff springen soll.

Kontakte sortieren

Über **Einstellungen** → **Kontakte** → **Sortierung** können Sie wählen, ob nach **Name, Vorname** oder **Vorname, Name** sortiert wird.

Groß-, Kleinschreibung einstellen

Sie können während der Texteingabe zwischen Groß- und Kleinschreibung wählen. Drücken Sie im Textmodus die Taste  bis der gewünschte Modus unten im Display erscheint.

Abc	Großschreibung nur erster Buchstabe
ABC	Großschreibung aller Buchstaben
abc	Kleinschreibung

Zum Einfügen von Leerzeichen verwenden Sie die Taste **O+**.

Kontakte bearbeiten

Gespeicherte Kontakte können jederzeit geändert, vom Mobilteil zur Basis, von der Basis zum Mobilteil kopiert oder gelöscht werden. Gehen Sie dazu zu dem entsprechenden Kontakt in der Kontaktliste und wählen Sie was Sie tun möchten:

- **Ändern** um die Felder dieses Kontaktes zu ändern oder eine neue Nummern hinzuzufügen.
- **Option.** → **Löschen** um den Eintrag zu löschen.
- **Option.** → **Kopieren** um den Eintrag vom Mobilteil zur Basis, oder von der Basis zum Mobilteil zu kopieren.
- **Option.** → **Alle Kopieren** um sämtliche Kontakte vom Mobilteil zur Basis, oder von der Basis zum Mobilteil zu kopieren.
- **Option.** → **Alle Löschen** um sämtliche Kontakte der aktuellen Kontaktliste zu löschen.

i Wenn sie hier mit Ja, bestätigen, werden alle Kontakte der aktuellen Kontaktliste unwiderruflich gelöscht! Auch Phonak kann diese nicht mehr herstellen.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.4 Weitere Einstellungen am Mobilteil

Display anpassen

Sie können das Display über **Einstellungen** → **Anzeige** anpassen:

- Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die für Sie angenehm ist über **Design** → **Weiß** oder **Grau**.
- **Beleuchtung** → **In Basis** und **Ausserhalb Basis**: Diese Funktion definiert, ob das Display nach einer Minute dunkel wird oder schwach beleuchtet bleibt. Sie können dies für in- oder außerhalb der Basis separat einstellen.
- Wählen Sie **Nachtmodus** für eine schwache Beleuchtung, die Sie in der Nacht nicht stört.

i Wenn die Beleuchtung nicht ganz abgeschaltet wird, reduziert sich die Akkulaufzeit außerhalb der Basis um ca. 10%.

Funktionstaste belegen

Der Funktions-Taste kann über **Einstellungen** →



Funktionstaste mit der Taste ◀/▶ eine bestimmte Funktion zugewiesen werden.

Damit haben Sie sofort Zugang zu einer der folgenden Funktionen:

- **Kurzwahl**: Speichern Sie hier eine für Sie wichtige Telefonnummer. Sie können diese dann mit nur einem Tastendruck direkt wählen.
- **Intern**: Falls mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind, können Sie diese so direkt anrufen.
- **Deaktiviert**: In dieser Einstellung hat die Funktionstaste keine Belegung.
- **Linie wählen**: Diese Funktion steht mit der Basis des DECT nicht zur Verfügung.

5. Einstellungen am Mobilteil

Hinweistöne ein- oder ausschalten

Wählen Sie über **Audio Einstell.** → **Hinweistöne**, ob sie diese ein- oder ausgeschaltet haben möchten:

- Wählen Sie mit der Taste ▼ die Töne an und setzen Sie diese auf **Ein** oder **Aus**, über die ◀/▶ Tasten.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Vibrationsmodus einstellen

Das Mobilteil vibriert bei verschiedenen Ereignissen. Sie können diese Funktion über **Audio Einstell.** → **Vibration** einstellen.

- Wählen Sie mit der Taste ▼ die Felder an und setzen Sie diese mit den Tasten ◀/▶ auf **Ein** oder **Aus**. Für einige Optionen können Sie die Stärke der Vibration bestimmen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

5.5 Weckerfunktion

Sie können 4 unterschiedliche Weckzeiten mit Ihrem Mobilteil einstellen.

Wecker stellen



- Wählen Sie im Hauptmenü **Wecker**, dann **OK**.
- Wählen Sie einen der 4 Wecker mit der Taste **▼**, dann **OK**.
- Stellen Sie mit den Tasten **◀/▶** die gewünschten Funktionen in den Feldern **Modus** ein:
 - **Einmalig**: Der Wecker ertönt einmalig beim nächsten Erreichen der eingestellten Zeit.
 - **Wiederholt**: Der Wecker ertönt jedes Mal beim Erreichen der eingestellten Zeit.
Ist **Wiederholt** gesetzt, können Sie zusätzlich über die Tasten **▲/▼** einstellen an welchem Tag der Wecker aktiv ist (**Montag** bis **Sonntag**).
 - **Aus**: Der Wecker ist ausgeschaltet.

5. Einstellungen am Mobilteil

- **Uhrzeit:** Verwenden Sie das Zahlenfeld, um die Weckzeit einzustellen. Ändern Sie Ihre Eingaben mit ◀/▶.
- **Name:** Dieser Name wird später in der Weckerliste und während dem Ertönen des Weckers gezeigt. Erfassen Sie einen neuen Namen mit den Buchstaben des Zahlenfeldes. Zum Korrigieren drücken Sie die Display-Taste **Löschen**. Zum Einfügen von Buchstaben verwenden Sie die Tasten ◀/▶, für ein Leerzeichen verwenden Sie die Taste **0**.
- **Melodie:** Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ eine für Melodie aus.

Drücken Sie die Display-Taste **Speichern** um die Einstellungen zu speichern.

① Stellen Sie bei Bedarf die anderen Wecker auf die gleiche Weise.

① Bitte beachten Sie, dass der Wecker nur funktioniert wenn:

- Zeit und Datum korrekt eingestellt sind
- Der Akku des Mobilteils genügend geladen ist (min. 25% .

Anzeige des Weckers im Display

Im Ruhezustand und wenn mindestens ein Wecker aktiv ist, wird das Symbol  angezeigt.



Im Hauptmenü zeigt das Weckersymbol die Anzahl der aktiven Weckzeiten.

In der Liste der Wecker zeigen die Haken an, welche Wecker aktiv sind. Wird ein Wecker mit der Taste ▼ ausgewählt, wird auch die Weckzeit angezeigt.

Mike Info	✓
09:10	
Mike Test	✓

Wecker ausschalten


- Wählen Sie den Wecker, den Sie ausschalten möchten über **Wecker** → **Wecker [1–4]** → **Modus** aus und setzen Sie die Funktion mit den Tasten ◀/▶ auf **Aus**.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**, um die Einstellung zu speichern.

 Sind alle Wecker ausgeschaltet, erlischt das Symbol  im Display.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.6 Gürtelclip montieren

Zur Montage des Gürtelclips an Ihrem Mobilteil benötigen Sie einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher, um die Fixierschraube zu befestigen.



5.7 Anzeige der Empfangsstärke

Das Antennensymbol zeigt an, wie stark der Empfang von der Basis zum Mobilteil ist. Dies ist abhängig von der Distanz und von Gegenständen wie Möbeln oder Wände, die dazwischen stehen. In der Regel ist die maximale Distanz zur Basis im Haus kleiner als 50 Meter, im Freien kleiner als 300 Meter.

Funkkontakt stark bis schwach	
Standort mit schwachem Empfang	 blinkt
Kein Empfang, Basis nicht erreichbar	 (rot)
Eco-Modus aktiv (→Kapitel 5.8)	

❶ Verringern Sie die Distanz zur Basis, falls die Verbindung schlecht ist.

❶ Wählen Sie für die Basis einen zentralen Standort (ähnlicher Abstand zu allen Mobilteilen).

5.8 Eco-Modus

❶ Der Eco-Modus ist nur in Europa aktivierbar.

❶ Das Menü Eco-Modus ist nur verfügbar, wenn das Mobilteil mit der Basis verbunden ist.

Im Eco-Modus wird die Funkaktivität zwischen der Basis und dem Mobilteil eingestellt, wenn kein Anruf getätigt wird.

Eco-Modus ein- / ausschalten

- Drücken Sie die Taste ► bis Menü **Einstellungen** erscheint, dann **OK**. 
- Drücken Sie die Taste ▼ bis **ECO Mode** erscheint, dann **OK**.
- Drücken Sie die Taste ► bis **Full ECO Mode** auf **Ein** ist.
- Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Im Display erscheint anstatt dem Reichweiten-Symbol  das Eco-Modus Symbol .

❶ Im Eco-Modus wird die Signalstärke nicht angezeigt. Prüfen Sie die Erreichbarkeit zur Basis, indem Sie die Abheben-Taste  für 2 Sekunden drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.

❶ Bei eingeschaltetem Eco-Modus  verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.

❶ Der Akku-Verbrauch im Ruhemodus ist um ca. 50% höher, wenn der Eco-Modus eingeschaltet ist.

❶ Alle an der Basis angemeldeten Telefone müssen den Eco-Modus unterstützen.

5.9 Anzeige des Akkustatus

Die Akku Anzeige bedeutet folgendes:

	Batterie wird geladen
	100%
	75%
	50%
	25%
	leer

❶ Spätestens wenn der Ladezustand des Akkus unter 25%  fällt, sollte das Mobilteil geladen werden.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.10 Mehrere Mobilteile an einer Basis

Es können bis zu 6 Phonak DECT Mobilteile an die Basis angemeldet werden.


- ❶ Das Mobilteil und die Basis, die in einer Verpackung geliefert werden, sind bereits gekoppelt. Eine weitere Anmeldung ist nicht nötig.

Ein anderes Mobilteil anmelden

- Starten Sie die Kopplung am Mobilteil über

Einstellungen → **An-/Abmelden** → **Anmelden**.

- Drücken Sie anschließend an der Rückseite der Basis die **Pair**-Taste für 2 Sekunden.



- Warten Sie einige Sekunden, bis das Display die erfolgreiche Anmeldung anzeigt.

- ❶ Der Standard PIN-Code der Basis ist „0000“.

- ❶ Es ist möglich andere GAP-fähige DECT Mobilteile an der Basis anzumelden. Phonak übernimmt nur die Garantie für das korrekte Funktionieren von Original Phonak DECT CP1 und Phonak DECT II Mobilteilen.

❶ GAP (Generic Access Protokoll) ist ein technischer Standard, der definiert, dass schnurlose Mobilteile und die Basis untereinander kompatibel sind.

❶ Für die folgenden Funktionen muss mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet sein!

Namen des Mobilteils einstellen

Sobald mehr als ein Mobilteil an derselben Basis angemeldet ist, wird der interne Name im Ruhezustand des Mobilteils, z.B. DECT 1, angezeigt.

- Sie können den Namen mit **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Dieses Mobilteil** ändern.

❶ Sie können hier auch festlegen, ob dieses Mobilteil ein laufendes Gespräch übernehmen kann oder nicht.

Intern anrufen

- Sie können ein anderes Mobilteil dieser Basis kostenlos über **Kontakte** → **Interner Anruf** anrufen.

Rücksprache während des Telefonierens

Während eines Anrufes kann über die Displaytaste **Option** → **Intern anrufen** ein weiteres Mobilteil (zum Beispiel „DECT 5“) an derselben Basis angerufen werden.

5. Einstellungen am Mobilteil

Nimmt ein Teilnehmer den internen Anruf am Mobilteil „DECT 5“ entgegen, wird der externe Anrufer „Mike“ gehalten und hört das Gespräch nicht.



Makeln während des Telefonierens

Über die Displaytaste **Option** → **Makeln** kann zwischen „Mike“ und „DECT 5“ beliebig oft umgeschaltet werden.



Anruf intern übergeben

Über **Option** → **Vermitteln** werden die 2 Linien „Mike“ und „DECT 5“ miteinander verbunden und Ihr eigenes Mobilteil getrennt.

Konferenz

Falls alle 3 Teilnehmer miteinander sprechen möchten, wählen Sie **Option** → **Konferenz..** Alle Teilnehmer können sich nun hören und miteinander sprechen.



Durch Drücken der Beenden-Taste  wird das aktive Gespräch beendet.

5.11 Bestehende Basis nutzen

Haben Sie bereits eine andere GAP-kompatible DECT Basis, können Sie das Phonak DECT Mobilteil daran anmelden.

Folgen Sie dazu der Anmeldeprozedur wie unter Kapitel 5.10 beschrieben, halten Sie jedoch den Knopf für das Anmelden auf Ihrer bereits bestehenden Basis gedrückt. Geben Sie gleichzeitig den Sicherheitscode dieser Basis ein (konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanleitung der bestehenden Basis).

- ❗ Die Phonak Basis dient jetzt nur noch als Ladestation und muss am Stromnetz kabel angeschlossen werden. Das Telefonkabel wird nicht benötigt.

5. Einstellungen am Mobilteil

5.12 Akku wechseln

Falls die Akku-Leistung mit der Zeit spürbar nachlässt, kann der Akku ausgetauscht werden.

 Damit Ihr Telefon einwandfrei funktioniert ist es äußerst wichtig, nur den Original Akku zu verwenden (Li-Ion 3.7V, Type: CE-MB 206-5C-01, 1100 mAh).

Öffnen Sie die Akkuabdeckung wie unter Kapitel 3.3 beschrieben, um den Akku zu ersetzen.

6. PIN-Codes und Zurücksetzen der Einstellungen

6.1 PIN Codes ändern

Da alle Telefon-Systeme werkseitig mit dem PIN-Code „0000“ programmiert werden, können Sie diesen später selbst ändern, um die Sicherheit zu erhöhen:

- Geben Sie über **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Basis PIN** den aktuellen PIN “0000” ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Danach können Sie einen eigenen PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
- Geben Sie über **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Mobilteil PIN** den korrekten Code am Mobilteil ein und bestätigen Sie mit **OK**.

i Falls Sie den PIN vergessen haben, kann dieser wie in Kapitel 6.3 beschrieben zurückgesetzt werden.

6.2 Zurücksetzen der Einstellungen

Sie können die Basis oder das Mobilteil unter **Einstellungen** → **Zurücksetzen** zurücksetzen.


i PIN Code und Telefonbuch werden durch das Zurücksetzen nicht geändert.

6. PIN-Codes und Zurücksetzen der Einstellungen

- Geben Sie den Original-PIN „0000“ ein oder den PIN, den Sie selbst vergeben haben.

6.3 System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie den System-PIN vergessen haben, muss ein genereller Reset durchgeführt werden:



- Drücken und halten Sie die **Pair**-Taste an der Rückseite der Basis, während Sie das Stromkabel an der Basis neu einstecken.
- Lassen Sie die **Pair**-Taste frühestens nach 5 Sek. wieder los.

❗ Damit Ihr Telefon wieder einwandfrei funktioniert, müssen die Einstellungen wie in Kapitel 3.5 und folgende beschrieben vorgenommen werden.

❗ Bitte beachten Sie, dass Sie die Kontaktliste im Telefon separat löschen (→ Kapitel 5.3), bevor Sie das Telefon weitergeben.

7. Fehlerbehebung

<i>Ursachen</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Kapitel</i>
Das Display bleibt dunkel		
■ Akku nicht eingelegt	■ Akku einlegen	3.3
■ Akku komplett entladen	■ Mobilteil in Basis laden	3.4
■ Mobilteil nicht eingeschaltet	■ Mobilteil einschalten	4.6
Die Anzeige leuchtet nur sehr schwach		
■ Akku fast entladen	■ Mobilteil in Basis laden	3.4
■ Displaybeleuchtung ausgeschaltet	■ Display anpassen	5.4
Das Hinweislicht blinkt ständig grün		
■ Verpasster Anruf	■ Meldungen im Menü	4.11
■ Es fehlen wichtige Einstellungen	Eingang ansehen	
Der Akku hält nicht lange		
■ Erstes Laden nicht durchgeführt	■ Vollständig laden/entladen	3.4
■ Der Akku ist sehr alt	■ Akku austauschen	5.12

7. Fehlerbehebung

<i>Ursachen</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Kapitel</i>
Der Ton wird nicht zu den Hörgeräten übertragen		
■ Hörgeräte nicht eingeschaltet	■ Hörgeräte einschalten	4.3
■ Distanz zum Mobilteil zu groß	■ Mobilteil näher an Hörgeräte führen	
Die Lautstärke ist zu laut		
■ Höherer Lautstärkebereich aktiv	■ Verstärkungstaste nochmals drücken	4.4
■ Klingeltöne sind zu laut	■ Lautstärke einstellen	4.5
Kein Ton vom Mobilteil		
■ Kopfhörer eingesteckt	■ Kopfhörer ausstecken	4.4
■ Lautstärke zu leise	■ Lautstärke erhöhen	4.4
Das Telefon klingelt nicht		
■ Klingeltöne sind ausgeschaltet	■ Klingeltöne einschalten	5.2
■ Die Klingeltöne sind zu leise	■ Lautstärke erhöhen	4.5

<i>Ursachen</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Kapitel</i>
Name in der Kontaktliste nicht gefunden		
■ Es gibt 2 Kontaktlisten	■ Richtige Kontaktliste wählen	4.8
Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt		
■ Der Dienst wird vom Netzanbieter nicht unterstützt	■ Fragen Sie Ihren Netzanbieter, ob CLIP unterstützt wird	4.12
Ich finde den Anrufbeantworter nicht		
■ Sprachboxdienst ist nicht aktiviert	■ Sprachboxdienst durch Anbieter aktivieren lassen	4.12
■ Sprachboxnummer nicht programmiert	■ Nummer programmieren	4.12

Weitere Fragen und Antworten (FAQs) finden Sie auf unserer Internetseite www.phonak.com/dect

8. Hinweise zur Produktsicherheit

- ① Schützen Sie die Geräteanschlüsse und -stecker sowie den Ladesteckplatz und die Stromversorgung vor Schmutz und Rückständen.
- ① Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser ein! Schützen Sie es vor übermäßiger Feuchtigkeit. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Dusche, Badewanne oder Schwimmhalle, da es empfindliche elektronische Teile enthält.
- ① Schützen Sie das Gerät vor Hitze (lassen Sie es niemals in der Nähe eines Fensters liegen). Verwenden Sie niemals eine Mikrowelle oder ein anderes Heizgerät, um das Gerät zu trocknen.
- ① Das Gerät nicht fallen lassen. Durch das Auftreffen auf einer harten Oberfläche kann es beschädigt werden.
- ① Reinigen Sie die Geräte mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie nie Haushaltsreiniger (Waschpulver, Seife usw.) für die Reinigung.

-
- ① Medizinische oder zahnmedizinische Untersuchungen, die Strahlung in einer der unten beschriebenen Formen beinhalten, können die Funktionstüchtigkeit Ihres Geräts beeinträchtigen. Bewahren Sie es außerhalb des Raums oder Bereichs auf, in welchem eine der folgenden Untersuchungen stattfinden:
- Medizinisches oder zahnmedizinisches Röntgen (auch CT-Untersuchung).
 - Medizinische Untersuchung mit MRT/NMRT, bei der magnetische Felder erzeugt werden.

- ① Bei Verwendung des Geräts in der Nähe von einem Computer, einer größeren elektronischen Anlage, starken elektromagnetischen Feldern oder metallischen Konstruktionen kann sich der Betriebsbereich signifikant reduzieren. Gegebenenfalls muss ein Mindestabstand von 60 cm zum störenden Gerät eingehalten werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

- ① Wenn die Hörgeräte aufgrund einer ungewöhnlichen Feldstörung nicht auf das Telefon reagieren, entfernen Sie sich aus dem Störfeld.

9. Service und Garantie

9.1 Garantie im Erwerbsland

Bitte fragen Sie den Hörgeräteakustiker, bei dem Sie Ihr Phonak DECT Schnurlostelefon erstanden haben, nach den im Erwerbsland gültigen Garantiebedingungen.

9.2 Internationale Garantie

Phonak bietet eine einjährige, begrenzte internationale Garantie an (ab Kaufdatum). Die begrenzte Garantie deckt Herstellungs- und Materialfehler ab. Die Garantie ist nur nach Vorlage der Kaufquittung gültig.

Die internationale Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Rechte, die aus geltender nationaler Gesetzgebung bezüglich dem Verkauf von Verbrauchsgütern bestehen.

9.3 Garantiebeschränkung

Diese Garantie deckt keine Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Pflege, chemischer Einflüsse, eingedrungener Feuchtigkeit oder Überbeanspruchung entstanden sind. Bei Schäden, die durch Dritte oder nicht autorisierte Servicestellen verursacht werden, erlischt die Garantie. Diese Garantie umfasst keinerlei Serviceleistungen, die von einem Hörgeräteakustiker in seiner Werkstatt ausgeführt werden.

Seriennummer:

Autorisierter
Hörgeräteakustiker
(Stempel/Unterschrift):

Kaufdatum:

10. Informationen zur Produktkonformität

Europa:

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Phonak AG, dass dieses Phonak-Produkt die Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der Volltext der Konformitätserklärung ist erhältlich auf www.phonak.com.

Australien/Neuseeland:



Kennzeichnet die Einhaltung der geltenden Vorschriften zur Funkfrequenzverwaltung (RSM) und der australischen Regulierungsbehörde Australian Communications and Media Authority (ACMA) für den legalen Verkauf in Australien und Neuseeland.

Das Konformitätskennzeichen R-NZ wird auf Funkprodukten angebracht, die auf dem neuseeländischen Markt in der Konformitätsstufe A1 verkauft werden.

USA und Kanada:

1. Diese Geräteanlage erfüllt die Bestimmungen gemäß FCC Part 68 und den von der ACTA übernommenen Anforderungen. Auf der unteren Seite dieses Geräts befindet sich ein Etikett, das unter anderem eine Produktkennung im Format US: KWCW4NANCT8171 enthält. Diese Nummer ist der Telefongesellschaft auf Anfrage mitzuteilen.
2. Die für den Anschluss dieses Geräts an die Gebäudeverkabelung und das Telefonnetz benutzten Stecker müssen mit den anwendbaren Bestimmungen gemäß FCC Part 68 kompatibel sein, die von der ACTA übernommen wurden. Ein kompatibles Telefonkabel und ein modularer Stecker werden mit diesem Produkt mitgeliefert. Dieser Stecker ist für den Anschluss an eine modulare Buchse vorgesehen, die ebenfalls kompatibel ist. Details entnehmen Sie der Installationsanleitung.
3. Wenn das Phonak DECT das Telefonnetz stört werden Sie von der Telefongesellschaft vorab informiert, dass eine temporäre Abschaltung des Anschlusses erforderlich sein könnte. Wenn eine solche Vorabverständigung aber praktisch nicht durchführbar ist, benachrichtigt die Telefongesellschaft den Kunden so bald wie möglich. Außerdem werden Sie über

10. Informationen zur Produktkonformität

Ihr Recht informiert, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie dies für erforderlich erhalten.

4. Die Telefongesellschaft kann an ihren Einrichtungen, Anlagen, Betriebsprozessen oder Verfahren Änderungen vornehmen, die den Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen könnten. In einem solchen Fall werden Sie vorab von der Telefongesellschaft informiert, um alle erforderlichen Maßnahmen für einen störungsfreien Betrieb ergreifen zu können.
5. Wenn mit diesem Phonak DECT Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte für eine Reparatur oder Garantieinformationen an Ihren Hörgeräteakustiker oder unser Büro in:
Phonak Inc.
4520 Weaver Parkway
Warrenville, IL 60555
Tel: 800-777-7333
Fax: 630-393-7400
Sollte das Gerät das Telefonnetz in irgend einer Form beschädigen, werden Sie gegebenenfalls durch die Telefongesellschaft aufgefordert, das Gerät vom Netz abzutrennen, bis das Problem behoben ist.
6. Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät durch (ausgenommen der spezifisch genannten). Für Reparaturen folgen Sie den Anweisungen, die unter

-
- den beschränkten Garantieleistungen genannt sind.
7. Der Anschluss an einen Gruppendienst unterliegt der Tarifregelung durch die Bundesstaaten. Hinweise erhalten Sie bei der Kommission für bundesstaatliche Versorgungsbetriebe, bei der Kommission für öffentliche Dienstleistungen oder bei der Kommission für Unternehmen.
 8. Wenn Ihr Haus/Ihre Wohnung über eine Alarmanlage verfügt, die in einer besonderen Form mit der Telefonleitung verbunden ist, stellen Sie sicher, dass die Installation dieses 1,9 GHz DECT Produkts für PSTN nicht Ihre Alarmanlage deaktiviert. Bei Fragen zu den Umständen, die Ihre Alarmanlage deaktivieren könnten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder einen Fachmann.
 9. Wenn die Telefongesellschaft Informationen über die Geräte verlangt, die an ihren Leitungen angeschlossen sind, teilen Sie folgende mit:
 - a) Die Ringer-Äquivalenz-Nummer („REN“) [00]
 - b) Der erforderliche USOC Stecker[RJ11C]
 - c) Facility Interface Codes (“FIC“) [02LS2]
 - d) Service Order Codes (“SOC“) [9.0Y]
 - e) Die FCC Registrierungsnummer:
[KWCW4NANCT8170] für DECT CP 1
[KWCW4NANCT8171] für DECT II

10. Informationen zur Produktkonformität

10. Die REN wird benutzt, um die Anzahl von Geräten zu ermitteln, die an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Mehr als die zulässige Anzahl von REN an einer Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem ankommenden Anruf nicht läuten. In den meisten, aber nicht in allen Fällen, darf die Summe der REN die Zahl 5 (5.0) nicht überschreiten. Um mit Sicherheit zu ermitteln, wie viele Geräte gemäß den Gesamt-REN an eine Telefonleitung angeschlossen werden können, kontaktieren Sie Ihre Telefongesellschaft. Die REN für dieses Produkt ist Teil der Produktkennung im Format US:AAAEQ##TXXXX. Die durch ## dargestellten Ziffern sind die REN ohne Dezimalzeichen. Die FCC Registrierungsnummern sind [US: KWCW4NANCT8170 für DECT CP1 und KWCW4NANCT8171 für DECT II]; somit wäre die REN NAN.
11. Dieses Produkt ist hörgerätekompabil.

FCC Hinweis:

Veränderungen oder Modifikationen am Gerät, die von Phonak nicht ausdrücklich freigegeben sind, lassen die FCC Zulassung zum Betreiben dieses Geräts erlöschen. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln (USA) und der RSS-210 Norm (Kanada). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- 2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC Strahlenbelastungserklärung:

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen der FCC Strahlenbelastungsgrenzen unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen. Bei der Installation und dem Betrieb des Geräts sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Basis und Ihrem Körper eingehalten werden.

Dieser Sender darf nicht neben einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Hinweis:

In Tests wurde bestätigt, dass dieses Gerät die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Normen erfüllt.

Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um angemessenen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Interferenzen in Wohnbereichen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht entsprechend

der Vorschriften installiert und genutzt, kann es Radiokommunikationsinterferenzen verursachen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in einzelnen Installationsfällen zu Interferenzen kommen kann. Wenn das Gerät Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Anwender versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen abzustellen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder umplatzieren.
- Entfernung zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Einen Händler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker um Rat fragen

Informationen zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)
SAR-Tests werden in von der FCC festgelegten Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Telefons weit unter dem Maximalwert liegen. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der drahtlosen Antennenstation sind. Bevor ein neues Telefonmodell öffentlich verkauft wird, muss dieses auf die Einhaltung der von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Abgabe von Radiofrequenzenergie getestet und gegenüber der FCC bescheinigt werden. Die Tests werden entsprechend den Anforderungen der FCC für das jeweilige Modell in bestimmten Positionen und Stellungen ausgeführt (z. B. am Ohr und am Körper getragen).
Betrieb am Körper getragen: Dieses Mobilteil wurde ebenfalls getestet und entspricht den Anforderungen der FCC über die Abgabe von Radiofrequenzenergie. Die Verwendung von anderem Zubehör sollte vermieden werden, da es ggf. nicht den Anforderungen der FCC über die Abgabe von Radiofrequenzenergie entspricht.

10. Informationen zur Produktkonformität

Die Nicht-Einhaltung der oben genannten Einschränkungen kann zu einer Verletzung der Anforderungen über die Abgabe von Radiofrequenzenergie führen.

Die Privatsphäre der Kommunikation kann bei der Verwendung dieses Telefons nicht gewährleistet werden!

IC Warnung

CS03:

Dieses Produkt erfüllt die anwendbaren technischen Spezifikationen der Industry Canada.

RSS (Category I Equipment):

Dieses Produkt erfüllt die lizenzfreien RSS Standards der Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät erzeugt keine Interferenzen und
- 2) Dieses Gerät muss jede Interferenz annehmen, auch wenn diese einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen könnte.

Gemäß den Bestimmungen der Industry Canada, darf dieser Funksender nur mit einem Antennentyp und der maximalen Verstärkung (oder weniger) betrieben werden, der bzw. die von der Industry Canada für Sender zugelassen ist. Um potenzielle Funkstörungen mit anderen Benutzern zu reduzieren, sollten sowohl der Antennentyp als auch die Verstärkung so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) nicht mehr ist, als für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich.

11. Hinweise und Symbolerklärungen



Mit dem CE-Zeichen bestätigt die Phonak AG, dass dieses Phonak Produkt alle Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.



Dieses Symbol zeigt an, dass die hierfür relevante Information der Gebrauchsanweisung gelesen und berücksichtigt werden muss.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Benutzer die entsprechenden Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung beachten muss.



Wichtige Informationen zur Handhabung und Produktsicherheit.

**Betriebsbedin-
gungen**

Das Produkt ist so ausgelegt, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ohne Probleme und Einschränkungen funktioniert, sofern nichts anderes in dieser Gebrauchsanweisung vermerkt ist.



Trocken halten.



Transport- und Lagerbedingungen:
-20° bis +60° Celsius
(-4° bis +140° Fahrenheit)
Temperatur für Betrieb:
0° bis 40° Celsius
(+32° bis +104° Fahrenheit)



Feuchtigkeit bei Transport: bis zu 90%
(nicht-kondensierend).
Feuchtigkeit bei Lagerung: 0% bis
70%, wenn nicht in Gebrauch.
Feuchtigkeit bei Betrieb: <95% (nicht
kondensierend).

11. Hinweise und Symbolerklärungen



Luftdruck: 200 hPA bis 1500 hPA



Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer macht Sie darauf aufmerksam, dass dieses Gerät nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie alte oder nicht mehr gebrauchte Geräte in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder bei Ihrem Hörgeräteakustiker. Eine fachgerechte Entsorgung schützt Umwelt und Gesundheit.



Zeigt den Hersteller des medizinischen Geräts gem. EU-Richtlinie 93/42/EWG an.

12. Wichtige Sicherheitsinformationen


Bitte lesen Sie die Informationen auf den nachfolgenden Seiten sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Phonak DECT Schnurlostelefon nutzen.

- ⚠ Die Geräte dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter repariert werden. Ohne vorherige Zustimmung durch Phonak dürfen keine Änderungen oder Modifikationen am Gerät durchgeführt werden. Solche Änderungen können dieses Gerät, Ihr Ohr oder das Hörgerät beschädigen. Derartige Veränderungen können Ihr Gehör schädigen oder das Hörgerät beschädigen.
- ⚠ Durch Öffnen des Gehäuses kann das Gerät beschädigt werden. Bei Problemen, die Sie nicht mithilfe der Informationen aus dieser Gebrauchsanweisung beheben können, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.
- ⚠ Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Umgebungen, in welchen Explosionsgefahr besteht (Räume mit entzündbaren Anästhetika, Minen oder Industriezonen mit Explosionsgefahr); vermeiden Sie ebenfalls die Nutzung in sauerstoffreichen Umgebungen oder in Umgebungen, in denen die Nutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.
- ⚠ Die DECT US/CAN Version darf NICHT in Europa verwendet werden, da sie Interferenzen mit dem europäischen Mobilfunknetz verursacht. Die illegale Verwendung solcher Produkte ist durch die Telekommunikationsbehörde der EU verboten.

12. Wichtige Sicherheitsinformationen

- ⚠ Die DECT EU Version darf NICHT in den USA und Kanada verwendet werden, da sie Interferenzen mit dem US-amerikanischen und kanadischen Mobilfunknetz verursacht. Aus diesem Grund ist die illegale Verwendung durch den FCC und IC verboten.
- ⚠ Das Mobilteil enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren, Menschen mit geistiger Behinderung und Haustieren. Bei Verschlucken suchen Sie sofort einen Arzt oder ein Krankenhaus auf.
- ⚠ Die folgenden Hinweise gelten nur für Personen, die ein aktives implantierbares medizinisches Gerät tragen (z.B. Herzschrittmacher, Defibrillator, usw.):
Sollten Sie eine Interferenz bemerken, sehen Sie von einer weiteren Nutzung des Geräts ab und wenden Sie sich an den Hersteller des aktiven Implantats (beachten Sie bitte, dass Interferenzen auch durch Stromleitungen, elektrostatische Entladung, Metalldetektoren am Flughafen usw. verursacht werden können).
- ⚠ Für die sichere Entfernung der Batterie und die fachgerechte Entsorgung der elektrischen Komponenten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

-
- ⚠ Externe Geräte dürfen nur angeschlossen werden, wenn sie gemäß IECXXXXX Standard getestet sind.
 - ⚠ Der unsachgemäße Gebrauch der Kabel (z.B. Tragen des Kabels um den Hals) kann zu Verletzungen führen.
 - ⚠ Der mini-USB-Anschluss darf nur für den beschriebenen Zweck genutzt werden.
 - ⚠ Achtung: Elektroschock. Stecken Sie den Adapter niemals ohne Steckeranschluss in die Steckdose.



- ⚠ Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur Ladegeräte von Phonak oder stabilisierte Ladegeräte mit 5 V Gleichspannung und min. 1000 mA verwenden.

12. Wichtige Sicherheitsinformationen

- ⚠ Laden Sie die Basis nicht an einer PC- oder Laptop-USB-Buchse auf. Das kann die Geräte schädigen.
- ⚠ Schließen sie niemals ein USB- oder Telefonkabel an der Basis an, das länger als 3 Meter ist.
- ⚠ Verwenden Sie ausschließlich einen Akku, der den Spezifikationen des Phonak DECT Datenblatts entspricht. Der Gebrauch anderer Akkus als diesem kann das Gerät beschädigen und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ⚠ Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr wenn es klingelt, bzw. wenn die Freisprechfunktion aktiv ist. Dies kann schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden verursachen.
- ⚠ Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche verursachen. Bei Fragen gibt Ihnen Ihr Hörgeräteakustiker gerne Auskunft.
- ⚠ Geben Sie Ihr Phonak DECT nur mit der Gebrauchsanweisung an Dritte weiter.

 Bitte nehmen Sie eine defekte Basis außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnte.

Hinweise

Nicht alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz

www.phonak.de

