

Roger Table Mic.

Instrucciones de uso



roger

Contenido

1. Bienvenido	4	7. Solución de problemas	28
2. Familiarización con Roger Table Mic	5	8. Servicio y garantía	32
2.1 Funcionamiento del micrófono Roger	5	8.1 Garantía local	32
2.2 Descripción de los dispositivos	6	8.2 Garantía internacional	32
2.3 Accesorios	8	8.3 Límite de la garantía	33
3. Inicio	10	9. Información de cumplimiento normativo	34
3.1 Carga	10	10. Información y explicación de los símbolos	38
3.2 Encendido	12	11. Información de seguridad importante	41
3.3 Conexión con los audífonos	13	11.1 Advertencias	41
3.4 Conexión del mando a distancia	16	11.2 Información de seguridad del producto	44
4. Uso del micrófono Roger	17	11.3 Otra información importante	46
4.1 Mejor audición en una reunión	17		
4.2 Escuchar dispositivos multimedia	18		
5. Incorporación de micrófonos adicionales	20		
5.1 Conexión con otros micrófonos	20		
5.2 Uso de micrófonos adicionales	22		
6. Funciones especiales	24		
6.1 Silencio	24		
6.2 Cambio del rango de selección	25		
6.3 Desconexión de los dispositivos Roger (NewNet)	26		
6.4 Inserción de una nueva pila	27		

1. Bienvenido

Su Roger Table Mic lo ha desarrollado Phonak, el líder mundial en soluciones auditivas asentado en Zúrich, Suiza.

Este producto de nivel superior es el resultado de décadas de investigación y experiencia, y está diseñado para que reviva la belleza del sonido. Le agradecemos su estupenda elección y le deseamos que disfrute de una gran audición durante muchos años.

Lea las instrucciones de uso atentamente para asegurarse de que entiende y le saca el máximo partido a su nuevo micrófono Roger™. Para obtener más información acerca de las funciones y ventajas, simplemente póngase en contacto con su audioprotesista.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Estas instrucciones de uso son válidas para:


Roger Table Mic 3

Marca CE aplicada en 2024

2. Familiarización con Roger Table Mic

2.1 Funcionamiento del micrófono Roger


El micrófono Roger capta las voces de los participantes de la reunión y las envía directamente a sus oídos. El sistema consta de tres elementos principales: los audífonos, los receptores Roger y uno o más micrófonos Roger.



i Su micrófono Roger normalmente funciona dentro de una distancia de hasta 40 metros (130 pies) de sus audífonos. Tenga en cuenta que tanto los cuerpos de las personas como las paredes pueden reducir esta distancia. El rango más lejano es posible cuando puede ver su micrófono Roger (es decir, la línea de visión).


2.2 Descripción de los dispositivos

Roger Table Mic




- ① Encendido/apagado/silenciar
- ② Micrófonos e indicador luminoso
- ③ Entrada de audio
- ④ Entrada de carga
- ⑤ Conexión

Mando a distancia



- ① Indicador luminoso
- ② Desactivar sonido
- ③ Activar sonido
- ④ Rango de selección corto
- ⑤ Rango de selección largo
- ⑥ Tornillo
- ⑦ Tapa del portapilas


2.3 Accesorios



Fuente de alimentación




Cable USB




Adaptador RCA/
Cinch




Mando a distancia



Cable adaptador
para microUSB



Cable de audio




Funda


3. Inicio

3.1 Carga

Para cargar su micrófono Roger, conéctelo al cargador suministrado. El indicador luminoso parpadeará de color verde para indicar que se está efectuando la carga.



Una pila descargada alcanza su carga máxima en aproximadamente 4 horas. El proceso de carga finaliza cuando el indicador luminoso se vuelve de color verde fijo.



1. Enchufe el extremo más pequeño (microUSB) del cable de carga en su micrófono Roger.

2. Enchufe el extremo más grande (USB) del cable de carga a la fuente de alimentación.
3. Enchufe la fuente de alimentación en la toma de fácil acceso.

Utilice el adaptador de cable suministrado para cargar dos dispositivos desde una sola toma de corriente.

- ① Utilice solo el adaptador de cable con la toma de corriente suministrada. No es posible cargar dos dispositivos desde un puerto USB del ordenador.

Al realizar la carga, el indicador luminoso puede proporcionar la siguiente información:

Cargar las luces de estado





Cargando



Totalmente cargado

3.2 Encendido

Pulse el botón de encendido/apagado  durante un segundo hasta que el indicador luminoso se vuelva verde.



Cuando se enciende el micrófono Roger, el indicador luminoso parpadeará ligeramente. Una luz verde indica que la pila se ha cargado por completo. Una luz naranja indica que la pila se ha cargado a la mitad. Si el indicador luminoso empieza a parpadear en rojo, debe cargar el dispositivo de inmediato.




Cargue el micrófono Roger

3.3 Conexión con los audífonos


Asegúrese de haber obtenido un receptor Roger de su audioprotesista. Hay una variedad de opciones de receptores disponibles.

Es posible que su audioprotesista ya haya conectado su micrófono Roger a sus audífonos. Si este no es el caso, conecte su(s) receptor(es) a su micrófono Roger de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el micrófono Roger y el receptor Roger estén encendidos.
Sostenga su micrófono Roger a menos de 10 cm / 4 pulgadas del receptor o audífono Roger.



2. Pulse el botón Conectar  del micrófono Roger.



El indicador luminoso se volverá de color verde durante dos segundos para confirmar que la conexión se ha realizado correctamente. También escuchará un tono de confirmación en sus audífonos.

i Puede conectar un número ilimitado de receptores Roger a su micrófono Roger.

Indicadores luminosos de conexión

Después de pulsar el botón Conectar , el indicador luminoso puede proporcionar la siguiente información:



Conectando



La conexión se ha realizado correctamente: el receptor Roger está conectado




No se pudo encontrar un receptor de Roger. Acerque su micrófono Roger al receptor Roger y asegúrese de que el receptor Roger esté encendido. A continuación, inténtalo de nuevo.



El receptor Roger no es compatible con su micrófono Roger.

3.4 Conexión del mando a distancia

El mando a distancia está conectado a su micrófono Roger en la fábrica. Si es necesario, puede conectar el mando a distancia a cualquier número de micrófonos de mesa adicionales.

1. Mantenga pulsado cualquier botón del mando a distancia.
2. Encienda su micrófono Roger presionando su botón de encendido/apagado . Su micrófono Roger parpadea en púrpura cuatro veces para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
3. Suelte el botón del mando a distancia.

Indicadores luminosos de conexión

Después de conectar el mando a distancia, el indicador luminoso puede proporcionar la siguiente información:




La conexión del mando a distancia se ha realizado correctamente.

4. Uso del micrófono Roger

Su micrófono Roger es un producto versátil e inteligente. Detecta en qué situación se encuentra y adapta los ajustes de procesamiento de sonido de forma automática para ofrecerle la mejor comprensión verbal posible.

4.1 Oír mejor en una reunión

Coloque su micrófono Roger en el centro de una mesa para escuchar a un grupo de personas.




- ① Para una mejor comprensión del habla, coloque su micrófono Roger lejos de fuentes de ruido como proyectores y computadoras portátiles y lo más cerca posible de los interlocutores.

4.2 Escuchar dispositivos multimedia

Puede conectar su micrófono Roger a una fuente de audio, como un teléfono de conferencia, una tableta o un ordenador, para escuchar la señal de audio directamente en sus audífonos.

1. Conecte un extremo del cable de audio suministrado a la entrada auxiliar de su micrófono Roger.
2. Conecte el otro extremo a la salida de audio de la fuente de audio.



① Una vez que haya activado la señal de audio del dispositivo multimedia, su micrófono Roger detectará esta señal y silenciará su propio micrófono.


5. Incorporación de micrófonos adicionales

La tecnología Roger le permite utilizar varios micrófonos Roger en paralelo conectándolos en red.

5.1 Conexión con otros micrófonos

Para conectar un micrófono adicional, siga estos pasos:

1. Encienda los micrófonos.
2. Coloque los dos micrófonos uno cerca del otro (a menos de 10 cm/4 pulgadas).






3. Pulse el botón Conectar  del micrófono Roger.

El indicador luminoso de los dos micrófonos se volverá de color verde durante dos segundos para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.

i Si desea conectar su micrófono Roger a un Roger Select, pulse Conectar en el Roger Select en lugar de en su micrófono Roger.

Indicadores luminosos de conexión

Después de pulsar el botón Conectar , el indicador luminoso puede proporcionar la siguiente información:


	La conexión se ha realizado correctamente: el otro micrófono Roger ya está conectado.
	No se pudo encontrar un micrófono Roger. Acerque los micrófonos y asegúrese de que ambos estén encendidos. A continuación, inténtalo de nuevo.
	El micrófono no es compatible con el micrófono Roger. Actualice el software con Roger Upgrader o póngase en contacto con su audioprotesista.


5.2 Uso de micrófonos adicionales

Se colocan micrófonos de mesa adicionales para que pueda escuchar a las personas sentadas alrededor de la mesa. Entregue a los oradores cualquier micrófono Roger para que se lo coloquen. Asegúrese de que se lo colocan correctamente (apuntando hacia la boca y a una distancia de 20 cm [8 pulgadas]).

Los micrófonos Roger detectan automáticamente cuando alguien habla antes de transmitir instantáneamente la voz a los audífonos.

Si un orador que lleva un micrófono quiere abandonar temporalmente el grupo, debe silenciar o apagar su micrófono.




❶ Si hay un problema con la red, pulse el botón Conectar  en uno de los micrófonos para reinicializar la red.


Luces de estado del micrófono

Cuando se utilizan varios micrófonos Roger, el indicador luminoso puede proporcionar la siguiente información:



El micrófono Roger está silenciado. Desactívalo pulsando el botón de encendido/apagado  o el botón del mando a distancia





El micrófono Roger ha perdido la conexión con los otros micrófonos Roger. Pulse el botón de conexión  para reinicializar la red.


6. Funciones especiales

6.1 Silencio

Silenciar el micrófono es especialmente útil durante los descansos de una reunión o cuando quiere centrarse en un orador sin que le molesten las conversaciones paralelas de otros participantes.




1. Presione brevemente el botón de encendido/apagado  o el botón de silencio en el control remoto para silenciar su micrófono Roger. Cuando está silenciada, la luz indicadora se volverá violeta fija.
2. Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado o el botón de silencio y apagado del mando a distancia para volver a activar el micrófono Roger.


 El mando a distancia silenciará todos los micrófonos de mesa a los que se haya conectado.

6.2 Cambio del rango de recogida


Si le molestan los ruidos débiles o lejanos, puede utilizar el mando a distancia para reducir el alcance de captación.


Pulse los botones de rango del mando a distancia para cambiar entre el rango de recogida grande y pequeño.



 El rango se restablecerá a grande cuando se reinicie el dispositivo.

6.3 Desconexión de los dispositivos Roger (NewNet)



Para desconectar el micrófono Roger de cualquier receptor conectado u otros micrófonos Roger, mantenga pulsado el botón Conectar  durante 7 segundos.



La luz indicadora se volverá naranja cuando su micrófono Roger se haya desconectado de todos los dispositivos conectados.


Ahora puede empezar a volver a conectar los receptores Roger o los micrófonos Roger con su micrófono Roger.

Restablecimiento


Si su micrófono Roger deja de responder a los comandos, puede restablecerlo presionando el botón de encendido/apagado  y el botón Conectar  juntos durante 10 segundos.

6.4 Inserción de una nueva pila


1. Abra el compartimento de la pila




2. Retire la pila del portapilas





3. Introduzca la pila nueva



4. Cierre el compartimento de la pila



 Asegúrese de que el imán está orientado hacia arriba

 Roger Table Mic Remote Control requiere una pila de botón de litio (CR2032)

7. Resolución de problemas

Problema	Causas	Qué hacer
No puedo encender mi micrófono Roger	La batería está descargada.	Cargue el micrófono Roger durante al menos cuatro horas
No puedo entender al orador.	El micrófono no está colocado correctamente Los orificios del micrófono están cubiertos por suciedad o por un objeto.	Acerque el micrófono Roger a la persona que habla Asegúrese de que las aberturas del micrófono estén libres de residuos
No puedo oír la voz del orador a pesar de que el micrófono Roger está encendido	El micrófono se ha silenciado. Los audífonos no se han configurado en el programa adecuado. Los receptores Roger no están conectados al micrófono Roger. Su micrófono Roger formaba parte de una red	Revise el indicador luminoso: si está de color violeta, pulse brevemente el botón de encendido/apagado para activar los micrófonos. Revise que los audífonos están configurados en el programa correcto (Roger/FM/DAI/EXT/AUX). Sostenga el micrófono Roger cerca de cada receptor Roger por turno y presione el botón Conectar Pulse el botón de conexión del micrófono Roger
Sigo perdiendo la señal de sonido	La distancia entre el micrófono Roger y el receptor Roger es demasiado grande Hay obstáculos entre usted y el micrófono Roger	Acércate al micrófono Roger Asegúrese de que puede ver el micrófono Roger (línea de visión)
El volumen del dispositivo multimedia es demasiado bajo	Ajustes de volumen incorrectos	Aumente el volumen de la fuente de audio

Problema	Causas	Qué hacer
No puedo oír el dispositivo multimedia	La fuente de sonido está silenciada	Active el sonido de la fuente de sonido
	Roger Table Mic está silenciado	Active el sonido de Roger Table Mic
	Roger Table Mic está usando el cable de audio pero no está encendido	Encienda Roger Table Mic para escuchar la fuente de audio a través del cable de audio
El micrófono de Roger parpadea en azul	Roger Table Mic formaba parte de una red	Pulse el botón de conexión del Table Mic
El micrófono Roger parpadea en rojo	La batería está baja	Cargue el micrófono Roger lo antes posible
El micrófono Roger ha dejado de funcionar	Problema del software	Reinicie el micrófono Roger presionando simultáneamente el botón de encendido/apagado y el botón Conectar
	Hay una incompatibilidad de software	Actualice todos sus micrófonos Roger con Roger Upgrader, disponible en el sitio web de Phonak, o póngase en contacto con su distribuidor local de Phonak.
	El micrófono no está encendido.	Asegúrese de que ambos dispositivos están encendidos
	El micrófono no está lo suficientemente cerca	Acerque el micrófono a su micrófono Roger
	La red del micrófono se ha interrumpido	Presione el botón Conectar en un micrófono para reiniciar la red
El mando a distancia no responde	La batería está descargada	Reemplace la batería (tipo CR2032) quitando el tornillo de la tapa de la batería.

8. Reparación y garantía

8.1 Garantía local

Consulte las condiciones de la garantía local con el audioprotesista que le ha vendido el dispositivo.

8.2 Garantía internacional

Phonak concede una garantía internacional limitada de un año válida a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada cubre todos los defectos de fabricación y de materiales. La garantía solo es válida si se muestra el comprobante de compra.

La garantía internacional no afecta a ningún derecho legal que usted pudiera tener bajo las leyes nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

8.3 Límite de la garantía

La garantía no cubre los daños derivados del uso o el cuidado incorrectos del producto, de la exposición a productos químicos, de la inmersión en el agua o de la utilización en condiciones que fueren indebidamente sus funciones. Los daños causados por terceros o centros de servicio técnico no autorizados anulan la garantía. Esta garantía no cubre los servicios prestados por un audioprotesista en su consulta.

Número de serie:

Fecha de compra:

Audioprotesista
autorizado (sello/firma):



9. Información relativa al cumplimiento de la normativa

Europa:

Declaración de conformidad

Por la presente, Sonova Communications AG declara que este producto cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se puede obtener del fabricante o del representante local de Phonak en www.phonak.com

Frecuencia de operación: 2400 – 2483.5 MHz

Nivel de potencia: < 100 mW

Australia/Nueva Zelanda:



R-NZ

Indica la conformidad de un dispositivo con la Gestión de espectro de radio (RSM) vigente y los acuerdos normativos de Australian Communications and Media Authority (ACMA, Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios) para la venta legal en Nueva Zelanda y Australia. La etiqueta de cumplimiento R-NZ es para los productos de radio suministrados en el mercado de Nueva Zelanda según el nivel de conformidad A1.

Aviso 1:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) El dispositivo no puede provocar interferencias.
- 2) El dispositivo debe admitir cualquier tipo de interferencia, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Aviso 2:

Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo y que no estén expresamente autorizados por Sonova Communications AG pueden anular la autorización de utilización de dispositivo de la FCC.

Aviso 3:

Este dispositivo se ha sometido a las pruebas pertinentes para determinar su cumplimiento con los límites de los dispositivos digitales de clase B que se estipulan en el apartado 15 de las normas de la FCC y en la norma

ICES-003 de Industry Canada, y las ha superado. Dichos límites se han diseñado para brindar una protección razonable frente a las interferencias dañinas en un entorno doméstico. Este dispositivo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no pueda producir interferencias en una instalación determinada. En caso de que el dispositivo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se podrá determinar al apagar y encender el dispositivo, se recomienda al usuario que corrija las interferencias. Para ello, es necesario seguir una de las siguientes medidas:

- Cambiar la posición de la antena receptora o volver a orientarla.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio y televisión cualificado para obtener ayuda.

Aviso 4:

Cumplimiento de la ley de radio japonesa. Cumplimiento de la ley comercial. Este dispositivo se otorga de conformidad con la Ley de Radio de Japón (電波法) y la Ley de Negocios de Telecomunicaciones de Japón (電気通信事業法) Este dispositivo no debe modificarse (de lo contrario, el número de designación otorgado dejará de ser válido).

Aviso 5:

Declaración de exposición a la radiación de RF de la FCC / Industry Canada. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de cualquier persona y no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

10. Información y explicación de los símbolos



El símbolo CE es la confirmación por parte de Sonova Communications AG de que este producto de Phonak cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 /UE.



Este símbolo indica que es importante que el usuario lea y tenga en cuenta la información pertinente de estas instrucciones de uso.



Indica el fabricante del dispositivo.



Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las advertencias relevantes de estas instrucciones de uso.



Información importante sobre la utilización y la seguridad del producto .

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo está diseñado para que funcione sin problemas ni limitaciones si se utiliza como es debido, a menos que se indique lo contrario en las instrucciones de uso.



Etiqueta de conformidad con las normas de radiocomunicaciones y compatibilidad electromagnética de Australia



Operación de temperatura :
0° a +45° Celsius (+32° a +113° Fahrenheit).
Temperatura de almacenamiento:
-10° a +60 Celsius (+14° a +140° Fahrenheit).



Humedad durante el transporte: hasta un 90% (sin condensación)
Almacenamiento de humedad: 0% a 70%, si no está en uso.



Una presión atmosférica: 500 hPA a 1100 hPA.



Este símbolo en el producto o en su paquete significa que no se debe desechar junto con los demás residuos domésticos. Es responsabilidad suya desechar el equipo separadamente de los residuos municipales. La eliminación correcta de su antiguo dispositivo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana. Este producto cuenta con una batería integrada no reemplazable. No intente abrir el producto ni retirar la batería, ya que podría dañar el producto o lesionarse. Póngase en contacto con las instalaciones de reciclaje locales para desechar la batería.



El ícono de ilimitado indica que este producto contiene un número ilimitado de receptores roger para audífonos con RogerDirect.



El embalaje y las instrucciones de uso pueden reciclarse.

11. Información de seguridad importante

Lea la información de las páginas siguientes antes de utilizar el dispositivo Phonak.

11.1 Advertencias

- ⚠ Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños, de personas con deterioro cognitivo y de mascotas.
- ⚠ Este dispositivo utiliza una pila de botón de litio. Estas pilas son peligrosas y pueden causar lesiones severas o mortales en 2 horas o menos si se ingieren o penetran en el cuerpo, tanto si están usadas como si son nuevas. Manténgase fuera del alcance de los niños, las personas con discapacidad cognitiva o las mascotas. Si sospecha que una pila fue ingerida o ha penetrado en el cuerpo, consulte inmediatamente a su médico sin demora.
- ⚠ Tras cambiar las pilas, asegúrese de que el portapilas del dispositivo está bien cerrado. No deje la pila descargada sin supervisión y colóquela inmediatamente en un lugar seguro. Las pilas descargadas siguen siendo peligrosas.

⚠ El dispositivo solo debe repararse en un centro de reparación autorizado. No se permite realizar cambios ni modificaciones en el dispositivo sin que hayan sido aprobados explícitamente por Phonak.

⚠ Deseche los componentes eléctricos de acuerdo con las normativas locales.

⚠ No utilice el dispositivo en lugares en los que esté prohibido el uso de equipos electrónicos. Si tiene dudas, pregunte a la persona responsable.

⚠ El dispositivo no debe usarse en aviones a menos que el personal a cargo del vuelo lo permita de manera específica.

⚠ No se permite realizar cambios o modificaciones en cualquiera de los dispositivos que no hayan sido aprobados explícitamente por Sonova Communications AG.

⚠ Utilice únicamente accesorios aprobados por Sonova Communications AG.

⚠ Por razones de seguridad, utilice únicamente cargadores suministrados por Sonova Communications AG o cargadores estabilizados con una clasificación de 5 V CC, mín. 500 mA.

⚠ No utilice el dispositivo en zonas con peligro de explosión (minas o áreas industriales con peligro de explosión, ambientes con abundancia de oxígeno o áreas en las que se manipulen productos anestésicos inflamables) ni en lugares en los que esté prohibido el uso de equipos electrónicos.

⚠ Podría dañar el dispositivo si lo abre. Si surgen problemas que no se pueden solucionar siguiendo las indicaciones del apartado "Solución de problemas" de estas instrucciones de uso, consulte con su audioprotesista.

11.2 Información de seguridad del producto

- ❗ Proteja el dispositivo del exceso de golpes y vibraciones.
- ❗ No exponga el dispositivo a temperaturas o niveles de humedad que excedan las condiciones recomendadas en estas instrucciones de uso.
- ❗ No utilice nunca un microondas ni otros dispositivos emisores de calor para secar el dispositivo.
- ❗ Limpie el dispositivo con un paño húmedo. No utilice nunca productos de limpieza de uso doméstico (jabón, detergente, etc.) ni alcohol para limpiar el dispositivo.
- ❗ No conecte al dispositivo un cable USB o un cable de audio que supere los 3 metros (9 pies) de longitud.
- ❗ Cuando no utilice el dispositivo, apáguelo y guárdelo en un lugar seguro.
- ❗ Proteja el dispositivo de la humedad excesiva (ducha, baño), del calor (radiadores, salpicadero del coche) y del contacto directo con la piel cuando sude (ejercicio, entrenamiento, deporte).
- ❗ La radiación de rayos X, las pruebas de TAC y las resonancias magnéticas pueden afectar de manera negativa al correcto funcionamiento de este dispositivo.
- ❗ No utilice una fuerza excesiva cuando conecte los diferentes cables al dispositivo.
- ❗ Proteja todas las aberturas (micrófonos, entrada de audio y cargador) de la suciedad y las impurezas.
- ❗ Si el dispositivo ha sufrido una caída o se ha dañado, si se produce un recalentamiento durante la carga, si el cable o el enchufe están dañados o si el dispositivo se ha caído dentro de algún tipo de líquido, deje de usarlo y póngase en contacto con su audioprotesista.
- ❗ El dispositivo tiene una pila recargable integrada. Esta pila se puede cargar y descargar cientos de veces, pero se desgastará con el tiempo. Únicamente el personal autorizado puede sustituir la pila.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Suiza

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1381-06/V2.00/2025-05/ko © 2024-2025 Sonova AG Todos los derechos reservados