



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Svizzera

www.phonak.com



029-0855-05/V1.00/2020-06/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

iCube II

Manuale d'uso



PHONAK
life is on

Indice

1. Benvenuti	4	6. Uso di iCube II	14
2. Descrizione	5	6.1 Come indossare iCube II	14
3. Accessori di iCube II (opzionale)	6	6.2 Rilevamento e programmazione degli apparecchi acustici	15
4. Operazioni preliminari	7	6.3 Programmazione degli apparecchi acustici sulla propria scrivania	16
4.1 Impostazione dell'alimentatore	7	7. Indicatori LED	17
4.2 Carica della batteria	8	8. Risoluzione dei problemi	20
4.3 Durata operativa	10	9. Assistenza e garanzia	22
4.4 Accensione e spegnimento di iCube II	10	9.1 Garanzia locale	22
4.5 Requisiti del software di fitting Phonak Target	10	9.2 Garanzia internazionale	22
5. Collegamento di iCube II al computer	11	9.3 Limitazioni di garanzia	23
5.1 Collegamento wireless	11	10. Informazioni di conformità	24
5.2 Collegamento tramite cavo USB	13	11. Informazioni e descrizione dei simboli	32
		12. Informazioni importanti per la sicurezza	36
		13. Cura e manutenzione	42

1. Benvenuti

iCube II è appositamente progettato per l'uso da parte dell'Audioprotesista.

Vi preghiamo di leggere questo Manuale d'uso con attenzione per scoprire tutti i vantaggi che potete trarre dalle funzioni del vostro iCube II.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Phonak all'indirizzo www.phonakpro.com

Phonak: life is on

www.phonakpro.com



Marchio CE applicato: 2020

2. Descrizione

L'uso previsto di questo dispositivo è il trasferimento wireless dei dati del fitting dal PC agli apparecchi acustici del cliente.

Apertura
posteriore
del collare
ad induzione

Prese per collare
ad induzione

Indicatore luminoso
centrale (stato
della batteria
e trasferimento
dati PC)


On/Off

Indicatore
LED destro
(trasferimento dati)

Pulsante < >
accoppiamento

Indicatore
LED sinistro
(trasferimento
dati)

Ingresso di carica
mini USB



Adattatore wireless USB iCube II

3. Accessori di iCube II (opzionale)

- Cavo USB, 3 m
- Caricatore iCube II

i Il contenuto può variare a seconda del Paese.

4. Operazioni preliminari

4.1 Impostazione dell'alimentatore


Scegliere l'adattatore adatto al proprio Paese.




USA

UE

1. Inserire l'estremità arrotondata superiore dell'adattatore nell'angolo corrispondente dell'alimentatore.
2. Far scattare l'estremità inferiore dell'adattatore, per bloccarlo in posizione.



1. Per rimuoverlo, tirare indietro la linguetta sull'alimentatore.
2. Quindi tirare l'adattatore verso l'alto per rimuoverlo.



Specifiche alimentatore

Tensione potenza in uscita alimentatore: 5 V CC 1000 mA 5 W LPS
Tensione ingresso caricatore: 100-240 V CA 50/60Hz 0,2 A USB
Specifiche cavo: lunghezza < 3 m


4. Operazioni preliminari

4.2 Carica della batteria

Inserire una spina mini USB nell'iCube II e l'alimentatore in una presa di corrente.



Se si utilizza il caricatore iCube II installarlo come illustrato qui sotto.



Si raccomanda di caricare l'iCube II ogni volta che non è in uso. In questo modo risulterà carico a sufficienza e pronto per la sessione di fitting successiva.

i Il caricatore iCube II è disponibile come accessorio opzionale.

Note sulla batteria

i Per la prima ricarica dell'iCube II, lasciarlo in carica per almeno tre ore (anche se l'indicatore LED centrale diventa verde prima).

i Per ricaricare una batteria completamente esaurita saranno necessarie circa 2 ore. È sicuro lasciare l'iCube II collegato per periodi più lunghi, anche se non è in uso.

i Il rendimento massimo di una batteria nuova si raggiunge solo dopo tre cicli completi di carica e scaricamento.

i La batteria dell'iCube II può essere caricata per diverse centinaia di volte. Se si nota una riduzione notevole della durata operativa dell'iCube II, contattare il rappresentante Phonak locale.


4. Operazioni preliminari

4.3 Durata operativa

L'iCube II completamente carico può funzionare fino a circa dodici ore di fitting continuo.

4.4 Accensione e spegnimento di iCube II

Far scorrere il commutatore come illustrato per accendere o spegnere l'iCube II.



i Quando l'iCube II è completamente funzionante, l'indicatore LED centrale lampeggia lentamente.

i Spegnere l'iCube II quando non è in uso e durante il processo di carica. L'indicatore LED centrale smette di lampeggiare.

4.5 Requisiti del software di fitting Phonak Target

Prima di usare l'iCube II, assicurarsi che sul PC di fitting sia installato Target 4.0 o una versione successiva.

5. Collegamento di iCube II al computer

iCube II viene spedito con un adattatore USB wireless pre-accoppiato per garantire una configurazione rapida e semplice della connessione wireless con il proprio PC di fitting.



iCube II, inoltre, può essere collegato con qualunque PC con funzionalità Bluetooth se non è disponibile una presa USB o tramite un cavo USB se non è possibile stabilire una connessione wireless.

5.1 Collegamento wireless

Connessione automatica

Per collegare l'iCube II con il PC di fitting assicurarsi che sia installata l'applicazione Phonak Target 4.0 o versione successiva.

Inserire l'USB dell'iCube II in una porta USB libera del PC di fitting.

i Assicurarsi che l'adattatore USB sia inserito in una porta USB sul PC di fitting. Non utilizzare una prolunga USB per collegarlo.

5. Collegamento di iCube II al computer

Accendere l'iCube II e la connessione verrà stabilita automaticamente all'avvio di Phonak Target.

- ❗ L'adattatore USB è pre-acoppiato con iCube II. Dopo aver sostituito l'adattatore o l'iCube II, è necessario procedere all'accoppiamento manuale, come descritto di seguito.

Accoppiamento manuale

Accendere l'iCube II e premere il pulsante di accoppiamento

<> per 2 secondi per avviare la relativa modalità.

In modalità accoppiamento, tutti gli indicatori LED lampeggiano rapidamente. In Phonak Target, andare a **Tools** (Strumenti), selezionare **Device pairing** (Accoppiamento dispositivo) e fare clic su **Pairing** (Accoppiamento) nella sezione **iCube II USB adapter** (Adattatore USB iCube II).

Seguire i passaggi dell'assistente per l'accoppiamento di iCube II. L'assistente guida l'utente nel processo di accoppiamento.

- ❗ L'accoppiamento manuale è necessario anche dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

5.2 Collegamento tramite cavo USB

Per collegare l'iCube II tramite un cavo USB inserire la mini presa USB nell'iCube II e l'altra estremità in una porta USB libera sul PC di fitting. Phonak Target 4.0 o versione più recente rileva l'iCube II automaticamente ed è quindi possibile selezionarlo come dispositivo di fitting.




- ❗ Se sul computer non sono disponibili prese USB, utilizzare l'accessorio hub USB opzionale.

6. Uso di iCube II


Prima di usare iCube II, assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica. Se l'indicatore LED centrale è arancione, è necessario caricare l'iCube II. Assicurarsi che l'iCube II sia selezionato e mostrato come dispositivo di fitting in Phonak Target.

6.1 Come indossare iCube II

Assicurarsi che entrambe le estremità del collare ad induzione siano saldamente inserite nell'iCube II.



Aprire il collare ad induzione scollegando il connettore al centro del collare stesso e posizionare l'iCube II attorno al collo del cliente.



Chiudere il collare ad induzione per consentire il corretto funzionamento dell'antenna integrata.

6.2 Rilevamento e programmazione degli apparecchi acustici


Per un fitting wireless l'assegnazione dell'apparecchio acustico destro/sinistro viene effettuata in Phonak Target. Assicurarsi che iCube II sia selezionato come dispositivo di fitting e fare clic sul pulsante **Connect** (Connessione).

I dispositivi rilevati verranno mostrati per assegnare (o riassegnare) ciascun apparecchio acustico al lato desiderato (sinistro o destro). Fare clic su **Continue** (Continua).

Seguire le istruzioni a schermo per terminare il rilevamento.





6.3 Programmazione degli apparecchi acustici sulla propria scrivania

Se è necessario programmare gli apparecchi acustici mentre non sono indossati dal cliente (ad es., per preparare gli apparecchi acustici prima di una sessione di fitting) posizionarli su una superficie piatta con il collare ad induzione di iCube II intorno ad essi, come illustrato in figura.




7. Indicatori LED

Sull'iCube II sono presenti 3 indicatori LED che indicano con semplicità lo stato della batteria, della connessione e del fitting.

Indicatore centrale rimane arancione fisso		In carica
Indicatore centrale rimane verde fisso		Carica completata
Indicatore centrale verde fisso per 2 s		Avvio iCube II
Indicatore centrale lampeggia lentamente 3 volte		Spegnimento iCube II


7. Indicatori LED

L'indicatore centrale lampeggia lentamente




Acceso, nessuna connessione attiva al PC di fitting

L'indicatore centrale lampeggia in modo regolare




Connessione attiva al PC di fitting

L'indicatore destro e centrale lampeggiano rapidamente




Programmazione dell'apparecchio acustico destro

L'indicatore sinistro e centrale lampeggiano rapidamente




Programmazione dell'apparecchio acustico sinistro

Tutti gli indicatori lampeggiano rapidamente



Modalità accoppiamento attivata

Tutti e tre gli indicatori lampeggiano rapidamente




Aggiornamento del firmware di iCube II

i L'indicatore LED centrale diventa arancione quando la batteria si sta esaurendo. Assicurarsi di caricare l'iCube II dopo la sessione di fitting.

i Phonak Target mostra una notifica quando è disponibile una nuova versione del firmware di iCube II.

L'indicatore centrale rimane rosso fisso



Guasto, fare riferimento alla sezione di risoluzione dei problemi

8. Risoluzione dei problemi

<i>Cause</i>	<i>Che cosa fare</i>
iCube II non è più riconosciuto dal computer al quale era stato accoppiato in precedenza.	
<ul style="list-style-type: none">• L'adattatore USB di iCube II USB è scollegato dal computer di fitting.• iCube II è fuori portata.	<ul style="list-style-type: none">• Collegare l'adattatore USB di iCube II.• Avvicinare l'iCube II al computer.
iCube II si spegne	
<ul style="list-style-type: none">• La batteria è scarica.	<ul style="list-style-type: none">• Caricare l'iCube II.
iCube II non risponde e l'indicatore LED centrale è illuminato in rosso fisso.	
<ul style="list-style-type: none">• Ciò può indicare un guasto.	<ul style="list-style-type: none">• Spegnerne l'iCube II e attendere 20 secondi prima di riaccenderlo.• Se l'iCube II è collegato al PC di fitting via cavo, scollegarlo dal cavo ed eseguire un riavvio come descritto sopra.

<i>Cause</i>	<i>Che cosa fare</i>
Non è possibile collegare un altro iCube II al PC di fitting.	
<ul style="list-style-type: none">• Il PC di fitting può essere accoppiato a un solo iCube.	<ul style="list-style-type: none">• Se si utilizza l'adattatore USB, premere il pulsante di accoppiamento sull'iCube II per collegarlo al computer.• Se non si utilizza l'adattatore USB, assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e in modalità accoppiamento per stabilire la connessione.

9. Assistenza e garanzia

9.1 Garanzia locale

Per i termini della garanzia locale, rivolgersi al rappresentante Phonak presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

9.2 Garanzia internazionale

Phonak offre una garanzia internazionale limitata valida un anno dalla data di acquisto. Tale garanzia limitata copre i difetti di materiali e fabbricazione. La garanzia è valida solo presentando la prova d'acquisto.

La garanzia internazionale non pregiudica in alcun modo i diritti previsti per legge secondo le normative locali vigenti in materia di vendita dei beni di consumo.

9.3 Limitazioni di garanzia

La presente garanzia non copre i danni dovuti a uso o manutenzione impropri, esposizione ad agenti chimici, immersione in acqua o sollecitazioni indebite. In caso di danni provocati da terzi o da centri di assistenza non autorizzati, si perde ogni diritto ad avvalersi della garanzia.

Numero di serie:

Data di acquisto:

10. Informazioni di conformità

Europa:

Dichiarazione di conformità

Con la presente Phonak AG dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva (EU) 2017/745 sui dispositivi medici e della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea può essere richiesto al produttore o al rappresentante locale Phonak, il cui indirizzo è reperibile nell'elenco riportato alla pagina <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (per tutto il mondo).

Australia/Nuova Zelanda:



R-NZ

Indica la conformità di un dispositivo con le disposizioni normative sulla gestione dello spettro radio (RSM) e quelle dell'autorità australiana per le comunicazioni e i mezzi di comunicazione (ACMA) per la vendita legale in Australia e Nuova Zelanda. L'etichetta di conformità R-NZ è per i prodotti radio forniti sul mercato neozelandese con il livello di conformità A1.

Il Phonak iCube II è certificato secondo gli standard:

USA	ID FCC: KWC-ICUBE2
Canada	IC: 2262A-ICUBE2

L'adattatore USB del Phonak iCube II è certificato secondo gli standard:

USA	ID FCC: 079BT402
Canada	IC: 11512A-BT403

Avviso 1

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC e allo standard RSS-210 di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto a due condizioni:

- 1) questo dispositivo non può provocare interferenze nocive;
- 2) questo dispositivo deve essere in grado di sopportare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che provocano un funzionamento indesiderato.

Avviso 2

Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo e non approvati esplicitamente da Phonak possono causare l'annullamento dell'autorizzazione FCC all'utilizzo del dispositivo stesso.

Avviso 3

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC e alla normativa canadese ICES-003 di Industry Canada. Questi limiti sono previsti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose all'interno di impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza

e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle relative istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non sussiste comunque alcuna garanzia sulla mancanza di interferenze in presenza di installazioni particolari. Se questo dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, condizione rilevabile allo spegnimento e all'accensione dell'apparecchiatura, si consiglia vivamente all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione;
- aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;
- collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Avviso 4

Conformità alla legge giapponese sulle comunicazioni radio e alla legge giapponese sulle società di telecomunicazioni. Questo dispositivo è garantito ai sensi della legge giapponese in materia radiofonica (電波法) e dalla legge giapponese sulle società di telecomunicazioni (電気通信事業法). Questo dispositivo non deve essere modificato (altrimenti il numero di designazione assegnato non è più valido).

Standard di emissione:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 55011:2009+A1, CISPR11:2009/AMD1:2010,
CISPR22:1997, CISPR32:2012, ISO 7637-2:2011,
CISPR25:2016, EN 55025:2017

Standard di immunità:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-2:2008,
EN 61000-4-3:2006+A1+A2, IEC 61000-4-3:2006+A1+A2,
EN 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-5:2014,
EN 61000-4-6:2014, IEC 61000-4-6:2013,
EN 61000-4-8:2010, IEC 61000-4-8:2009,
EN 61000-4-11:2004, IEC 61000-4-11:2004,
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005, ISO 7637-2:2011

Qualsiasi evento grave che si verifichi in rapporto al dispositivo deve essere segnalato al rappresentante del produttore e all'autorità competente dello stato di residenza. Con evento grave si fa riferimento a qualsiasi evento che direttamente o indirettamente porti, possa aver portato o possa portare a una delle seguenti condizioni:

- morte di un paziente, utente o altra persona
- grave peggioramento temporaneo o permanente dello stato di salute di un paziente, utente o altra persona
- grave minaccia per la salute pubblica.

Per segnalare un funzionamento o un evento inaspettato, contattare il produttore o un rappresentante.

Una cura attenta e continua di iCube contribuisce a ottenere performance eccellenti e una lunga durata dello stesso. Per garantire una lunga durata, Phonak AG fornisce un periodo di assistenza minimo di cinque anni dopo il ritiro dal mercato del rispettivo prodotto.

Per maggiori informazioni su funzioni, benefici, configurazione, uso e manutenzione o riparazioni dei vostri accessori, rivolgetevi al rappresentante del produttore. Altre informazioni sono presenti nella scheda tecnica del prodotto.

Per qualsiasi informazione sul servizio di riparazione dell'apparecchio acustico o degli accessori, rivolgetevi al rappresentante del produttore.

Uso previsto: l'uso previsto è quello di trasferire i dati di fitting dal PC di fitting agli apparecchi acustici dei clienti. I dati di fitting vengono trasferiti dal PC di fitting ad iCube II tramite connessione Bluetooth utilizzando un adattatore USB Bluetooth wireless. iCube II convertirà i dati in un segnale wireless a 10,6 MHz che viene trasferito agli apparecchi acustici tramite la loro antenna con collare ad induzione. Può essere utilizzato con qualunque apparecchio acustico Phonak wireless, delle generazioni Venture, Quest, Spice+ e Spice.

Popolazione target: audioprotesisti che creano fitting individuali per gli apparecchi acustici Phonak.

Indicazioni: presenza di ipoacusia e quindi fitting di apparecchi acustici con fitting individuale.

Controindicazioni: nessuna.

Ambiente di utilizzo: iCube II è adatto all'ambiente di una struttura sanitaria professionale come gli studi degli audioprotesisti.

Informazioni sull'antenna

Tipo di antenna: Antenna esterna con collare ad induzione
Frequenza operativa: 10,6 MHz (collegamento wireless agli apparecchi acustici) 2,402-2,480 GHz / 79 Canali FHSS (Bluetooth)

Banda passante occupata (99% della banda passante): 500 kHz

Modulazione: 8DPSK (collegamento wireless agli apparecchi acustici) GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)

Forza del campo magnetico a 10 m: < -21 dB μ A/m

11. Informazioni e descrizione dei simboli



Con il simbolo CE, Phonak AG conferma che questo prodotto Phonak soddisfa i requisiti del Regolamento (EU) 2017/745 sui dispositivi medici, nonché i requisiti della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.



Questo simbolo indica che i prodotti descritti in queste istruzioni per l'uso soddisfano i requisiti previsti per un componente di tipo B in conformità alla normativa EN 60601-1. La superficie del dispositivo è definita come componente di Tipo B.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente leggere e tenere in considerazione le informazioni contenute in questo manuale d'uso.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente prestare attenzione alle avvertenze contenute in questi manuali d'uso.



Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.



Temperatura per il trasporto e lo stoccaggio: tra -20° e +60° Celsius (tra -4° e +140° Fahrenheit).
Temperatura di funzionamento: tra 0° e 40° Celsius (tra +32° e +104° Fahrenheit).



Tenere asciutto.

11. Informazioni e descrizione dei simboli



Umidità durante il trasporto e lo stoccaggio: <90% (senza condensa).
Umidità di funzionamento:
<95% (senza condensa).



Pressione atmosferica: Trasporto, stoccaggio e funzionamento: tra 500 hPa e 1060 hPa.



Il simbolo con una croce sul bidone dei rifiuti indica che questo dispositivo non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Si prega di consegnare il dispositivo vecchio o inutilizzato all'apposito punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche, oppure di portarlo presso la filiale, che provvederà a uno smaltimento adeguato. Il corretto smaltimento protegge l'ambiente e la salute umana.



L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Phonak è coperto da licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Marchio giapponese per le apparecchiature radio certificate.



Indica il produttore del dispositivo medico, come specificato nel Regolamento UE 2017/745 (UE) sui dispositivi medici.

EC REP

Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea. Il Rappresentante Autorizzato in Europa è anche l'importatore per l'Unione Europea.

MD

Il dispositivo è un dispositivo medico.

12. Informazioni importanti per la sicurezza

Le pagine seguenti contengono informazioni importanti per la sicurezza.

Avvertenze sui pericoli

⚠ Le istruzioni seguenti valgono solo per utenti con dispositivi medici impiantabili (ad es. pacemaker, defibrillatori, ecc.)

L'apparecchio acustico wireless o l'accessorio wireless ad almeno 15 cm dall'impianto attivo.

Se si riscontrano interferenze, non utilizzare gli apparecchi acustici wireless e contattare il produttore dell'impianto attivo.

Le interferenze possono essere causate anche da linee elettriche, scariche elettrostatiche, metal detector in aeroporto, ecc.

Tenere gli elementi magnetici (come l'attrezzo per labatteria, il magnete EasyPhone, ecc.) ad almeno 15 cm di distanza dall'impianto attivo.

⚠ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 3 anni, persone affette da disturbi mentali o animali domestici.

⚠ Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche al dispositivo senza l'autorizzazione esplicita di Phonak.

⚠ Se si tenta di aprire il dispositivo, è probabile che lo si danneggi. Se si riscontrano problemi che non si riescono a risolvere seguendo le indicazioni di rimedio descritte nella sezione Risoluzione dei problemi di questo manuale d'uso, rivolgersi al rappresentante Phonak.

⚠ Questo prodotto contiene una batteria incorporata non sostituibile. Non tentare di aprire il prodotto né di rimuovere la batteria, poiché potrebbero derivarne lesioni alle persone e danni al dispositivo.


⚠ Per evitare scosse elettriche, utilizzare soltanto accessori approvati da Phonak AG.

⚠ L'uso del dispositivo e dei suoi connettori o cavi in modo non adatto allo scopo previsto da questo manuale d'uso (come ad esempio indossare il cavo USB intorno al collo) può causare lesioni.

⚠ Durante l'utilizzo di macchinari, assicurarsi che nessuna parte rimanga agganciata alla macchina.

12. Informazioni importanti per la sicurezza

- ⚠ Per il caricatore, utilizzare solo apparecchiature certificate EN60950- e/o EN60601-1 con una potenza in uscita pari a 5 VCC, min. 500 mA.



- ⚠ Attenzione: scosse elettriche. Non inserire la spina da sola nelle prese elettriche.
- ⚠ Non usare l'apparecchio in aree esplosive (miniere o zone industriali a rischio di esplosione, ambienti ricchi di ossigeno o aree in cui si maneggiano anestetici infiammabili) o nelle quali siano vietate le apparecchiature elettroniche.
- ⚠ Evitare l'utilizzo di questa apparecchiatura vicino o sopra altre apparecchiature perché potrebbe determinare un problema di funzionamento. Se è necessario un simile utilizzo, entrambe le apparecchiature devono essere tenute sotto osservazione per verificarne il corretto funzionamento.

- ⚠ L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore della presente apparecchiatura potrebbe provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e causare di conseguenza un funzionamento errato.

- ⚠ Le apparecchiature di comunicazione portatili a RF (incluse le periferiche come i cavi delle antenne e le antenne esterne) e anche i cavi specificati dal produttore devono essere utilizzati a una distanza superiore ai 30 cm da qualunque parte di iCube II. In caso contrario, potrebbe verificarsi un peggioramento delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

- ① Proteggere il dispositivo da eccessiva umidità (bagno, piscina), calore (radiator, cruscotto auto) o dal contatto diretto con la pelle quando si suda.
- ① Non far cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura potrebbe danneggiarlo.

12. Informazioni importanti per la sicurezza

- ① Non scollegare il collare ad induzione, quando il dispositivo trasmette i segnali all'apparecchio acustico.
- ① Proteggere da sporco e impurità i connettori, le prese, l'ingresso per la carica e l'alimentatore del dispositivo.
- ① Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento per asciugare il dispositivo.
- ① La tecnologia di trasmissione induttiva con codifica digitale utilizzata nel dispositivo è estremamente affidabile e praticamente non subisce interferenze da altri dispositivi. Si deve comunque notare che, quando si utilizza il sistema acustico vicino ad un computer, a impianti elettronici di grosse dimensioni o altri campi elettromagnetici forti, per garantire un funzionamento adeguato, può essere necessario stare a una distanza di almeno 60 cm dal campo elettromagnetico.
- ① Tenere il dispositivo a una distanza di almeno 10 cm da qualsiasi tipo di magnete.

-
- ① Non collegare al dispositivo un cavo USB che superi i 3 metri di lunghezza.
 - ① Quando non si usa, spegnere il dispositivo, tenere il collare chiuso e riporlo in un luogo sicuro.

Altre informazioni importanti

- ① Se si utilizzano più dispositivi in uno stesso stabile, prestare attenzione al fatto che i rispettivi campi induttivi possono disturbarsi a vicenda entro un raggio di 2 metri.
Questa situazione può verificarsi anche se i dispositivi vengono usati in stanze diverse.
- ① Apparecchiature elettroniche ad alta potenza, installazioni elettroniche di grandi dimensioni e strutture metalliche possono compromettere e ridurre in modo notevole il range operativo del dispositivo.
- ① Se gli apparecchi acustici non rispondono al dispositivo a causa di un disturbo di campo insolito, allontanarsi dal campo che crea il disturbo.

