

Roger Table Mic.

Manuale d'uso



roger

Indice

1. Benvenuti	4
2. Conoscere il proprio Roger Table Mic	5
2.1 Come funziona il microfono Roger	5
2.2 Descrizioni del dispositivo	6
2.3 Accessori	8
3. Operazioni preliminari	10
3.1 In carica	10
3.2 Accensione	12
3.3 Collegamento agli apparecchi acustici	13
3.4 Collegamento del telecomando	16
4. Accensione	17
4.1 Sentire meglio durante una riunione	17
4.2 Ascolto di dispositivi multimediali	18
5. Aggiunta di altri microfoni	20
5.1 Collegamento ad altri microfoni	20
5.2 Uso dei microfoni aggiuntivi	22
6. Funzioni speciali	24
6.1 Funzione muto	24
6.2 Variazione del range di rilevamento	25
6.3 Scollegamento dei dispositivi Roger (NewNet)	26
7. Risoluzione dei problemi	28

8. Assistenza e garanzia	32
8.1 Garanzia locale	32
8.2 Garanzia internazionale	32
8.3 Limitazione della garanzia	33
9. Informazioni di conformità	34
10. Informazioni e spiegazione dei simboli	38
11. Informazioni importanti per la sicurezza	41
11.1 Avvertenze sui pericoli	41
11.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto	43
11.3 Altre informazioni importanti	45

1. Benvenuti

Il vostro Roger Table Mic è stato sviluppato da Phonak, azienda leader mondiale nel campo delle soluzioni uditive, con sede a Zurigo.

Questo prodotto Premium è il risultato di decenni di ricerche ed esperienza ed è progettato per ricollegarvi alla bellezza del mondo dei suoni. Vi ringraziamo per questa ottima scelta e vi auguriamo di godervi il piacere dell'ascolto per molti anni.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso per essere certi di capire e ottenere il massimo rendimento dal vostro nuovo microfono Roger™. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sui benefici del ricevitore, basta contattare l'Audioprotesista.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Il presente manuale d'uso è valido per:


Roger Table Mic 3

Marchio CE applicato 2024

2. Conoscere il proprio Roger Table Mic

2.1 Come funziona il microfono Roger


Il microfono Roger rileva le voci dei partecipanti ad una riunione e le invia direttamente alle orecchie. Il sistema è composto da tre elementi principali: gli apparecchi acustici, i ricevitori Roger e uno o più microfoni Roger.



- ❶ Di solito il microfono Roger funziona entro un range di 40 metri dagli apparecchi acustici. Si noti che i corpi umani e le pareti possono ridurre questa distanza. Il range più ampio è ottenibile quando si riesce a vedere il microfono Roger (cioè entro il raggio visivo).


2.2 Descrizioni dei dispositivi

Roger Table Mic




- ① On / Off / Muto
- ② Microfoni e indicatore LED
- ③ Audio input/Ingresso audio
- ④ Ingresso di carica
- ⑤ Connessione

Telecomando




- ① Indicatore LED
- ② Muto on
- ③ Muto off
- ④ Range di rilevamento corto
- ⑤ Range di rilevamento lungo
- ⑥ Vite
- ⑦ Coperchio batteria


2.3 Accessori




Alimentatore




Cavo USB



Cavo a Y micro-USB




Cavo audio



Adattatore RCA/
Cinch



Telecomando




Custodia
morbida


3. Operazioni preliminari

3.1 In carica

Per caricare il microfono Roger, collegare il caricatore fornito in dotazione. L'indicatore LED diventerà verde e lampeggerà per indicare che è in corso la ricarica.



Una batteria scarica raggiungerà il livello massimo di carica in circa 4 ore. La carica è completa quando la luce dell'indicatore LED diventa verde fissa.



1. Inserire l'estremità più piccola (micro USB) del cavo di carica nel microfono Roger.

2. Inserire l'estremità più grande (USB) del cavo di carica nell'alimentatore.
3. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente facilmente accessibile.

Usare il cavo a Y fornito in dotazione per caricare due dispositivi con un solo alimentatore.

i Usare il cavo a Y soltanto con l'alimentatore fornito in dotazione. La carica di due dispositivi tramite la porta USB di un computer non è supportata.

Durante la ricarica l'indicatore LED può dare il seguente feedback.

Spie di stato della ricarica




Carica



Carica completata

3.2 Accensione

Premere il pulsante on/off  per un secondo finché l'indicatore LED non diventa verde.



Quando il microfono Roger è acceso, l'indicatore LED lampeggerà lievemente. La luce verde indica che la batteria è completamente carica. La luce arancione indica che la batteria è carica al 50%. Quando l'indicatore LED diventa rosso e lampeggia, occorre cambiare subito la batteria.



Carica il microfono Roger


3.3 Collegamento agli apparecchi acustici


Verificare di aver ricevuto un ricevitore/i Roger dal proprio Audioprotesista. Vi sono varie opzioni di ricevitori disponibili.


Può darsi che l'Audioprotesista abbia già collegato il microfono Roger agli apparecchi acustici. Altrimenti collegate il/i ricevitore/i al microfono Roger come segue.

1. Verificare che il microfono Roger e il ricevitore Roger siano entrambi accesi.

Tenere il microfono Roger entro 10 cm dal ricevitore Roger o dall'apparecchio acustico.




2. Premere il pulsante di connessione  sul microfono Roger.



L'indicatore LED diventerà verde per due secondi per confermare che il collegamento è riuscito. Si sentirà anche un segnale acustico di conferma negli apparecchi acustici.

i È possibile collegare un numero illimitato di ricevitori Roger al microfono Roger.

Indicatori LED di stato della connessione

Dopo aver premuto il pulsante di connessione , l'indicatore LED può dare il seguente feedback.



Connessione in corso



La connessione è avvenuta con successo, il ricevitore Roger è collegato




Non è stato possibile trovare un ricevitore Roger. Avvicinare il microfono Roger al ricevitore Roger e verificare che il ricevitore Roger sia acceso. Quindi riprovare.



Il ricevitore Roger non è compatibile con il microfono Roger

3.4 Collegamento del telecomando

Il telecomando viene collegato al microfono Roger presso lo stabilimento di produzione. Se necessario, è possibile collegare il telecomando a tutti i microfoni da tavolo supplementari che si desiderino.

1. Premere e tenere premuto un pulsante qualsiasi sul telecomando.
2. Accendere il microfono Roger premendo il pulsante on/off . Il microfono Roger emette quattro lampeggiamenti di luce viola per indicare che il collegamento è avvenuto con successo.
3. Rilasciare il pulsante del telecomando.

Indicatori LED di stato della connessione

Dopo aver collegato il telecomando, l'indicatore LED può dare il seguente feedback:




Connessione al telecomando
avvenuta.

4. Uso del microfono Roger

Il microfono Roger è un prodotto intelligente e versatile. Rileva in quale situazione vi trovate e adatta automaticamente le impostazioni del suo processore sonoro per offrirvi la migliore comprensione del parlato possibile.

4.1 Sentire meglio durante una riunione

Posiziona il microfono Roger del tavolo per ascoltare un gruppo di persone.




- ❶ Per la migliore comprensione del parlato possibile, posizionare il microfono Roger lontano da fonti di rumore come proiettori e laptop e più vicino possibile al/ai partecipanti alla conversazione.

4.2 Ascolto di dispositivi multimediali

È possibile collegare il microfono Roger ad una sorgente audio – come un telefono per conferenze, un tablet o un computer – per sentire il segnale audio direttamente negli apparecchi acustici.

1. Collegare un'estremità del cavo audio fornito in dotazione all'ingresso Aux del microfono Roger.
2. Collegare l'altra estremità all'uscita audio della sorgente audio.



① Dopo aver attivato il segnale audio del dispositivo multimediale, il microfono Roger rileverà questo segnale e silenzierà il proprio microfono.


5. Aggiunta di altri microfoni


La tecnologia Roger consente di usare vari microfoni Roger in parallelo collegandoli in un network.

5.1 Collegamento ad altri microfoni

Per collegare un microfono supplementare, seguire questi passaggi.

1. Accendere entrambi i microfoni.
2. Tenere i due microfoni vicini l'uno all'altro (entro 10 cm).




3. Premere il pulsante di connessione  sul microfono Roger.

Gli indicatori LED di entrambi i microfoni diventeranno verdi per due secondi per indicare l'avvenuta connessione.

i Se si desidera collegare il microfono Roger ad un Roger Select, premere il pulsante di connessione sul Roger Select anziché sul microfono Roger.

Indicatori LED di stato della connessione

Dopo aver premuto il pulsante di connessione , l'indicatore LED può dare il seguente feedback.



La connessione è avvenuta con successo, ora l'altro microfono Roger è collegato.



Non è stato possibile trovare un microfono Roger. Avvicinare i microfoni l'uno all'altro e verificare che siano entrambi accesi. Quindi riprovare.




Il microfono è incompatibile con il vostro microfono Roger. Vi preghiamo di fare un aggiornamento del software tramite Roger Upgrader oppure di contattare il vostro Audioprotesista.


5.2 Uso dei microfoni aggiuntivi

I microfoni da tavolo aggiuntivi devono essere posizionati in modo da poter sentire le persone sedute attorno al tavolo. Consegnate i microfoni Roger indossabili ai parlanti. Verificate che li indossino correttamente (orientati verso la bocca e al massimo a 20 cm/8 poll. da essa).

I microfoni Roger rilevano automaticamente quando qualcuno parla, trasmettendo istantaneamente la voce agli apparecchi acustici.

Se un parlante che indossa un microfono desidera lasciare provvisoriamente il gruppo, deve silenziare o spegnere il suo microfono.




i Se ci sono problemi con il network, premere il pulsante di connessione  su uno dei microfoni per reiniziare il network.


Spie di stato dei microfoni

Quando si usano vari microfoni Roger, l'indicatore LED può dare il seguente feedback.



Il microfono Roger è silenziato. Riattivarlo premendo il pulsante on/off  o il pulsante muto off sul telecomando.





Il microfono Roger ha perso il collegamento con l'altro/gli altri microfono/i Roger. Premere il pulsante di connessione  per reiniziare il network.

6. Funzioni speciali

6.1 Funzione muto

La funzione muto del microfono è particolarmente utile per le pause durante le riunioni o quando desiderate concentrarvi su un relatore senza essere disturbati dalle conversazioni laterali degli altri partecipanti.




1. Premere brevemente il pulsante on/off  o il pulsante muto on sul telecomando per silenziare il microfono Roger. Quando è silenziato, l'indicatore LED diventerà viola fisso.
2. Premere nuovamente il pulsante on/off o il pulsante muto off sul telecomando per riattivare il microfono Roger.

i Il telecomando silenzierà tutti i microfoni da tavolo con cui è collegato.

6.2 Variazione del range di rilevamento


Se siete disturbati da rumori fievoli o distanti, potete usare il telecomando per limitare il range di rilevamento.

Premete i pulsanti del range sul telecomando per scegliere fra range di rilevamento grande e piccolo.




- ❗ Riavviando il dispositivo il range tornerà sull'impostazione grande.

6.3 Scollegamento dei dispositivi Roger (NewNet)



Per scollegare il microfono Roger da tutti i ricevitori collegati o da altri microfoni Roger, tenere premuto il pulsante di connessione  per 7 secondi.

Quando il microfono Roger sarà scollegato da tutti i dispositivi collegati, l'indicatore LED diventerà arancione.



Ora è possibile cominciare a ricollegare ricevitori Roger o microfoni Roger al vostro microfono Roger.

Reset

Se il vostro microfono Roger smette di rispondere ai comandi, è possibile resettarlo premendo i pulsanti on/off  e di connessione  insieme per 10 secondi.

7. Risoluzione dei problemi

Problema

Non riesco ad accendere il mio microfono Roger

Non riesco a capire il parlante

Non riesco a sentire la voce del parlante anche se il microfono Roger è acceso

Continuo a perdere il segnale audio.

Il volume dei dispositivi multimediali è troppo basso

Cause

La batteria è scarica.

Il microfono non è posizionato correttamente

Le aperture del microfono sono coperte da sporco o da un oggetto

Il microfono è stato silenziato

Gli apparecchi acustici non sono impostati sul programma corretto.

I ricevitori Roger non sono collegati al microfono Roger.

Il vostro microfono Roger faceva parte di un network

La distanza fra il microfono Roger e il ricevitore Roger è troppa

Vi sono degli ostacoli fra voi e il microfono Roger

Impostazioni volume non corrette.

Che cosa fare

Caricare il microfono Roger per almeno quattro ore

Avvicinare di più il microfono Roger alla persona che sta parlando

Verificare che le aperture del microfono siano libere da impurità

Controllare l'indicatore LED – se è viola, premere brevemente il pulsante on/off per attivare i microfoni

Controllare che gli apparecchi acustici siano impostati sul programma corretto (Roger/FM/DAI/EXT/AUX)

Tenere il microfono Roger vicino ad ogni ricevitore Roger a turno e premere il pulsante di connessione

Premere il pulsante di connessione sul microfono Roger

Avvicinarsi al microfono Roger

Accertatevi di poter vedere il microfono Roger (linea visiva)

Aumentare il volume della sorgente audio

Problema

Non riesco a sentire i dispositivi multimediali

Il microfono Roger emette lampeggiamenti blu

Il microfono Roger emette lampeggiamenti rossi

Il microfono Roger ha smesso di funzionare

Il telecomando non risponde

Cause

La sorgente audio è silenziata.

Roger Table Mic è silenziato

Roger Table Mic sta utilizzando il cavo audio ma non è acceso

Roger Table Mic faceva parte di un network

La batteria è scarica

Problema relativo al software.

C'è un'incompatibilità di software

Il microfono non è acceso

Il microfono non è abbastanza vicino

Il network dei microfoni è venuto meno

La batteria è scarica.

Che cosa fare

Riattivare l'audio della sorgente audio.

Riattivare l'audio di Roger Table Mic

Accendere Roger Table Mic per ascoltare la sorgente audio tramite il cavo audio

Premere il pulsante connessione sul Table Mic

Caricare il microfono Roger al più presto possibile

Riavviare il microfono Roger premendo contemporaneamente il pulsante on/off e il pulsante di connessione

Aggiornare tutti i microfoni Roger usando il Roger Upgrader disponibile sul sito Phonak, oppure contattare il proprio rivenditore Phonak locale.

Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano accesi

Avvicinare il microfono al microfono Roger

Premere il pulsante di connessione su un microfono per reinizializzare il network

Sostituire la batteria (tipo CR2032) rimuovendo la vite dal coperchio batteria.

8. Assistenza e garanzia

8.1 Garanzia locale

Per i termini della garanzia locale, rivolgersi all'Audioprotesista presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

8.2 Garanzia internazionale

Phonak offre una garanzia internazionale limitata valida un anno dalla data di acquisto. Tale garanzia limitata copre i difetti di materiali e fabbricazione. La garanzia è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto.

La garanzia internazionale non pregiudica in alcun modo i diritti legali previsti dalle normative locali vigenti in materia di vendita dei beni di consumo.

8.3 Limitazioni della garanzia

La presente garanzia non copre i danni dovuti a uso o manutenzione impropri, esposizione ad agenti chimici, immersione in acqua o sollecitazioni indebite. In caso di danni provocati da terzi o da centri di assistenza non autorizzati, si perde ogni diritto ad avvalersi della garanzia. Questa garanzia non copre alcun servizio prestato dall'Audioprotesista nel proprio ambulatorio.

Numero di serie:

Data di acquisto:

Audioprotesista autorizzato
(timbro/firma):



9. Informazioni sulla conformità

Europa:

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Sonova Communications AG dichiara che questo prodotto rispetta la Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea si può trovare presso il produttore, presso il rappresentante locale Phonak o sul sito www.phonak.com.

Frequenza operativa: 2400 – 2483,5 MHz

Livello di potenza: < 100 mW

Australia/Nuova Zelanda:



R-NZ

Indica la conformità di un dispositivo alle disposizioni normative sulla gestione dello spettro radio (RSM) e a quelle dell'autorità australiana per le comunicazioni e i mezzi di comunicazione (ACMA) per la vendita legale in Australia e Nuova Zelanda. L'etichetta di conformità R-NZ è per i prodotti radio forniti sul mercato neozelandese con il livello di conformità A1.

Avviso 1:

Questo dispositivo rispetta la Sezione 15 del Regolamento FCC e gli standard RSS di esenzione di licenza di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto a due condizioni:

- 1) questo dispositivo non deve causare interferenze;
- 2) questo dispositivo deve essere in grado di supportare qualunque interferenza, comprese le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Avviso 2:

Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo e non approvati esplicitamente da Sonova Communications AG possono causare l'annullamento dell'autorizzazione FCC all'utilizzo del dispositivo stesso.

Avviso 3

Il dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Sezione 15 del Regolamento FCC e della normativa ICES-003 di Industry Canada. Questi limiti sono previsti

per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose all'interno di impianti residenziali. Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle relative istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non sussiste comunque alcuna garanzia sulla mancanza di interferenze in presenza di installazioni particolari. Se il dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, condizione rilevabile allo spegnimento e all'accensione del dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore;
- collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
- rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico esperto in campo radiotelevisivo per ottenere assistenza.

Avviso 4:

Rispetto della legge giapponese sulle comunicazioni radio. Rispetto della legge sulle società. Questo dispositivo è garantito ai sensi della legge giapponese sulle comunicazioni radio (電波法) e alla legge giapponese sulle società di telecomunicazioni (電気通信事業法). Questo dispositivo non deve essere modificato (altrimenti il numero di designazione assegnato non è più valido).

Avviso 5:

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni RF secondo gli standard FCC / Industry Canada. Questo dispositivo rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato dalle norme FCC.. Questo trasmettitore deve essere installato per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da qualsiasi persona e non deve essere associato o funzionare insieme ad un'altra antenna o trasmettitore.

10. Informazioni e spiegazione dei simboli



Il simbolo CE è la conferma da parte di Sonova Communications AG che questo prodotto Phonak rispetta i requisiti fondamentali e le altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente leggere e tenere in considerazione le informazioni contenute in questo manuale d'uso.



Indica il produttore del dispositivo.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente prestare attenzione alle avvertenze contenute in questo manuale d'uso.



Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.

Condizioni operative

Questo dispositivo è progettato in modo da funzionare senza problemi né restrizioni se usato come previsto, salvo ove diversamente indicato in questa guida utente.



Etichetta di conformità alla normativa australiana in materia di EMC e radiocomunicazioni.



Temperatura di funzionamento :
tra 0° e +45° Celsius (tra +32° e +113° Fahrenheit).
Temperatura a magazzino: tra -10° e +60 °
Celsius (tra +14° e +140° Fahrenheit).



Umidità durante il trasporto:
fino al 90% (non condensante).
Umidità a magazzino:
tra lo 0% e il 70%, se non in uso.



Pressione atmosferica: tra 500 hPA e
1100 hPA.



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature vecchie separatamente dal sistema di smaltimento dei rifiuti comunale. Il corretto smaltimento delle apparecchiature vecchie contribuirà ad evitare conseguenze potenzialmente negative sull'ambiente e sulla salute umana. Questo prodotto ha una batteria incorporata non sostituibile. Non tentare di aprire il prodotto né di rimuovere la batteria, poiché ciò potrebbe causare lesioni alle persone e danni al prodotto. Si prega di contattare il centro di riciclaggio locale per lo smaltimento della batteria.



L'icona illimitata indica che questo prodotto contiene un numero illimitato di ricevitori roger per apparecchi acustici con RogerDirect.








L'imballaggio e il manuale d'uso possono essere riciclati.

11. Informazioni importanti per la sicurezza

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nelle pagine seguenti prima di usare il dispositivo Phonak.

11.1 Avvertenze sui pericoli

-  Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 3 anni.
-  Il dispositivo può essere riparato soltanto da un centro di assistenza autorizzato. Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche al presente dispositivo senza l'autorizzazione esplicita di Phonak.
-  Smaltire i componenti elettrici in conformità con le normative locali.
-  Non usare il dispositivo in ambienti in cui sono vietate le apparecchiature elettroniche. In caso di dubbio, chiedere alla persona responsabile.
-  Il dispositivo non deve essere utilizzato sugli aeroplani salvo qualora espressamente concesso dal personale di volo.

- ⚠ Non sono consentite modifiche o alterazioni ad alcun dispositivo se non approvate esplicitamente da Sonova Communications AG.
- ⚠ Usare soltanto accessori approvati da Sonova Communications AG.
- ⚠ Per motivi di sicurezza, usare solo caricatori forniti da Sonova Communications AG o caricatori stabilizzati con una potenza di 5 Vcc, min. 500 mA.
- ⚠ Non usare il dispositivo in aree esplosive (miniere o zone industriali a rischio di esplosione, ambienti ricchi di ossigeno o aree in cui si maneggiano anestetici infiammabili) o nelle quali siano vietate le apparecchiature elettroniche.
- ⚠ Se si tenta di aprire il dispositivo, è probabile che lo si danneggi. Il tentativo di apertura del dispositivo potrebbe danneggiarlo. Qualora si verificassero problemi che non possono essere risolti attenendosi alle linee guida riportate nella sezione Risoluzione dei problemi del presente Manuale d'uso, consultare il proprio Audioprotesista.

11.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto

- ① Proteggere il dispositivo da urti e vibrazioni eccessivi.
- ① Non esporre il dispositivo a temperature e umidità al di fuori delle condizioni raccomandate nel presente Manuale d'uso.
- ① Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento per asciugare il dispositivo.
- ① Pulire il dispositivo con un panno umido. Per pulire il dispositivo non usare mai prodotti per la pulizia domestica (polveri detergenti, sapone, ecc.) o alcool.
- ① Non collegare al dispositivo un cavo USB o cavo audio lungo più di 3 metri.
- ① Quando non è in uso, spegnere il dispositivo e riporlo in un luogo sicuro.
- ① Proteggere il dispositivo da umidità (bagno, piscina), calore (radiatori, cruscotto auto) e dal contatto diretto con la pelle quando si suda (lavoro, fitness, sport).

- ① Le radiografie, le scansioni TAC o la risonanza magnetica possono distruggere o compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.
- ① Quando si collega il dispositivo ai vari cavi, non esercitare una forza eccessiva
- ① Proteggere tutte le aperture (microfoni, audio input e caricatore) da sporco e impurità.
- ① Se il dispositivo è caduto o ha subito danni, se si surriscalda mentre è in carica, se presenta un cavo o una spina danneggiati o se è caduto in un liquido, interromperne l'uso e contattare il proprio Audioprotesista
- ① Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Questa batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte ma alla fine si può esaurire. In tal caso la batteria può essere sostituita soltanto da personale autorizzato.

11.3 Altre informazioni importanti

- I portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici devono SEMPRE consultare il proprio medico, oppure il produttore del loro dispositivo, PRIMA di utilizzare questo dispositivo. L'uso del dispositivo con un pacemaker o altri dispositivi medici deve avvenire SEMPRE in conformità con i consigli di sicurezza del medico responsabile del pacemaker o del produttore del pacemaker.
- Il dispositivo raccoglie e memorizza dati tecnici interni. Questi dati possono essere letti da un Audioprotesista a scopo di verifica del dispositivo, nonché per aiutarvi a utilizzare correttamente il dispositivo.
- Il segnale digitale emesso dal dispositivo verso un ricevitore collegato non può essere intercettato da altri dispositivi che non si trovano nel network del microfono.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Svizzera

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1381-05/V1.00/2024-05/cz © 2024 Sonova AG Tutti i diritti riservati