



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveits

www.phonak.com



029-0855-10(V1.00)/2020-06/NLG © 2020 Sonova AG - All rights reserved

iCube II

Bruksanvisning



PHONAK
life is on

Innhold

1. Velkommen	4	6. Bruke iCube II	14
2. Beskrivelse	5	6.1 Bære iCube II	14
3. iCube II-tilbehør (tilleggsutstyr)	6	6.2 Oppdagelse og programmering av høreapparater	15
4. Kom i gang	7	6.3 Programmering av høreapparater på arbeidsbord	16
4.1 Koble til strømforsyningen	7	7. Indikatorlys	17
4.2 Lade batteriet	8	8. Feilsøking	20
4.3 Driftstid	10	9. Service og garanti	22
4.4 Slå iCube II på og av	10	9.1 Lokal garanti	22
4.5 Krav til tilpasningsprogramvare	10	9.2 Internasjonal garanti	22
5. Tilkobling av iCube II til datamaskinen	11	9.3 Garantibegrensning	23
5.1 Trådløs tilkobling	11	10. Informasjon om overholdelse	24
5.2 Tilkobling via USB-kabel	13	11. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse	32
		12. Viktig sikkerhetsinformasjon	36
		13. Pleie og vedlikehold	42

1. Velkommen

iCube II er designet spesielt for bruk av audiografer.

Les denne bruksanvisningen slik at du kan benytte alle funksjonene i iCube II.

Gå til Phonaks nettside www.phonakpro.com for mer informasjon.

Phonak – life is on

www.phonakpro.com



Brukt CE-merke: 2020

2. Beskrivelse

Tiltenkt bruk for denne enheten er trådløs overføring av tilpasningsdata fra datamaskinen til kundens høreapparat.


Bakre åpning på hals Slyng

Hals Slyngens
plugg

Midtre indikatorlys
(batterinivå og
dataoverføring
til datamaskin)

På/av

Høyre indikatorlys
(dataoverføring)



Mini USB-I
adeinngang



Trådløs iCube II USB-adapter

3. iCube II-tilbehør (tilleggsutstyr)

- USB-kabel, 3 m
- iCube II dokkingstasjon

i Innholdet kan variere fra land til land.

4. Kom i gang

4.1 Koble til strømforsyningen


Velg riktig adapter for ditt land.




USA

EU

1. Sett først den runde enden av adapteren inn den runde delen av strømforsyningen.
2. Adapteren skal lage en klikkelyd når den er låst på plass.



1. Trekk først tilbake tappen på strømforsyningen for å ta ut adapteren.
2. Trekk adapteren opp for å ta den ut.



Spesifikasjon for strømforsyning

Strømforsyningens utgangsspenning:

5,0 V DC 1000 mA 5 W LPS


Laderens inngangsspenning: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,2 A USB

Spesifikasjoner for kabel: lengde <3 m


4. Kom i gang

4.2 Lade batteriet

Sett en mini-USB-plugg inn i iCube II, og koble strømforsyningen til en stikkontakt.



Hvis du bruker iCube II-dockingstasjonen, installerer du den som vist nedenfor.



Vi anbefaler at du lader iCube II når den ikke er i bruk. Dermed er den tilstrekkelig ladet og klar til neste tilpasningsøkt.

i iCube II dokkingstasjon er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Merknader om batteri

- i** Når iCube II lades for første gang, skal den lades i minst tre timer (også hvis det midtre indikatorlyset blir grønt tidligere).
- i** Det tar ca. 2 timer å lade et utladet batteri. Det er trygt å la iCube II være tilkoblet over lengre tid, også når den ikke er i bruk.
- i** Et nytt batteri yter fullt først etter at det har blitt fullstendig ladet ut og opp igjen tre ganger.
- i** iCube II-batteriet kan lades flere hundre ganger. Hvis driftstiden til iCube II reduseres vesentlig, tar du kontakt med din Phonak-representant.


4. Kom i gang

4.3 Driftstid

Fullt oppladet varer iCube II i inntil tolv timer med kontinuerlig tilpasning.

4.4 Slå iCube II på og av

Skyv strømbryteren som vist for å slå iCube II på eller av.



❗ Når iCube II er slått helt på, blinker det midtre indikatorlyset sakte.

❗ Slå av iCube II når den ikke er i bruk, og mens den lades. Det midtre indikatorlyset slutter å blinke.

4.5 Krav til tilpasningsprogramvare

Før du bruker iCube II, må du sørge for at Target 4.0 eller en nyere versjon er installert på tilpasningsdatamaskinen.

5. Tilkobling av iCube II til datamaskinen

iCube II leveres med en ferdig sammenkoblet trådløs USB-adapter for å gi rask og enkel trådløs tilkobling med tilpasningsdatamaskinen.



iCube II kan også kobles til Bluetooth-kompatible datamaskiner hvis en USB-port ikke er tilgjengelig, eller via en USB-kabel dersom trådløs tilkobling ikke er mulig.

5.1 Trådløs tilkobling

Automatisk tilkobling

For å koble iCube II til tilpasningsdatamaskinen må du sørge for at Phonak Target 4.0 eller nyere er installert. Plugg iCube II USB-adapteren i en ledig USB-port på tilpasningsdatamaskinen.

❗ Sørg for at iCube II USB-adapteren er plagget i en USB-port på tilpasningsdatamaskinen. Ikke bruk en USB-forlengelseskabel for å koble den til.

5. Tilkobling av iCube II til datamaskinen

Slå på iCube II. Koblingen etableres automatisk så snart Phonak Target startes.

- ❗ USB-adapteren er ferdig sammenkoblet med iCube II. Etter at enten adapteren eller iCube II er skiftet ut, må du utføre en manuell sammenkobling som beskrevet nedenfor.

Manuell sammenkobling

Slå på iCube II og trykk på sammenkoblingsknappen .

Slå på iCube II og trykk på sammenkoblingsknappen


Under sammenkoblingsmodus vil alle indikatorlysene blinke raskt frem og tilbake. I Phonak Target gå til **Verktøy**, velg **Sammenkobling av enheter** og klikk på **Sammenkobling** i delen **iCube II USB-adapter**.

Følg trinnene i veviseren for iCube II-sammenkobling. Den vil lede deg gjennom sammenkoblingsprosessen.

- ❗ Manuell sammenkobling er også nødvendig etter tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

5.2 Tilkobling via USB-kabel

For å koble iCube II til via en USB-kabel sett mini-USB-pluggen inn i iCube II og den andre enden inn i en ledig USB-port på tilpasningsdatamaskinen. Phonak Target 4.0 eller nyere vil automatisk registrere iCube II slik at du kan velge den som tilpasningsenhet.



- ❗ Bruk USB-huben (tilleggsutstyr) hvis det ikke er ledige USB-porter på datamaskinen.


6. Bruke iCube II

Før du bruker iCube II, må du sørge for at batteriet er tilstrekkelig ladet. Hvis det midtre indikatorlyset er oransje, må du lade iCube II. Sørg for at iCube II er valgt og vises som tilpasningsenhet i Phonak Target.

6.1 Bære iCube II

Kontroller at begge endene av halsslyngen er skikkelig festet til iCube II.

Åpne halsslyngen ved å koble fra koblingen på midten av halsslyngen, og plasser iCube II rundt halsen til brukeren.



Lukk halsslyngen slik at den innebygde antennen kan fungere riktig.

6.2 Oppdagelse og programmering av høreapparater

Ved trådløs tilpasning utføres tilordningen av venstre/høyre høreapparat i Phonak Target. Kontroller at iCube II er valgt som tilpasningsenhet, og klikk på **Koble til**.



De registrerte enhetene vises slik at hvert høreapparat kan tilordnes (eller tilordnes på nytt) til riktig side (venstre eller høyre). Klikk på **Fortsett**.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen.

6. Bruke iCube II

6.3 Programmering av høreapparater på arbeidsbord


Hvis du må programmere et høreapparat utenfor brukernes ører (dvs. må klargjøre høreapparatet før en tilpasningsøkt), legger du høreapparatene på et flatt underlag og plasserer halsslyngen til iCube II rundt dem som vist på bildet.



7. Indikatorlys

iCube II har 3 indikatorlys som viser status for batteri, tilkobling og tilpasning på en enkel måte.

Midtre indikator fortsetter å lyse oransje



Lading

Midtre indikator fortsetter å lyse grønt




Lading fullført

Midtre indikator lyser grønt i 2 sek



iCube II starter opp


Midtre indikator blinker sakte 3 ganger



iCube II slås av


7. Indikatorlys

Midtre indikator
blinker sakte




På, ingen aktiv
kobling til tilpas-
ningsdatamaskin

Midtre indikator
blinker regelmessig




Aktiv kobling til
tilpasningsdata-
maskin

Høyre og midtre
indikator blinker
raskt




Programmerer
høyre høreapparat

Venstre og midtre
indikator blinker
raskt




Programmerer
venstre
høreapparat

Alle indikatorer
blinker raskt frem
og tilbake



Sammenkoblings-
modus aktivert

Alle tre indikatorer
blinker raskt




Oppdatering av
fastvare på
iCube II

i Det midtre indikatorlyset endrer farge til oransje når batterinivået er lavt. Sørg for å lade iCube II etter tilpasningsøkten.

i Phonak Target viser et varsel når en ny fastvareversjon for iCube II er tilgjengelig.

Midtre indikator
fortsetter å lyse
rødt



Funksjonsfeil. Se
feilsøkingssavsnittet

8. Feilsøking

Årsaker	Gjør følgende
iCube II gjenkjennes ikke lenger av datamaskinen som den tidligere var sammenkoblet med.	
<ul style="list-style-type: none">• iCube II USB-adapteren er koblet fra tilpasningsdatamaskinen.• iCube II er utenfor rekkevidde.	<ul style="list-style-type: none">• Plugg inn iCube II USB-adapteren.• Flytt iCube II nærmere datamaskinen.
iCube II slås av.	
<ul style="list-style-type: none">• Batteriet er tomt.	<ul style="list-style-type: none">• Lad iCube II.
iCube II svarer ikke og den midtre indikatoren lyser sammenhengende rødt.	
<ul style="list-style-type: none">• Dette kan indikere en funksjonsfeil.	<ul style="list-style-type: none">• Slå av iCube II, og vent 20 sekunder før du slår den på igjen.• Hvis iCube II er koblet til tilpasningsdatamaskinen via kabel, koble den fra kabelen og start på nytt som beskrevet ovenfor.

Årsaker	Gjør følgende
En sekundær eller en annen iCube II kan ikke kobles til tilpasningsdatamaskinen.	
<ul style="list-style-type: none">• Bare én iCube II kan sammenkobles med tilpasningsdatamaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du bruker USB-adapteren, trykk på sammenkoblingsknappen på iCube II for å koble den til datamaskinen.• Hvis du ikke bruker USB-adapteren, kontroller at Bluetooth-enheten er slått på og i sammenkoblingsmodus for å opprette koblingen.

9. Service og garanti

9.1 Lokal garanti

Spør din kontaktperson der du fikk utlevert / kjøpte enheten om betingelsene for den lokale garantien.

9.2 Internasjonal garanti

Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra utleverings-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell. Garantien trer kun i kraft ved fremlegging av kjøpsbevis.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

9.3 Garantibegrensning

Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre.

Serienummer:

Mottaks-/kjøpsdato:

10. Informasjon om overholdelse

Europa:

Samsvarserklæring

Phonak AG erklærer herved at dette Phonak-produktet samsvarer med kravene i bestemmelsen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745 samt direktivet 2014/53/EF om radioutstyr. Du kan få hele EU-samsvarserklæringen fra produsenten eller din lokale Phonak-representant.

Adressene til disse finner du i listen på

<https://www.phonak.com/com/en/certificates.html>
(globale Phonak-kontorer).

Australia / New Zealand:



R-NZ

Indikerer en enhets samsvar med gjeldende regelverk for Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) for lovlig salg i New Zealand og Australia. Samsvarsmerket R-NZ gjelder radioprodukter som leveres på det newzealandske markedet under samsvarsnivå A1.

Phonak iCube II er sertifisert i henhold til:

USA	FCC ID: KWC-ICUBE2
Canada	IC: 2262A-ICUBE2

Phonak iCube II USB-adapteren er sertifisert i henhold til:

USA	FCC ID: 079BT402
Canada	IC: 11512A-BT403

Merknad 1:

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210 for Industry Canada. Bruk av dette systemet er underlagt følgende to vilkår:

- 1) at enheten ikke skaper skadelig interferens, og
- 2) enheten kan ta imot alle typer interferens, inkludert den typen som kan påvirke funksjonen negativt.

Merknad 2:

Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Phonak, kan ugyldiggjøre FCC- autorisasjonen for bruk av denne enheten.

Merknad 3:

Dette systemet er blitt testet og samsvarer med kravene til et digitalt system av klasse B slik kravene er fastsatt i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved montering i bolighus. Dette systemet genererer, benytter seg av og sender ut radiobølger og kan, hvis den ikke er installert og brukes i henhold til instruksene, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon.

Det foreligger derimot ingen garanti mot at interferens kan forekomme i visse installasjoner. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelse i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe som oppdages ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Vri eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom systemet og mottakeren.
- Koble enheten til et uttak med en annen strømkrets enn det som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad 4:

Samsvarer med japansk lovgivning for radio og telekommunikasjon. Denne enheten samsvarer med japansk lovgivning for radio (電波法) og japansk lovgivning for telekommunikasjon (電気通信事業法).

Denne enheten skal ikke endres (da blir det tildelte betegnelsesnummeret ugyldig).

Strålingsstandarder:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 55011:2009+A1, CISPR11:2009/AMD1:2010,
CISPR22:1997, CISPR32:2012, ISO 7637-2:2011,
CISPR25:2016, EN 55025:2017

Immunitetsstandarder:

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-2:2008,
EN 61000-4-3:2006+A1+A2,
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012,
IEC 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014,
IEC 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014,
IEC 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2010,
IEC 61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004,
IEC 61000-4-11:2004, IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005,
ISO 7637-2:2011

Alle alvorlige hendelser som har skjedd knyttet til enheten, skal rapporteres til produsentens representant og aktuelle myndigheter i brukslandet. En alvorlig hendelse er en hendelse som direkte eller indirekte førte til, kan ha ført til eller kan føre til noe av det følgende:

- dødsfall for en pasient, bruker eller annen person
- midlertidig eller permanent alvorlig forverring av helsetilstanden til en pasient, bruker eller annen person
- en alvorlig trussel mot folkehelsen

Kontakt produsenten eller en representant for å rapportere om en uventet funksjon eller hendelse.

Grundig og jevnlig pleie av iCube II bidrar til enestående ytelse og lang levetid. For å sikre lang levetid gir Phonak AG minimum en fem års serviceperiode etter at det respektive produktet er faset ut.

Hvis du ønsker mer informasjon om funksjoner, fordeler, konfigurasjon, bruk og vedlikehold eller reparasjoner av tilbehør, kan du kontakte produsentens representant. Du finner mer informasjon i produktdatabladet.

Kontakt produsentens representant hvis du ønsker informasjon om reparasjonstjenester for høreapparattilbehør.

Tiltenkt bruk: Tiltenkt bruk er å overføre tilpasningsdata fra tilpasningsdatamaskinen til kundens høreapparater. Tilpasningsdataene overføres fra tilpasningsdatamaskinen til iCube II via Bluetooth-tilkobling ved hjelp av en trådløs USB Bluetooth-adapter. iCube II konverterer dataene til et trådløst signal på 10,6 MHz som overføres til høreapparatene ved hjelp av halsslyngeantennen. Enheten kan brukes sammen med alle trådløse Phonak-høreapparater fra Venture-, Quest-, Spice+- og Spice-generasjonen.

Målgruppe: audiografer som gjør individuelle tilpasninger for Phonak-høreapparater.

Indikasjoner: Hørselstap og derfor tilpasning av høreapparater med individuell tilpasning.

Kontraindikasjoner: ingen.

Bruksmiljø: iCube II er egnet for profesjonelle helseinstitusjoner som audiografkontorer.

Antenneinformasjon:

Antennetype: Ekstern halsslyngeantenne
Driftsfrekvens: 10,6 MHz (trådløs kobling til høreapparater) 2,402–2,480 GHz / 79-kanals FHSS (Bluetooth)
Besatt båndbredde (99 % BW): 500 kHz
Modulasjon: 8DPSK (trådløs kobling til høreapparater) GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)
Magnetfeltstyrke ved 10 m: <-21 dB μ A/m

11. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse



Med CE-symbolet bekrefter Phonak AG at dette Phonak-produktet oppfyller kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr samt direktiv 2014/53/EU for radio- og teleterminalutstyr.



Dette symbolet indikerer at produktene som er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppfyller kravene til en anvendt del av type B i EN 60601-1. Overflaten til enheten er spesifisert som en anvendt del av type B.



Dette symbolet betyr at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.



Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne bruksanvisningen.



Viktig informasjon om håndtering og produksikkerhet.



Temperatur ved transport og oppbevaring: -20 til +60 °C.
Brukstemperatur:
0 til 40 °C.



Hold enheten tørr.

11. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse



Luftfuktighet under transport og oppbevaring: <90 % (ikke-kondenserende).
Luftfuktighet under bruk: <95 % (ikke-kondenserende).



Atmosfærisk trykk: Transport, oppbevaring og drift: 500 til 1060 hPA.



Symbolet med utkrysset søppelbøtte skal gjøre deg oppmerksom på at denne enheten ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Kast gamle eller ubrukte produkter ved avfallsanlegg for elektronisk avfall, eller lever det til din audiograf for kassering. Korrekt kildesortering verner miljø og helse.



Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Phonak er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.



Japansk merke for sertifisert radioutstyr.



Indikerer produsenten av medisinsk utstyr, som definert i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.



Indikerer den autoriserte representanten i EU. EU-representanten er også importør til EU.



Enheden er et medisinsk utstyr.

12. Viktig sikkerhetsinformasjon

Følgende sider inneholder viktig sikkerhetsinformasjon.

Advarsler

⚠ Følgende er kun aktuelt for personer med aktivt, implanterbart medisinsk utstyr (dvs. pacemakere, defibrillatorer osv.)

Oppbevar det trådløse høreapparatet eller trådløse tilbehøret minst 15 cm fra det aktive implantatet. Hvis du opplever forstyrrelser, bør du ikke bruke de trådløse høreapparatene. Kontakt produsenten av det aktive implantatet.

Merk at interferens også kan være forårsaket av kraftledninger, elektrostatiske utladninger, metalldetektorer osv.

Hold magneter (dvs. batteriverktøy, EasyPhone-magnet osv.) minst 15 cm unna det aktive implantatet.

⚠ Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år, personer med nedsatt psykisk funksjonsevne og kjæledyr.

⚠ Endringer eller modifikasjoner av enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Phonak, er ikke tillatt.

⚠ Enheten kan bli skadet hvis den åpnes. Hvis det oppstår problemer som ikke kan løses ved å følge løsningene under feilsøking i denne bruksanvisningen, kontakter du din lokale Phonak-representant.

⚠ Dette produktet har et innebygd batteri som ikke kan byttes ut. Ikke prøv å åpne produktet eller ta ut batteriet. Det kan føre til personskade og skade på enheten.


⚠ Bruk kun tilbehør som er godkjent av Phonak AG, for å unngå elektrisk støt.

⚠ Bruk av enheten, tilkoblingene eller kablene på andre måter enn tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen (f.eks. bruk av USB-kabelen rundt halsen), kan føre til personskader.

⚠ Pass på at ingen deler setter seg fast i maskiner ved bruk av maskineri.

12. Viktig sikkerhetsinformasjon

- ⚠ Til lading skal det kun brukes EN 60950- og/eller EN 60601-1-sertifisert utstyr med en nominell ytelse på 5 VDC, min. 500 mA.



- ⚠ Forsiktig: elektrisk støt. Ikke sett kun pluggen inn i elektriske kontakter.
- ⚠ Ikke bruk apparatet i eksplosive områder (gruver eller industriområder med eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare anestesimidler håndteres) eller steder der elektronisk utstyr er forbudt.
- ⚠ Bruk av dette utstyret ved siden av eller oppå annet utstyr bør unngås, ettersom det kan forårsake funksjonsfeil. Hvis slik bruk er nødvendig, må du følge med på dette utstyret og annet utstyr for å forsikre deg om at det fungerer som det skal.

- ⚠ Bruk av tilbehør, transformatorer og kabler som ikke er angitt eller levert av produsenten av dette utstyret, kan forårsake økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk toleranse for utstyret og medføre funksjonsfeil.

- ⚠ Bærbart radiokommunikasjonsutstyr (inkludert perifere enheter som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm fra delene til iCube II, inkludert kabler angitt av produsenten. Ellers kan utstyrets ytelse forringes.

Informasjon om produktsikkerhet

- ① Beskytt enheten mot fuktighet (bading, svømming), varme (radiator, dashbordet i bilen) og direkte hudkontakt ved svetting.
- ① Ikke mist enheten. Hvis du mister den på et hardt underlag, kan den bli skadet.
- ① Ikke koble fra halslyngen når enheten sender signaler til høreapparatet.

12. Viktig sikkerhetsinformasjon

- ① Beskytt enhetens kontakter, plugger, ladespor og strømforsyning fra skitt og rusk.
- ① Bruk aldri mikrobølgeovn eller andre varmeovner til å tørke enheten.
- ① Den digitalt kodede, induktive overføringsteknologien som brukes i enheten, er svært pålitelig og forstyrres nesten aldri av andre enheter. Vær likevel klar over at når høreapparatet brukes i nærheten av datamaskiner, større elektroniske installasjoner eller andre felt med sterk elektromagnetisk stråling, kan det være nødvendig å holde en avstand på minst 60 cm for at apparatet skal fungere ordentlig.
- ① Hold enheten minst 10 cm unna magneter.
- ① USB-kabler som er lengre enn 3 meter, skal ikke kobles til enheten.
- ① Når enheten ikke er bruk, skal den slås av og oppbevares på et trygt sted. Hals Slyngen skal være lukket.

Annen viktig informasjon

- ① Hvis du bruker flere enheter i samme bygning, må du være oppmerksom på at induksjonsfeltene deres kan forstyrre hverandre innen et område på 2 meter. Dette kan også skje selv om de brukes i forskjellige rom.
- ① Høyspent elektronisk utstyr, større elektroniske installasjoner og metallstrukturer kan påvirke og betydelig redusere driftsrekkevidden.
- ① Hvis høreapparatene ikke svarer enheten på grunn av uvanlig sterke forstyrrelser, må du bevege deg bort fra området hvor forstyrrelsene oppstår.

13. Pleie og vedlikehold

Rengjøring av enheten

Bruk en lofri klut til rengjøring. Tørr rengjøring foretrekkes. Om nødvendig kan overflaten rengjøres med mildt såpevann. Kluten bør imidlertid være fuktig og ikke dryppende våt for å hindre at fuktighet kommer inn i apparatet.

Ikke bruk sterke stoffer som løsemidler eller tynner, da disse kan skade overflaten.

Merknader
