

Roger Focus II-312

Bruksanvisning



Roger Focus II-312



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denne bruksanvisningen gjelder for:

Roger-mottaker



Roger Focus II-312

2020



Detaljert informasjon om mottakeren

- ① Pass på at du bruker riktig type batteri i mottakeren (sink-luft).
- ① Mottakeren brukes i frekvensområdet 2,4–2,48 GHz.

Modell

Roger Focus II-312

Batteristørrelse

312

Mottakeren er utviklet av Phonak – verdens ledende selskap innen hørselsløsninger. Phonak har sitt hovedsete i Zürich, Sveits.

Disse mottakerene er et resultat av flere tiår med forskning og kompetanse og er designet for å gi deg en best mulig opplevelse av lyd. Vi takker deg for at du tok et godt valg, og vi ønsker deg mange år med lytteglede.

Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du forstår og får det beste ut av mottakeren din. Kontakt din kontaktperson din for mer informasjon om funksjoner og fordeler.

Phonak – life is on
www.phonak.no

Innhold

Mottakeren

1. Hurtigveiledning 6
2. Beskrivelse av mottakeren 8

Bruke Roger-mottaker



3. Merking på venstre og høyre mottaker 9
4. På/av 10
5. Batterier 11
6. Sette på seg mottakeren 16
7. Ta av mottakeren 17
8. Flerfunksjonsknapp med indikatorlys 18
9. Oversikt over tilkoblingsmuligheter 20

Ytterligere informasjon

10. Pleie og vedlikehold 21
11. Bytte ut øreproppen 24
12. Service og garanti 28
13. Informasjon om overholdelse 30
14. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse 36
15. Feilsøking 40
16. Viktig sikkerhetsinformasjon 42

1. Hurtigveiledning


Merking på venstre og høyre mottaker




Blått merke for **venstre mottaker**.

Rødt merke for **høyre mottaker**.


Bytte batterier



1. Fjern tapen fra det nye batteriet, og vent i to minutter.





2. Åpne batteridekslet. Se kapittel 5.2 for informasjon om batterideksler med barnesikring.




3. Plasser batteriet i batteridekslet med "+"-symbolet vendt opp.

På/av



Se kapittel 5.2 for instruksjoner om batterideksel med barnesikring.

Flerfunksjonsknapp med indikatorlys




Knappen har flere funksjoner.

Den kan brukes til å kontrollere volumet og til å låse volumet.

2. Beskrivelse av mottakeren



Følgende bilde viser modellene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Roger Focus II-312



3. Merking på venstre og høyre mottaker

Rødt eller blått merke forteller deg om det er venstre eller høyre mottaker.



Blått merke for **venstre mottaker**.


Rødt merke for **høyre mottaker**.

4. På/av

Batteridekslet fungerer også som en på/av-bryter. Se kapittel 5 for informasjon om åpning av batterideksel med barnesikring.


1.

Lukket batterideksel =
mottakeren er **på**.



2.


Åpent batterideksel =
mottakeren er **av**.



❶ Når du slår på mottakeren, hører du kanskje en oppstartsmelodi.


5. Batterier

5.1 Sette inn batteri (standard batterideksel)




1.

Fjern tapen fra det nye batteriet, og vent i to minutter.



2.

Åpne batteridekslet.



3.

Plasser batteriet i batteridekslet med "+"-symbolet vendt opp.

Hvis batteridekslet har barnesikring, må du lese viktig informasjon angitt nedenfor. Se også instruksjonene i kapittel 5.2 for innsetting av batteriet.

ⓘ Hvis det er vanskelig å lukke batteridekslet, gjør du følgende: Kontroller at batteriet er satt inn riktig, og at "+"-symbolet vender opp. Hvis batteriet er satt inn feil, virker ikke mottakeren, og batteridekslet kan bli skadet.

 Lavt batterinivå: Du hører to pip når batterinivået er lavt. Du har omtrent 30 minutter på å bytte batteriet. Vi anbefaler at du alltid har et nytt batteri for hånden.

Erstatningsbatteri

Denne Roger-mottaker bruker et sink-luft-batteri i størrelse 312.


Modell	Sink-luft-batteri-størrelse	Fargemerking på pakningen	IEC-kode	ANSI-kode
Roger Focus II-312	312	brun	PR41	7002ZD

❗ Pass på at du bruker riktig type batteri i mottakeren (sink-luft). Les også kapittel 16.2 for ytterligere informasjon om produktsikkerhet.


5.2 Sette inn batteri med barnesikret batterideksel

Denne Roger-mottaker kan tilpasses med et barnesikret batterideksel av sikkerhetsmessige årsaker dersom det er behov for dette (barn under 3 år).

Åpne batteridekslet




1. Plasser tuppen av verktøyet i det lille hullet på undersiden av mottakeren.




2. Bruk verktøyet for å åpne batteridekslet ved å presse det i retningen til den grønne pilen.

Sette inn batteriet




1. Fjern tapen fra det nye batteriet, og vent i to minutter.



2. Plasser batteriet i batteridekslet med "+"-symbolet vendt opp.

Lukke batteridekslet




Batteriets barnesikring fungerer bare når batteridekslet er riktig lukket. Sjekk at batteridekslet ikke kan åpnes for hånd etter at det er lukket.

6. Sette på seg mottakeren


1.

Plasser mottakeren bak øret ditt.




2.

Sett øreproppen inn i øregangen.




3.

Hvis det er festet en støttebøyle til øreproppen, legges den inn i rommet i det ytre øret for å feste mottakeren.



7. Ta av mottakeren

Trekk ut krumningen til SlimTube forsiktig, og fjern mottakeren fra bak øret.




8. Flerfunksjonsknapp med indikatorlys

Knappen har flere funksjoner.

Den kan brukes til å kontrollere volumet og til å låse volumet. Øk volumet ved å trykke kort på den øverste delen av knappen. Reduser volumet ved å trykke kort på den nederste delen av knappen.

Lås knappen ved å trykke på den øverste delen av knappen i 5 sekunder.

Lås opp knappen ved å trykke på den nederste delen av knappen i 5 sekunder.



Indikatorlys

Foreldre og omsorgspersoner til spedbarn og småbarn kan enkelt få informasjon om statusen ved å se på indikatorlyset. Indikatorlyset er integrert i flerfunksjonsknappen og viser statusen til mottaker så lenge det er slått på.

Status for mottaker***	Indikatorlysmønster
<input type="checkbox"/> Låsning av flerfunksjonsknapp**	Dobbelt blink 
<input type="checkbox"/> Låse opp flerfunksjonsknapp	Enkelt blink 
<input type="checkbox"/> Lavt batterinivå*	Kontinuerlige blink 
<input type="checkbox"/> Endring av volumnivå (justert via en fjernkontroll eller med flerfunksjonsknappen)	Enkelt blink per volumendring 
<input type="checkbox"/> Mellomvolum	Kontinuerlig grønt lys 
<input type="checkbox"/> Tilkobling av Roger-mikrofon til enheten	Enkelt blink 
<input type="checkbox"/> Maksvolum eller minstevolum er oppnådd	Dobbelt blink 


* Varsel om lavt batterinivå starter cirka 30 minutter før batteriet må byttes. Vi anbefaler at du alltid har et nytt batteri tilgjengelig.

** Det lyser ikke når volumkontrollen er låst.

*** Les hurtigveiledningen som leveres med Roger-mottaker for å få informasjon om lydvarslinger og bruk av Phonak-fjernkontrollen.

9. Oversikt over tilkoblingsmuligheter

Illustrasjonen nedenfor viser tilkoblingsmulighetene som er tilgjengelige for mottakeren.



10. Pleie og vedlikehold

Grundig og jevnlig pleie av høreapparatet bidrar til god ytelse og lang levetid. For å sikre lang levetid gir Sonova AG minimum en fem års serviceperiode etter at det respektive apparatet er faset ut.

Bruk disse spesifikasjonene som en veiledning. Se kapittel 16.2 for mer informasjon angående produktsikkerhet.

Generell informasjon

Ta ut mottakeren før du bruker hårspray eller sminke, fordi slike produkter kan skade apparatet.

Når du ikke bruker mottakeren, skal du la batteridekslet stå åpent, slik at eventuell fuktighet kan fordampe. Mottakeren skal alltid tørkes helt etter bruk. Oppbevar mottakeren på et sikkert, tørt og rent sted.

Roger-mottakeren er motstandsdyktig mot vann, svette og støv under følgende forhold:

- Batteridekslet er helt lukket. Se til at ingen fremmedlegemer som hår sitter fast i batteridekslet når dette lukkes.
- Mottakeren renses og tørkes etter eksponering av vann, svette eller støv.
- Mottakeren blir brukt og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen.

❗ Bruk av mottaker i nærheten av vann kan redusere lufttilførselen til batteriene og føre til at apparatet ikke virker. Dersom mottakeren din ikke lenger fungerer etter at det har vært i kontakt med vann, se Feilsøking i kapittel 15.

Daglig

Undersøk om det er ørevoks eller fuktighet på øreproppen og SlimTube. Rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer, eller bruk den lille børsten som følger med i esken til høreapparatet. Rengjør aldri mottakeren med rengjøringsmidler som husholdningsrengjøringsmidler, såpe osv. Det anbefales ikke å rense disse delene med vann, da dette kan føre til at det kommer vann inn i SlimTube. Be audiografen om råd hvis du må rengjøre mottakeren grundig.

Ukentlig

Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater. Kontakt audiografen din for å få flere instruksjoner for vedlikehold eller rengjøring.

Månedlig

Kontroller SlimTube for fargeendringer, herding eller sprekker. Hvis det er slike endringer, må SlimTube byttes ut. Ta kontakt med din audiograf.

11. Bytte ut øreproppen


Mottakeren har en SlimTube og en ørepropp.

Sjekk øreproppen jevnlig, og bytt den ut eller rengjør den når den ser skitten ut, eller når mottakerens volum eller lyd kvalitet er redusert. Hvis det brukes en dome, bør denne skiftes ut hver 3. måned.

11.1 Fjerne øreproppen fra SlimTube


1.

Fjern øreproppen fra SlimTube ved å holde SlimTube i den ene hånden og øreproppen i den andre.




2.

Trekk forsiktig i øreproppen for å fjerne den.



3.


Rengjør SlimTube med en myk klut som ikke loer.



11.2 Feste øreproppen til SlimTube


1.

Hold SlimTube i den ene hånden og øreproppen i den andre.




2.

Skyv øreproppen over lyduttaket.



3.

SlimTube og øreproppen skal passe perfekt sammen.



12. Service og garanti

Lokal garanti

Spør audiografen der du fikk utlevert mottakeren, om betingelsene for den lokale garantien.

Internasjonal garanti

Sonova AG tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra og med mottaks-/kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve mottakeren men ikke feil på tilbehør som batterier, SlimTube eller ørepropper. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning

Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.

Serienummer (venstreside):

Serienummer (høyreside):

Mottaks-/kjøpsdato:

Autorisert audiograf (stempel/signatur):

13. Informasjon om overholdelse

Europa:

Samsvarserklæring

Sonova AG erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiv 93/42/EØF og direktiv 2014/53/EF om radio- og teleterminalutstyr. Du kan få hele EU-samsvarserklæringen fra produsenten eller din lokale Phonak-representant. Adressene til disse finner du i listen på www.phonak.com/us/en/certificates (globale Phonak-kontorer).

Australia / New Zealand:



R-NZ

Indikerer en enhets samsvar med gjeldende regelverk for Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) for lovlig salg i New Zealand og Australia. Samsvarsmerket R-NZ gjelder radioprodukter som leveres på det newzealandske markedet under samsvarsnivå A1.

Modellene som er listet opp på side 2, er sertifisert under:

Roger Focus II-312

USA

FCC ID: KWC-BST

Canada

IC: 2262A-BST

Merknad 1:

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene og med RSS-210 for Industry Canada. Bruk av dette systemet er underlagt følgende to vilkår:

- 1) utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens
- 2) utstyret må tillate all interferens som mottas, også interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad 2:

Endringer eller modifikasjoner av dette systemet som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova AG, kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen for bruk av dette systemet.

Merknad 3:

Dette systemet er blitt testet og samsvarer med kravene til et digitalt system av klasse B slik kravene er fastsatt i del 15 av FCC-reglene og i ICES-003 for Industry Canada. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved montering i bolighus. Dette systemet genererer, benytter seg av og sender ut radiobølger og kan, hvis den ikke er installert og brukes i henhold til instruksene, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det foreligger derimot ingen garanti mot at interferens kan forekomme i visse

installasjoner. Hvis systemet forårsaker skadelig interferens i mottak av radio- eller fjernsynssignaler, noe som oppdages ved å slå systemet av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Vri eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom systemet og mottakeren.
- Koble enheten til et uttak med en annen strømkrets enn det som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad 4:

Samsvarer med japansk forretningslovgivning for radio og telekommunikasjon

Denne enheten samsvarer med japansk lovgivning for radio (電波法) og japansk lovgivning for telekommunikasjon (電気通信事業法). Denne enheten skal ikke endres (da blir det tildelte betegnelsesnummeret ugyldig).



R

005-102108

T

A19-0086005

Radioinformasjon om apparatet

Antennetype	Resonant sløyfe-antenne
Driftsfrekvens	2,4–2,48 GHz
Modulasjon	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Utsendt effekt	<1 mW
Bluetooth®	
Bluetooth-område	~1 m
Støttede profiler	4.2 Dual-Mode LE (energisparende)

Samsvar med strålings- og immunitetsstandarder

Strålingsstandarder	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Immunitetsstandarder	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

14. Symbolinformasjon og symbolbeskrivelse



Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette produktet, inkludert dets tilbehør, oppfyller kravene i direktiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr samt direktiv 2014/53/EU for radio- og teleterminalutstyr. Tallet etter CE-symbolet er koden for de sertifiserte organene som ble rådspurt i forbindelse med ovennevnte direktiver.



Dette symbolet angir at produktet som beskrives i denne bruksanvisningen, overholder kravene til en anvendt del av type B i EN 60601-1. Mottakerens overflate er spesifisert som en del av type B.



Indikerer produsenten av det medisinske apparatet, som definert i EU-direktiv 93/42/EØF.



Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren leser og forstår den relevante informasjonen i denne bruksanvisningen.



Dette symbolet angir at det er viktig at brukeren retter oppmerksomheten mot de relevante advarslene i denne bruksanvisningen.



Viktig informasjon om håndtering og produktsikkerhet.



Holdes tørt under transport.



Bluetooth® Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert. Andre varemerker og produktnavn tilhører sine respektive eiere.



Japansk symbol for sertifisert radioenhet.

Driftsbe-
tingelser

Produktet skal fungere problemfritt og uten restriksjoner så lenge det brukes slik det er tiltenkt, med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen. Mottakeren er klassifisert som IP68 (dybde på 1 meter i 60 minutter) og er designet for å kunne brukes i alle hverdagslige situasjoner. Du trenger derfor ikke bekymre deg for å utsette apparatet for regn eller svette. Mottakerne er imidlertid ikke beregnet for bruk under aktiviteter i vann, inkludert klorvann, såpe, saltvann eller andre væsker med kjemisk innhold.

SN

Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan bli identifisert.

REF

Indikerer produsentens katalognummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan bli identifisert.



Temperatur under transport og oppbevaring:
-20 °C til +60 °C



Luftfuktighet under transport: Inntil 90 %
(ingen kondens).

Luftfuktighet under lagring: 0 til 70 % når
apparatet ikke er i bruk. Se instruksjoner i kapittel
16.2 om tørking av mottaker etter bruk.



Atmosfærisk trykk: 500 til 1060 hPa



Symbolet med utkrysset søppelbøtte gjør deg
oppmerksom på at dette apparatet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. Kast
gamle eller ubrukte apparater ved avfallsanlegg
for elektronisk avfall, eller gi apparatet til
audiografen for kassering. Korrekt kildesortering
verner miljø og helse.

15. Feilsøking

Problem

Mottaker fungerer ikke.

Mottakeren har for høy lyd.

Lyden i mottakeren er ikke høy nok eller er forvrengt.

Apparatet avgir to pipelyder.

Mottakeren slår seg på og av (vekslende).

Indikatorlyset blinker ikke.

Årsaker

Flatt batteri.

Ørepropp blokkert.

Batteriet er ikke satt inn riktig.

Mottakeren er slått av.

For høyt volum.

Lavt batterinivå.

Ørepropp blokkert.

For lavt volum.

Indikasjon for lavt batterinivå.

Fuktighet på batteriet eller apparatet.

Flatt batteri.

Batteriet er ikke satt inn riktig.

① Kontakt audiografen for hjelp hvis problemet vedvarer.

Gjør følgende

Bytt batteri (kapittel 5).

Rengjør øreproppen (kapittel 10).

Sett inn batteriet riktig (kapittel 5).

Slå på mottakeren ved å lukke batteridekslet helt (kapittel 5).

Senk volumet (kapittel 8).

Bytt batteri (kapittel 5).

Rengjør øreproppen (kapittel 10).

Øk volumet (kapittel 8).

Bytt batteri innen de neste 30 minuttene (kapittel 5).

Tørk av batteriet og apparatet med en tørr klut.





Bytt batteri (kapittel 5).

Sett inn batteriet riktig (kapittel 5).

16. Viktig sikkerhetsinformasjon

Les gjennom informasjonen på de neste sidene før du bruker mottakeren.




16.1 Advarsler

-  Mottakeren brukes i frekvensområdet 2,4–2,48 GHz. Når du skal på flyreise, må du sjekke om flyoperatøren krever at enheter må slås av. Se kapittel 1.
-  Den tiltenkte bruken av mottakeren er å behandle og overføre lyd til ørene og på denne måten kompensere for problemer relatert til lytting, kommunikasjon og nedsatt funksjonsevne.
-  Endringer eller modifikasjoner av Roger.mottakeren som ikke er uttrykkelig godkjent av Sonova AG, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller mottakeren.
-  Ikke bruk mottakeren i eksplosive områder (gruver eller industriområder med eksplosjonsfare, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare anestesimidler håndteres) eller steder der elektronisk utstyr er forbudt.


- ⚠ Batterier i mottakere er giftige ved svelging. Oppbevares utilgjengelig for barn, personer med nedsatt psykisk funksjonsevne og kjæledyr. Kontakt lege omgående hvis batterier har blitt svelget.


- ⚠ Den barnesikre løsningen for batteridekslet må brukes til barn som er 3 år eller yngre, for å forhindre utilsiktet svelging av batteriet. Hvis en av disse sikkerhetsmekanismene blir skadet ved at det brukes for mye kraft, eller ved bruk av et uegnet verktøy, må enheten tas med til audiografen for reparasjon eller bytte.


- ⚠ Hvis barn eller personer med nedsatt psykisk funksjonsevne bruker denne enheten, bør dette overvåkes til enhver tid for deres sikkerhet. Mottakeren er en liten enhet som inneholder små deler. Ikke la barn og personer med nedsatt psykisk funksjonsevne være uten tilsyn med denne mottaker. Kontakt lege eller sykehus umiddelbart ved svelging, da mottakeren eller tilhørende deler kan forårsake kvelning.

-  Hvis du får vondt i eller bak øret, hvis øret er betent, eller hvis det oppstår irritasjoner på huden og raskt tiltakende ørevoks, må du ta kontakt med din audiograf.
-  I svært sjeldne tilfeller kan dommen bli sittende igjen i øregangen når du tar ut SlimTube fra øret. Hvis det mot formodning skulle skje at dommen blir sittende fast i øregangen, bør du oppsøke lege for å få fjernet den på en trygg måte. Du må aldri prøve å sette SlimTube inn i øregangen igjen slik at dommen skyves inn mot trommehinnen.
-  Følgende er kun aktuelt for personer med aktivt, implanterbart medisinsk utstyr (dvs. pacemakere, defibrillatorer osv.):
- Oppbevar mottaker minst 15 cm fra det aktive implantatet. Hvis du opplever interferens, bør du ikke bruke mottakerne. Kontakt produsenten av det aktive implantatet. Merk at interferens også kan være forårsaket av kraftledninger, elektrostatiske utladninger, metalldetektorer osv.
 - Hold magneter (dvs. batteriverktøy, EasyPhone-magnet osv.) minst 15 cm unna det aktive implantatet.

- Hvis du bruker trådløst Phonak-tilbehør, bør du lese kapitlet "Viktig sikkerhetsinformasjon" i bruksanvisningen for det trådløse tilbehøret.

 Bruk av tilbehør, transformatorer og kabler som ikke er angitt eller levert av produsenten av dette utstyret, kan forårsake økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk toleranse for utstyret og medføre funksjonsfeil.

 Bærbart radiokommunikasjonsutstyr (inkludert perifere enheter som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm fra delene til Roger-mottakeren, inkludert kabler angitt av produsenten. Ellers kan utstyrets ytelse forringes.

 Mottakere bør ikke tilpasses med domer når brukeren har sprukken trommehinne, betente øreganger eller når mellomøret på annet vis er utsatt. Dersom en del av dette produktet mot formodning skulle bli værende igjen i øregangen, bør du oppsøke en lege og få hjelp til å fjerne den.

- ⚠ Unngå kraftige støt mot øret når du bruker en mottaker med spesialtilpasset ørepropp. Stabiliteten til de tilpassede øreproppene er utviklet for normal bruk. Et kraftig støt mot øret (f.eks. i forbindelse med fysisk aktivitet) kan føre til at den spesialtilpassede øreproppen går i stykker. Som en følge av dette kan det oppstå rifter i øregangen eller trommehinnen.
- ⚠ Ved mekanisk belastning eller støt mot den spesialtilpassede øreproppen må du sjekke at den er uskadd før du setter den inn i øret.

16.2 Informasjon om produksikkerhet

- ① Denne mottaker er vannavstøtende og ikke vanntett. Det er designet for å tåle normale aktiviteter og sporadisk utilsiktet eksponering for ekstreme forhold. Legg aldri mottakeren i vann! Denne mottaker er ikke spesielt designet for lengre perioder i vann på hyppig basis, dvs. bruk ved aktiviteter som svømming eller bading. Ta alltid mottakeren ut før slike aktiviteter, ettersom apparatet inneholder sensitive elektroniske deler.
- ① Beskytt mottakeren mot varme (la det aldri ligge ved et vindu eller i bilen). Tørk aldri mottakeren i mikrobølgeovn eller annet utstyr for oppvarming. Audiografen kan fortelle deg hvordan du skal tørke mottakeren.
- ① Domen bør skiftes ut hver tredje måned eller når den blir stiv eller sprø. Dette er viktig for å hindre at domen løsner fra SlimTube under innføring i eller fjerning fra øret.

- ① Når du ikke bruker mottakeren, skal du la batteridekslet stå åpent, slik at eventuell fuktighet kan fordampe. Mottakeren skal alltid tørkes helt etter bruk. Oppbevar mottakeren på et sikkert, tørt og rent sted.
- ① Mottakeren må ikke mistes i bakken! Hvis du mister det på et hardt underlag, kan det bli skadet.
- ① Sett alltid inn et nytt batteri ved bytte av et flatt batteri. Dersom batteriet lekker, skal det umiddelbart erstattes med et nytt batteri for å unngå hudirritasjon. Du kan levere inn brukte batterier hos audiografen.
- ① Hvis du ikke skal bruke mottakeren på en stund, bør du oppbevare det i en eske med en tørketablett eller på et godt ventilert sted. Dette gjør at fuktighet kan fordampe fra mottakeren, og det reduserer risikoen for redusert ytelse.
- ① Batteriene som brukes i disse mottakere, må ikke overstige 1,5 volt. Ikke bruk oppladbare sølv-sink- eller Li-ion-batterier. De kan forårsake alvorlig skade på apparatet. Tabellen i kapittel 5 forklarer nøyaktig hvilken type batteri som skal brukes for mottakeren.

- ① Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke mottakeren på en stund.
- ① Spesielle medisinske undersøkelser eller tannundersøkelser, inkludert stråling som beskrevet nedenfor, kan påvirke riktig funksjon av mottakeren din. Fjern mottakerne og hold dem utenfor undersøkelsesrommet/-området før du gjennomfører:
- Medisinske undersøkelser eller tannlegeundersøkelser med røntgen (også CT-skanning).
 - Medisinske undersøkelser med MR-/NMR-skanner som genererer magnetiske felt.
- Du trenger ikke å ta av mottakeren når du går gjennom sikkerhetskontroller (flyplasser osv.). Hvis det i det hele tatt brukes røntgen, vil det være i svært lave doser, og det vil ikke påvirke mottakeren.
- ① Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk utstyr er forbudt.

Din audiograf:



Produsent:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Sveits

www.phonak.com



7 161 3389 1395235

sonova
HEAR THE WORLD



029-3333-10/V1.00/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved