


myPhonak Junior

Instrukcja użytkowania – myPhonak Junior 2



Pierwsze kroki

Aplikacja do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior została stworzona przez spółkę Sonova, jednego ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań słuchowych mającego siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez aplikację, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.

W niniejszej instrukcji użytkowania opisano funkcje aplikacji myPhonak Junior oraz sposób korzystania z nich przez użytkownika. Opisano również sposób blokowania niektórych funkcji u dzieci za pomocą blokady rodzicielskiej, tak aby z tych funkcji można było korzystać tylko z rodzicem. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Rozwój poznawczy jest różny u różnych dzieci, nawet w tym samym wieku. Poziom dojrzałości i świadomość ryzyka muszą być oceniane indywidualnie dla każdego dziecka, aby podjąć decyzję czy może ono korzystać z aplikacji myPhonak Junior. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w rozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 17. Poniższe zalecenia mogą służyć jako wskazówki:

- Aplikacja nie powinna być używana do regulacji aparatów dla dzieci poniżej 10 roku życia.
- Nie wolno używać aplikacji do wprowadzania zmian dla dziecka, chyba że jest ono w stanie udzielić wiarygodnej informacji na temat korzyści płynących z tych zmian.
- Badania wykazały, że dzieci w wieku 10 lat i starsze są w stanie odpowiednio korzystać z aplikacji bez nadzoru. Rozważając, czy dziecko jest gotowe do korzystania z aplikacji bez nadzoru, należy upewnić się, że może ono podejmować świadome decyzje dotyczące tego, w jaki sposób ustawienia aplikacji wpłyną na jego słyszenie i świadomość dźwięków wokół niego.
- Niezbędna jest umiejętność czytania i rozumienia komunikatów ostrzegawczych.

Pierwsze kroki



Informacje dotyczące kompatybilności:

Do korzystania z aplikacji myPhonak Junior wymagane są aparaty słuchowe marki Phonak obsługujące łączność Bluetooth®.

- Aplikacja myPhonak Junior może być używana na telefonach z funkcją Bluetooth® Low Energy (LE) z systemem iOS® w wersji 16 lub nowszej.
- Aplikacja myPhonak Junior może być używana na certyfikowanych urządzeniach z systemem Android™ 10 lub nowszym i usługami Google Mobile Services (GMS) oraz obsługujących łączność Bluetooth® 4.2.

Oznaczenie słowne oraz logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do firmy Bluetooth SIG, Inc.; wszelkie wykorzystanie takich oznaczeń przez spółkę Sonova AG podlega licencji.

iPhone® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Android to znak towarowy firmy Google LLC

iOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.




Spis treści


Szybki przegląd	5
Instalowanie aplikacji myPhonak Junior	7
Parowanie z kompatybilnymi aparatami słuchowymi	8
Kontrola rodzicielska	10
Dostosowywanie ustawień	11
Rozwiązywanie problemów z parowaniem	12
Główny widok Zdalnego Sterowania	13
Korzystanie z Transmisji Auracast™*	14
Sesja Zdalnego Wsparcia	15
Moje aparaty słuchowe	17
Ważne informacje o bezpieczeństwie	18
Informacje o zgodności	21
Wyjaśnienie symboli	22

Szybki przegląd – Zdalne Sterowanie

Zdalne Sterowanie




Regulacja ustawień



* AutoSense™ Sky OS do aparatów słuchowych Sky. AutoSense™ OS do aparatów słuchowych Bolero, Naída i Audéo.

** Dotyczy tylko ładowalnych aparatów słuchowych.


Szybki przegląd – Zdalne Wsparcie*



* Dostępne tylko w niektórych krajach i u wybranych protetyków słuchu


Instalowanie aplikacji myPhonak Junior

1. Połącz swój smartfon z internetem za pomocą sieci Wi-Fi lub z wykorzystaniem danych sieci komórkowej.
2. Włącz funkcję łączności Bluetooth® w smartfonie.
3. Pobierz aplikację myPhonak Junior ze sklepu i zainstaluj ją na swoim telefonie.
4. Otwórz aplikację i kliknij Kontynuuj.
5. Korzystanie z aplikacji wymaga zaakceptowania Polityki prywatności przez dotknięcie przycisku Zgadzam się.



Zgoda rodziców

Jako rodzic lub opiekun musisz zaakceptować zgodę rodziców, aby Twoje dziecko mogło korzystać z aplikacji. Aplikacja myPhonak Junior gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące osoby niepełnoletniej zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.




Wybierz motyw

Rodzice, opiekunowie lub użytkownicy aplikacji mogą wybrać motyw „Leo” lub „myPhonak”. Funkcjonalność aplikacji jest taka sama dla obu motywów. Motyw można wybrać podczas wdrażania lub w sekcji Mój profil.

Parowanie z kompatybilnymi aparatami słuchowymi*

W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior wykonaj poniższe instrukcje.**




Instrukcje dotyczące parowania

Dotknij przycisku **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Twojego aparatu słuchowego

Aplikacja wyszukuje kompatybilne aparaty słuchowe i wyświetli ich nazwy po wykryciu. Może to zająć kilka minut.

Dotknij przycisku **Wybierz**, gdy na liście zostaną wyświetlone Twoje aparaty słuchowe.



Obsługa kilku aparatów

W przypadku wykrycia wielu aparatów słuchowych, zostaną one wyświetlone na liście. Dotknij przycisku na aparacie słuchowym, aby go podświetlić.

Na urządzeniach z systemem Android trzeba włączyć usługi lokalizacji w celu pierwszego sparowania z urządzeniem Bluetooth. Po wykonaniu początkowej konfiguracji można wyłączyć usługi lokalizacji.


* Kompatybilny z niektórymi aparatami słuchowymi.

Odwiedź stronę <https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> lub skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu.

** Przekaz strumieniowy Bluetooth: Aby przesyłać strumieniowo muzykę lub odbierać połączenia telefoniczne za pomocą aparatów słuchowych, przejdź do Ustawienia > Bluetooth i dodaj aparat słuchowy do listy podłączonych urządzeń. Następnie wróć do aplikacji, aby kontynuować parowanie.

Parowanie z kompatybilnymi aparatami słuchowymi*

W celu połączenia z aparatami słuchowymi obsługującymi łączność Bluetooth w aplikacji do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior wykonaj poniższe instrukcje.**



Parowanie aparatów słuchowych

Aplikacja połączy się z każdym aparatem słuchowym oddzielnie.

Po wyświetleniu żądania potwierdź parowanie, dotykając przycisku **Paruj** w oknie podręcznym dla każdego urządzenia osobno.

Aplikacja automatycznie przejdzie do kolejnego kroku.

Możesz odłączyć aparaty słuchowe od aplikacji, dotykając **Rozłącz** w sekcji Moje aparaty słuchowe.

Aby móc ponownie korzystać z aplikacji, konieczne będzie ponowne połączenie aparatów słuchowych.

Konfiguracja zakończona

Teraz możesz korzystać ze wszystkich kompatybilnych funkcji aplikacji. Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby uzyskać dostęp do ekranu głównego.

* Kompatybilny z niektórymi aparatami słuchowymi. Odwiedź stronę <https://product-support.phonak.com/s/article/myPhonak-Junior-app-compatible-hearing-aids> lub skonsultuj się ze swoim protetykiem słuchu.

** Transmisja strumieniowa Bluetooth: Aby przesyłać strumieniowo muzykę lub odbierać połączenia telefoniczne za pomocą aparatów słuchowych, przejdź do opcji Ustawienia > Bluetooth i dodaj aparat słuchowy do listy połączonych urządzeń. Następnie wróć do aplikacji, aby kontynuować parowanie.

Kontrola rodzicielska

Aby włączyć kontrolę rodzicielską w aplikacji myPhonak Junior, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1

Włączanie kontroli rodzicielskiej

Kontrola rodzicielska może zostać aktywowana podczas włączania/uruchamiania aplikacji lub w późniejszym czasie wybranym przez rodzica/opiekuna w sekcji **Twój profil**. Funkcja ta pomaga ograniczyć dostęp do Zdalnego Wsparcia, regulatora głośności, funkcji automatycznego włączania dla ładowalnych aparatów słuchowych oraz wyboru szerokości pasma Bluetooth* dla połączeń telefonicznych.

2

Utwórz kod PIN

Zdefiniuj 4-cyfrowy kod PIN, aby aktywować kontrolę rodzicielską. Ten kod PIN można zmienić lub zresetować w dowolnym momencie wybranym przez rodzica lub opiekuna.

3





Pytanie pomocnicze

Wybierz pytanie pomocnicze i wpisz właściwą odpowiedź. To pytanie służy do uzyskania dostępu do zablokowanych funkcji, gdyby użytkownik zapomniał 4-cyfrowego kodu PIN.

4

Funkcja kontroli rodzicielskiej jest włączona


Po wybraniu pytania pomocniczego i wpisaniu odpowiedzi można włączyć kontrolę rodzicielską. Gdyby nie było potrzeby dalszego korzystania z funkcji kontroli rodzicielskiej, można ją również wyłączyć w menu aplikacji.



* Funkcja kontroli rodzicielskiej strumieniowego przesyłania przez Bluetooth jest dostępna tylko w wybranych modelach aparatów słuchowych.


Dostosowywanie ustawień

Aby skorzystać z opcji personalizacji w aplikacji do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Personalizację można rozpocząć podczas wdrażania lub później w sekcji Twój profil na ekranie głównym.



Nazwa profilu użytkownika

Wybierz nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe. Można to pominąć i skonfigurować później w sekcji Twój profil.




Inne opcje

Inne opcje personalizacji obejmują zmianę motywu kolorystycznego tła aplikacji oraz zmianę koloru wirtualnych aparatów słuchowych i różka.

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Błędy, które mogą wystąpić w czasie konfiguracji.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, przejdź do strony wsparcia marki Phonak.



Niekompatybilne urządzenia

Aplikacja nie może połączyć się z urządzeniami, ponieważ są one niekompatybilne.

Skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby uzyskać więcej informacji.




Błąd połączenia aparatu słuchowego

Jeżeli parowanie jednego z aparatów słuchowych nie powiedzie się, można:

1. wybrać przycisk **Spróbuj ponownie**, aby ponownie rozpocząć proces parowania;
2. kontynuować tylko z jednym z dwóch aparatów słuchowych.

Główny widok Zdalnego Sterowania

Funkcje dostępne dla wszystkich aparatów słuchowych.




Dostosowywanie głośności aparatu słuchowego

Przesuń suwak na kole regulacji, aby zmienić głośność.

Zmiana aktywnego programu

Dotknij dostępnych programów, aby dostosować się do określonego środowiska słuchowego. Dostępne programy zależą od konfiguracji aparatów słuchowych wykonanej przez protetyka słuchu.



Regulacja ustawień


Widok ustawień umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- Redukcja szumu
- Skupienie na Mowie

Więcej informacji na temat różnych funkcji można uzyskać, wybierając  ikonę. Aparat lub aparaty słuchowe można wyciszyć, naciskając ikonę **Wyciszenie** . Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, ikona zmieni kolor na czerwony. Należy wtedy rozważyć naładowanie aparatów słuchowych.

Korzystanie z Transmisji Auracast™ *

Dzięki transmisji Auracast™ możesz słuchać dźwięku na żywo z telewizorów, kin, koncertów, i innych miejsc, które obsługują technologię Auracast™.




Możesz otworzyć transmisję Auracast™, dotykając kafelka **asystenta Auracast™** lub dotykając ikony **transmisji Auracast™** na ekranie głównym. Obie opcje umożliwiają dostęp do transmisji poprzez zeskanowanie kodu QR. Gdy w aplikacji myPhonak Junior pojawią się szczegóły transmisji, dotknij opcji **Dołącz do transmisji**, aby przesłać dźwięk do aparatów słuchowych. Jeśli nawiązano już połączenie ze strumieniem Auracast, **program Auracast™** pojawi się na karuzeli programów u góry ekranu głównego. Wybranie tutaj **Auracast™** zapewni szybki dostęp do tego strumienia Auracast™.

* Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych. Odwiedź stronę <https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/apps/myphonak> lub skonsultuj się ze swoim specjalistą od aparatów słuchowych.

Sesja Zdalnego Wsparcia

W przypadku korzystania z danych mobilnych operator sieci komórkowej może naliczyć opłatę. Przed rozpoczęciem sesji Zdalnego Wsparcia uzyskaj informacje na ten temat u operatora sieci komórkowej.

W trakcie trwającej 10 minut sesji Zdalnego Wsparcia z wykorzystaniem wideorozmowy zostanie przesłanych około 56 MB danych, podczas gdy w trakcie połączenia wyłącznie głosowego – około 30 MB danych.



Rozpoczynanie sesji Zdalnego Wsparcia

W momencie wizyty otwórz aplikację do obsługi aparatów słuchowych myPhonak Junior i dotknij przycisku **Rozpocznij**, aby poinformować protetyka słuchu o gotowości do wizyty w ramach Zdalnego Wsparcia.

Dotknij przycisku **OK**, aby zezwolić aplikacji myPhonak Junior na dostęp do kamery i mikrofonu.


Jeśli używasz smartfona z systemem Android, dotknij przycisku **ZEZWÓL**, aby zezwolić aplikacji myPhonak Junior na nawiązywanie połączeń i zarządzanie nimi.

Odbieranie wideorozmów

Aplikacja połączy Cię z protetykiem słuchu. Wybierz przycisk **Zaakceptuj**, aby zaakceptować połączenie od protetyka słuchu.


Sesja Zdalnego Wsparcia

W trakcie sesji Zdalnego Wsparcia możesz dokonywać spersonalizacji włączając lub wyłączając obraz lub dźwięk.



Rozpoczynanie wideorozmowy

Po kilku sekundach zostanie wyświetlony obraz wideo i zobaczysz protetyka słuchu.





Połączone aparaty słuchowe

Jeśli protetyk słuchu będzie potrzebował nawiązać połączenie z Twoimi aparatami słuchowymi, może to zrobić zdalnie, korzystając z Twojego smartfona. Protetyk słuchu poinformuje Cię, gdy zdecyduje się połączyć się z Twoimi aparatami słuchowymi.


Jeśli chcesz, możesz wyłączyć kamerę, dotykając przycisku. Twoje aparaty słuchowe zostaną na krótko wyciszone podczas procesu nawiązywania połączenia i podczas zapisywania ustawień. Status będzie wyświetlany na ekranie.

Moje aparaty słuchowe

Funkcje, których dostępność zależy od konfiguracji aparatów słuchowych oraz posiadanych akcesoriów bezprzewodowych.



Blokada rodzicielska
Kontrola rodzicielska może chronić małe dzieci przed przypadkowym rozłączeniem ich aparatów słuchowych.



Czas użytkowania
Czas użytkowania informuje o tym, jak długo każdy aparat słuchowy jest używany dziennie i miesięcznie, a także o typie środowiska akustycznego, w którym dziecko przebywa. Aparaty słuchowe z akumulatorami dostarczają najwięcej informacji.

Moje aparaty słuchowe

Ekran „Moje aparaty słuchowe” dostarcza cennych informacji na temat stanu akumulatora (urządzenia z możliwością ładowania), modelu aparatu słuchowego, instalacji licencji Roger, Czasu użytkowania, Moich programów, Zachowania dla automatycznego włączania i Połączeń komórkowych Bluetooth. Można tutaj również spersonalizować wygląd aparatów słuchowych.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.

Przeznaczenie:

Aplikacja jest samodzielnym oprogramowaniem przeznaczonym dla użytkowników aparatów słuchowych, służącym do wybierania, konfigurowania i zapisywania ustawień aparatu słuchowego, w ograniczonym zakresie dozwolonym przez program do dopasowania. Aplikacja ta umożliwia również użytkownikom aparatów słuchowych łączenie się i komunikowanie z protetykami słuchu w celu zdalnej regulacji aparatów słuchowych.

Użytkownik docelowy:

Osoba w wieku co najmniej 10 lat z ubytkiem słuchu korzystająca z kompatybilnego urządzenia oraz jej opiekun.

Docelowa grupa pacjentów:

Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów od 10 roku życia, którzy spełniają wskazania kliniczne dotyczące kompatybilnego aparatu słuchowego.

Wskazania:

Pamiętaj, że wskazania dotyczące stosowania nie wynikają z zastosowania samej aplikacji lecz z zastosowania kompatybilnych aparatów słuchowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu słuchowego.

Przeciwwskazania:

Pamiętaj, że przeciwwskazania nie pochodzą z aplikacji, lecz z kompatybilnych aparatów słuchowych.

Skutki uboczne:

Nie są znane żadne skutki uboczne związane z korzystaniem z aplikacji.

Korzyści kliniczne

Korzyści kliniczne nie wynikają ze stosowania samej aplikacji lecz ze stosowania kompatybilnych aparatów słuchowych. Aplikacja przynosi korzyści docelowym użytkownikom, zapewniając możliwość regulacji w zakresie dozwolonym przez wstępne dopasowanie. Aplikacja zapewnia użytkownikom wygodny sposób komunikowania się i łączenia z protetykami słuchu w celu zdalnej regulacji aparatów słuchowych.

Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z aplikacją, należy zgłaszać przedstawicielowi

producenta i właściwemu organowi państwa w miejscu zamieszkania. Poważny incydent to każdy incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł lub może prowadzić do dowolnego z poniższych zdarzeń:

- śmierć pacjenta, użytkownika lub innej osoby
- czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby
- poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego

Aby zgłosić nieoczekiwane działanie lub zdarzenie, skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem.

Ograniczenia dotyczące użytkowania:

Korzystanie z aplikacji jest ograniczone do możliwości kompatybilnego urządzenia lub urządzeń. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji użytkowania aparatu słuchowego.

Należy pamiętać, że aby korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji, wymagane jest stałe połączenie z internetem.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Dane pacjenta są danymi poufnymi, a ich ochrona jest ważna:

- Upewnij się, że na smartfonie zainstalowano najnowsze aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego. Włącz automatyczne aktualizacje.
- Upewnij się, że zainstalowana wersja aplikacji jest aktualna.
- Ze swoimi aparatami słuchowymi używaj tylko oryginalnych aplikacji spółki Sonova z oficjalnych sklepów.
- Instaluj tylko godne zaufania aplikacje z oficjalnych sklepów.
- Upewnij się, że używasz silnych haseł i przechowujesz dane uwierzytelniające w bezpiecznym miejscu.
- Blokuj telefon za pomocą kodu PIN i/lub danych biometrycznych (np. odcisku palca lub rysów twarzy) oraz ustaw automatyczne blokowanie telefonu po kilku minutach bezczynności.
- Upewnij się, że zainstalowane aplikacje mają tylko te uprawnienia, które są im potrzebne.
- Unikaj parowania aparatów słuchowych przez Bluetooth w miejscach publicznych. Wynika to z ryzyka niepożądanego ingerencji osób trzecich. Zalecamy wykonanie tego parowania przez Bluetooth w domu.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.

- NIE używaj telefonu z usuniętą blokadą uprawnień programisty (jailbreak/root).

Upewnij się, że dane są przez cały czas bezpieczne.

Pamiętaj, że nie jest to kompletna lista zalecanych czynności.

- Podczas przesyłania danych niezabezpieczonymi kanałami, przesyłaj zanonimizowane dane lub szyfruj je.
- Chronić kopie zapasowe danych smartfona nie tylko przed utratą danych, ale także przed kradzieżą.
- Usuń wszystkie dane ze smartfona, jeśli oddajesz go innej osobie lub do utylizacji.

Dbanie o oprogramowanie

Stale monitorujemy informacje zwrotne z rynku. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z najnowszą wersją aplikacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta i/lub zgłosić uwagi w sklepie Appstore lub Google Play.

Instrukcja użytkowania wszystkich wersji aplikacji we wszystkich językach w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej. Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkowania, wykonaj następujące czynności:

- Kliknij stronę <https://www.phonak.com/en-int/support-options> i wybierz kraj.
- Przejdź do strony „Support” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Przejdź do strony „User Guides” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Przejdź do strony „Apps” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Wybierz aplikację „myPhonak Junior”.

Dostęp do aktualnej wersji instrukcji użytkowania aplikacji myPhonak Junior można też uzyskać bezpośrednio z poziomu aplikacji, przechodząc do sekcji Wsparcie, a następnie dotykając karty „Instrukcja użytkowania”. Instrukcja użytkowania zostanie otwarta w oknie zewnętrznej przeglądarki.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.



Zmiana ustawień, np. zmniejszenie głośności lub zwiększenie siły redukcji szumu, może prowadzić do zagrożeń, takich jak brak słyszalności nadjeżdżających uczestników ruchu drogowego.



Jeśli aparaty słuchowe nie reagują, sprawdź, czy jesteś poza zasięgiem, czy aparaty słuchowe są włączone i czy bateria nie jest rozładowana, a jeśli występują pola zakłócające, odsuń się od nich.



Aktywuj łączność Bluetooth. W celu połączenia aparatów słuchowych należy włączyć łączność Bluetooth.



Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego smartfona. Korzystając ze smartfona i aplikacji, należy postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.



Informacje o zgodności

Europa: Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Sonova AG niniejszym potwierdza, że ten produkt spełnia wymogi dyrektywy (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie symboli



Symbol wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi informacjami w niniejszej instrukcji użytkowania i przestrzegać ich.



Symbol wskazuje, że użytkownik powinien zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania.



Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania produktu.




Umieszczając na produkcie symbol CE, firma Sonova AG potwierdza, że niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Numery występujące po symbolu CE są numerami jednostek notyfikowanych wspomnianej wyżej dyrektywy.



Oznacza autoryzowanego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej. EU REP jest również importerem w Unii Europejskiej.



Wskazuje, że urządzenie jest wyrobem medycznym.



Połączony symbol „producenta wyrobów medycznych” i „daty produkcji” według dyrektywy UE 2017/745.



Informacja o dostępności instrukcji użytkowania w formie elektronicznej. Instrukcję można uzyskać na stronie www.phonak.com/myphonakapp.



Wskazuje numer katalogowy producenta umożliwiający zidentyfikowanie wyrobu medycznego.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Niemcy

Importer do UE:

Sonova Polska Sp. z o.o.
plac Bankowy 1
00-139 Warszawa, Polska



Producent:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Szwajcaria
www.phonak.com

V3.00/2026-08/ZT © 2021-2026 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy wersji myPhonak Junior 2.1 i nowszych podwersji aplikacji myPhonak Junior 2.

Aby uzyskać wcześniejszą wersję instrukcji użytkowania aplikacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową.

W celu uzyskania bezpłatnej papierowej kopii instrukcji użytkowania skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sonova. Egzemplarz zostanie przesłany w ciągu 7 dni.

