

Phonak RemoteMic

Bruksanvisning



PHONAK
life is on

Innehåll

1. Välkommen	5
2. Lär känna din RemoteMic	6
2.1 Beskrivning av enheten	7
2.2 Kommentar om kompatibilitet	8
2.3 Kommentar avseende överföringsstabilitet	9
3. Komma igång	10
3.1 Ladda batteriet	10
3.2 Slå på	12
3.3 Parkoppla RemoteMic	13
3.4 Tyda indikatorlamporna	16
4. Daglig användning	18
4.1 Förbereda streamern	18
4.2 Ansluta enheter	19
4.3 Ställa in ljudvolymen	21
4.4 Bära enheten	22
4.5 Pausa och starta om	24
4.6 Stänga av	25

5. Speciella användningssituationer	26
5.1 RemoteMic och telefonsamtal	26
5.2 RemoteMic och titta på TV	27
5.3 Överföringsavstånd för RemoteMic	28
5.4 Användning av halsbandet	29
5.5 Ta bort alla Bluetooth-kopplingar	30
6. Felsökning	31
7. Service och garanti	36
8. Information om överensstämmelse	38
9. Information och symbolförklaring	42
10. Viktig säkerhetsinformation	47



För detaljerad information om ComPilot, ComPilot II eller ComPilot Air II som till exempel funktioner, förklaring av indikatorlampor, o.s.v., se motsvarande bruksanvisningar.

Jag kommer att använda RemoteMic tillsammans med följande överföringsenhet:



☐ ComPilot



☐ ComPilot II



☐ ComPilot Air II

1. Välkommen

RemoteMic är en kvalitetsprodukt som är utvecklad av Phonak, ett av de världsledande företagen när det gäller hörselteknik.

Läs användarinstruktionerna noga så att du kan utnyttja alla möjligheter som dina hörapparater kan erbjuda.

Kontakta din audionom eller gå till www.phonak.se/remotemic om du har några frågor.

Phonak – livet är nu

www.phonak.se




CE-märkt: 2012

2. Lär känna din RemoteMic

RemoteMic överför talarens röst trådlöst till dina hörapparater via en streamer från Phonak.


Systemet består av tre huvudkomponenter:
RemoteMic, dina hörapparater från Phonak och
en streamer, som till exempel Phonak ComPilot Air II.



*Phonaks streamers ComPilot eller
Compilot II är också kompatibla

2.1 Beskrivning av enheten


- 1 Volym upp (+)
- 2 Volym ner (-)
- 3 Strömbrytare (⏻)
- 4 Laddningskontakt (mini-USB)
- 5 Mikrofonöppning
- 6 Indikatorlampa
- 7 Hål för trådögla
- 8 Clip



Tillbehör

(innehållet kan variera beroende på inköpsland)

- Dubbel mini-USB grensladd (1 in / 2 ut)
- Avtagbart halsband
- Skyddsväska



2. Lär känna din RemoteMic

Andra valbara tillbehör

- Phonak mini-USB-strömförsörjning (laddare)
- Adapter för 12V-bilbatteriladdare

2.2 Kommentar om kompatibilitet

Förutom dina trådlösa Phonak-hörapparater behöver du en kompatibel streamer.



Bluetooth®-symbolen och -logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och bruk av sådan märkning för Phonaks räkning sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

2.3 Kommentar avseende överföringsstabilitet

Räckvidden för anslutning via Bluetooth mellan RemoteMic och din ComPilot kan vara upp till 20 meter.

Räckvidden kan förkortas om signalen blockeras av hinder, t.ex. väggar eller människokroppen.

Det bästa resultatet erhålls när RemoteMic används vid fri sikt till ComPilot.

3. Komma igång


3.1 Byta batteri

RemoteMic har ett inbyggt, ej borttagningsbart men laddningsbart batteri.

- ❗ Låt RemoteMic laddas i minst tre timmar första gången du laddar den, även om batteriindikatorn inte lyser eller börjar lysa grönt.

Ladda den så här:

- Använd laddaren till ComPilot.
- Sätt i strömförsörjningskontakten i ett eluttag.
- Sätt i mini-USB-kontakten i mini-USB-uttaget på RemoteMic.
- Normal laddningstid är två timmar.
- Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn lyser med ett fast, grönt sken.




Använda en laddare till två enheter

Placera den dubbla mini-USB-förgreningen (splitter) mellan laddaren och enheterna (se nedan).


Med en överföringsenhet:

Båda enheterna kan laddas samtidigt.



Med TVLinkII

RemoteMic kan laddas medan TVLink II används.




i Det går att ladda RemoteMic över natten.

3. Komma igång

3.2 Slå på

Skjut strömbrytaren för att slå på eller av RemoteMic.



Viloläge

Om det inte går att upptäcka en streamer inom 30 minuter går RemoteMic in i viloläge, även om den är påslagen.

Slå av RemoteMic och slå på den igen för att återgå från viloläge.

3.3 Parkoppla RemoteMic

Innan RemoteMic används första gången tillsammans med en streamer, måste enheterna först kopplas ihop med varandra.

❶ Om du fick RemoteMic och streamern tillsammans är de redan parkopplade. Fortsätt till kapitel 3.4


Sätta streamern i parkopplingsläge

Med ComPilot Air II:

- Slå på och tryck på volym upp-knappen **+** samtidigt.

Med ComPilot II:

- Slå på först. Tryck på anslut- **<O>** och volym upp-knapparna **+** samtidigt i 2 sekunder.



Den snabbt blinkande blå indikatorlampan bekräftar att streamern är i parkopplingsläge.


3. Komma igång

Sätta RemoteMic i parkopplingsläge

- ❗ Om RemoteMic aldrig har parkopplats, kommer den automatiskt att vara i parkopplingsläge i 30 minuter efter att den slagits på. Detta anges med en snabbt blinkande blå indikatorlampa.

Gör följande för att starta parkopplingsläget manuellt:

- Slå av RemoteMic.
- Tryck in knappen Volym upp (⬆).
- Slå på RemoteMic samtidigt som du trycker på (⬆) -knappen.
- Släpp (⬆) -knappen när indikatorlampan börjar att blinka snabbt med ett blått sken.
- Se till att ComPilot och RemoteMic är inom 1 meters räckvidd.



RemoteMic blir kvar i parkopplingsläget i två minuter eller tills parkopplingen är klar.

Slutföra parkoppling

Vänta tills båda indikatorlamporna lyser med ett fast blått sken. Detta kan ta upp till två minuter, men normalt tar det bara några sekunder.

- ① Du behöver bara koppla ihop enheterna en gång. De förblir parkopplade och kommer automatiskt att anslutas när de slås på igen, så som beskrivs i Steg 4.2.


3. Komma igång

3.4 Tyda indikatorlamporna

Information under drift



eller



	RemoteMic	Streamer
Söker efter parkopplad enhet	Fast grönt sken 	
Överföring	Fast blått sken 	Fast blått sken 
Pausläge	Blinkar med blått sken 	Blinkar med blått sken 
Parkopplingsläge	Blinkar med ett snabbt blått sken 	Blinkar med ett snabbt blått sken 

Ström- och batteriinformation för RemoteMic

Slå på		Grönt i två sekunder
Slå av		Rött i två sekunder
Laddar		Fast rött sken
Fulladdat medan laddaren är ansluten		Fast grönt sken
Batterivarning		Ytterligare röda korta blinkningar
RemoteMic i viloläge eller av		Indikatorlampa lyser inte alls


❗ Slå av RemoteMic och slå på den igen för att återgå från viloläge.

4. Daglig användning

4.1 Förbereda streamern

- Slå på streamern.
- Bär streamern enligt bilden.

Med ComPilot eller
ComPilot II:



Med ComPilot Air II:



En mer detaljerad beskrivning av streamers
finns i bruksanvisningen för dessa.

4.2 Ansluta enheter

Varje gång enheterna slås på kommer de att anslutas till varandra automatiskt.

- Se till att streamern och RemoteMic är inom två meters räckvidd.
- Slå på RemoteMic och streamern.
- Indikatorlamporna lyser med grönt sken.
- Vänta tills båda statuslamporna lyser med ett fast blått sken. Detta kan ta upp till 30 sekunder, men normalt tar det högst fem sekunder.




i Upprepa kapitel 3.3 om indikatorlampan blinkar snabbt med ett blått sken efter att RemoteMic slagits på, eller om indikatorlampan inte börjar lysa med ett fast blått sken inom två minuter.

4. Daglig användning

Funktionstest

Utför ett snabbt funktionstest innan systemet används, genom att försiktigt skrapa på mikrofonöppningen.



Du ska höra det skrapande ljudet tydligt i dina hörapparater.

- ❗ Det krävs normalt ingen fri sikt mellan RemoteMic och streamern. Om ljudet ibland försvinner hänvisas till felsökningsguiden i Kapitel 6.

4.3 Ställa in ljudvolymen


Gör följande för att ändra volyminställningen för RemoteMic:

- Tala in i RemoteMic på 20 cm avstånd.
- Använd / volymkontrollerna för att ställa in ljudvolymen till en behaglig nivå.



Du kan använda volymknapparna på streamern för att finjustera den allmänna ljudvolymen på hörapparaterna och RemoteMic:

-  för att höja volymen
-  för att sänka volymen



eller

Minska ljud från omgivningen

- Tryck och håll in  (2 sek) för ytterligare dämpning.
- Tryck på och håll in  (2 sek) för att återgå till den ursprungliga hörapparatvolymen.




4. Daglig användning

❗ RemoteMic-volyminställningen kommer att sparas och finns kvar även efter att RemoteMic stängts av.

❗ Om du inte är nöjd, kan din audionom ändra hörapparatens mikrofoninställning för RemoteMic-programmet.


4.4 Bära enheten

- Tryck försiktigt för att öppna clipet.
- Se till att RemoteMic klämts fast ordentligt på kläderna (se bilden).
- För att förhindra skrapljud ska inte RemoteMic täckas av kläder vid användning.



Avstånd till talarens mun:

- Det bästa resultatet erhålls vid 20 cm.
- Avståndet 50 cm bör inte överskridas.




① Ju starkare omgivningsbuller, desto närmare talarens mun bör RemoteMic placeras.

① Använd inte en halsslinga under överföring. Skrapande ljud kan försämra lyssningsupplevelsen.

4 Daglig användning

4.5 Pausa och starta om

För att pausa ljudöverföringen från din streamer trycker du på huvudknappen .




Under paus:

- Indikatorlamporna blinkar blått på båda enheterna.
- Dina hörapparater växlar tillbaka till det lyssningsprogram du använde senast.
- Tryck på streamerns huvudknapp  igen för att återuppta överföringen.

 Hörapparatens program kan inte ändras under överföring eller paus.

4.6 Stänga av

För att avsluta RemoteMic-överföringen helt, kan du stänga av RemoteMic genom att föra strömbrytaren till läget Av.




Slå av RemoteMic när den inte används.

5 Speciella användningssituationer

5.1 RemoteMic och telefonsamtal

- ❶ Telefonsamtal via Bluetooth kommer alltid att gå före RemoteMic-överföringen.

Om streamern har parkopplats med och anslutits till din mobiltelefon, kan du fortfarande ta emot samtal även när du använder RemoteMic. Om du får ett inkommande samtal, stoppar streamern automatiskt överföringen av ljudsignalen från RemoteMic och sänder signalen från mobiltelefonen till dina hörapparater istället.




Du kan ta emot inkommande samtal genom att trycka lätt på streamerns huvudknapp ■ när du hör ringsignalen i dina hörapparater. Tryck på huvudknappen ■ igen för att avsluta samtalet.

5.2 RemoteMic och titta på TV

Om du vill ha stereoljud av högsta kvalitet från din TV eller andra ljudkällor rekommenderar vi att du använder Phonaks dedikerade **TVLink II basstation**.

Om det inte finns någon tillgänglig anslutning eller om du är på en resa, kan RemoteMic användas för att förbättra ljudkvaliteten när du tittar på TV.




TVLink II basstation

5 Speciella användningssituationer

Gör följande för att få det bästa resultatet:

- Identifiera TV:ns högtalare.
- Placera RemoteMic 20 cm från högtalaren.
- Överväg möjligheten att låta laddaren sitta i medan du tittar på TV.



RemoteMic



5.3 Överföringsavstånd för RemoteMic

RemoteMic har en räckvidd på 20 m. Det krävs ingen fri sikt mellan streamern och RemoteMic. Störningar i omgivningen som orsakas av väggar, möbler och/eller människokroppen kan minska räckvidden.


Om RemoteMic placeras utanför streamerns räckvidd, kommer den trådlösa ljudöverföringen att avbrytas eller till och med upphöra. Flytta tillbaka RemoteMic inom streamerns räckvidd för att fortsätta att överföra ljud till dina hörapparater.

Det kan ta upp till 10 sekunder innan överföringen återupptas.

❗ Om överföringen avbröts i mer än 30 minuter, kan det bli nödvändigt att slå av och på RemoteMic igen.

5.4 Användning av halsbandet


Under transport kan du använda det avtagbara halsbandet så som bilden visar:



5.5 Ta bort alla Bluetooth-kopplingar

Om du får problem med någon av de parkopplade enheterna, eller om en enhet slutar ansluta till RemoteMic, kan det vara en god idé att ta bort alla parkopplingar från RemoteMic.

- Slå på RemoteMic medan du trycker in -knappen.
- Släpp -knappen efter 10 sekunder när den blå, blinkande lampan börjar lysa med ett grönt sken.



Om du raderar parkopplingen av Bluetooth-enheter tar du bort möjligheten att ansluta till tidigare parkopplade Bluetooth-enheter. Du måste utföra parkopplingen på nytt (se 3.3) om du vill ansluta igen.

 Indikatorlampan kommer att börja blinka snabbt med ett blått sken några sekunder efter att parkopplingen raderades (automatiskt parkopplingsläge).

6 Felsökning

Nedan följer en sammanfattning av vanliga frågor om RemoteMic och svaren på dessa frågor.

Orsaker

Åtgärd

Jag hör inte ljudet från RemoteMic

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ En eller alla enheter är avstängda■ RemoteMic är i pausläge (blå blinkande lampa)■ Avståndet mellan streamern och RemoteMic är för stort■ Ett föremål hindrar överföringen. | <ul style="list-style-type: none">■ Se till att alla enheter (RemoteMic, streamer, hörapparater) är påslagna och fungerar som de ska■ Tryck lätt på streamerns huvudknapp för att återuppta överföring■ Placera enheterna närmare varandra. 20 meter är högsta avståndet utomhus■ Kontrollera att du bär streamern korrekt och att du har RemoteMic inom räckvidden för att undvika att överföringen avbryts.■ Beroende på materialet (t.ex. människokroppen) kan fri sikt vara nödvändig |
|--|---|

6. Felsökning

Orsaker	Åtgärd
Jag upplever att det hackar vid ljudöverföring	
■ RemoteMic är för långt ifrån streamern eller skuggas av ett hinder (t.ex. människokroppen) ■ Streamern söker efter andra parkopplade enheter i två minuter efter att den slagits på	■ Överskrid inte det högsta avståndet och justera enheternas orientering ■ Efter två minuter slutar streamern att söka efter andra enheter och det hackande ljudet upphör
Ljudvolymen under överföringen är olämplig (för låg eller för hög)	
■ Ljudvolymnivåerna är felaktigt inställda	■ Justera ljudvolymen med hjälp av RemoteMic och streamerns volymknappar

Orsaker

Åtgärd

Jag kan inte höra vad talaren säger eftersom bullret är för högt

- | | |
|--|---|
| ■ Hörapparatens mikrofoner är inställda på en för hög nivå | ■ Sänk hörapparaternas ljudvolym genom att hålla ner streamerns  -knapp |
| | ■ Placera RemoteMic närmare talarens mun (20 cm) |
| | ■ Tryck på  -knappen på RemoteMic för att öka RemoteMic-volyminställningen |
| ■ RemoteMic skaver mot användarens kläder | ■ Se till att RemoteMic klämts fast ordentligt. RemoteMic ska inte täckas av kläder |
| ■ Hörapparaternas inställning är felaktig | ■ Be din audionom att finjustera hörapparaterna |

6. Felsökning

Orsaker

Åtgärd

RemoteMic känns inte längre igen av den streamer som den tidigare parkopplades ihop med

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Streamern slutar söka efter enheter efter två minuter, om ingen enhet har hittats. Det gör den för att spara ström.■ Enheterna är för långt ifrån varandra.■ RemoteMic kan kopplas ihop med högst fyra olika Bluetooth-enheter. Om det interna minnet är fullt, kommer den femte parkopplingen att radera den första parkopplingen■ Parkoppling har aldrig utförts eller har raderats | <ul style="list-style-type: none">■ Slå av streamern. Vänta tills den röda batteriindikatorn har slocknat. Slå sedan på enheten igen■ Placera enheterna inom en meters räckvidd och försök sedan igen.■ Upprepa parkopplingen mellan enheterna■ Upprepa parkopplingen mellan enheterna |
|--|---|

Indikatorlampan börjar inte lysa med ett fast blått sken

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ RemoteMic och streamern har inte kopplats ihop | <ul style="list-style-type: none">■ Slutför parkopplingen enligt beskrivningen i 3.3 |
|--|--|

Orsaker	Åtgärd
Jag ser en indikatorlampa på RemoteMic, som blinkar snabbt med ett blått sken	
■ RemoteMic har aldrig parkopplats och är alltid i parkopplingsläge	■ Slutför parkopplingen enligt beskrivningen i 3.3
Indikatorlampan börjar inte lysa med ett fast blått sken	
■ RemoteMic och streamern har inte kopplats ihop ■ Streamern har inte programmerats korrekt för dina hörapparater	■ Bär streamern runt halsen och fäst halsslingan på rätt sätt ■ Be din audionom att gruppera om dina hörapparater och streamern.
Laddningstiden är längre än vanligt	
■ Enheten används under laddningen ■ Batteriladdaren ger inte tillräckligt med laddström	■ Man kan använda enheten under laddning även om detta förlänger laddningstiden med 30 % ■ Använd endast laddare som är godkända av Phonak

7 Service och garanti

7.1 Nationell garanti

Fråga audionomen där du köpte din streamer och RemoteMic om de garantivillkor som gäller i ditt land.

7.2 Internationell garanti

Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker tillverknings- och materialdefekter. Garantin träder endast i kraft om ett inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några av de rättigheter du har enligt eventuell tillämplig nationell konsumentköplag.

7.3 Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.

Serienummer:

Legitimerad audionom
(stämpel/signatur):

Inköpsdatum:

8 Information om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse

Härmed deklarerar Phonak AG att denna Phonakprodukt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven i rådets Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i Överstämmedeklarationen kan erhållas från tillverkaren på www.phonak.se.

Australien/Nya Zeeland:



R-NZ

Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk hos Radio Spectrum Management (RSM) och Australian Communications and Media Authority (ACMA) och får säljas i Nya Zeeland and Australien.

Efterlevnadsmärkningen R-NZ är för radioprodukter som erbjuds på den Nya Zeeländska marknaden under konformitetsnivån A1.

Anmärkning 1:

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar:

- 1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och
- 2) den här apparaten måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter.

Anmärkning 2:

Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Phonak, kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig.

Anmärkning 3:

Denna enhet är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada

Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när enheten används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör användaren försöka att korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

Anmärkning 4:

FCC/IC-uttalande om radiofrekvensexponering
Denna utrustning uppfyller FCC/IC:s gränsvärden för radiofrekvensexponering, som gäller för en okontrollerad miljö. Slutanvändarna måste följa speciella handhavandeinstruktioner för att tillgodose RF-exponeringskraven. Denna sändare får inte flyttas eller användas i kombination med någon annan antenn eller sändare.

Anmärkning 5:

Överensstämmelse med japansk radiolagstiftning och japansk lagstiftning om telekomföretag. Den här enheten är godkänd enligt japansk radiolagstiftning (電波法) och japansk lagstiftning om telekomföretag (電気通信事業法).

Enheten får inte modifieras (i vilket fall det tilldelade identifikationsnumret blir ogiltig)."

Mer information finns i produktdatabladet som kan laddas ned från www.phonak.se/remotemic

9. Information och symbolförklaring



CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att den här Phonakprodukten uppfyller kraven i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information som finns i denna bruksanvisning.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren iakttar relevanta varningsmeddelanden som finns i denna bruksanvisning.



Viktig information för hantering och produktsäkerhet.

**Användnings-
föreskrifter**

Denna enhet är konstruerad för att fungera felfritt utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning.



Temperatur vid transport och förvaring:

-20° till +60° Celsius

Drifttemperatur:

-20° till 55° Celsius.



Förvaras torrt.

9. Information och symbolförklaring



Fuktighet under transport: Upp till 90 % (icke-kondenserande). Fuktnivå vid förvaring 0 - 70 % om apparaten inte används.



Lufttryck mellan 200 hPa och 1500 hPa.



Anger tillverkaren av enheten, enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Japansk märkning för certifierad radioutrustning.



Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Lämna in dina gamla eller obegagnade enheter på återvinningscentralen för elektroniskt avfall, eller återlämna din enhet till audionomen, när du inte har bruk för den längre. Rätt avfallshantering skyddar miljön och hälsan.

Den här produkten har ett inbyggt batteri som inte kan bytas. Försök inte öppna produkten eller avlägsna batteriet, då detta kan orsaka personskada och/eller skada produkten. Kontakta närmaste återvinningsstation för borttagning av batteriet.

9. Information och symbolförklaring



Bluetooth®-symbolen och -logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG Inc., och varje användning av sådana märken av Phonak sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

10 Viktig säkerhetsinformation

Följande sidor innehåller viktig säkerhetsinformation.

Varningar

-  Förvara utom räckhåll för barn, personer med begåvningshandikapp och husdjur.
-  Phonak-enheter kan skapa magnetfält. Tester utförda av Phonak har visat att inga störningar orsakats på implanterbara enheter (t.ex. pacemakers, defibrillatorer, osv.) som skulle påverka en säker och effektiv användning av de implanterbara enheterna. Personer som använder implanterbara enheter bör kontakta sin läkare och/eller enhetens tillverkare före dem börjar använda en Phonak-enhet. Sluta använda Phonak-enheten om du upplever att Phonak-enheten påverkar den implanterbara enheten. Kontakta sedan tillverkaren av den implanterbara enheten för rådgivning.
-  Använd endast hörapparater som programmerats speciellt för dig av en audionom.

10. Viktig säkerhetsinformation

- ⚠ Använd av säkerhetsskäl endast laddare som levereras av Phonak eller stabiliserade laddare med 5 V likströmseffekt, min. 250 mA.
- ⚠ Ladda inte RemoteMic från en persondators eller en bärbar dators USB-port. Detta kan skada utrustningen.
- ⚠ Det är inte tillåtet att utföra ändringar eller modifieringar på någon av enheterna, om dessa ändringar inte uttryckligen godkänts av Phonak.
- ⚠ Externa enheter får bara anslutas om de har testats enligt motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd bara tillbehör som är godkända av Phonak AG för att undvika elektriska stötar.
- ⚠ Mini-USB-porten ska endast användas i angivet syfte.
- ⚠ Den här produkten har ett inbyggt batteri som inte kan bytas. Försök inte öppna produkten

eller avlägsna batteriet, då detta kan orsaka personskada och/eller skada produkten.

- ⚠ Det finns risk för skador om du använder sladdar på ett vis som inte anses vara avsedd användning (t.ex. bära telefonsladdar runt halsen).
- ⚠ Kassera elektronikavfall i enlighet med lokala bestämmelse från Phonak AG.
- ⚠ Använd inte enheten i explosiva områden (gruvor eller industriområden med risk för explosioner, syrerika miljöer eller områden där brandfarliga ämnen hanteras) eller där användning av elektronisk utrustning är förbjuden.

Produktsäkerhetsinformation

- ① När enheten inte används ska den stängas av och förvaras på en säker plats.
- ① Skydda enhetens kopplingsdetaljer, kontakter, laddningsuttag och strömförsörjning från smuts.

10. Viktig säkerhetsinformation

- ① Skydda enheten från fukt (bad, simning), värme (element, bilens instrumentbräda) eller direktkontakt med huden när du svettas (träning, sportutövande).
- ① Tappa inte enheten. Om enheten faller på ett hårt underlag, kan den skadas.
- ① Rengör enheterna med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra dem. Använd aldrig en mikrovågsugn eller någon annan värmeapparat för att torka någon av enheterna.
- ① Den digitalt kodade, induktiva sändningsteknologin som används i de här enheterna, är extremt tillförlitlig och är inte känslig för störningar från andra enheter. Observera dock, att när hörapparaten är i närheten av en datorutrustning, större elektroniska installationer eller andra starka elektromagnetiska fält, kan man behöva vara minst 60 cm bort för att garantera fullgod funktion.

-
- ① Särskild medicinsk eller dental undersökning som inbegriper strålning enligt beskrivningen nedan kan påverka enhetens funktion negativt. Ta av den och lämna den utanför undersökningsrummet/-området innan:
- Medicinsk eller dental undersökning med röntgen (även datortomografi).
 - Medicinska undersökningar med magnetisk resonanstomografi/nukleär magnetisk resonanstomografi, som genererar magnetfält
- ① Låt inte enheten komma inom 10 cm avstånd från alla typer av magneter.

10. Viktig säkerhetsinformation

Annan viktig information

- RemoteMic är en Bluetooth 2.1-kompatibel enhet. Den trådlösa överföringsteknologin är inte begränsad till Phonaks streamer, utan optimerad för denna.
- Användning av RemoteMic med streamers från en annan tillverkare stöds inte av Phonak.
- Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden.

Anmärkningar

Anmärkningar



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz

www.phonak.se

