

Roger Focus II

Bruksanvisning



Roger Focus II



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denna bruksanvisning gäller för:

Hörselprodukt



Roger Focus II

2020

Laddningstillbehör



Phonak Charger BTE RIC

2019



Information om din Roger-mottagare och laddare

- ① Hörselprodukten som beskrivs i den här bruksanvisningen har ett inbyggt uppladdningsbart litium-jonbatteri som inte kan avlägsnas.
- ① Läs även säkerhetsinformationen om laddningsbara hörapparater och hörselprodukter (kapitel 19).

Hörselprodukt

- Roger Focus II

Laddningstillbehör

- Charger BTE RIC
med strömförsörjning
och USB-kabel (< 3m)

Phonak, som utvecklat din hörselprodukt och laddare, har sin bas i Zürich i Schweiz och är ett av de världsledande företagen när det gäller hörsellösningar.

Våra kvalitetsprodukter är resultatet av årtionden av forskning och expertis och har utvecklats för att du ska höra så bra som möjligt. Tack för ditt kloka val och vi hoppas att du ska få glädje av denna produkt i många år.

Läs bruksanvisningen noggrant så att du vet hur du ska använda din hörselprodukt och kan få maximal nytta av den. Kontakta din audionom för mer information om funktioner och användande.

Phonak - life is on
www.phonak.se

Innehåll

Lär känna Roger Focus II och laddaren


1. Snabbguide	6
2. Mottagarens och laddarens delar	8
Använda laddaren	
3. Förbereda laddaren	10
4. Ladda mottagaren	11
Använda mottagaren	
5. Markeringar för vänster och höger mottagare	15
6. Ta på mottagaren	16
7. Avlägsna mottagaren	17
8. Flerfunktionsknapp med indikatorljus	18
9. På/av	20
10. Översikt över anslutningsmöjligheter	21
11. Starta om mottagaren	22
Mer information	
12. Användningsföreskrifter	23
13. Skötsel och underhåll	24
14. Byta öroninsatsen	26
15. Service och garanti	30
16. Information om överensstämmelse	32
17. Information och symbolförklaring	40
18. Felsökning	46
19. Viktig säkerhetsinformation	50

1. Snabbguide

Ladda mottagaren

- ① Det rekommenderas att du laddar din Roger Focus II i 3 timmar innan du använder den för första gången.



När du har satt mottagaren i laddaren visar indikatorljuset batteriets laddningsstatus tills mottagaren är fulladdad. När den är fulladdad förblir indikatorljuset tänd, dvs med stadigt grönt ljus.



Markeringar för vänster och höger mottagare


Blå markering för **vänster mottagare.**

Röd markering för **höger mottagare.**




Flerfunktionsknapp med indikatorljus

Knappen har flera funktioner.
Den fungerar som på/av-omkopplare,
volymkontroll och volymkontrollspärr.



På/av


Håll in den nedre delen av knappen
i tre sekunder tills indikatorljuset
lyser med ett fast, grönt (På) eller
rött (Av) sken.



2. Mottagarens och laddarens delar

Följande bilder visar den hörselprodukt och laddningstillbehöret som beskrivs i den här bruksanvisningen.


Roger Focus II



Laddare




Mottagarens
laddningskontakter med
vänster-/högerindikatorer




Indikatorljus för ström

USB-port för extern
strömkälla




USB-kabel (< 3m)



Strömförsörjning

3. Förbereda laddaren

Anslut strömförsörjningen



- Anslut den större änden av laddningskabeln i strömförsörjningen.
- Koppla in den mindre kontakten i USB-kontakten på laddaren.
- Sätt i strömförsörjningskontakten i ett eluttag.
- Indikatorljuset är grönt när laddaren är ansluten till strömkällan.

Specifikationer för strömförsörjning

Utgångsspänning för strömförsörjning	5 VDC +/- 10 %, strömstyrka 1 A
Ingångsspänning för laddare	5 VDC +/- 10 %, strömstyrka 1 A
Specifikationer för USB-kabel	5 V min. 1 A, USB-A till USB-C, maxlängd 3 m

4. Ladda mottagaren


- ① Låg batterinivå: Du hör två signaler när batterinivån är låg. Då har du ungefär 60 minuter på dig innan du måste ladda mottagaren.
- ① Mottagaren måste vara torr före laddning, se kapitel 13.

4.1 Använda laddaren

Se kapitel 3 om hur man ställer in laddaren.


1.

Placera mottagaren i laddningsspåren. Mottagaren sätts automatiskt i dämpat läge när den placeras i laddaren.







2.

Indikatorljuset visar batteriets laddningsstatus tills mottagaren är fulladdad. När mottagaren är fulladdad kommer indikatorljuset att lysa med ett fast, grönt sken.



Laddningsprocessen avbryts automatiskt när batterierna är fulladdade. Det innebär att det är säkert att lämna Roger Focus II i laddaren. Det kan ta upp till 3 timmar att ladda mottagaren. Laddaren kan stängas vid laddning.


Laddningstider

Indikatorljus	Laddningsstatus	Ungefärlig laddningstid
	0 – 10 %	
	11 – 80 %	30 min (30 %) 60 min (50 %) 90 min (80 %)
	81 – 99 %	
	100 %	3 tim

3.

Avlägsna mottagaren från laddaren genom att

1. försiktigt dra mottagaren mot dig och
2. lyfta ut den ur laddaren.



ⓘ Dra inte i SlimTube när du avlägsnar mottagaren från laddaren. Detta kan skada SlimTube.

När laddaren är ansluten till strömförsörjningen slås Roger Focus II automatiskt på när den avlägsnas från laddaren. Indikatorljuset börjar blinka.

Det fasta gröna ljuset som lyser i 3 sekunder indikerar att mottagaren är redo.

Om laddaren kopplas ur medan mottagaren laddas inuti den ska mottagaren stängas av för att förhindra urladdning.



ⓘ Stäng av mottagaren innan du placerar den i en frånkopplad laddare för förvaring.

5. Markeringar för vänster och höger mottagare

Det finns en röd eller blå markering på mottagarens baksida. Den anger om mottagaren ska sitta på vänster eller höger sida.

Blå markering för
vänster mottagare.


Röd markering för
höger mottagare.



6. Ta på mottagaren


1.

Placera mottagaren bakom örat.




2.

Sätt in öroninsatsen i hörselgången.




3.

Om en hållare är fäst vid öroninsatsen placerar du den i öronmusslan så att mottagaren sitter säkert.



7. Avlägsna mottagaren

Fatta tag där SlimTube är böjd och fäster mot öroninsatsen och dra försiktigt ut den. Ta sedan av mottagaren från örat.




8. Flerfunktionsknapp med indikatorljus

Flerfunktionsknappen har flera funktioner.

Den fungerar som på/av-omkopplare och volymkontroll. Öka volymen genom att trycka lätt på den övre delen av knappen. Minska volymen genom att trycka lätt på den nedre delen av knappen.








För att låsa knappen, tryck på den övre delen av knappen i 5 sekunder.

För att låsa upp knappen, tryck på den övre delen av knappen i 5 sekunder.



Indikatorljus

Indikatorljuset visar enkelt mottagarens status för föräldrar till spädbarn och små barn och andra vuxna i barnets omgivning. Indikatorljuset är integrerat i flerfunktionsknappen och visar mottagarens status så länge den är påslagen och laddad.

Mottagarens status**	Indikatorljusmönster
<input type="checkbox"/> Flerfunktionsknappen låses	Dubbel blinkning 
<input type="checkbox"/> Flerfunktionsknappen låses upp	Enkel blinkning 
<input type="checkbox"/> Låg batterinivå*	Kontinuerlig röd blinkning 
<input type="checkbox"/> Ändra volymnivå (antingen med fjärrkontrollen eller flerfunktionsknappen)	Enkel blinkning för varje volymsteg 
<input type="checkbox"/> Medelvolym	Grönt fast sken 
<input type="checkbox"/> Roger-mikrofon ansluter till mottagaren	Enkel blinkning 
<input type="checkbox"/> Maximal volym eller minimivolym uppnådd	Dubbel blinkning 


* Varning för låg batterinivå indikeras cirka 60 minuter innan batteriet måste laddas.

** Se snabbguiden som medföljer mottagaren för information om ljudsignaler och hur Phonak RemoteControl används.

9. På/av

Slå på mottagaren



Mottagaren slås på automatiskt när den avlägsnas från en laddare som är ansluten till strömförsörjningen.



Om laddaren inte är ansluten till strömförsörjningen, håll in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills indikatorljuset blinkar med ett grönt sken. Det fasta gröna ljuset som lyser i 3 sekunder indikerar att mottagaren är redo.

Stänga av mottagaren


Håll in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills det fasta röda ljuset indikerar att mottagaren är avstängd.

	Blinkar med grönt sken	Mottagaren slås på
	Lyser med ett fast rött sken i tre sekunder	Mottagaren stängs av

① När du slår på mottagaren kan du höra en startmelodi.

10. Översikt över anslutningsmöjligheter

Bilden nedan visar anslutningsmöjligheter till Roger-mikrofoner för din mottagare.



11. Starta om mottagaren

Använd den här tekniken om din mottagare befinner sig i felläge. Detta tar inte bort eller raderar några inställningar.

1.

Tryck på den nedre delen av knappen i minst 15 sekunder. Det har ingen betydelse om mottagaren är på eller av innan du börjar trycka på knappen. Det finns ingen ljud- eller ljussignal efter de 15 sekunderna.

2.

Placera mottagaren i laddaren som är ansluten till strömförsörjningen och vänta tills indikatorljuset blinkar grönt. Detta kan ta upp till 30 sekunder. Nu kan du använda mottagaren.

12. Användningsföreskrifter

Produkten är utformad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inget annat anges i denna bruksanvisning.

Se till att du laddar och använder hörselprodukten inom temperaturområdet för drift: +5 °C till +40 °C, lufttryck: 500 hPA till 1060 hPA och luftfuktighet 0 % till 85 % (icke-kondenserande).

Roger Focus II är IP68-klassad (1 meters djup i 60 minuter) och har utformats för användning i alla vardagsituationer. Du behöver alltså inte oroa dig om mottagaren utsätts för lätt regn eller svett. Roger Focus II är dock inte avsedd att användas vid vattenaktiviteter som inbegriper klor-, tvål- eller salthaltigt vatten, eller någon annan vätska med kemiskt innehåll.

13. Skötsel och underhåll

Omsorgsfull och regelbunden skötsel av hörselprodukten och laddaren gör att de kan fungera perfekt under många år. För att garantera att den fungerar under många år ger Sonova AG minst fem års service efter att produkten tas ur produktion.

Mer information om produktsäkerhet finns i kapitel 19.

Allmän information

Ta bort mottagaren från örat innan du använder hårspray eller smink, eftersom dessa produkter kan orsaka skador på mottagaren.

Din mottagare är skyddad från vatten, svett och damm under följande förutsättningar:

- Rengör och torka mottagaren efter exponering för vatten, svett eller damm.
- Hörselprodukten används och sköts som beskrivs i den här bruksanvisningen.

⚠ Kontrollera alltid att mottagaren och laddaren är torra och rena.

Varje dag

Hörselprodukt: Inspektera öroninsatsen med avseende på öronvax och fuktavlagringar. Rengör ytorna med en luddfri duk. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra mottagaren. Det är inte rekommenderat att skölja med vatten. Om du behöver rengöra mottagaren grundligt, be din audionom om råd.

Laddare: Kontrollera att laddningsinsatserna är rena. Använd aldrig hushållsrengöringsmedel, till exempel diskmedel när du rengör laddaren.

Varje vecka

Hörselprodukt: Gör rent öroninsatsen med en mjuk, fuktig trasa eller en särskild rengöringsservett för hörapparater och hörselprodukter. Fråga din audionom om ytterligare anvisningar för underhåll om din hörselprodukt behöver rengöras mer noggrant. Rengör mottagarens laddningskontakter med en mjuk, fuktig trasa.

Laddare: Avlägsna smuts eller damm från laddarspår.

⚠ Se alltid till att laddaren är bortkopplad från elnätet före rengöring.

14. Byta öroninsatsen


Din hörselprodukt har en SlimTube och en öroninsats.

Kontrollera öroninsatsen/domen regelbundet och rengör den när den ser smutsig ut, eller när hörselproduktens ljudstyrka eller ljudkvalitet har försämrats. Om en dome används ska den bytas ut var tredje månad.

14.1 Ta bort öroninsatsen/domen från SlimTube


1.

Ta loss öroninsatsen/domen från SlimTube genom att hålla SlimTube i ena handen och öroninsatsen/domen i den andra.




2.

Dra försiktigt i öroninsatsen/domen så att den lossnar.



3.


Rengör SlimTube med en luddfri duk.



14.2 Fästa öroninsatsen/domen till SlimTube


1.

Håll SlimTube i ena handen och öroninsatsen/domen i den andra.




2.

Skjut öroninsatsen/domen över ljudutgången.



3.

SlimTube och öroninsatsen/ domen bör passa ihop perfekt.



15. Service och garanti

Nationell garanti

Fråga audionomen som tillhandahållit din hörselprodukt och laddare om de garantivillkor som gäller i ditt land.

Internationell garanti

Sonova AG erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörselprodukten respektive laddaren, men inte tillbehör som t.ex. SlimTubes, öroninsatser eller externa hörtelefoner. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning.

Skador som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad upphäver garantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentral/audionommottagning.

Serienummer

Mottagare, vänster sida: _____

Mottagare, höger sida: _____

Charger BTE RIC: _____

Inköpsdatum: _____

Legitimerad audionom (stämpel/signatur):

16. Information om överensstämmelse

Europa:

Överensstämmelsedeklaration för hörapparaten

Härmed intygar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och även Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga texten om EU:s överstämmelsedeklaration kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten, vars adress finns i listan på www.phonak.com/us/en/certificates (Phonaks internationella kontor).

Australien/Nya Zeeland:



R-NZ

Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk hos Radio Spectrum Management (RSM) och Australian Communications and Media Authority (ACMA) och får säljas i Nya Zeeland och Australien. Efterlevnadsmärkningen R-NZ är till för radioprodukter som erbjuds på den nya zeeländska marknaden under konformitetsnivån A1.

Hörselprodukten som listas på sidan 2 är certifierad enligt:

USA

FCC-ID: KWC-BST

Kanada

IC: 2262A-BSR

Anmärkning 1:

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar:

- 1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och
- 2) att denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar, som kan orsaka oönskade effekter.

Anmärkning 2:

Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Sonova AG, kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig.

Anmärkning 3:

Denna enhet är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada.

Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar, när enheten används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge

radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag, som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Anmärkning 4:

Överensstämmelse med japansk radiolagstiftning och japansk lagstiftning om telekomföretag

Den här enheten är godkänd enligt japansk radiolagstiftning (電波法) och japansk lagstiftning om telekomföretag (電気通信事業法). Enheten får inte modifieras (om så sker blir det tilldelade identifikationsnumret ogiltigt).



R	005-102109
T	A19-0087005

Radioinformation om din hörselprodukt

Antenntyp	Återgivande slingantenn
Driftsfrekvens	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulation	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Effekt	< 1 mW
Bluetooth®	
Avstånd	~1m
Bluetooth	4.2 Dual-läge
Profiler som stöds	LE (låg energi)

Uppfyller kraven i standarderna för emission och immunitet

Emissionsnormer	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Immunitetsstandarder	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011	

17. Information och symbolförklaring



Med CE-märkningen bekräftar Sonova AG att denna produkt – inklusive tillbehör – uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter samt Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Siffrorna efter CE-märkningen anger det anmälda organ som konsulterats enligt ovannämnda direktiv.



Denna symbol innebär att produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller kraven för en typ B-tillämpad del enligt EN 60601-1. Hörselproduktens yta specificeras som en tillämpad del av typ B.



Anger tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiv 93/42/EEG.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren läser och följer relevant information i bruksanvisningen.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren uppmärksammar relevanta varningar i bruksanvisningen.



Viktig information för hantering och produktsäkerhet.



Den här symbolen visar att den elektromagnetiska störningen från enheten är under gränsvärden som har godkänts av US Federal Communications Commission.



Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.



Japansk märkning för certifierad radioutrustning.



Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.



Anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information som finns i denna bruksanvisning.



Temperatur vid transport och förvaring: -20° till +60 °Celsius



Fuktnivå vid förvaring: 0 - 70% om apparaten inte används. Se instruktionen i kapitel 19.2 som handlade om att torka hörselprodukten efter användning.



Lufttryck vid transport och förvaring: 500 hPa till 1060 hPa



Bör hållas torr under transport.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna hörselprodukt och laddare inte får kasseras bland vanligt hushållsavfall. Lämna förbrukade eller ej använda enheter och laddare till ett återvinningsställe för elektroniskt avfall eller lämna dem till din audionom för återvinning. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och hälsan.

Symbolerna är endast tillämpliga för europeisk strömförsörjning.



Strömkälla med dubbel isolering.



Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.



Säkerhetsisolerande transformator,
kortslutningssäker.

18. Felsökning

Problem	Orsaker
Ljudet i mottagaren är för starkt	Volymen är för stark
Ljudet förvrängs eller är inte starkt nog	Volymen är för låg Låg batterinivå Öroninsatsen är blockerad Hörseln har förändrats
Mottagaren piper två gånger	Indikation för låg batterinivå
Mottagaren fungerar inte (inget ljud)	Öroninsatsen är blockerad Mottagaren är avstängd
Mottagaren startar inte	Batteriet är helt urladdat Knappen inaktiverades av misstag genom att den hölls ner längre än 15 sekunder
Indikatorljuset på mottagaren tänds inte när den placeras i laddningsspåren	Mottagaren är inte korrekt placerad i laddaren Laddaren är inte ansluten till en strömkälla Batteriet är helt urladdat

Lösningar

Minska volymen (kapitel 8)

Öka volymen (kapitel 8)

Ladda mottagaren (kapitel 4)

Rengör öroninsatsen (kapitel 13)

Rådgör med din audionom

Ladda mottagaren (kapitel 4)

Rengör öroninsatsen (kapitel 13)

Slå på mottagaren (kapitel 9)

Ladda mottagaren (kapitel 4)

Upprepa steg två i omstartsprocessen (kapitel 11)

Placera mottagaren korrekt i laddaren (kapitel 4)

Anslut laddaren till en extern strömkälla

Vänta tre timmar efter att mottagaren placerats i laddaren, oavsett vad LED-ljuset visar

i Kontakta din audionom om problemet kvarstår.

Problem

Indikatorljuset på mottagaren lyser med ett fast rött sken när den är placerad i laddaren

Mottagarens indikatorljus fortsätter att lysa med ett fast grönt sken när den avlägsnats från laddaren

Batteriet varar inte hela dagen

Orsaker

Smutsiga laddningskontakter

Mottagaren är utanför sitt temperaturområde för drift

Defekt batteri

Mottagarens indikatorljus lyste rött när den placerades i laddaren

Förkortad batteritid

Lösningar

Rengör mottagarens och laddarens kontakter

Värm upp mottagaren. Temperaturområdet för drift är +5 °C till +40 °C

Kontakta din audionom






Starta om mottagaren (kapitel 11)


Kontakta din audionom. Batteriet måste eventuellt bytas


19. Viktig säkerhetsinformation


Läs informationen på följande sidor innan du använder denna hörselprodukt och laddaren.


19.1 Varningar


-  Den laddningsbara mottagaren innehåller litium-jon-batterier som kan medtas på flygplan som handbagage.
-  Din mottagare fungerar i frekvensområdet 2,4 GHz-2,48 GHz. När du flyger bör du kontrollera om flygbolaget kräver att enheten stängs av, se kapitel 1.
-  Det avsedda användningsområdet för produkten är att förstärka och överföra ljud till öronen och därmed kompensera för lyssnings- och kommunikationssvårigheter samt hörselnedsättning
-  Ändringar eller modifieringar som utförs på hörselprodukten och som inte uttryckligen godkänts av Sonova AG är ej tillåtna. Sådana ändringar kan orsaka skador på örat eller hörselprodukten.
-  Använd inte hörselprodukten och laddaren i explosionsfarliga områden (gruvor eller industriområden med risk för explosioner, syrerika miljöer eller områden där brandfarliga ämnen hanteras) eller där användning av elektronisk utrustning är förbjuden.


-  Om du får ont i eller bakom örat, om det blir inflammerat eller om hudirritation och vaxproppar uppstår bör du kontakta din audionom eller läkare.

-  Mycket sällan kan det hända att en dome blir kvar inne i hörselgången, när du tar bort SlimTube från örat. Om det mot förmodan skulle inträffa, bör du uppsöka läkare för att ta bort den på ett säkert sätt. För att förhindra att domen trycks mot trumhinnan, försök aldrig sätta tillbaka SlimTube i hörselgången.


-  Av säkerhetsskäl bör barn och personer med kognitiva funktionshinder inte använda denna enhet utan att vara under uppsyn. Hörselprodukten är liten och innehåller smådelar. Lämna inte barn och personer med kognitiva funktionshinder utan uppsyn med denna hörselprodukt. Om hörselprodukten eller någon del sväljs bör du kontakta läkare eller sjukhus omedelbart eftersom detta kan orsaka kvävning!


-  Förvara laddaren utom räckhåll för barn, personer med begåvningshandikapp och husdjur.


 Täck inte över hela laddaren under laddning, till exempel med tyg osv.


 Följande gäller endast för personer med aktiv implanterbar medicinsk utrustning (dvs. pacemakers, defibrillatorer, osv.):


- Se till att den trådlösa hörselprodukten är placerad minst 15 cm från det aktiva implantatet. Om du upplever störningar, använd inte den trådlösa hörselprodukten och kontakta tillverkaren av det aktiva implantatet. Observera att störningar även kan orsakas av kraftledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer, osv.

 Användning av andra tillbehör, omvandlare eller kablar än de som har godkänts av tillverkaren av utrustningen kan leda till ökade elektromagnetiska fält eller minskad elektromagnetisk immunitet hos utrustningen, vilket kan leda till att den inte fungerar korrekt.

-  Portabla RF-kommunikationssystem (inklusive tillbehör som antennkablar och externa antenner) bör inte användas inom 30 cm från någon del av hörselprodukten, inklusive kablar som har specificerats av tillverkaren. Annars kan utrustningen fungera sämre.

-  Laddarens USB-port ska endast användas i avsett syfte.

-  Använd endast EN62368-1- och/eller EN60601-1-certifierad utrustning med klassificeringen 5 VDC som laddare. Min. 500 mA.

-  Hörselprodukten ska inte utrustas med en dome när den används av användare med perforerade trumhinnor, inflammerade hörselgångar eller av annan orsak exponerade hålrum i mellanörat. Om det mot förmodan skulle inträffa att någon del av denna produkt blir kvar inne i hörselgången bör man uppsöka läkarvård för att ta bort delen på ett säkert sätt.

- ⚠ Undvik hårda fysiska stötar mot örat när du använder en hörselprodukt med individuell öroninsats. De individuella öroninsatsernas stabilitet har utformats för normalt bruk. En hård fysisk stöt mot örat (t.ex. under idrottande) kan leda till att den individuella öroninsatsen går sönder. Detta kan leda till att hörselgången eller trumhinnan perforeras.
- ⚠ Efter att den individuella öroninsatsen har utsatts för mekanisk chock eller påfrestning, kontrollera att den är hel innan du placerar den i örat.

19.2 Information om produktsäkerhet

- ① Denna hörselprodukt är vattenskyddad och inte vattentät. Den är konstruerad för att tåla normala aktiviteter och tillfällig oavsiktlig exponering för extrema förhållanden. Sänk aldrig avsiktligt ned hörselprodukten i vatten! Hörselprodukten är inte konstruerad för längre kontinuerliga perioder av nedsänkning i vatten och ska inte bäras vid aktiviteter såsom simning eller bad. Ta alltid av hörselprodukten innan dessa aktiviteter, eftersom den innehåller känsliga elektroniska delar.
- ① Skydda hörselprodukten och laddaren från värme (lämna dem aldrig nära ett fönster eller i bilen). Använd aldrig en mikrovågsugn eller någon annan värmeapparat för att torka hörselprodukten eller laddaren (på grund av brand- eller explosionsrisk). Fråga din audionom om lämpliga torkningsmetoder.
- ① Placera inte laddaren nära en matlagingsyta med induktionsspis. Ledande strukturer inuti laddaren kan absorbera induktiv energi, vilket kan resultera i termisk förstörelse.

- ① Domen bör bytas var tredje månad eller när den blir styv eller skör. Detta gör man för att inte domen ska lossna från SlimTube när den placeras i eller avlägsnas från örat.
- ① Tappa inte hörselprodukten eller laddaren! Hörselprodukten eller laddaren kan skadas om du tappar dem på ett hårt underlag.
- ① Laddaren och strömförsörjningen måste skyddas mot stötar. Om laddaren eller strömförsörjningen skadas av en stöt får enheten inte längre användas.
- ① Förvara mottagaren i laddaren om du inte tänker använda den under en längre tid.
- ① Särskild medicinsk eller dental undersökning, inklusive strålning som beskrivs nedan, kan påverka funktionen hos din hörselprodukt. Ta av den och lämna den utanför undersökningsrummet/-området innan:
 - Medicinsk eller dental undersökning med röntgen (även datortomografi).
 - Medicinska undersökningar med magnetisk resonanstomografi/ nukleär magnetisk resonanstomografi, som genererar magnetfält.

Mottagaren behöver inte tas av vid säkerhetskontroller (flygplatser, osv.). Om röntgen används överhuvudtaget är det i mycket låga doser och det kommer inte att påverka hörselprodukten.

- ① Använd inte din hörselprodukt eller laddaren på platser där elektronisk utrustning är förbjuden.
- ① Hörselprodukten måste torka innan den laddas. Annars kan pålitlig laddning inte garanteras.
- ① Använd endast laddaren som beskrivs i den här bruksanvisningen för att ladda mottagaren, annars kan enheten skadas.
- ① Din mottagare innehåller litium-jonbatterier med en effektimme på <20 Wh. De har testats i enlighet med UN 38.3 i "UN Manual of Tests and Criteria" och bör fraktas i enlighet med samtliga regler och föreskrifter för säker frakt av litium-jonbatterier.





Tillverkare:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Schweiz

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459



029-3332-09/V1.00/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved