

Phonak Virto™ 1.

使用者指南

Phonak Virto I-R
Phonak Charger Virto I



本使用者指南適用於：

無線助聽器



Phonak Virto I90-R
Phonak Virto I70-R
Phonak Virto I50-R
Phonak Virto I30-R

充電配件



Phonak Charger Virto I

可線上獲取簡單易懂的教學影片和進一步支援：

phonak.com/en-int/support-options

請注意，有關活動追蹤功能的說明可在 myPhonak app 使用者指南中找到。



您的助聽器和充電器的詳細資料

- ① 本使用者指南中描述的助聽器內建不可拆卸的可充電鋰離子電池。
- ① 請閱讀第 24 章的關於可充電助聽器的使用安全資訊。
- ① 您的助聽器在 2.4 GHz-2.48 GHz 頻率範圍內運行。飛行時，請確認航班操作人員是否要求將裝置切換到飛行模式，具體參見第 16 章。

助聽器型號

Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

充電配件

Phonak Charger Virto I

您的助聽器和充電盒是由峰力研發的 - 峰力是全球聽力解決方案的領導者，總部位於瑞士蘇黎世。

這些優質的產品是數十年研究和專業知識的結晶，致力於讓人們獲得幸福生活是我們的設計理念。衷心感謝您選擇我們的產品，願您擁有長久愉悅的聆聽。

請仔細閱讀使用者指南，確保您理解並充分利用裝置。操作本裝置無需培訓。在驗配諮詢期間，聽力保健專業人員將根據您的個人喜好幫助您設定此裝置。

有關助聽器和配件的功能、優點、設定、使用、維護或維修的更多資訊，請聯絡您的聽力保健專家或製造商代表。更多資訊，請參閱產品資料表。

峰力 - 啟動生活
phonak.com

目錄

您的助聽器和充電盒

- 1. 快速指南 8
- 2. 助聽器和充電盒配件 11

使用充電盒

- 3. 準備充電盒 14
- 4. 為助聽器充電 15

使用助聽器

- 5. 左側和右側助聽器標記 20
- 6. 配戴助聽器 21
- 7. 取下助聽器 22
- 8. 按鍵 24
- 9. 開/關 25
- 10. 點擊控制 26
- 11. 連接概述 27
- 12. myPhonak App 概述 28
- 13. Roger™ 概述 29
- 14. 首次配對 30
- 15. 通話 33
- 16. 飛行模式 36
- 17. 重啟您的助聽器 38

更多資訊


- 18. 環境條件 39
- 19. 維護與保養 41
- 20. 服務和保固 45
- 21. 合規資訊 47
- 22. 符號資訊和說明 53
- 23. 疑難排解 60
- 24. 重要安全資訊 65

1. 快速指南

為您的助聽器充電

❶ 首次使用您的助聽器之前，請先充電 3 小時。

將助聽器放入充電盒後，充電孔上的指示燈將會顯示充電狀態。充滿電後，指示燈將變為綠燈長亮。



助聽器左右標記




左側助聽器
為藍色標記。



右側助聽器
為紅色標記。

帶指示燈的按鍵



該按鍵有多個功能，而主要功能是開/關。您可以與聽力保健專業人員一起決定是否允許音量控制和/或程式變更。詳情可參考個人操作說明。

通話： 如果連接到啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的手機，短按可接聽來電，長按將拒絕來電。

開/關： 按住 按鈕 4 秒，直至指示燈閃爍。

開：指示燈綠色長亮

關：指示燈紅色長亮


進入飛行模式： 裝置關閉時，按住按鍵大約 10 秒，直至指示燈變為橘色長亮。接著鬆開按鍵。

2. 助聽器和充電盒配件


點擊控制（僅適用於 I90 和 I70 型號）：
如果與 Bluetooth®（藍牙）裝置配對，則可以使用點擊控制存取多項功能，請參見第 10 章。
個人化教學中也對此進行了說明。
要使用點擊控制，請輕拍耳朵頂部兩次。

下圖顯示本使用者指南中描述的助聽器型號和充電盒。


Phonak Virto I-R




Phonak Charger Virto I



外部電源



USB 線



電源供應器

電源規格

電源輸入電壓

100-240 VAC, 50/60 Hz, 電流 0.25 A

電源輸出電壓

5 VDC +/-5%, 電流 1 A

充電盒輸入電壓


5 VDC +/-10%, 電流 750 mA

USB 線規格

最低 5 V 1 A, USB-A 至 USB-C, 最大長度 3 公尺

3. 準備充電盒

連接至電源



- 將充電線尺寸較大的一端插入電源供應器
- 將尺寸較小的一端插入充電盒 USB 連接孔。
- 將電源供應器插入電源插座中

- 當充電盒連接到電源時，USB 連接孔周圍的指示燈將亮起綠色。
- 確保在充電期間可以使用電源適配器。


4. 為助聽器充電

- ❶ 電量低：當助聽器電量低時，您會聽到兩聲提示音。在為助聽器充電之前，您將有大約 60 分鐘的時間，之後助聽器將自動關閉（這可能會有所不同，具體取決於助聽器的設定）。
- ❶ 助聽器內建不可拆卸的可充電鋰離子電池。
- ❶ 首次使用您的助聽器之前，請先充電 3 小時。
- ❶ 助聽器充電前必須保持乾燥，詳情請參見第 19 章。
- ❶ 請務必在以下環境溫度範圍內充電和使用助聽器：
+5°C 至 +40°C (41°F 至 104°F)
- ⚠️ 助聽器和充電盒在充電前請務必保持乾燥和清潔。

有關如何設定充電盒，請參閱第 3 章。

1.

將助聽器的充電接觸點放在充電盒的充電插口上。為了在充電後便於識別和使用，我們建議將右側助聽器放在右側插口上，將左側助聽器放在左側插口上。將助聽器放到充電插口上後，助聽器將自動關閉。






2.

充電插口上的指示燈將會顯示充電狀態。充滿電後，指示燈將變為綠燈長亮。

電池充滿後充電會自動結束，因此助聽器可以安全地留在充電器中。助聽器充電最多需要 3 小時。充電時，充電盒的上蓋應該關閉。

充電狀態

充電盒指示燈	充電狀態	註釋
	正在充電	充電盒已連接至電源插座，助聽器正在充電。
	充電完成	充電盒已連接至電源插座，助聽器已充滿。
	充電錯誤	確保助聽器的充電接點和充電盒中的充電插口是乾淨的。將助聽器正確放置（平放）在充電插口上。 如果無效，請聯絡您的聽力保健專家。
無指示燈	無電源	將充電盒連接至電源插座，以便為助聽器充電。

3.

將助聽器從充電盒中移除，可將其從充電插口上取出。

助聽器可設定為從充電盒取出後自動開機。充電盒上的指示燈開始閃爍。綠燈長亮表示助聽器已就緒。大約 3 秒後，指示燈將會熄滅。

如要關閉充電器，請從電源插座上斷開電源。

① 先關閉助聽器，再將其插入未連接電源的充電盒以便存放。

5. 左側和右側助聽器標記

助聽器上有左側 (L) 和右側 (R) 標記。標記位於外殼上：

- 左側助聽器上的藍色「L」標記
- 右側助聽器上的紅色「R」標記。

如果助聽器的外殼為黑色，則「L」標記為白色，以便辨認。

您也可以為左側裝置選擇藍色外殼，為右側裝置選擇紅色外殼。




左側助聽器
為藍色標記。



右側助聽器
為紅色標記。

6. 配戴助聽器


把助聽器放到耳朵上，然後將訂製外殼部分放入耳道。




7. 取下助聽器

7.1 在不使用拉線的情況下取出助聽器

1. 把拇指放到耳垂後，然後輕輕向上按住耳朵，將助聽器推出耳道。為了順利進行，請用下巴進行咀嚼運動。




2. 抓住突出的助聽器，然後將其取出。



7.2 使用拉線取出助聽器


捏緊拉線，然後將助聽器小心上拉並從耳朵拉出。



8. 按鍵

該按鍵有多個功能，而主要功能是開/關。您可以與聽力保健專業人員一起決定是否允許音量控制和/或程式變更。個人化「助聽器說明」中有相關說明。有關該印刷資料，請諮詢您的聽力保健專家。

如果您的助聽器與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的手機配對，短按按鍵將接聽來電，長按將拒絕來電 - 請參照第 15 章。



9. 開/關

開啟助聽器

助聽器可配置為從充電盒上取下後自動打開。如果未配置該功能，請按住按鍵 4 秒，直至指示燈閃爍。等待指示燈綠燈長亮，顯示助聽器就緒。

關閉助聽器

按住按鍵 4 秒。等待指示燈呈紅色長亮，表明助聽器已關閉。


① 當您開啟助聽器時，可能會聽到啟動旋律。

10. 點擊控制

點擊控制僅適用於 I90 和 I70 型號。


如果與啟用 Bluetooth® (藍牙) 裝置配對，則可以使用點擊控制存取多項功能，例如接聽/結束通話、暫停/恢復串流、啟動/停止語音助理。個人化「助聽器說明」中有相關說明。

要使用點擊控制，請輕拍耳朵頂部兩次。



11. 連接概述

下圖顯示的是助聽器的可用連接選項。



*電視盒可以連接到任何音訊源，例如電視、PC 或高傳真立體聲系統。

12. myPhonak App 概述

如要了解有關 myPhonak app 的更多資訊，請訪問網頁 phonak.com/myphonakapp 或掃描 QR code。

如要安裝 myPhonak app，請掃描 QR code。



13. Roger™ 概述

體驗 Roger 的聆聽性能

Roger 是一種智能的無線技術，可以將語音直接傳輸到助聽器，幫助克服距離和噪音。麥克風接收聲音，並將其直接無線傳輸到助聽器中的 Roger 接收器*。這樣，即使在餐廳、工作會議和學校活動等非常吵雜的環境中，您也可以充分參與小組對話。

如要了解有關 Roger 技術和麥克風的更多資訊，請訪問網頁 phonak.com/roger 或掃描 QR code。

Roger 麥克風是單獨銷售的。



* RogerDirect™ 需要聽力保健專業人員將 Roger 接收器安裝到峰力助聽器。

14. 首次配對

如果您使用 myPhonak 應用程式將助聽器與手機配對，您可以跳過第 14.1 章中的說明。配對會通過應用程式自動進行。


14.1 與啟用 Bluetooth®（藍牙）功能的裝置初次配對

為了最大限度地降低未經授權訪問您的助聽器的風險，請避免在公共區域進行藍牙®配對。在私有或安全位置執行配對。

- ① 只需要對每個採用 Bluetooth®（藍牙）無線技術的裝置執行一次配對程序。首次配對後，您的助聽器將自動與裝置連接。這最多需要 2 分鐘。

1. 在裝置（例如手機）上，確保啟用 Bluetooth®（藍牙）無線技術，然後在連接設定功能表中搜尋啟用了 Bluetooth®（藍牙）的裝置。

2. 將助聽器開機。您現在有 3 分鐘的時間將助聽器與裝置進行配對。



3. 您的裝置將顯示啟用 Bluetooth®（藍牙）的裝置清單。從清單中選取助聽器進行配對。助聽器發出蜂鳴聲即表示配對成功。

- ① 更多有關 Bluetooth®（藍牙）無線技術的配對說明的資訊（尤其為受大眾歡迎的手機製造商），請至 phonak.com/en-int/support-options 了解詳細資訊

15. 通話


14.2 連接裝置

助聽器與裝置配對後，在開啟時會再次自動進行連接。

- ① 只要裝置處於開機狀態並在一定範圍內，就會一直保持連接。
- ① 助聽器最多可以同時連接到兩個裝置，最多可以與八個裝置配對。

當設備超出範圍后，您可以通過按下助聽器上的按鈕不到 2 秒來觸發自動重新連接。

您的助聽器可以直接與已啟用 Bluetooth®（藍牙）的手機相連。配對並連接到手機後，您將直接在助聽器中聽到通知和來電者的聲音。通話是「免持」的，這意味著助聽器的麥克風會接收您的聲音並將其傳輸回手機。



15.1 打電話

輸入電話號碼並按下撥號按鍵。
您將透過助聽器聽到撥號音。助聽器麥克風會接收您的聲音，然後將其傳送至手機。

15.2 接聽電話

接聽電話時，助聽器中會聽到來電通知（如鈴聲或語音通知）。

可以透過輕敲兩次耳朵頂部（僅適用於帶有輕敲控制功能的型號），短按助聽器上的按鍵（不到 2 秒）接聽電話，也可以直接在手機上接電話。




15.3 結束通話

可以透過輕敲兩次耳朵頂部（僅適用於帶有輕敲控制功能的型號），長按助聽器上的按鍵（超過 2 秒）結束電話，也可以直接在手機上接電話。

15.4 拒接電話

長期按助聽器按鍵（超過 2 秒）或在手機上正常操作均可拒接來電。



16. 飛行模式


您的助聽器在 2.4 GHz-2.48 GHz 頻率範圍內運行。飛行時，有些空服人員會要求將所有裝置切換到飛行模式。進入飛行模式不會停止正常的助聽器功能，只會停用 Bluetooth®（藍牙）功能。

16.1 進入飛行模式

關閉無線功能並進入助聽器飛行模式：


1.

關閉助聽器
（請參見第 9 章）。



2.

按住按鍵大約 10 秒，直至指示燈變為橘燈長亮。接著鬆開按鍵。在飛行模式下，您的助聽器無法直接與手機連接。



16.2 退出飛行模式

如要再次啟用無線功能並退出每個助聽器的飛行模式，請首先關閉助聽器，然後再打開（請參見第 9 章）。

17. 重啟您的助聽器

當助聽器處於錯誤狀態時進行此技術操作。此操作不會移除或刪除任何程式或設定。

按住按鍵至少 15 秒。按下按鍵之前，助聽器是開啟或是關閉並不影響此操作。15 秒後，助聽器上的指示燈會閃爍綠色，然後變為綠色長亮。助聽器可以使用了。

18. 環境條件

產品用於預期用途時，功能不會存在問題或限制，除非本使用者指南另有說明。

請確保根據以下條件使用、充電、運輸和存放助聽器及充電盒：

	充電和操作	運輸	存放
溫度	+5°C 至 +40°C (41°F 至 104°F)	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
濕度 (無冷凝)	0% 至 90%	0% 至 93%	0% 至 93%
氣壓	500 至 1060 hPa	500 至 1060 hPa	500 至 1060 hPa

在低於 10°C 和高於 30°C 的溫度下長時間存放可能會對產品的電池性能產生負面影響。

19. 維護與保養

這些助聽器的分類為 IP68。這意味著助聽器防水防塵，可以承受日常生活中的各種情況。這些助聽器可以在雨中佩戴，但不應完全浸入水中或在洗澡、游泳或進行其他水上活動時使用。切勿讓助聽器接觸氯化水、肥皂水、鹽水或其他具有化學成分的液體。

充電盒的防護等級為 IP21。這意味著，可以保護充電盒免受垂直落下的水滴（例如冷凝水）的影響。當充電盒蓋合上時，符合 IP21 的要求。

長期存放期間，請確保定期為助聽器充電。如果裝置在建議使用條件之外的條件下存放和運輸，請等待 15 分鐘再啟動裝置。

預期使用壽命

助聽器和相容充電盒的預期使用壽命為五年。在此期間可安全使用這些裝置。

商業服務期

在裝置的預期使用壽命內，對助聽器和充電盒進行日常和細緻的維護將有助於實現卓越性能。Sonova AG 將在相應的助聽器和基本元件從產品組合中逐步淘汰後，提供至少五年的維修服務期。請按照本說明書的要求進行使用。有關產品安全的進一步資訊，請參閱第 24.2 章。

一般資訊

使用髮膠或化妝品之前，請取下助聽器，因為這些東西可能損害助聽器。

使用後，請確保始終對助聽器進行乾燥處理。將助聽器存放在安全、乾燥、清潔的地方。

在以下條件下，您的助聽器仍可維持防水、防汗和防塵性能：

- 在接觸式暴露在水、汗、塵之後，請及時擦乾和清潔助聽器。
- 按照本使用者指南使用和保養助聽器。



清潔前，請務必確保充電盒與電源斷開。

每日

助聽器：建議進行 日常清潔並使用乾燥系統。切勿使用清潔劑清潔助聽器，如家用洗滌劑、肥皂等。不建議用水清洗。使用軟刷清潔按鍵和充電觸點周圍的區域，使用無絨布或軟刷清潔所有其他表面。

如果助聽器性能不佳或無法運行，請使用軟刷清潔麥克風防護裝置，並清潔或更換耳垢檔板。如果在正確清潔或更換耳垢檔板後，助聽器仍無法運行，請聯絡聽力保健專家尋求建議。

充電盒： 確保使用軟刷清潔觸點表面，以清潔充電器插口。不要使用清潔劑，如家用清潔劑、肥皂等清潔充電器。請勿用水沖洗充電盒。

每週

助聽器：有關全面保養說明或基本清潔的更多資訊，請諮詢您的聽力保健專家。

充電盒：使用軟刷清除充電器插口處的灰塵或污垢。

20. 服務和保固

當地保固

請向聽力保健專業人員、您購買助聽器和充電盒的商家詢問有關當地保固期限的資訊。

全球保固

Sonova AG 提供助聽器從購買之日起生效的一年全球保固期限。

該有限保固僅涵蓋助聽器和充電器的製造和材料缺陷。保固僅在具備購買證明才有效。

全球保固並不影響您依照適用的消費品銷售國家管轄法律而可能享有的任何法定權利。

保固限制

本保固不涵蓋因操作或照護不當、接觸化學品或承受過大外力而造成的損壞。由第三方或未經授權服務中心導致的損壞將使保固作廢失效。本保固不包括由聽力保健專業人員在其辦公室內執行的任何維修。

序列號

左側助聽器： _____

右側助聽器： _____

充電盒： _____

購買日期： _____

授權聽力保健專業人員

（印章/簽名）：

21. 合規資訊

助聽器

符合性聲明 Sonova AG 宣佈該產品符合醫療器材規定 (EU) 2017/745 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。您可以從製造商處獲取 EU 符合性聲明的完整文本：

phonak.com/en-int/certificates。

充電配件的符合性聲明

Sonova AG 在此聲明，本產品符合歐盟醫療器械法規 2017/745 和英國醫療器械法規 2002 的要求。

澳大利亞/紐西蘭：



R-NZ

表明裝置符合適用的無線電頻譜管理 (RSM) 和澳大利亞通訊和媒體管理局 (ACMA) 監管安排，可以在紐西蘭和澳大利亞合法銷售。

合規標籤 R-NZ 針對的是在紐西蘭市場以合規性等級為 A1 提供的無線電產品。

第 2 頁上列出的無線型號獲得了以下認證：

Phonak Virto I-R：

美國	FCC ID: KWC-VTJ (左)
	FCC ID: KWC-VTJ (右)
加拿大	IC: 226A-VTJ

注釋 1：

本裝置符合 FCC 規定第 15 部分和加拿大工業部的 RSS-210。運作要滿足以下兩個條件：

- 1) 本裝置不會產生有害干擾，以及
- 2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

注釋 2：

如果對本裝置的變更或改裝未經 Sonova AG 明示核准，則可能會使 FCC 針對運作本裝置的授權無效。

注釋 3：

該裝置已經進行過測試，符合 B 類數位裝置的限制，符合 FCC 規定第 15 部分和加拿大工業部 ICES-003 的要求。

這些限制旨在提供合理的保護，防止在住宅區安裝時產生有害干擾。該裝置會產生、使用和發射射頻能量，如果未按照指令安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是，不保證在特定安裝環境下不會產生干擾。如果該裝置確實對無線電或電視接收產生有害干擾（透過開關設備確定），則建議使用者透過採取以下一項或多項措施來儘量消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向和位置。
- 增加裝置和喇叭之間的間隔。
- 將該裝置連接到與喇叭所連接的插座不同的電路插座上。
- 如果需要幫助，請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員。

在操作過程中，請確保充電器與人體之間至少保持 20 cm 的間隔距離。

注釋 4：

該設備符合 RSS 102 和 FCC 47 CFR 第 2.1093 部分中列出的便攜式射頻暴露要求，使用距離等於或大於 0.5 毫米。

無線助聽器的射頻資訊表

天線類型	修改後的偶極天線
工作頻率	2.4 GHz – 2.48 GHz
調製	GFSK, Pi/4-DQPSK, 8-DPSK, GMSK
輻射功率	< 2.5 mW
Bluetooth® (藍牙)	
核心版本	Bluetooth® Core 5.3, 雙模
支援的規範	HFP (免提規範), A2DP

電磁輻射

製造商聲明：助聽器和充電配件適用於下列電磁環境。使用者應確保在此類環境中使用助聽器。

輻射測試	符合要求	電磁環境指導
射頻輻射 CISPR 11	組 1	助聽器和充電配件僅為其內部功能產生或使用射頻能量。因此，射頻輻射非常低，不太可能對附近的電子設備造成干擾。
射頻輻射 CISPR 11	B 類	助聽器和充電配件適用於家庭設施和直接連接到低壓供電網路的設施，該低壓供電網路為用於家庭目的的建築物供電。

電磁抗擾度

抗擾度測試	IEC60601-1-2 測試水平	合規水平
靜電放電 (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 8 kV 接觸 +/- 2 kV、+/- 4 kV、 +/- 8 kV、+/- 15 kV 空氣	+/- 8 kV 接觸 +/- 2 kV、+/- 4 kV、 +/- 8 kV、+/- 15 kV 空氣
輻射射頻電 磁場抗擾 度測試 IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 1 kHz 時 2.7 GHz 80% AM	10 V/m 80 MHz – 1 kHz 時 2.7 GHz 80% AM
	9 V/m；710、745、 780 MHz；脈衝調製 18 Hz	9 V/m；710、745、 780 MHz；脈衝調製 18 Hz
	9 V/m； 5240、5500、5785 MHz； 脈衝調製 217 Hz	9 V/m； 5240、5500、5785 MHz； 脈衝調製 217 Hz
	27 V/m；385 MHz； 脈衝調製 18 Hz	27 V/m；385 MHz； 脈衝調製 18 Hz
接近 磁場 IEC 61000-4-3	28 V/m；450 MHz FM +/- 5 kHz 偏差；1 kHz 正弦波	28 V/m；450 MHz FM +/- 5 kHz 偏差；1 kHz 正弦波
	28 V/m；810、870、 930 MHz；脈衝調製 18 Hz	28 V/m；810、870、 930 MHz；脈衝調製 18 Hz
	28 V/m；1720、1845、 1970、2450 MHz； 脈衝調製 217 Hz	28 V/m；1720、1845、 1970、2450 MHz； 脈衝調製 217 Hz

抗擾度測試	IEC60601-1-2 測試水平	合規水平
額定工頻 磁場 IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz 或 60 Hz	30 A/m 50 Hz 或 60 Hz

22. 符號資訊和說明



Sonova AG 確認該產品帶有 CE 符號 - 包括配件 - 符合醫療器械條例 2017/745 的要求。CE 符號後的數字與根據上述條例和指令進行諮詢的認證機構的代碼一致。



Sonova AG 透過 CE 符號確定本產品 - 包括配件 - 符合醫療器械法規 MDR 2017/745 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。



此符號表明這些使用者指令中描述的產品符合 EN 60601-1 的 B 類適用部件的要求。助聽器的表面指定為 B 類適用部件。



表示醫療器械法規 (EU) 2017/745 中定義的醫療器械製造商。



指示醫療器械的製造日期。



憑藉英國合格評定標誌，Sonova AG 產品符合適用的英國法律。



表示歐盟的授權代表。EC REP 也是歐盟進口商。



此符號表示，使用者必須閱讀這些使用者指南內的相關資訊並將其考慮在內。



此符號表示使用者務必要注意這些使用者指南中的相關警告通知。



處理和產品安全性方面的重要資訊。



表示製造商的序列號，以便識別特定醫療器械。



表示製造商的目錄號，以便識別醫療器械。



這一符號表明，該裝置的電磁干擾在美國聯邦傳播委員會核准的限額之內。



此符號表示使用者務必要注意這些使用者指南中與電池相關的相關警告通知。



表明裝置符合適用的無線電頻譜管理 (RSM) 和澳大利亞通訊和媒體管理局 (ACMA) 監管安排，可以在紐西蘭和澳大利亞合法銷售。



Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth® SIG, Inc. 的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。其他商標和品名是歸其各自所有者所有。



表示裝置是醫療器械。



提示有可用的電子使用說明。



日本認證電波設備標誌。

IP68

異物防護等級。IP68 防護等級表示助聽器防水、防塵。根據 IEC60529 標準，在 1 公尺深的純水中浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。

IP21

異物防護等級。IP21 等級表明，該裝置可防止直徑為 12.5 mm 的固體異物進入，此外，還可防止垂直落下的水滴進入。



表示醫療器械可以安全暴露的溫度限值。



表示醫療器械可以安全暴露的濕度範圍。



表示醫療器械可以安全暴露的氣壓範圍。



運輸期間，請保持乾燥。



該符號表示裝置在磁共振 (MR) 環境中（例如 MRI 掃描時）無法安全使用。



打叉的垃圾桶符號表示不得將助聽器以及充電器當作普通生活垃圾丟棄。請將舊的或不用的助聽器和充電盒交給廢品處理站，作為電子產品廢品處理或者交給您的聽力保健專業人員處理。合理的處理方式會保護環境和健康。

符號僅適用於歐洲電源



帶有雙隔離的電源。



裝置僅供室內使用。



安全隔離變壓器，防短路。

23. 疑難排解

原因	如何解決
問題： 助聽器無法正常工作。	
出音口堵塞。	清潔出音口，例如更換耳垢檔板。
助聽器已關閉。	按住按鍵 4 秒。如果助聽器未開啟，將其放置在充電孔上至少 30 秒以重新啟動。
電池沒有電。	助聽器充電（第 4 章）。

問題： 助聽器出現回饋音。	
助聽器未正確配戴	正確配戴助聽器（第 6 章）。
耳道內有耳垢。	請聯絡耳鼻喉科醫生或聽力保健專業人員。

問題： 助聽器音量過高。	
音量過高。	若音量控制可用，請降低音量（第 8 章）。

請查看 phonak.com/en-int/support-options 獲取更多資訊。

原因	如何解決
問題： 助聽器聲音不夠大或聲音失真。	
音量過低。	若音量控制可用，則提高音量（第 8 章）。
電池電量低。	助聽器充電（第 4 章）。
出音口堵塞。	清潔出音口，例如更換耳垢檔板。
您的聽力狀況發生改變。	聯絡聽力保健專業人員。
麥克風防護裝置堵塞。	使用軟刷清潔。如果無效，請聯絡您的聽力保健專家。

問題： 助聽器發出兩聲提示聲。	
提示電池電量低。	助聽器充電（第 4 章）。

問題： 助聽器未開啟。	
電池沒有電。	助聽器充電（第 4 章）。

原因	如何解決
問題： 將助聽器放到充電插口上後，充電插口上的指示燈未亮起。	
助聽器未正確插入充電盒。	將助聽器正確插入充電盒（第 4 章）。
充電器未連接到電源插座。	將充電器連接到電源插座。

問題： 將助聽器放入充電盒後，助聽器上的指示燈紅色長亮。	
助聽器上的充電接觸點或/和充電盒中的充電插口有污垢。	確保充電接觸點和充電插口清潔（第 19 章）。
助聽器未正確插入充電盒。	將助聽器正確插入充電盒（第 4 章）。
因為電池無法在 3 小時內充滿電，所以助聽器停止充電。	將助聽器從充電盒中取出，然後再次放回以開始新的充電循環。
電池故障。	聯絡聽力保健專業人員。

請查看 phonak.com/en-int/support-options 獲取更多資訊。

原因	如何解決
問題： 將助聽器從充電盒中取出後，助聽器上的指示燈未亮起。	
「自動開機」功能已停用。	將助聽器開機（第 9 章）。

問題： 助聽器使用時間不足一天。	
電池使用壽命縮短。	聯絡聽力保健專業人員。可能需要更換電池。

問題： 手機通話功能無法正常工作。	
助聽器處於飛行模式。	關閉助聽器，再次開啟（請參見第 9 章）。
助聽器未與手機配對。	將助聽器與手機配對（第 14 章）。

原因	如何解決
問題： 充電未開始（但是，當充電盒連接到電源插座時，充電盒 USB 連接孔周圍的指示燈亮起綠色）。	
助聽器未正確放置在充電插口上。	將助聽器正確放置在充電插口上（第 4 章）。

❶ 若問題仍然存在，請聯絡聽力保健專業人員，尋求協助。

請查看 phonak.com/en-int/support-options 獲取更多資訊。

24. 重要安全資訊

使用助聽器前，請閱讀以下頁面上的相關安全資訊和使用限制資訊。

預期用途

助聽器： 助聽器的預期用途是放大聲音並將聲音傳輸到耳朵，進而為聽力損失者進行聽力補償。

耳鳴平衡管理功能： 該功能適用於同樣需要放大聲音的耳鳴族群。該功能是對雜訊模擬的補償，可以幫助使用者分散對耳鳴的注意力。

充電盒： 充電盒旨在為可充電助聽器的電池充電。

預期使用者

助聽器： 適用於使用助聽器的聽力損失病患及其看護人。聽力保健專業人員負責調整助聽器。

充電盒： 適用於使用相容可充電助聽器的聽力損失病患及其看護人、聽力保健專業人員。

目標病患群體：助

聽器：該裝置適用於 18 歲以上符合該產品的臨床適應症的病患

耳鳴平衡管理功能：該功能適用於 18 歲以上符合本產品臨床適應症的病患。

充電盒：充電盒的目標病患群體是相容助聽器的目標病患群體。

預期醫學適應症

助聽器：使用助聽器的臨床適應症包括：

- 存在聽力損失
 - 單側或雙側
 - 傳導性、感音神經性或混合性
- 等級：輕度至極重度

充電盒：請注意，適應症源自相容的助聽器，而非充電盒

預期醫學禁忌症

助聽器：使用助聽器和耳鳴功能的一般臨床禁忌症包括：

- 急性耳鳴（出現後不足 3 個月）
- 耳朵畸形（即耳道閉鎖）
- 神經性聽力損失（耳蝸後病變，如聽覺神經缺損/發育不良）

充電盒：請注意，禁忌症源自相容的助聽器，而非充電配件。

臨床效益

助聽器：言語理解度改進。

耳鳴平衡管理功能是對雜訊模擬的補充，可以幫助使用者分散對耳鳴的注意力。

充電盒：充電盒本身不提供直接的臨床益處。透過讓上級裝置（可充電助聽器）實現其預期用途，可提供間接臨床好處。

副作用：

助聽器：您的聽力保健專業人員可能會解決或減少助聽器的生理副作用，例如耳鳴、眩暈、耳垢堆積、壓力過大、發汗或出汗、水泡、瘙癢和/或皮疹、堵塞或發脹及其引發的頭痛和/或耳痛等。傳統助聽器有可能使病患暴露在更大的聲音中，這可能會導致受聲外傷影響的頻率範圍發生閾值偏移。

充電盒：請注意，副作用源自相容的助聽器，而非充電盒。

尋求醫學或其他專家意見和/或治療的轉診病患的主要標準如下：

- 可見的先天性耳部畸形或耳部外傷；
- 過去 90 天內做過耳部主動引流；
- 過去 90 天內單側或雙側耳朵發生突發性或快速進行性聽力損失；
- 急性或慢性眩暈；

- 在 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 時，聽力測定的氣骨導差等於或大於 15 dB；
- 目視發現耳道內有嚴重的耳垢或異物；
- 耳朵疼痛或感覺不適；
- 耳膜和耳道的外觀異常，例如：
 - 外耳道發炎、
 - 耳膜穿孔、
- 聽力保健專業人員認為需要進行醫療檢查的其他異常情況。

在以下情況下，聽力保健專業人員可能會將不合適的病患轉診或為了病患的最大利益而轉診：

- 當有足夠的證據表明醫學專家已對病情進行了全面調查，並提供了任何可能的治療方法；
- 自上次檢查和/或治療以來，病情沒有惡化或明顯變化。

如果病患已知情且有能力決定不接受尋求醫療意見的建議，則可以繼續推薦合適的助聽器，但需考慮以下因素：

- 該建議不會對病患的健康或整體幸福感產生任何不利影響；
- 記錄確認已對病患的最大利益進行了所有必要的考慮。

如果法律要求，病患已簽署免責聲明，以確認轉診建議未被接受並且是在知情的情況下做出的決定。

助聽器不會讓聽力恢復正常並且不會阻止或改善由於器質性病變導致的聽力損失。助聽器選配後不經常使用，您將無法充分受益。使用助聽器是聽能復健的一部分，並可能需要輔以聽覺訓練和讀唇技巧。

助聽器適用於家庭保健環境，由於其便攜性，可能在專業醫療設施環境中，如醫生辦公室、牙科診所等使用。

如果有迴音、音質差、聲音過大或過於柔和、配戴不當或咀嚼或吞咽時出現問題，可由您的聽力保健專業人員在調整程序的微調過程中解決或改善。

如果出現與助聽器有關的嚴重事故，應該報告製造商代表和所在國家的主管部門。嚴重事故指的是已經或可能直接或間接導致以下情況的事件：

- 造成病患、使用者或其他人員死亡；
- 病患、使用者或其他人員的健康狀況暫時或永久性嚴重惡化；
- 嚴重的公共衛生威脅。

如果要報告意外的操作或事件，請聯絡製造商或代表。

24.1 危險警告

- ⚠ 您的裝置可在 2.4 GHz–2.48 GHz 頻率範圍內操作。飛行時，請確認航班操作人員是否要求將裝置切換到飛行模式，具體參見第 16 章。
- ⚠ 未經 Sonova AG 明示核准，不得變更或改裝助聽器和充電配件。這些變更可能會損壞您的聽力或助聽器。
- ⚠ 請勿在易燃易爆區域（存在爆炸危險的礦區或工業區、含氧量高的環境或處理易燃麻醉劑的區域）使用助聽器和充電配件。裝置未獲得 ATEX 認證。
- ⚠ 如果您感覺耳內或耳後疼痛、發炎或出現皮膚過敏和耳垢堆積加速的情況，請諮詢聽力保健專業人員或醫生。

⚠ 在極少數情況下，如果耳垢檔板與助聽器未牢固連接，取下助聽器後耳垢檔板可能遺留在耳道內。如若發生，強烈建議立即就醫將其取出。

⚠ 方向性麥克風模式下的聆聽程式可以降低背景噪音。

請注意，來自後方的警告訊號或噪聲（如汽車聲）可能會被部分或全部消除。

⚠ 以下內容僅適用於使用具有植入醫療裝置（即心律調節器、除顫器等）的人：

- 將無線助聽器和充電裝置與有源植入體保持至少 15 公分（6 英寸）的距離如果您遇到任何干擾，請勿使用裝置，並聯絡有源植入體的製造商。請注意，電源線、靜電放電、機場金屬探測器等也可能引發干擾。
- 磁鐵（即電池移除工具、自動電話磁鐵等）與植入裝置保持距離至少 15 公分（6 英寸）。


- ⚠ 請使用由製造商指定或提供的配件、感測器和電纜，否則可能會導致電磁輻射增加、電磁抗擾度下降以及運行異常。
- ⚠ 使用可攜式射頻通訊設備（包括週邊設備，如天線線材和外部天線）時，與助聽器保持超過 30 公分（12 英寸）以上距離，包括由製造商指定的線材。否則，可能會導致該設備的性能下降。
- ⚠ 配戴耳內式助聽器時，應避免與耳朵產生強烈的身體接觸。耳內式外殼的穩定性是專為正常使用而設計的。與耳朵產生強烈的身體接觸（例如運動期間）可能會導致耳內式外殼破裂。這可能會導致耳道或耳膜穿孔。助聽器產生機械應力或撞擊後，請確保助聽器外殼完好，然後再將其放到耳朵中。



- ⚠ 本設備應避免與其他設備共同使用或堆放在一起，以免導致無法正常使用。如果必須要進行使用，則應觀察該設備和其他設備以確認正常使用。
- ⚠ 助聽器（對不同聽力損失進行差異化設定）僅限特定使用者使用。任何人不得使用他人的助聽器，避免損害聽力。
- ⚠ 如果您的耳朵或耳朵周圍出現瘙癢、發紅、水泡、腫脹、炎症，請通知您的聽力保健專家並聯絡您的醫生。
- ⚠ 植入磁性外部可編程腦脊液分流閥的病患在暴露於強磁場時，可能存在閥門設定發生意外變化的風險。助聽器的接收器（喇叭）含有靜態磁鐵。磁鐵與分流閥植入部位之間應保持 2 英寸（約 5 公分）或更遠的距離。

- ⚠ 大多數助聽器使用者患有聽力損失，日常情況下經常使用助聽器不會導致聽力下降。只有一小部分聽力受損的助聽器使用者在長期使用後可能有聽力下降的風險。
- ⚠ 僅根據第 18 章「環境條件」使用裝置。否則，使用該裝置可能會將助聽器加熱到一定溫度，在最壞的情況下可能導致皮膚燒傷。
- ⚠ 對於充電器，僅使用 IEC 60950-1*、IEC 62368-1 或 IEC 60601-1 認證的設備，額定輸出功率為 5 VDC。最高 1 A。
- ⚠ 通電時，不要觸摸充電器的接點。
- ⚠ 由於可能存在電氣危險，所以僅允許授權人員打開充電配件。
- ⚠ 必須保護充電盒和電源免受衝擊。如果充電盒、電源在撞擊後損壞，則不得再使用裝置。






- ⚠ 請務必保持助聽器和充電盒乾燥和清潔。如果充電盒或電源損壞，則不得再使用裝置，這是因為其可能導致觸電。
- ⚠ 電纜和電線繞頸可能會導致窒息。請勿讓兒童、認知障礙人群和寵物接觸無人看管的裝置及其元件。
- ⚠ 下面描述的特殊醫學或牙科檢查（包括放射）可能會對助聽器的正常運行產生不利影響。進行以下檢查期間，請將助聽器取下並放在檢查室/區域外：
 - 使用 X 射線進行醫學或牙科檢查（包括電腦斷層掃描）。
 - 利用 MRI/NMRI 掃描進行的醫學檢查，會產生磁場。在進行安全檢查時（如機場安檢）無需刻意取下助聽器。如果使用 X 射線，則會一直保持極低劑量，不會對助聽器產生影響。

* 注意：本標準在貴國可能不再有效，請參考 IEC 62368-1。

 該裝置及其元件含有丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯。對這些物質敏感的人可能會出現過敏性皮膚反應。如果出現過敏反應，請立即停止使用裝置並聯絡聽力保健專家或醫生。

  本裝置使用鈕扣/硬幣鋰電池。這些電池是危險的，如果吞下或放入身體的任何部位，無論電池是舊的還是新的，都會在 2 小時內造成嚴重或致命的傷害！請放在兒童、有認知障礙的人或寵物接觸不到的地方。如果您懷疑電池被吞下或遺留在身體任何部位，請立即諮詢您的醫生，不得延誤。

24.2 產品安全資訊

-  請不要將您的助聽器浸入水中！防止其過度潮濕。淋浴、洗澡或游泳前，請務必取下助聽器，因為助聽器包含敏感的電子部件。
-  保護您的助聽器和充電配件免受高溫和陽光照射（切勿靠近窗戶或放在車內）。切勿使用微波爐或其他加熱裝置對助聽器或充電配件進行乾燥處理，以防著火或爆炸。您可以諮詢聽力保健專業人員了解正確的乾燥方式。
-  使用後，請確保始終對助聽器進行乾燥處理。將助聽器存放在安全、乾燥、清潔的地方。
-  助聽器或充電配件切勿摔落！摔落到堅硬的表面可能會造成助聽器或充電配件損壞。
-  不要在禁止使用電子設備的區域使用充電盒和充電配件。

- ❶ 不要扭曲或彎折拉線。避免讓助聽器受熱能影響（切勿放在窗邊或車內）。萬一拉線斷裂，可使用電池蓋（如有）小心地將助聽器拉出耳道。如果無法取出助聽器，請聯絡聽力保健專家或醫生。
- ❷ 僅可使用本使用者指南中規定的充電器為您的助聽器充電，否則可能造成裝置損壞。
- ❸ 如果長時間不使用助聽器，請將其存放在帶有乾燥劑的盒子中或通風良好的地方。這樣可使水分從助聽器中蒸發，並防止對性能產生潛在影響。
- ❹ 請勿清洗麥克風收音口。否則會導致其聲學特性的改變，影響助聽效果。
- ❺ 乘坐飛機旅行時，請勿將這些充電裝置放在托運行李中，因為它們含有鋰離子電池。這些裝置應該放在您的隨身行李/手提行李中。
- ❻ 因為這些裝置含有鋰離子電池，所以請根據當地法規運輸可充電裝置。運輸時，會將其歸為危險品。如果有疑問，請詢問負責運輸的快遞公司如何正確運輸裝置。
- ❼ 助聽器及其部件應放置在兒童和其他可能因吞咽、窒息或以其他方式對自己造成傷害的人員無法觸及的地方。由於助聽器或其部件可能有毒，如果已經吞咽，請立即就醫。如果出現窒息，請立即進行治療或聯絡急救人員。
- ❽ 這些助聽器抗水，但不防水。助聽器可以在正常活動中使用，也可在偶爾意外暴露於極端環境時使用。請不要將您的助聽器浸入水中！助聽器並非設計用於連續長期浸入水中的情況下使用，如游泳、淋浴。因此，請您在游泳或淋浴之前，務必取下助聽器，因為助聽器包含敏感的電子部件。

您的聽力保健專家：



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

德國



製造商：

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

瑞士

phonak.com

029-1360-44V4.00/2025-05/ZT © 2025 Sonova AG All rights reserved



7 613389 763584

sonova
HEAR THE WORLD



**UK
CA**



CE
0459

