

Phonak Audéo Fit™

사용자 설명서



Phonak Audéo P-R Fit
Phonak Audéo P-R Fit Trial



A Sonova brand

PHONAK
life is on

본 사용자 설명서는 다음 모델에 적용됩니다.

무선 모델



Phonak Audéo P90-R Fit
Phonak Audéo P70-R Fit
Phonak Audéo P-R Fit Trial

보청기 충전 액세서리



Phonak Charger Case Combi
Phonak Power Pack

활동 및 심박수 측정 기능에 대한 지침은
마이포낙 사용자 설명서에서 확인할 수
있습니다.



구입 제품 보청기 및 충전기 세부 정보

- ❶ 아래 모델 중 사용 중인 보청기나 충전 액세서리가 없는 경우, 청각 전문가에게 문의하십시오.
- ❶ 본 사용자 설명서에 설명된 보청기에는 일체형 충전식 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다.
- ❶ 파워팩에는 일체형 충전용 리튬-폴리머 배터리가 내장되어 있습니다.
- ❶ 충전식 보청기 사용에 대한 주의사항을 확인해 주시기 바랍니다(23장 참조).

보청기 모델

- Audéo P-R Fit(P90/P70)
- Audéo P-R Fit Trial

충전 액세서리

- 충전기 케이스
(Charger Case) Combi*
- 파워팩

이어피스

- 돔
- 슬림팁
- 센서 C셀
- 캡 돔

위의 돔 종류들만
오데오 핏에 사용이
가능합니다.
연기(스모크) 색깔의
슬림팁을 사용해서는
안 됩니다.

* 전원 공급장치 및 USB 케이블(3m 미만) 포함

구입하신 보청기와 충전기는 스위스 취리히에 본사를 두고 있는 세계적인 청력 솔루션 브랜드 포낙의 제품입니다.

끊임없는 연구와 개발을 통하여 보청기 기술의 새 지표를 열고 있는 포낙 보청기는 다양한 청취 환경에서 우수한 음질과 편안한 소리를 제공하며, 보청기의 기능을 자동으로 제공하여 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

보청기를 사용하시기 전에 사용자 설명서를 통하여 보청기 사용 및 관리 방법을 숙지하시면, 보청기를 더욱 쉽고 편리하게 이용하실 수 있습니다. 궁금하신 점이 있으시면 보청기 구입처 또는 포낙보청기 본사로 문의해주시기 바랍니다.

보청기 또는 액세서리 수리 서비스에 대한 정보는 청각전문가에게 문의해주시기 바랍니다.

보청기와 액세서리의 기능, 설치 방법 등과 관련하여 궁금하신 점이 있으시면 구입처 또는 포낙보청기 본사로 문의해주시기 바랍니다. 추가 정보는 해당 제품의 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.

Phonak - life is on
www.phonak.com

목차

보청기 및 충전기 안내

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1. 퀵 가이드 | 8 |
| 2. 보청기 및 충전기 부품 명칭
충전기 사용하기 | 10 |
| 3. 충전 준비 | 14 |
| 4. 보청기 충전하기 | 15 |

보청기 사용방법

- | | |
|-----------------|----|
| 5. 보청기 방향확인 | 24 |
| 6. 보청기 착용방법 | 25 |
| 7. 보청기 제거방법 | 26 |
| 8. 멀티 기능 버튼 | 27 |
| 9. 켜기/끄기 | 28 |
| 10. 탭 컨트롤 | 29 |
| 11. 연결 개요 | 30 |
| 12. 마이포낙 앱 개요 | 31 |
| 13. 블루투스 페어링 방법 | 32 |
| 14. 전화 통화 | 34 |
| 15. 비행기 탑승모드 | 39 |
| 16. 보청기 재부팅 | 42 |

추가 정보 안내


- | | | |
|-----|-------------|----|
| 17. | 보청기 작동 환경 | 43 |
| 18. | 보관 및 관리방법 | 45 |
| 19. | 왁스가드 교체 | 48 |
| 20. | 서비스 및 제품 보증 | 53 |
| 21. | 적합성 정보 | 55 |
| 22. | 기호 안내 및 설명 | 62 |
| 23. | 문제 해결 방법 | 70 |
| 24. | 경고 및 주의사항 | 74 |

1. 퀵 가이드

보청기 충전 안내

- ① 보청기를 처음 사용하기 전에 3시간 이상 충전할 것을 권장합니다.



보청기를 충전기에 삽입 시, 보청기가 완전히 충전될 때까지 상태표시등이 배터리 충전 상태를 표시합니다. 완전히 충전되면 상태표시등이 계속 켜져 있습니다(즉, 녹색 등이 계속 켜져 있음).



보청기 방향 확인

파란색 = 왼쪽
보청기

빨간색 = 오른쪽
보청기



멀티-기능 버튼과 상태 표시등

이 버튼에는 여러 가지 기능이 있습니다. 보청기 프로그래밍에 따라 켜기/끄기 스위치, 볼륨 조절 및/또는 프로그램 변경 기능을 합니다. 이러한 기능들은 개별 설명서에 나와 있습니다.



전화 통화: 블루투스® 지원 휴대폰과 페어링되어 있으면 짧게 눌러 전화를 수신하고 길게 눌러 전화를 거부할 수 있습니다.

켜기/끄기: 상태표시등이 깜박일 때까지 버튼 하단을 3초 동안 길게 누릅니다.

켜기: 상태표시등이 초록색으로 고정

끄기: 상태표시등이 빨간색으로 고정

비행기 탑승 모드 시작: 장치가 꺼져 있을 때, 주황색등이 켜질 때까지 버튼 하단을 7초 동안 누릅니다. 그런 다음 버튼을 놓습니다.

탭 컨트롤(P90, P70만 적용됨)

블루투스 지원 장치와 페어링되어 있으면 탭 컨트롤을 사용하여 여러 기능에 접속할 수 있습니다(10장 참조). 이러한 기능들은 개별 설명서에도 나와 있습니다.

탭 컨트롤을 사용하려면 귀의 상단부를 두 번 두드립니다.

2. 보청기 및 충전기 부품 명칭

다음 사진은 본 사용자 설명서에 설명된 보청기 모델과 충전기 액세서리를 보여줍니다. 착용하신 제품의 모델명은 다음과 같이 확인이 가능합니다.

- “보청기 및 충전기 세부 정보”를 확인(3쪽 참조).
- 이어피스, 보청기, 충전기를 다음 모델과 비교합니다.

사용 가능한 이어피스

Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial



돔:
개방형,
캡,
슬림팁




센서 C셀



충전케이스(Charger Case) Combi




건조 캡슐 공간
(덮개 열림)



옵션 파워팩이 있는 충전 케이스(Charger Case) Combi



외부 전원 공급장치에 마이크로 USB 연결





배터리 충전 확인 버튼

배터리 잔량 상태등 및
외부 전원 상태등

파워팩 잠금/해제 버튼


외부 전원 공급장치



USB 케이블(3m 미만) 전원 공급장치

3. 충전 준비

전원 공급 장치 연결



- a) 케이블 끝의 플러그 중 큰 쪽을 전원 공급 장치에 연결해주시기 바랍니다.
- b) 케이블 끝의 플러그 중 작은 쪽 끝을 충전기의 USB 포트에 연결합니다.
- c) 전원 콘센트를 연결하여 전력을 공급해 주시기 바랍니다.
- d) 충전기가 전원 공급 장치에 연결되면 상태표시등이 초록색으로 나타나게 됩니다.

전원 공급 장치

전원 공급 장치 출력 전압 5VDC +/-10%, current 1A

전원 공급장치 입력 전압 100~240VAC, 50/60Hz, current 0.25A

충전기 입력 전압 5VDC +/-10%, current 500mA

USB 케이블 5V min. 1A, USB-A~USB-C, 최대 길이 3m

4. 보청기 충전하기

- ① 저전력 모드: 배터리가 부족하면 두 번의 경고음이 울립니다. 보청기 충전 시까지 약 60분 소요됩니다. (소요 시간은 보청기 설정에 따라 달라질 수 있음).
- ① 보청기에는 일체형 충전식 리튬-이온 배터리가 포함되어 있습니다.
- ① 처음 보청기를 사용하시는 경우, 3시간 동안 충전하는 것이 좋습니다.
- ① 보청기를 충전하기 전에 건조시켜야 합니다 (17장 참조).
- ① 보청기를 작동 온도 범위 섭씨 $+5^{\circ}\sim+40^{\circ}$ (화씨 $41^{\circ}\sim104^{\circ}$) 내에서 충전하고 사용하십시오.


4.1 충전 케이스(Charger Case) Combi 사용

충전기 설치 방법은 3장을 참고해 주시기 바랍니다.

1.

보청기를 충전기에 넣습니다. 보청기의 왼쪽 및 오른쪽 표시가 충전 인서트 옆의 왼쪽(파란색), 오른쪽(빨간색) 표시와 일치하는지 확인하십시오.

보청기는 충전기에 넣으면 보청기의 전원이 자동으로 꺼집니다.




2.

보청기가 완전히 충전될 때까지 상태표시등이 배터리 충전 상태를 표시합니다. 완전히 충전되면 상태표시등이 계속 켜져 있습니다(즉, 초록색 등이 계속 켜져 있음).

배터리가 완충되면 충전 과정은 자동으로 중단되므로, 보청기를 충전기에 안전하게 보관할 수 있습니다. 보청기 충전은 최대 3시간이 걸릴 수 있습니다. 충전 중에 충전기 덮개를 닫으셔도 됩니다.

충전 시간

상태 표시등	충전 상태	충전 시간
● ● ●	0~10%	
● ● ●	11~80%	30분(30%) 60분(50%) 90분(80%)
● ● ●	81~99%	
■	100%	3시간



3.

보청기를 충전기에서 분리하려면


1. 보청기를 사용자 몸 쪽으로 조심스럽게 당긴 후
2. 살짝 들어서 충전기에서 꺼냅니다.

❶ 튜브 손상의 우려가 있으니, 보청기를 충전기에서 꺼낼 때 튜브를 잡지 마시기 바랍니다.

충전기에서 분리되면 보청기는 자동으로 켜집니다. 상태표시등이 깜박이기 시작합니다. 초록색 등이 계속 켜져 있으면 보청기가 준비되었음을 나타냅니다.

보청기가 충전 중일때 충전기를 전원 플러그에서 분리할 경우, 보청기의 방전을 방지하기 위해 보청기 전원을 반드시 끄시기 바랍니다.

- ① 전원 플러그가 분리된 충전기에 보청기를 보관할 경우에는 보청기 전원을 꼭 끄시기 바랍니다.




4.2 파워 팩 사용 방법(선택 사항)

참고: 파워팩(Power Pack)은 충전 케이스(Charger Case) Combi만 호환됩니다.

1.

파워팩(Power Pack)을 충전 케이스(Charger Case) Combi에 부착하고 잠금/해제 버튼을 이용하여 잠그시기 바랍니다.



2.

Micro-USB를 연결해서 외부에서 전원을 공급하시기 바랍니다. 파워팩(Power Pack)과 보청기가 동시에 충전됩니다. 외부 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때, 파워팩 상태표시등은 파워팩의 현재 배터리 충전 상태를 표시합니다.

- ① 처음 파워팩을 사용하기 전에 3시간 동안 충전하는 것을 추천 드립니다.
- ① 파워팩에는 일체형 충전식 리튬-폴리머 배터리가 포함되어 있습니다.

충전 입력부(Micro-USB) 연결



배터리 잔량 상태등:

- 0%~29%
- 30%~59%
- 60%~100%

배터리 충전 확인 버튼

잠금/해제 버튼

3.

파워팩(Power Pack)의 배터리 충전 확인 버튼을 누르면, 잔여 배터리 용량을 확인하실 수 있습니다. 배터리 잔량 상태등이 배터리 상태를 표시합니다.



- ❶ 파워팩을 작동 온도 범위 섭씨 $+5^{\circ}\sim+40^{\circ}$ (화씨 $41^{\circ}\sim104^{\circ}$) 내에서 충전하십시오.

5. 보청기 방향 확인

보청기 뒷면과 리시버에 보청기 방향을 구분해주는 빨간색 또는 파란색의 방향 표시가 있습니다.

파란색 = 왼쪽 보청기


빨간색 = 왼쪽 보청기



6. 보청기 착용 방법


1.

보청기를 귀 위에 올립니다.




2.

이어피스를 외이도에 삽입합니다.




3.

지지대가 있는 경우, 귀 앞쪽으로 위치시켜 보청기를 고정합니다.



7. 보청기 제거 방법


리시버를 당긴 후,
보청기 본체를 귀에서
빼냅니다.



8. 멀티-기능 버튼

이 버튼에는 여러가지 기능이 있습니다.

보청기 프로그래밍에 따라 켜기/끄기 스위치, 볼륨 조절 및/또는 프로그램 변경 기능이 있습니다. 이러한 기능은 개별 “보청기 지침”에 나와 있습니다. 청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.



보청기가 블루투스® 지원 휴대폰과 페어링되어 있으면 버튼 상단 또는 하단을 짧게 눌러 전화를 수신하고 길게 눌러 전화를 거부할 수 있습니다 (13장 참조).


9. 켜기/끄기

보청기 전원 켜기

보청기가 충전기에서 분리되면 자동으로 켜지도록 구성되어 있습니다.

이 기능이 작동되지 않으면, 표시등이 깜박일 때까지 멀티-기능 버튼의 하단부를 3초 동안 누릅니다.

초록색 등이 계속 켜진 상태가 되어 보청기가 준비되었음을 나타낼 때까지 기다립니다.



보청기 전원 끄기

상태 표시등이 빨간색으로 고정될 때까지 멀티-기능 버튼의 하단부를 3초 동안 누르고 있으면 보청기가 꺼집니다.

	초록등 깜박임	보청기 전원 켜짐
	2초 동안 빨간등 고정	보청기 전원 꺼짐

❶ 보청기 전원을 켜시면, 시작 알림음이 울립니다.

10. 탭 컨트롤

탭 컨트롤은 모델 P90 및 P70에서만 사용할 수 있습니다. 블루투스 지원 장치와 페어링되어 있으면 탭 컨트롤을 사용하여 여러 기능에 액세스할 수 있습니다.


예: 전화 통화 수락/종료, 스트리밍 일시 중지/다시 시작, 음성 지원 시작/중지. 이러한 기능은 개별 “보청기 지침”에 나와 있습니다.

탭 컨트롤을 사용하려면 귀 윗부분을 두 번 두드리십시오.



11. 연결 개요

아래 그림에는 보청기와 사용 가능한 연결 옵션을 보여줍니다.



* TV 커넥터는 TV, PC, Hi-Fi 시스템 등의 모든 오디오 음원과 연결될 수 있습니다.

** 로저 송신기는 보청기와 다이렉트로 연결 가능합니다.

12. 마이포낙 앱 개요

호환성 정보

마이포낙 앱은 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 저전력 블루투스(BLE) 기능이 있는 전화기
- iOS® 버전 12.0 이상을 실행하는 iPhone® 5s 이상
- 블루투스 4.2 및 Android™ OS 7.0 이상을 지원하는
GMS(Google Mobile Services) 인증을 받은 Android™
장치

www.phonak.com/myphonakapp으로
이동하거나 코드를 스캔하여 사용자
설명서를 확인하십시오.



iPhone 사용자를 위한 마이포낙 앱을
설치하고 코드를 스캔하십시오.



Android OS 사용자를 위한 마이포낙
앱을 설치하고 코드를 스캔하십시오.



iPhone®은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
IOS®는 미국 및 기타 일부 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 해당 계열사의 등록
상표 또는 상표입니다.
Android™는 Google LLC의 상표입니다.

13. 초기 페어링

12.1 블루투스® 지원 장치와 초기 페어링

- ① 페어링 과정은 블루투스가 지원되는 장치와 한 번만 수행하면 됩니다. 초기 페어링 후, 보청기와 장치가 자동으로 연결됩니다. 초기 페어링은 최대 2분 정도 소요될 수 있습니다.

1.

장치(예: 휴대전화)에서 블루투스 무선 기술이 사용 가능하게 설정되어 있는지 확인하고 설정 메뉴에서 블루투스 장치를 검색합니다.

2.

양쪽 보청기의 전원을 켭니다. 보청기와 장치와의 페어링은 약 3분 정도 걸릴 수 있습니다.



3.

사용 중인 장치에 블루투스 지원 장치 목록이 표시됩니다. 보청기를 양측 모두 동시에 페어링하려면 목록에서 보청기를 선택합니다.

페어링이 성공하면 신호음이 울립니다.

- ① 흔히 사용되는 휴대전화 제조업체별 블루투스 기술의 페어링 지침에 대한 자세한 내용은 <https://www.phonak.com/com/en/support.html>에서 확인하십시오.


12.2 장치와 연결

보청기와 장치가 페어링된 이후에는 보청기의 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.

- ① 장치의 전원이 켜져 있고 범위 내에 있는 한 연결이 유지됩니다.
- ① 보청기는 최대 2개의 장치에 동시 연결할 수 있고 최대 8개의 장치에 페어링할 수 있습니다.

14. 전화 통화

보청기가 블루투스® 지원 휴대전화와 다이렉트 연결됩니다. 휴대전화를 페어링하고 연결하면 보청기에서 상대방의 음성을 직접 듣게 됩니다. 보청기 송신기가 귀하의 음성을 픽업하여 휴대전화로 전송합니다.



Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다.

14.1 전화 발신

휴대전화의 키패드를 사용하여 전화 번호를 입력한 후, 다이얼 버튼을 누릅니다. 보청기에서 신호음이 들릴 것입니다. 보청기 송신기가 본인의 음성을 픽업하여 휴대전화로 전송합니다.

14.2 전화 수신

수신 전화가 오면 보청기에 전화 알림이 들립니다. 귀 뒷부분을 두 번 탭하거나(P90 및 P70 모델에서만 사용 가능) 보청기에 있는 멀티-기능 버튼 상단 또는 하단을 짧게 눌러(2초 미만) 전화를 받을 수도 있고 휴대전화에서 직접 전화를 받을 수도 있습니다.




14.3 통화 종료

귀 윗부분을 두 번 탭하거나(P90 및 P70 모델에서만 사용 가능) 보청기에 있는 멀티-기능 버튼 상단 또는 하단을 길게 눌러(2초 미만) 전화를 종료할 수도 있고 휴대전화에서 직접 전화를 종료할 수도 있습니다.



14.4 수신 거부

보청기에 있는 멀티 기능 버튼 상단 또는 하단을 길게 눌러(2초 이상) 수신 전화를 거부하거나 휴대전화에서 직접 거부할 수 있습니다.



15. 비행기 탑승 모드

본 보청기는 2.4GHz~2.48GHz의 주파수 범위에서 작동합니다. 항공기 탑승 시 일부 항공사에서 모든 장치를 비행기 탑승 모드로 전환하도록 요구할 수 있습니다. 비행기 탑승 모드로 전환하면 일반 보청기 기능은 비활성화되지 않고 블루투스 연결 기능만 비활성화됩니다.

15.1 비행기 탑승 모드 활성화

보청기에서 무선 기능을 비활성화하고 비행기 탑승 모드를 활성화하는 방법:

1.		보청기 전원이 꺼져 있으면 2단계로 가십시오. 보청기 전원이 켜져 있으면 버튼의 하단부를 3초 동안 길게 눌러 보청기를 끕니다. 이때 상태 표시등이 2초 동안 빨간색으로 켜져 보청기가 꺼지는 중임을 나타냅니다.
2.		버튼의 하단부를 길게 누릅니다. 보청기 작동이 시작되면 초록색 상태표시등이 깜박입니다.
3.		상태표시등이 주황색으로 계속 켜질 때까지 버튼을 7초 동안 길게 누른 후 버튼을 놓습니다. 주황색등이 계속 켜져 있으면 보청기의 비행기 탑승 모드가 활성화된 상태입니다.



비행기 탑승 모드에서는 보청기를 휴대전화에 직접 연결할 수 없습니다.

15.2 비행기 탑승 모드 비활성화

보청기에서 무선 기능을
활성화하고 비행기 탑승 모드를
비활성화하는 방법:
보청기를 껐다가 다시 켜십시오
(9장 참조).



16. 보청기 재부팅

보청기가 정상적으로 작동하지 않을 경우 이 방법을 사용하십시오. 보청기의 프로그램이나 설정은 삭제되지 않습니다.

1.

버튼의 하단부를 최소 15초 이상 누릅니다. 버튼을 누르기 전에 보청기가 켜져 있는지 꺼져 있는지는 중요하지 않습니다. 15초가 끝날 때 표시등이나 소리 알림은 없습니다.

2.

전원이 연결된 충전기에 보청기를 놓고 상태표시등이 초록색으로 깜박일 때까지 기다립니다.

이작업에 최대 30초가 소요될 수 있습니다.

이제 보청기를 사용할 준비가 되었습니다.

17. 보청기 작동 환경

이 제품은 사용자 설명서에 기재된 사용의 목적에 맞게 사용할 경우 사용상의 제약과 문제 발생 없이 사용 가능합니다.

다음 조건에 따라 작동, 운송 및 보관하시기 바랍니다.

	작동	충전	운송	보관
온도				
최대 범위	+5°~+40°C (41°~104°F)	+5°~+40°C (41°~104°F)	-20°~+60°C (-4°~140°F)	-20°~+60°C (-4°~140°F)
적정 범위	+5°~+40°C (41°~104°F)	+7°~+32°C (45°~90°F)	0°~+20°C (32°~68°F)	0°~+20°C (32°~68°F)
습도				
최대 범위	0%~85% (비응축)	0%~85% (비응축)	0%~70%	0%~70%
적정 범위	0%~60% (비응축)	0%~60% (비응축)	0%~60%	0%~60%
대기압	500hPa~ 1060hPa	500hPa~ 1060hPa	500hPa~ 1060hPa	500hPa~ 1060hPa

장기간 보관할 경우 보청기와 파워팩을 정기적으로 충전하시기 바랍니다.

이 보청기는 IP68 등급으로 분류됩니다.

즉, 방수 및 방진 기능이 있고 일상적인 사용에 의한 마모를 견디도록 설계되었습니다.

비가 올 때 착용하는 것은 괜찮지만 물속에 완전히 잠기거나 샤워, 수영, 기타 물 관련 활동을 할 때 사용해서는 안 됩니다. 이 보청기는 염소 처리된 물, 비누, 바닷물 또는 기타 화학 물질이 포함된 액체에 노출되지 않도록 해야 합니다.

18. 보관 및 관리 방법

보청기와 충전기를 정기적으로 관리하시면 보청기를 더 오래 사용할 수 있습니다. 긴 사용 수명을 보장하기 위해 Sonova AG는 각 보청기의 단계적 단종 후 최소 5년의 서비스 기간을 제공합니다.


아래의 가이드라인에 따라 보청기를 관리하시고, 사용자 설명서 상의 주의 사항도 확인하시기 바랍니다. 제품 안전에 관한 추가 정보는 23.2장을 참조하십시오.

일반적인 관리

헤어 스프레이를 및 화장품은 보청기를 손상시킬 수 있으므로 사용하기 전에 귀에서 제거하시기 바랍니다.

보청기를 습기, 땀, 먼지 등으로부터 보호하시려면:

- 물, 땀, 먼지에 노출된 후 보청기를 청소하고 건조시킵니다.
- 이 사용자 설명서에 설명된 대로 보청기를 사용하고 유지관리합니다.

 충전하기 전에 보청기와 충전기가 건조되어 있고 깨끗한지 항상 확인하십시오.

일일 관리

보청기: 이어피스에 귀지나 습기가 남아 있는지 검사하고 부드러운 천으로 표면을 닦습니다.

보청기를 청소할 때 가정용 세제, 비누 등은 사용하지 마십시오. 물 세척은 절대로 하지 마십시오.

보청기를 특히 깨끗하게 청소해야 하는 경우에는 청각전문가에게 필터 또는 습기제거제에 관한 조언과 정보를 문의하시기 바랍니다.

충전기: 충전기 삽입 공간이 깨끗한 지 확인합니다.

충전기를 청소할 때 가정용 세제, 비누 등은 사용하지 마십시오.

주간 관리

보청기: 부드러운 천에 물을 묻혀 이어피스를 닦거나 보청기 청소용 특수 천으로 닦습니다. 세부적인 보청기 관리 지침이나 기본적인 청소 이상에 대한 정보가 필요하면 청각 전문가에 문의하십시오. 부드러운 천에 물을 묻혀 보청기의 충전 접촉부를 닦습니다.

충전기: 충전기 삽입 공간에서 먼지나 이물질 제거하십시오.

⚠ 보청기를 청소하기 전에 충전기가 전원 공급 장치에서 분리되었는지 항상 확인하십시오.

19. 왁스 가드 교체


보청기에는 귀지로 인한 손상으로부터 리시버를 보호하기 위해 왁스 가드가 장착되어 있습니다.

왁스 가드를 정기적으로 점검하고, 이 장치가 더러워 보이거나 보청기 볼륨이나 음질이 저하되는 경우에는 교체하십시오. 왁스 가드는 4~8주에 한 번씩 교체해야 합니다.

19.1. 리시버에서 이어피스 제거하기


1.

한 손으로 리시버를 잡고 다른 손으로는 이어피스를 잡은 다음 이어피스를 제거하십시오.




2.

이어피스를 조심스럽게
당겨서 분리합니다.



3.


부드러운 천으로 리시버를
닦아 주시기 바랍니다.



19.2 CeruShield™ 디스크로 왁스 가드 교체


1.

휴지통 그림 아래에 빈 구멍이 나타날 때까지 CeruShield 디스크를 화살표가 가리키는 방향으로 천천히 돌립니다.



2.

사용한 왁스 가드를 제거하려면 딸깍 소리가 날 때까지(휴지통 그림 아래) 열린 구멍 입구에 조심스럽게 리시버를 넣습니다. 딸깍 소리가 나면 휴지통 그림 아래의 구멍에 제거된 왁스 가드가 나타납니다.



3.


새로운 왁스 가드를 삽입하려면 딸깍 소리가 날 때까지 열려 있는 구멍 입구 (휴지통 그림 반대쪽)에 리시버를 조심스럽게 넣습니다. 딸깍 소리가 나면 열려 있는 구멍이 비어 있고 새로운 왁스 가드가 리시버에 장착되어 있을 것입니다.



19.3 리시버에 이어피스 부착


1.

한 손으로 스피커를 잡고
다른 손으로 이어피스를
잡습니다.




2.

이어피스를 리시버의
바깥 부분에 끼워줍니다.



3.

리시버와 이어피스가 제대로
맞물렸는지 확인합니다.



20. 서비스 및 제품 보증

국내 제품 보증 서비스

보청기와 충전기를 구입한 곳의 청각 전문가에게 현지 보증 조건을 문의하십시오.

국제 제품 보증 서비스

Sonova AG는 구입일로부터 1년간 유효한 제한적 국제 보증을 제공합니다. 이 제한 보증은 보청기와 충전기 각각의 제조와 부품상의 결함에 적용되지만, 튜브, 이어피스, 외부 리시버 등의 액세서리에는 적용되지 않습니다. 이 보증은 구매 영수증을 제시하는 경우에만 적용됩니다.

국제 보증은 소비재 판매에 적용되는 해당 국가 법률에 따라 소비자가 가질 수 있는 법적 권리에 영향을 주지 않습니다.

제품 보증 제한

본 제품 보증은 사용자의 과실로 인하여 물에 빠뜨리거나 화학 물질에 노출되어 발생한 고장에 대해서는 무상 처리되지 않습니다. 포낙 브랜드 공식 지정 업체가 아닌 곳에서 수리를 하여 발생한 고장에 대해서도 제품 보증 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품 보증은 청각 전문센터에서 제공한 서비스는 포함되지 않습니다.

시리얼 넘버

왼쪽 보청기: _____

보청기 오른쪽: _____

충전 케이스 Combi: _____

파워 팩: _____

제품 구입일: _____

포낙 보청기 공식

판매처 (직인/서명): _____

21. 적합성 정보

유럽:

적합성 선언

Sonova AG는 본 제품이 의료 기기 규정(Medical Devices Regulation(EU) 2017/745)과 유럽 무선 장비 지침(Radio Equipment Directive 2014/53/EU) 규정을 준수함을 선언합니다.

EU 적합성 선언의 전문은 제조업체 또는

www.phonak.com/com/en/certificates에 명시된 현지 포낙 대리점(전 세계 포낙 지점)에서 확인하실 수 있습니다.

호주/뉴질랜드:



R-NZ

뉴질랜드와 호주 내의 합법적 판매를 위해 해당 RSM(Radio Spectrum Management) 및 ACMA(Australian Communications and Media Authority) 규제 협정을 준수하는 장치임을 나타냅니다.

적합성 라벨 R-NZ는 적합성 레벨 A1에 따라 뉴질랜드 시장에 공급되는 무선 제품에 적용되는 적합성 라벨입니다.

2페이지에 명시된 무선 모델은 아래 인증을
받았습니다.

Phonak Audéo P-R Fit(P90/P70)

Phonak Audéo P-R Fit Trial

USA

FCC ID: KWC-MRP

Canada

IC: 2262A-MRP

고지 1:

이 장치는 FCC 규정 제15조 및 캐나다 산업부의 RSS-210을 준수합니다. 작동을 위해 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- 1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.
- 2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

고지 2:

Sonova AG의 명시적 승인 없이 변경이나 수정을 하였을 경우, 장비 작동에 대한 FCC 권한이 무효화 될 수 있습니다.

고지 3:

이 장치는 테스트되었으며, 캐나다 산업성 ICES-003 및 FCC 규정 Part 15에 따라 Class B 디지털 장치 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

이러한 제한 사항은 주거 지역 시설에 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위함입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 방사하며, 안내에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에

유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 시설에서 간섭이 발생하지 않음을 보증하지는 않습니다.

해당 장치가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우 장비를 껐다 켜서 방해를 제거할 수 있고, 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 시도하여 간섭을 해결해야 합니다.

- 수신 안테나 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
- 수신기에 연결된 콘센트를 제외한 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 대리점 또는 경험 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

보청기의 주파수 정보

안테나 형태	Resonant loop antenna
작동 주파수	2.4GHz~2.48GHz
변조	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
방사 전력	< 2.5mW
Bluetooth®	
범위	~1m
블루투스	4.2 Dual-Mode
지원되는 프로파일	HFP(Hands-free profile), A2DP

전자파 내성 적합성 표준 규격

전자파 규격	EN 60601-1-2:2015+A1:2021
	IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
	EN 55011:2016/A2:2021
	CISPR11:2015+A1:2016+A2:2019
	CISPR32.
	CISPR32:2015+A1:2019
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016

내성 규격	EN 60601-1-2:2015+A1:2021
	IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN IEC 61000-4-3:2020
	IEC 61000-4-3:2020
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	IEC 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004+A1:2017
	IEC 61000-4-11:2020
	IEC 60601-1:2005+A1:2012+
	A2:2020
	ISO 7637-2:2011

22. 기호 안내 및 설명



본 CE 기호는 액세서리를 포함한 본 제품이 의료 기기 규정(Medical Device Regulation 2017/745)과 유럽 무선 장비 지침(Radio Equipment Directive 2014/53/EU) 규정을 준수함을 Sonova AG가 확인해 주는 것입니다. CE 기호 뒤의 숫자는 위에 언급된 규정 및 지침에 따라 참조되는 인증 기관의 코드를 나타냅니다.



이 기호는 이러한 사용자 설명서에 기술된 제품이 EN 60601-1의 유형 B 적용파트에 대한 요구사항을 준수함을 나타냅니다. 보청기의 표면은 유형 B 적용 파트로 지정되어 있습니다.



의료 기기 규정(Medical Devices Regulation 2017/745)에 정의된 의료 기기 제조업체를 나타냅니다.



의료 기기가 제조된 날짜를 나타냅니다.



유럽 공동체 내의 공식 대리점을 나타냅니다. EC REP는 유럽 연합으로 수입하는 업체이기도 합니다.



이 기호는 사용자가 본 사용자 설명서의 관련 정보를 읽고 숙지하는 것이 중요함을 나타냅니다.



이 기호는 사용자가 본 사용자 설명서에 있는 관련 경고 안내문에 주의를 기울이는 것이 중요함을 나타냅니다.



이 기호는 사용자가 본 사용자 설명서에 있는 배터리 관련 경고 안내문에 주의를 기울이는 것이 중요함을 나타냅니다.



취급 및 제품 안전에 중요한 정보입니다.



이기호는 장치의 전자파 간섭이 미국연방
통신위원회에서 승인한 한도 미만임을
나타냅니다.



뉴질랜드와 호주 내의 합법적 판매를 위해 해당 RSM(Radio Spectrum Management) 및 ACMA(Australian Communications and Media Authority) 규제 협정을 준수하는 장치임을 나타냅니다.



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표로, Sonova AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.



규정 준수 식별 마크는 장치가 상태 감시 시스템에 따라 브라질 장치 적합성 평가 요구사항을 준수함을 나타냅니다. OCP는 인증 기관을 나타냅니다.



이 기호는 일본 전파법에 의한 인증을 획득했음을 나타냅니다.



이 기호는 특정 의료 기기 식별을 위한 제조업체의 시리얼 넘버를 나타냅니다.



이 기호는 특정 의료 기기 식별을 위한 제조사의 문서 번호를 나타냅니다.



이 장치가 의료 기기임을 나타냅니다.



본 기호는 사용자 설명서의 관련 정보를 읽고 숙지하는 것이 중요함을 나타냅니다.

IP68

국제방수방진 등급. IP68 등급은 보청기에 방수방진 기능이 있음을 나타냅니다. IEC60529 표준에 따라 먼지에서 8시간 그리고 1미터의 수심에서 60분 동안 기능이 지속됨을 의미합니다.



운반 및 보관 온도: $-20^{\circ}\sim+60^{\circ}\text{C}$
($-4^{\circ}\sim+140^{\circ}\text{F}$).



보관 습도: 0%~70%(사용하지 않을 경우). 보청기 사용 후 건조에 관해서는 24.2장의 지침을 참조하십시오.



운반 및 보관 중 기압: 500hPa~1060hPa



운반 중 건조한 상태를 유지하십시오.



쓰레기통에 줄이 그어진 이 기호는 이 보청기와 충전기를 일반 가정용 쓰레기로 폐기할 수 없음을 나타냅니다. 오래되거나 사용하지 않는 보청기와 충전기는 전자 폐기물 처리장에 폐기하거나, 보청기와 충전기를 청각 전문가에게 전달하여 폐기하도록 하십시오. 올바른 폐기방법은 환경과 건강을 보호합니다.

유럽 전원 공급장치에만 적용되는 기호



이중 절연이 되는 전원 공급장치.



실내 전용으로 설계된 장치.



안전 절연 변압기, 단락 방지.

23. 문제 해결 방법

문제

보청기가 작동하지 않습니다.

삐~ 하는 소리가 들립니다.

소리가 너무 크게 들립니다.

소리가 왜곡되거나 충분하게 들리지 않습니다.

알림음 2회가 들립니다.

보청기가 켜지지 않습니다.

충전기에 장착하면 상태 표시등이 꺼집니다.

원인

리시버/이어피스 막힘 상태

보청기의 전원이 꺼져 있음

배터리 방전 상태

보청기를 제대로 착용하지 않은 상태

외이도가 귀지로 막힌 상태

보청기 볼륨이 너무 높음

보청기 볼륨이 너무 낮음

배터리 잔량 부족

리시버/이어피스 막힘 상태

청력의 변화

배터리 저전압 상태

배터리 방전 상태

버튼 하단부를 실수로 15초 이상 눌러 보청기가 재부팅 상태가 됨

보청기가 충전기에 올바르게 삽입되지 않았음

충전기가 전원에 연결되지 않았음

배터리 방전 상태

자세한 정보는 <https://www.phonak.com/com/en/support.html>을 참조하시기 바랍니다.

해결 방법

리시버/이어피스를 청소합니다.

멀티 기능 버튼 하단부를 3초 동안 누릅니다. (9장 참조)

보청기를 충전합니다. (4장 참조)

보청기를 올바르게 삽입합니다. (6장 참조)

이비인후과 의사 및 청각 전문가에게 문의합니다.

멀티-기능 버튼을 통해 볼륨을 줄여줍니다. (8장 참조)

멀티-기능 버튼을 통해 볼륨을 높여줍니다. (8장 참조)

보청기를 충전합니다. (4장 참조)

리시버/이어피스를 청소합니다.

청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

보청기를 충전합니다. (4장 참조)

보청기를 충전합니다. (4장 참조)

보청기 재부팅하기에서 2번 단계를 실행합니다. (16장 참조)

보청기를 충전기에 올바르게 삽입합니다. (4장 참조)

충전기를 외부 전원 공급 장치에 연결합니다. (3장 참조)

LED 동작에 관계없이 보청기를 충전기에 삽입 후 3시간 충전합니다.

문제

충전하는 동안 보청기의 상태 표시등이 빨간색으로 켜져 있습니다.

보청기를 충전기에서 꺼내면 상태 표시등이 꺼집니다.

보청기가 충전기에서 꺼내면 상태 표시등이 계속 초록불로 켜진 상태로 있습니다.

배터리가 하루 종일 지속되지 않습니다.

휴대 전화에서 사용할 수 없습니다.

충전이 시작되지 않습니다. (사용된 파워 팩 없음)

파워 팩을 사용하는데, 충전이 되지 않습니다.

원인

충전 연결부가 오염됨
보청기가 작동 온도 범위를 벗어남

배터리 결함

“자동 켜짐” 기능이 비활성화됨

보청기가 충전기에 삽입했을 때 상태 표시등이 빨간색으로 켜짐

배터리 수명이 단축됨

보청기가 비행기 탑승 모드로 되어 있음

휴대 전화와 페어링되어 있지 않음

충전기가 전원 공급 장치에 연결되지 않음

보청기가 충전기에 올바르게 삽입되지 않음

파워 팩이 충전 되어 있지 않음

- ① 문제가 지속될 경우, 청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

문제 해결 방법

보청기와 충전기의 충전 연결부를 청소합니다.

보청기를 따뜻하게 하십시오. 작동 온도 범위는 +5°~+40°C(+41°~+104°F)입니다.

청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

보청기 전원을 켭니다. (9장 참조)

보청기를 재부팅 합니다. (16장 참조)

청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 배터리 교체가 필요할 수도 있습니다.

보청기 전원을 껐다가 다시 켭니다. (15.2장 참조)

보청기를 휴대 전화와 페어링합니다. (13장 참조)

충전기를 전원 공급 장치 또는 파워 팩에 연결합니다. (4.2장 참조)

보청기를 충전기에 올바르게 삽입합니다. (4.1장 참조)

파워 팩을 충전합니다. (4.2장 참조)

24. 경고 및 주의 사항

보청기를 사용하기 전에 다음 페이지에 있는 관련 안전 정보 및 주의 사항을 읽어보시기 바랍니다.

사용 목적:

보청기는 소리를 증폭하여 귀로 전달함으로써 난청인을 돕기 위한 것입니다.

포낙 Tinnitus Balance 소프트웨어 기능은 이명 환자가 증폭도 원하는 경우 사용하는 기능입니다. 이 기능은 추가적인 소음 자극을 제공하여 사용자가 이명에 집중하지 않도록 도와줍니다.

고객 그룹:

이 장치는 편측성 및 양측성의 경도부터 고도 난청고객 (36개월 이상)을 대상으로 합니다. Tinnitus 소프트웨어 기능은 18세 이상의 만성 이명 고객을 대상으로 합니다.

사용 대상자:

보청기를 사용하는 난청인과 그 보호자를 대상으로 합니다. 보청기 조절은 청각 전문가가 담당합니다.

적응증:

보청기 및 Tinnitus 소프트웨어 기능의 사용에 대한 일반적인 임상 적응증은 다음과 같습니다.

- 청력 상실
 - 편측 또는 양측
 - 전음성, 감각신경성 또는 혼합성
 - 경도~고도
- 만성 이명이 있음(Tinnitus 소프트웨어 기능을 제공하는 장치에만 해당)

금기 사항:

보청기 및 Tinnitus 소프트웨어 기능의 사용에 대한 일반적인 임상 금기 사항은 다음과 같습니다.

- 난청이 보청기의 피팅 범위 내에 있지 않음
(예.이득, 주파수 반응)
- 급성 이명

- 귀의 기형(예. 외이도 폐쇄, 무이증)
- 신경성 난청

전문의 또는 기타 전문가의 의견 및/또는 치료를 받기 위해 고객을 의뢰하는 주요 기준은 다음과 같습니다.

- 눈에 보이는 귀의 선천적 또는 외상성 기형
- 최근 90일 동안 귀에서 액체가 나옴
- 최근 90일 이내에 한쪽 또는 양쪽 귀에서 갑자기 또는 빠르게 진행성 난청이 발생
- 급성 또는 만성 어지럼증
- 500Hz, 1000Hz, 2000Hz에서 15dB 이상의 기도골도차
- 외이도에 상당한 양의 귀지가 축적되어 있거나 이물질이 보임
- 귀의 통증 또는 불편함

- 다음과 같은 고막 및 외이도의 비정상적인 모습:
 - 외이도의 염증
 - 고막 천공
 - HCP가 의학적 우려가 있다고 여기는 기타이상

HCP는 다음에 해당하는 경우 의뢰가 적절하지 않거나 고객에게 최선의 이익이 되지 않는다고 판단할 수 있습니다.

- 의료 전문의가 상태를 충분히 조사하고 가능한 치료가 제공되었다는 충분한 증거가 있는 경우
- 이전 조사 및/또는 치료 이후 상태가 악화되거나 크게 변하지 않은 경우
- 충분한 정보를 들은 고객이 의학적 소견을 구하라는 조언을 받아들이지 않기로 결정한 경우, 다음 고려 사항에 따른 적절한 보청기 시스템을 권장해도 됩니다.

- 권장 사항은 고객의 건강이나 전반적인 웰빙에는 부정적인 영향을 미치지 않습니다.
- 기록은 고객의 최선의 이익에 대해 필요한 모든 사항이 고려되었음을 확인합니다. 법적으로 요구되는 경우, 고객은 추천 조언이 받아들여지지 않았으며 정보를 바탕으로 결정했음을 확인하는 면책 조항에 서명했습니다.

임상적 이점:
어음 이해도 개선

부작용:
이명, 현기증, 귀지 축적, 과도한 압력, 발한 또는 습기, 물집, 가려움증 및/또는 발진, 막히거나 꽉 찬 느낌 및 그로 인한 결과(예: 두통 및/또는 귀 통증) 등 보청기의 생리학적 부작용은 청각 전문가가 해결하거나 줄여줄 수 있습니다.

기존의 보청기는 고객을 더 시끄러운 소리에 노출시킬 가능성이 있으며, 이로 인해 청각적

트라우마의 영향을 받는 주파수 범위의 역치 이동을 초래할 수 있습니다.

보청기는 가정에서 청력을 관리하는 환경에서 적합하며 휴대성 덕분에 의사 진료실, 치과 진료실 등의 전문 건강 관리 시설 환경에서 사용될 수 있습니다.

보청기는 정상 청력으로 회복시켜주지 않으며, 인체 기관의 조건에 의한 청력 장애를 예방하거나 개선해주지 않습니다. 보청기를 자주 사용하지 않으면 사용자가 보청기의 이점을 충분히 누릴 수 없습니다. 보청기의 사용은 청력 재활의 일부일 뿐이며 청능 훈련과 독순법으로 보완해야 할 수도 있습니다.

피드백, 좋지 않은 음질, 너무 크거나 너무 작은 소리, 부적절한 피팅 또는 씹거나 삼킬 때의 문제는 청각 전문가가 피팅 절차에서 미세 조정하면서 해결하거나 개선할 수 있습니다.

보청기와 관련하여 발생한 심각한 사고는 모두 제조업체 담당자 및 거주 국가의 관할 당국에 보고해야 합니다. 심각한 사고는 다음 상황으로 직간접적으로 이어졌거나, 이어질 수 있었거나, 이어지는 사고를 말합니다.

- a) 보청기 사용자 또는 다른 사람의 사망
- b) 보청기 사용자 또는 다른 사람의 건강 상태가 일시적 또는 영구적으로 심각하게 저하됨
- c) 공중 보건에 대한 심각한 위협

예상치 못한 작동이나 증상을 보고하려면 제조업체 또는 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

24.1 경고문

⚠ 충전식 보청기와 파워팩에는 리튬-이온 배터리가 들어 있고, 수하물로 비행기에 실을 수 있습니다. 보청기와 파워팩은 위탁 수하물에 넣을 수 없고 기내 수하물에만 넣을 수 있습니다.

⚠ 본 보청기는 2.4GHz~2.48GHz 주파수 범위에서 작동합니다. 항공기 탑승 시 승무원의 안내에 따라 비행기 탑승 모드로 전환하시기 바랍니다(14장 참조).

⚠ 반드시 사용 대상자만 (각 난청인에 맞게 특별히 프로그래밍된) 보청기를 사용해야 합니다. 청력이 손상될 수 있으므로 다른 사람은 사용하지 마십시오.

⚠ Sonova AG에서 명시적으로 승인하지 않은 보청기에 대한 변경이나 수정은 허용되지 않습니다. 이러한 변경은 사용자의 귀 또는 보청기를 손상시킬 수 있습니다.

⚠ 폭발 위험이 있는 구역 (폭발 위험이 있는 광산 또는 산업 지역, 산소가 많은 환경 또는 인화성 마취제를 처리하는 곳)에서는 이 장치를 사용하지 마십시오. 이 장치는 ATEX 인증을 받지 않았습니다.

⚠ 귀 안이나 뒤에 통증이 있거나, 염증이 생겼거나, 피부 자극이 느껴지고 귀지가 빠르게 축적되는 경우, 청각 전문가 또는 의사에게 확인을 받으십시오.

⚠ 매우 드물지만 단단히 부착되어 있지 않으면 귀에서 보청기를 분리할 때 돔이나 왁스 가드가 외이도에 남을 수 있습니다. 드물지만 이 부분이 외이도에 걸려 있는 경우에는 안전하게 제거하기 위해 의사의 진찰을 받으십시오.

⚠ 청각 프로그램을 방향성마이크 모드로 두면 배경 소음이 줄어듭니다. 경고 신호나 뒤에서 오는 소음(예: 자동차)이 부분적으로 혹은 완전히 억제될 수 있음을 유의하십시오.

! 36개월 미만의 어린이는 이 보청기를 사용할 수 없습니다. 어린이 및 인지 장애가 있는 개인이 이 장치를 사용할 때는 사용자의 안전을 위해 보호자가 항상 관리해야 합니다. 보청기는 크기가 작은 장치이며 작은 부품을 포함하고 있습니다. 어린이 및 인지 장애가 있는 개인이 보호자의 관리 없이 이 보청기를 사용하도록 두지 마십시오. 보청기나 부품을 삼킨 경우에는 질식의 위험이 있으므로 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

! 충전기 케이스 Combi는 어린이, 인지 장애가 있는 개인, 애완동물이 닿을 수 없는 곳에 두십시오. 건조 캡슐을 삼켰을 때는 즉시 의사나 병원의 조치를 받으십시오.

! 전기 충격을 방지하기 위해서 파워 팩의 수리 또는 교체는 포낙에서 지정한 업체에서만 가능합니다.


! 충전 중에는 충전기 케이스를 (예: 천 등으로) 완전히 덮지 마십시오.


! 다음 사항은 활성 이식형 의료 기기(예: 심박조율기, 제세동기 등)를 사용하는 사람에게만 적용됩니다.


- 무선 보청기를 능동형 이식 장치에서 최소 15cm(6인치) 떨어진 곳에 두십시오. 간섭이 생기면 보청기를 사용하지 말고 능동형 이식 장치 제조업체에 문의하십시오. 간섭은 전선, 정전기 방전, 공항 금속탐지기 등에 의해 발생할 수도 있습니다.
- 자석(즉, EasyPhone 자석 등)은 능동형 이식 장치에서 최소 15cm(6인치) 떨어진 곳에 두십시오.
- 포낙 무선 액세스서리를 사용하는 경우, 해당 무선 액세스서리 사용자 설명서의 “중요 안전 정보” 장을 참조하십시오.


! 이 장비를 다른 장비 근처에서 또는 다른 장비에 쌓아둔 상태로 사용하지 마십시오. 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 사용해야 할 경우 이 장비와 다른 장비가 정상적으로 이 작동하는지 확인해야 합니다.


! 본 제조업체의 승인을 받은 액세스서리만 사용하시기 바랍니다. 그 외의 장비 사용시 전자파 방출이 증가하거나 전자파 내성이 감소하여 장비가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

 보청기에서 리시버 케이블을 제거하지 마십시오.
제거나 교체를 해야 하는 경우에는 청각 전문가에게
문의하는 것이 좋습니다.

 휴대용 RF 통신 장비(안테나 케이블 및 외부 안테나
등의 주변 장치 포함)는 제조업체가 지정한 케이블을 포함하
여 보청기의 모든 부분으로부터 30cm(12인치) 이내에서
사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 이 장비의 성능이 저하될
수 있습니다.

 충전기의 USB 포트는 설명된 용도로만 사용하시기
바랍니다.

 경고: 이 장치는 리튬 버튼/코인 배터리를 사용합니다.
이러한 배터리는 위험하며, 사용한 배터리든 새 배터리든
삼키거나 몸 안으로 넣을 경우 2시간 이내에 심각하거나
치명적인 부상을 입을 수 있습니다! 어린이, 인지 장애가 있는
개인 또는 애완동물이 닿을 수 없는 곳에 두십시오. 배터리를
삼켰거나 배터리가 몸 안으로 들어간 것으로 의심되는 경우에
는 지체 없이 바로 의사의 진료를 받으십시오!

 충전기의 경우, 정격 출력이 5VDC 최소 500mA인
IEC 62368-1 및 IEC 60601-1 인증 장비만 사용하십시오.

⚠ 고막천공, 중이염, 중이강 노출 등이 있는 고객이 사용할 때는 보청기에 돔/왁스 가드를 사용해서는 안됩니다. 이 경우에는 맞춤형 이어몰드를 사용하는 것이 좋습니다. 드문 경우지만 이 제품의 일부가 외이도에 남아 있으면 의사의 진찰을 받아 안전하게 제거해야 합니다.

⚠ 맞춤형 이어피스에 있는 보청기를 착용할 때는 귀에 물리적으로 강한 충격을 주지 마십시오. 맞춤형 이어피스의 안정성은 정상적인 사용에 맞도록 되어 있습니다. 귀에 물리적으로 강한 충격을 주면(예: 운동) 맞춤형 이어피스가 파손될 수 있습니다. 그로 인해 외이도나 고막의 천공이 발생할 수 있습니다.

⚠ 맞춤형 이어피스에 기계적 압력이나 충격이 가해졌다면, 귀에 넣기 전에 손상되지 않았는지 확인하십시오.

⚠ 난청이 있는 대다수의 보청기 사용자는 일상적인 상황에서 보청기를 정기적으로 사용할 때 청력이 저하되지 않습니다. 난청이 있는 소수의 보청기 착용자만 장기간 사용 시 청력이 저하될 위험이 있습니다.

24.2 제품 안전 정보

- ① 본 보청기는 방수형 보청기가 아닙니다. 일반적인 활동과 가끔은 극단적 조건에 우연히 노출되어도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 보청기를 절대 물에 넣지 마십시오!
이 보청기는 수영이나 목욕 등의 활동을 할 때 착용하여 장시간 물에 잠겨도 되도록 특별히 설계된 제품이 아닙니다. 보청기에는 민감한 전자 부품이 들어 있으므로 이러한 활동을 하기 전에 보청기를 항상 빼놓으십시오.
- ① 절대로 보청기 마이크를 물에 씻지 마십시오. 이러한 행동은 보청기의 음향 등에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- ① 보청기와 충전 액세서리를 열로부터 보호하십시오 (창문 근처나 자동차 안에 두지 말 것). 절대 전자레인지 또는 기타 가열 장치를 사용하여 보청기나 충전 액세서리를 건조시키지 마십시오. 화재나 폭발의 위험이 있습니다. 적절한 건조 방법에 대해 청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

- ① 충전 액세서리를 인덕션 조리 표면과 가까운 곳에 두지 마십시오. 충전 액세서리 내부의 전도성 구조가 유도 에너지를 흡수하여 열 파괴를 일으킬 수 있습니다.
- ① 돔은 3개월 주기로 교체해 주는 것이 좋으며, 재질이 경화되었을 때 청각 전문가를 통해 교체해야 합니다. 이는 돔을 귀에 넣거나 뺄 때 튜브에서 분리되지 않게 하기 위함입니다.
- ① 보청기나 충전 액세서리를 떨어뜨리지 마십시오! 딱딱한 표면에 떨어뜨리면 보청기나 충전 액세서리가 손상될 수 있습니다.
- ① 보청기를 장기간 사용하지 않을 때는 건조 캡슐이 있는 상자에 보관하거나 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 이렇게 하면 보청기에서 습기가 증발하여 성능에 영향을 미칠 가능성을 방지할 수 있습니다.
- ① 아래에 설명된 방사능을 포함하여 특수 의료 또는 치과 검사는 보청기의 올바른 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다음 검사를 실시하기 전에 제품을 분리하여 검사실/검사 영역 밖에 놓으십시오.

- 엑스레이(CT 스캔 포함)를 사용하는 의료검진 및
치과검진
- 자기장을 생성하는 MRI/NMRI 스캔을 사용하는 건강검진
보안 게이트(공항 등)를 통과할 때 보청기를 제거할
필요는 없습니다. X선을 전혀 사용하지 않고 선량이 매우
낮으면 보청기에 영향을 미치지 않습니다.

- ① 전자 장비가 금지된 장소에서는 보청기를 사용하지 마십시오.
- ① 충전하기 전에 보청기를 건조시켜야 합니다. 그렇지 않으면
충전이 되지 않을 수 있습니다.
- ① 보청기 충전에는 이 사용자 설명서에 설명된 승인받은
충전기와 파워팩만 사용하십시오. 그렇지 않으면 장치가
손상될 수 있습니다.
- ① 보청기와 파워팩에는 리튬 이온 배터리가 내장되어 있으며
이 배터리는 “테스트 및 기준에 대한 UN 매뉴얼” 의 UN
38.3에 따라 테스트된 와트시 등급 20Wh 미만의

배터리입니다. 또한 리튬 이온 배터리의 안전한 배송에 관한 모든 규칙과 규정에 따라 배송되어야 합니다.

Notes

청각 전문가:



Sonova Deutschland
GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
독일



Manufacturer:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
스위스
www.phonak.com

029-1175-19/V1.00/2022-01/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

