

PHONAK
life is on®

*la vie s'exprime

Une marque Sonova

Phonak CROS Lumity.

Les conversations s'illuminent pour tous.





Le monde devient plus brillant

Un utilisateur d'une aide auditive CROS interrogé sur les avantages d'utiliser CROS*

*Lors de l'utilisation d'un système CROS par rapport à l'absence d'aide.

Les conversations s'illuminent pour tous

Imaginez un monde où vous pouvez apprécier les conversations, peu importe d'où elles proviennent. Un monde dans lequel vous pouvez vous imprégner des mots et vivre chaque instant. Pour toutes les personnes atteintes de perte auditive unilatérale, il est facile d'avoir la sensation que le monde est devenu silencieux d'un côté.

Phonak CROS Lumity offre une solution aux personnes atteintes de perte auditive unilatérale non appareillable et d'une audition normale ou appareillable dans l'autre oreille.

Nos solutions CROS Lumity tirent parti de notre technologie innovante pour vous aider à vivre le monde d'une manière complètement inédite.



Participer aux conversations, d'où qu'elles viennent



En savoir plus
sur CROS L

Doté de la technologie Phonak SmartSpeech™, le système CROS Lumity comprend une fonction novatrice conçue spécialement pour améliorer la compréhension vocale, y compris dans les situations auditives difficiles et bruyantes.

Notre système CROS peut s'ajuster automatiquement afin de vous suivre dans chaque environnement en temps réel. Couplé avec le microphone sans fil Roger, vous bénéficierez d'une meilleure audition à distance et dans le bruit.

CROS Lumity est simple à utiliser, il vous suffit de l'allumer pour qu'il détecte automatiquement les sons provenant des deux côtés.

¹ Snapp, H. A., Hoffer, M. E., Liu, X. et Rajguru, S. M. (2017a). Effectiveness in Rehabilitation of Current Wireless CROS Technology in Experienced Bone-Anchored Implant Users. *Otol Neurotol*, 38(10), 1397-1404.

² Picou, E. M., Davis, H., Lewis, D. et Tharpe, A. M. (2020). Contralateral Routing of Signal Systems Can Improve Speech Recognition and Comprehension in Dynamic Classrooms. *J Speech Lang Hear Res*, 63(7), 2468-2482. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00411.

Pourquoi utiliser un système CROS ?

CROS L est porté sur l'oreille non appareillable pour capter les sons et les transmettre sans fil à une aide auditive rechargeable Phonak compatible, portée sur l'oreille avec une meilleure audition.

Les recherches montrent les bénéfices suivants :

- Amélioration de l'intelligibilité vocale dans le bruit
- Amélioration de l'intelligibilité vocale dans le bruit diffus
- Les personnes interrogées estiment bénéficier d'une audition de meilleure qualité^{1,2}



Votre audition, votre façon de vivre



En savoir plus sur
myPhonak

Chez Phonak, nous pensons que votre audition est personnelle, c'est pourquoi nous proposons myPhonak et myPhonak Junior. Ces applications innovantes vous permettent de personnaliser votre expérience d'audition, afin que vous puissiez plonger au cœur des sons que vous aimez.

Avec notre gamme étendue d'options de couleurs élégantes, vous pouvez désormais exprimer votre individualité tout en profitant des avantages d'une meilleure audition. De plus, CROS Lumity est rechargeable et élimine ainsi le problème du changement de piles !



Beige



Sable
Beige



Santal



Noisette



Champagne



Gris
Argenté



Graphite
Gris



Velours
Noir



Vert
Électrique



Bleu
Caraïbes



Rose
Poudré

Connectez-vous au monde qui vous entoure

Le système Phonak CROS Lumity est doté de la connectivité Bluetooth® universelle sur une large gamme d'appareils, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et bien plus.

Facilité d'utilisation

Grâce à la fonction Contrôle Tactile, vous pouvez vous connecter au monde qui vous entoure avec facilité. Profitez de conversations téléphoniques mains-libres sans effort.*

*Lorsque le système est appairé aux aides auditives Audéo L-R, L-RT, Naïda L-PR ou Sky L-PR



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc, et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence. 7

life is on*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de la vie sociale, émotionnelle et physique en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Selon nous, bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. Nous proposons, à l'heure actuelle, le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

www.phonak.com



Fabricant/Siège : Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (Suisse). Sonova France SAS, 5 rue Maryse Bastié, 69500 Bron. Société au capital social de 1 000 040 €. Numéro SIREN : 314036682. R.C.S Lyon. Lire attentivement la notice. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. L'aide auditive a pour fonction d'amplifier les sons et de les transmettre dans l'oreille, afin de compenser une perte auditive. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste et/ou votre médecin. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Lamazière, Parc d'activités des Chênes, Route de Tramoyes, 01700 Miribel

028-2542-04/V1.00/2023-08/NLG © 2023 Sonova AG Tous droits réservés.

sonova
HEAR THE WORLD*



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

*Entendre le monde

