

Phonak CROS L-R

Tekniset tiedot

Phonak CROS L-R /Phonak CROS L-R Trial



Phonak CROS L tarjoaa CROS- ja BiCROS-ratkaisun henkilöille, joilla on kuulonalenema toisessa korvassa. Se on yhteensopiva Phonak Lumity -alustan innovatiiviseen tekniikkaan perustuvien Audéo L-R -, Audéo L-RT -, Naida L-PR - ja Sky L-PR - kuulokojeiden kanssa.

CROS L-R / CROS L-R Trial voidaan sovittaa Phonak Target 9.0:n ja uudempien versioiden kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.phonak.com

Kuvaus

Yleisiä tietoja

Kuljetus- ja säilytysolosuhteet

Lämpötila-alue

- Suositeltu: 0...+20 °Celsius (+32...68 °Fahrenheit)
- Enintään: -20...+60 °Celsius (-4...+140 °Fahrenheit)

Kosteuden alue:

- Suositeltu: 0 %...60 %
- Enintään: 0 %...70 %

Ilmanpaineen alue: 500...1 060 hPA

IP-luokitus

IP68 tarkoittaa, että kuulokoje on veden- ja pölynpitävä. Sen tiiviys säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

Äänitiedot

Äänenlaatu

Näytteenottotaajuus 22,05 kHz

Äänen kaistanleveys

100 Hz-9,5 kHz

Radiotiedot

Antennityyppi

Resonanssiantenni

Toimintataajuus

2,4-2,48 GHz

Modulaatio

GFSK, GMSK

Säteilyteho

< 2,5 mW

Käyttötapaus

Äänen toistaminen vastaanottavaan kuulokojeeseen toisessa korvassa

Bluetooth-versio

4.2 LE

Kantomatka

~1 m

Sovelletut standardit

Eurooppa

Radio

ETSI EN 300 328

EMC

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

Sähköturvallisuus

EN/IEC 60601-1

Yhdysvallat

47 CFR Part 15.209, 15.249, Subpart B, ANSI C63.10

FCC ID: KWC-MRP CROS R

Kanada

RSS-210 Issue 9, RSS-Gen Issue 5, ICES-003

IC: 2262A-MRP CROS R

Japani

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on