

Phonak Slim™

Ainutlaatuinen. Tyylikäs. Yhteydessä.
Aivan kuten sinä!



Vuosikymmenien ajan
Phonak on tuonut
markkinoille innovatiivisia
kuulemisen ratkaisuja,
jotka vaikuttavat
positiivisesti miljoonien
ihmisten elämään
ympäri maailmaa.
Päätavoitteenamme
on edistää ihmisten
sosiaalista ja henkistä
hyvinvointia.



Ennennäkemättömän upea kuulokoje

Phonak Slim™ on uusi tyylikäs kuulokoje maailman johtavalta kuulemisen ratkaisujen tarjoajalta. Se yhdistää modernin muotoilun huippuluokan kuulemiseen. Tämä mielenkiintoinen lähetysmistapa yhdistää kuulokojeteknologiamme parhaat puolet esteettisesti houkutteleviin kuulokojeisiin, minkä ansiosta voit tuntea itsesi **ainutlaatuiseksi ja elegantiksi sekä pysyt yhteydessä.**

Ainutlaatuisen ergonomisen muotoilunsa ansiosta Slim asettuu luonnollisesti korvan taakse – myös käyttäessäsi silmälaseja. Slim-kojeen intuitiiviset toiminnot ovat sormiesi ulottuvilla, ja pysyt yhteyksissä kaikkiin suosikki-Bluetooth®-laitteisiisi. Sen personointiominaisuuksien avulla voit luottavaisin mielin heittäytyä täysillä keskusteluihin ja siirtyä sujuvasti kuuntelutilanteesta toiseen. Phonak Slim on suunniteltu elämäntyyliisi sopivaksi mukavuudesta tinkimättä ja tarkoittaa täydellistä itseluottamusta.

Tyylikäs ulkoa, älykäs sisältä

Phonak Slim -kuulokojeissa tinkimätön suorituskyky yhdistyy **sulavaan ja miellyttävään ulkoasuun**, jonka avulla kuulet ja voit tulla nähdyksi milloin ja miten haluat.


AutoSense OS™ 5.0

Phonak Slim -kojeissa on AutoSense OS 5.0. Älykäs käyttöjärjestelmä tunnistaa ääniympäristöjä koneoppimisen avulla ja mukautuu niihin saumattomasti missä oletkin.

Phonak SmartSpeech™ -teknologia

Ainutlaatuinen SmartSpeech-teknologia muodostuu joukosta ominaisuuksia, joiden on osoitettu parantavan puheen ymmärtämistä tai vähentävän kuuntelurasitusta monissa kuunteluympäristöissä.¹

Tämä tekniikka korostaa Phonakin omistautumista parhaan mahdollisen ratkaisun tarjoamiseen, joka voi edistää hyvinvointiasi paitsi parantamalla puheen ymmärtämistä mutta myös vähentämällä kuuntelurasitusta mikä saattaa vapauttaa kognitiivista kapasiteettia.²

 Parempaa puheen ymmärtämistä¹
elegantissa muodossa.

Phonak Slim yhdessä muiden ainutlaatuisten Phonak-innovaatioiden kanssa tarjoaa älykkään ratkaisun parempaan puheen ymmärtämiseen hälyssä³, kun olet ryhmässä, kovassa hälyssä tai tilanteessa, jossa puhuja on etäällä.

ActiveVent™-kuuloke

Maailman ensimmäisessä kuulokojeen älykuulokkeessa yhdistyvät sekä mukavuus että kuulemiskyky haastavissa sosiaalisissa tilanteissa, minkä lisäksi se tarjoaa huipputasoisien suoratoiston äänenlaadun hiljaisissa ympäristöissä⁴. Tämä kuuloke tarjoaa noin 10 % paremman puheen ymmärtämisen hälyssä* ja luonnollisen äänenlaadun päivittäisissä kuuntelutilanteissa.³

Ymmärtäminen hälyssä ja etäältä Roger™-mikrofoneilla

Yhdistettynä Phonak Slim -kuulokojeisiin Roger helpottaa puheen ymmärtämistä ryhmäkeskusteluissa kovassa hälyssä⁵, minkä ansiosta voit osallistua keskusteluihin täysipainoisesti.

* Verrattuna perinteiseen akustiseen kytkentään.

● Pysy yhteydessä ympäröivään maailmaan

Monipuolista liitettävyyttä

Phonak Slim tarjoaa suoran liitettävyyden iOS- ja Android-älypuhelmiin, televisioihin, Roger-laitteisiin ja langattomiin lisälaitteisiin. Soita aitoja handsfree-puheluita ja yhdistä pariksi jopa kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa, joista samanaikaisesti yhdistettyinä voi olla kaksi.

Napautusohjaus

Toiminnot sormiesi ulottuvilla

Slimin litiumioniteknikan ja integroidun liiketunnistimen ansiosta voit käyttää Bluetooth-toimintoja kaksoisnapauttamalla korvaasi. Tällä toiminnolla voit vastata yhdistettyyn iOS- tai Android-älypuhelimeesi tuleviin puheluihin ja lopettaa ne. Voit myös keskeyttää tai jatkaa suoratoistoa liitettyistä Bluetooth-laitteista ja käyttää Bluetooth-pohjaisia ääniavustinsovelluksia.

Tiesitkö?

Kuuloalan ammattilaiset pitävät Phonakia parhaana liitettävyyssratkaisujen tarjoajana.⁶

myPhonak-sovellus

Hyödyllinen työkalu hyvinvoinnin seurantaan myPhonak-sovelluksella voit hallita Slim-kuulokojeitasi. Voit käyttää kaukosäätötoimintoa tai muokata ominaisuuksia omien mieltymystesi mukaan milloin tai missä tahansa. Terveystietojen seurantatoiminnon avulla voit jopa seurata liikuntamääriäsi ja saat hyödyllisiä tietoja esimerkiksi askelmäärästä ja aktiivisuustasoista. Sovelluksen kautta voit myös olla yhteydessä ammattilaiseen etäyhteydellä tehdäkseen kuulokokemuksesta aidosti yksilöllisen. Saa käsitys terveydestäsi ja seuraa hyvinvointiasi myPhonak-sovelluksella.

Ainutlaatuinen muotoilu tarkoittaa tyyliä ja itseluottamusta.



Phonak Slim

Phonak Slim on ennennäkemättömän upea kuulokoje. Valitse väri, joka sopii ainutlaatuiseen elämäntyyliisi, vastaa persoonallisuuttasi ja parantaa itseluottamustasi.



Täysin ladattava



Sisältää RogerDirect™
-ominaisuuden



Made for
All -liitettävyys



Yleinen Bluetooth-
yhteensopivuus

Phonak Slim Charger

Kompakti ja sulavalinjainen laturi, joka täydentää Phonak Slim -kuulokojeita ja lataa ne vain kolmessa tunnissa, minkä jälkeen kuulet niillä koko päivän*.



* 16 tuntia käyttöä yhdellä latauksella, mikä sisältää 8 tuntia päivittäistä kuuntelua, 4 tuntia Bluetooth-suoratoistoa ja 4 tuntia television äänentoistoa. ActiveVent-kuulokkeen käyttö voi vähän vähentää akun kestoa.

Värivalikoima



2A

Silver/Black



3A

Graphite/Black



4A

Copper/Black



6A

Sandalwood/Black



Viitteet

- ¹ Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. *Phonak Field Study News*, haettu osoitteesta www.phonak.com/evidence.
- Latzel, M. & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, haettu osoitteesta www.phonak.com/evidence.
- Thibodeau L.M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.
- Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations shows improved speech understanding and reduced listening effort. *Phonak Field Study News*, haettu osoitteesta www.phonak.com/evidence.
- ² Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? *Journal of Clinical Medicine*, 9(1), 254. <https://doi.org/10.3390/jcm9010254>
- ³ Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, haettu osoitteesta www.phonak.com/evidence.
- ⁴ Hornsby, B.W.Y. (2013). The effects of hearing aid use on listening effort and mental fatigue associated with sustained speech processing demands. *Ear and Hearing*, 34(5), 523–534. <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31828003d8>
- Picou, E.M., Ricketts, T.A., & Hornsby, B.W.Y. (2013). How hearing aids, background noise, and visual cues influence objective listening effort. *Ear and Hearing*, 34(5), e52–e64. <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31827f0431>
- Pichora-Fuller, M.K., & Singh, G. (2006). Effects of Age on Auditory and Cognitive Processing: Implications for Hearing Aid Fitting and Audiologic Rehabilitation. *Trends in Amplification*, 10(1), 29–59. <https://doi.org/10.1177/108471380601000103>.
- ⁵ Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.
- ⁶ Knorr, H. (2022). *Market Research* ID 4543. Ota yhteyttä osoitteeseen marketinsight@phonak.com, jos haluat lisätietoja.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

iOS on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.



life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut sosiaalisen, emotionaalisen ja fyysisen elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Tällä hetkellä tarjoamme laajimman valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen helpottamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen vaikuttamiseen yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.

www.phonak.com



028-2355-11/2023-02/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi

CE
0459