

Phonak CROS L.

Informazioni sul prodotto

Phonak CROS L offre una soluzione CROS e BiCROS per le persone con un'ipoacusia non recuperabile in un orecchio. CROS L si indossa sull'orecchio non protesizzabile per captare i suoni e trasmetterli in modalità wireless a un apparecchio acustico Phonak compatibile indossato sull'orecchio con un udito migliore. CROS L non ha un'uscita acustica.

CROS L è compatibile con gli apparecchi acustici Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR e Sky L-PR che si basano sull'innovativa tecnologia della piattaforma Phonak Lumity. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.phonak.com



Descrizione del prodotto



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batteria		Ricaricabile
Tasto multi-funzione		•
Bilanciamento CROS		•
Rivestimento idrofobo		•
Classe di protezione IP		IP68 ¹
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	27,7x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")
	Peso	2,2 g
Tempi di ricarica ²	0% - 100%	3 h
	0% - 80%	1,5 h
	Per una sessione di fitting di 30 min.	15 min.
Compatibilità con apparecchio acustico		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR e Sky L-PR

Colori involucro



P1
Beige
Sabbia



HO
Beige



P3
Sandalo



P4
Castano



P5
Champagne



P6
Grigio
Argento



P7
Grigio
Grafite



P8
Nero
Velluto



Q2
Verde
Elettrico



Q3
Blu
Caraibico



T3
Rosa
Prezioso

Opzioni per l'auricolare

Cupola standard (tubicino CROS)	<ul style="list-style-type: none">Cupola standard disponibile in tre misure (S, M, L)Il tubicino CROS è disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)
SlimTip (tubicino CROS)	<ul style="list-style-type: none">Auricolare su misuraIl tubicino CROS è disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">Auricolare completamente su misura per CROS, disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)

Opzioni di caricatore per Phonak CROS L-R



CROS L-R può essere caricato con un Phonak Charger Ease. Phonak Charger Ease è un caricatore compatto con magneti negli slot di carica che facilitano l'inserimento e la rimozione di CROS L-R. Utilizza una porta di carica USB-C standard che si illumina quando viene alimentata dalla corrente.

¹ IP68 indica che il dispositivo CROS L-R è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

² Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

Fitting

CROS L-R CROS L-R Trial

Phonak Target	9.0 o versioni successive
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Funzioni principali

Il fitting di CROS L può essere eseguito con un Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR o Sky L-PR di tutti i livelli di performance. Pertanto, l'insieme di funzioni a disposizione di un cliente che indossa un sistema CROS L dipende principalmente dal livello di performance dell'apparecchio acustico indossato sull'orecchio con un udito migliore. Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni sul prodotto di Phonak Audéo L, Naída L o Sky L.

Phonak SmartSpeech™ Technology

In un sistema CROS L, i clienti possono accedere alle funzioni della SmartSpeech Technology, tra cui **StereoZoom 2.0**, grazie alla combinazione con i dispositivi Phonak Lumity compatibili.

Bilanciamento CROS

Il rapporto di intensità del suono tra il dispositivo CROS e l'apparecchio acustico può essere regolato tramite il software di fitting Target o direttamente con una breve pressione sul tasto multi-funzione del dispositivo CROS.

myPhonak e myPhonak Junior

I clienti dotati di un dispositivo CROS L e di un apparecchio acustico compatibile possono beneficiare del supporto dell'app con myPhonak o myPhonak Junior.

Prestazioni di CROS L

Se abbinato ad apparecchi acustici con livelli di performance Premium e Avanzato, CROS L offre il programma Parlato con rumore di fondo elevato con StereoZoom 2.0. Per una panoramica completa delle modalità microfono offerte da CROS L, in base al livello di performance dell'apparecchio acustico controlaterale, consulta la tabella seguente.

Livelli di performance dell'apparecchio acustico	Modalità microfono disponibili per CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirezionale
Premium	•	•	•
Avanzata	•	•	•
Standard		•	•
Essenziale			•

Per maggiori informazioni visitate il sito www.phonak.com/cros-l

Per maggiori informazioni sugli apparecchi acustici Audéo L visitate il sito www.phonak.com/audeolumity

Per maggiori informazioni su eSolutions visitate il sito www.phonak.com/apps

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

www.phonak.com



027-0668-05/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved