




## Phonak Naída L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)

### Standard hook HE11


#### 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Lydtrykksnivå




#### Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >4900 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Total harmonisk forvrengning	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Batteristrøm	2,1 mA			
Forventet driftstid*	143 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

#### Telespolefølsomhet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dB SPL




### Standard hook HE11 680


#### 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Lydtrykksnivå




#### Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >5700 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Total harmonisk forvrengning	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Batteristrøm	2,2 mA			
Forventet driftstid*	136 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

#### Telespolefølsomhet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dB SPL



#### Generell testinformasjon

- Forsyningsspenning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

#### Advarsler

- ⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Du bør være spesielt forsiktig når du tilpasser dette apparatet, da det er en risiko for å redusere hørselsresten til brukeren.
- ⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.
- ⚠ Det utviklede lydtrykksnivået i ørene til barn kan være betydelig høyere enn hos voksne. RECD målt til korrekt mål av tilpasseren, OSPL90, anbefales.

\* Batteriytelsen avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder, lyd miljø og ørepropp. Vær oppmerksom på at for ikke-oppladbare ZnAir-batterier kan driftstiden variere avhengig av batterimodellen