

Phonak Naída™ L ●

Produktinformasjon

Phonak Naída Lumity er den omfattende BTE-porteføljen for lett til svært stort hørselstap.

Naída L-høreapparatene med Phonak SmartSpeech™ Technology er det naturlige valget for brukere som trenger kraftige løsninger på vår mest avanserte plattform, Phonak Lumity.



Produktbeskrivelse



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Batteristørrelse		675	innebygd, oppladbart
Telespole		•	
Kompatibilitet med CROS L			•
Bluetooth®		•	•
Vannavstøtende belegg		•	•
IP-rangering		IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Vekt	4,60 g	3,68 g
Ladetids ²	0 % til 100 %		3 t
	0 % til 80 %		1,5 t
	30 min tilpasning		10 min


		HE11	HE11 680	HE11 680	Slim tube 4.0
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	141	134	130	129
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	84	78	68	69
Frekvensområde (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100
Strømforbruk (mA)		3,3	2,8		

Tilpasningsområde

- Slim tube 4.0
- HE11 680



Stort til svært stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



Lett til moderat til stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner

Kassefarger



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid og kan påvirkes av temperaturforholdene.

Funksjonsnivåer

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense OS™ 5.0				
Tale i høy støy	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Musikk	•	•		
Komfort i støy	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Media tale + M	•	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i høy støy	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± M ¹	•	•	•	•
Offentlig telespole ± M ¹	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + M	•	•	•	•
Telefonsamtale + M	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Funksjoner				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sett streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•		
- Ta i mot / avslutte telefonsamtale	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ og retningsbestemt innstilling	•	•	•	•
Bredbåndforsterkning ¹	•	•	•	•
Helsefunksjonaliteter ^{2,3}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Tinnitusbalanse ²	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Fininnstilling av kanaler	20	20	16	12

SmartSpeech-teknologi

¹ Fås kun til Phonak Naída L-UP

² Fås kun til Phonak Naída L-PR

³ Fås i kombinasjon med myPhonak

Tilpasning

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 eller nyere	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

Akustisk sammenkobling

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Lyduttak	Hook	Dempet (HE11 680), transparent	•	•
	Hook	Udempet (HE11), transparent	•	
	SlimTube 4.0	Fås i venstre- og høyreutgave i fem forskjellige lengder (00,0,1,2,3)		•
Ørepropp for SlimTube	Dome	Cap dome		•
		Open dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•
		Vented dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•
		Power dome	Fås i tre størrelser (S, M, L)	•
	SlimTip	Akryl		•
		Silikon		•
Ørepropp for hook	Ørepropp		•	•

Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial-høreapparatene kan raskt stilles inn på ønsket funksjonsnivå slik at de passer til dine anbefalinger. Det gir deg mulighet til å tilpasse brukeren den optimale hørselsløsningen allerede ved første konsultasjon, eller til å erstatte høreapparatet når det er inne til reparasjon. Naída P Trial-apparatene omfatter også en forhåndsinstallert Roger-mottaker for enkel demonstrasjon og prøveversjon av en Roger-mikrofon.

Lademuligheter for Phonak Naída L-PR

Phonak-lader Combi BTE / Phonak-lader Combi BTE 2

Naída L-PR har alle Lumity-funksjonene du setter pris på, i tillegg til fordelene med oppladbarhet. Brukere kan få en hel dag med hørsel, inkludert streaming*.

* Forventet batterilevetid på 16 timer, inkludert 4 timer klassisk BT-streaming og 4 timer TV Connector-streaming.



Phonak Naída L Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger-mikrofoner	•	•
Apper		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Du finner mer informasjon på www.phonak.com/naida-lumity

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonak.com/roger

Du finner mer informasjon om myPhonak og myPhonak Junior på www.phonak.com/apps

life is on

Siden 1947 har Phonak viet seg til å bevare livskvaliteten ved å åpne nye verdener av lyd. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut.

Hørselssansen er faktisk direkte knyttet til sosial, følelsesmessig, kognitiv og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden ønsker vi å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: Å forbedre taleforståelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

www.phonak.com



027-0699-10|V1.00|06.2023|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved