




Phonak Sky L-PR (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standard og Mini hook HE11 680


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Trykknivå for lydsignal



Lydforsterkning




| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Frekvensområde | <100 Hz - >5700 Hz | | | |
| Total harmonisk forvrengning | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 4,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Forventet driftstid* | 18 | t | | |
| Tilsvarende tilført støynivå | 19 | dB SPL | | |

SlimTube HE


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Trykknivå for lydsignal



Lydforsterkning



| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Frekvensområde | <100 Hz - >7100 Hz | | | |
| Total harmonisk forvrengning | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Forventet driftstid* | 18 | t | | |
| Tilsvarende tilført støynivå | 19 | dB SPL | | |

Generell testinformasjon

- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

Advarsel

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand

