




## Phonak Naída L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)

### Standardslangfäste HE11


#### 2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Ljudtrycksnivå




#### Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz - >4 700 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Strömförbrukning	3,3	mA		
Förväntad drifttid*	188	tim		
Ekvivalent egenbrus	19	dB SPL		

#### Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
0 dB	115 dB




### Standardslangfäste HE11 680


#### 2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Ljudtrycksnivå




#### Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz - >4 700 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Strömförbrukning	2,8	mA		
Förväntad drifttid*	221	tim		
Ekvivalent egenbrus	19	dB SPL		

#### Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	114 dB



#### Allmän testinformation

- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har uppmätts med mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard

#### Varningar

- ⚠ Denna hörapparat har en ljudtrycksnivå som kan överskrida 132 dB SPL. Särskild försiktighet bör iaktas vid anpassning av denna apparat, eftersom det finns en risk för att användarens återstående hörsel försämras.
- ⚠ Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren är ej tillåtna. Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.

\* Batteriets prestanda beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder, ljudmiljö och öroninsats. Observera att drifttiden för icke-uppladdningsbara zink-/luftbatterier kan variera beroende på batterimodell



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz  
www.phonak.se

A Sonova brand

