



Hoy en día, el uso de los teléfonos móviles es fundamental para los negocios y para comunicarnos con la familia y los amigos. Descubra cómo disfrutar de sus conversaciones a través del teléfono móvil gracias a iCom y Click'nTalk de Phonak.

Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad. Vivir sin límites. Life is on.



Su audioprotesista:



www.phonak.com

Accesorios inalámbricos digitales




Para una comunicación libre



Hoy en día, una gran cantidad de información y muchas formas de entretenimiento proceden de dispositivos de audio multimedia como la televisión, los reproductores de MP3, los GPS y los ordenadores. Descubra cómo disfrutar de todos ellos gracias a la avanzada tecnología inalámbrica digital de Phonak.

iCom: acceso ilimitado al mundo de la comunicación

iCom es una revolucionaria interfaz de comunicación inalámbrica de Phonak, que vincula el audífono al instante y de forma eficaz con prácticamente cualquier dispositivo de audio. iCom se conecta de forma inalámbrica mediante Bluetooth a televisores, teléfonos, reproductores de MP3, ordenadores y otras fuentes de audio con tan sólo pulsar un botón.



Las llamadas telefónicas en ambos oídos en modo manos libres, y la televisión, se convierten en auténticas fuentes de diversión.

Phonak libera la televisión



Phonak libera el teléfono móvil



Click'nTalk: el vínculo de teléfono móvil intuitivo

Experimente una calidad sonora sin igual al utilizar el teléfono móvil. Con Click'nTalk, el nuevo y práctico accesorio para móviles de Phonak, puede volver a disfrutar de una conversación, porque cada palabra se escucha claramente, y las voces mantienen su personalidad y expresión natural.

Click'nTalk es compatible con muchos de los modelos Sony Ericsson. Este dispositivo se maneja de forma sencilla e intuitiva; tan sólo tendrá que hacer "clic" y disfrutar.



Acceda a la tecnología de teléfonos más vanguardista.