

Phonak PilotOne


Technische Daten

Phonak PilotOne konzentriert sich auf das Wesentliche, wenn es um die Bedienung von Hörgeräten geht.

Diese exklusive Fernsteuerung wurde für höchste Benutzerfreundlichkeit entworfen. Die großen Tasten, die Verwendung einer Standard-Batterie und das ergonomische Design garantieren einfachste Handhabung.



Gerätebeschreibung



- 1 FlexControl / Lautstärke
- 2 PilotOne Tastensperre
- 3 Hörprogrammänderung
- 4 "Home"-Taste
- 5 Öse für Tragekordel
- 6 Batteriefach
- 7 PilotOne Statusanzeige

Zubehör

- Tragekordel
- Alkali Batterie 1,5 V

(Der Lieferumfang ist länderspezifisch)

Allgemeine Daten

Abmessungen:	L x W x H: 84 x 40 x 16 mm
Gewicht:	45 g (inkl. Batterie)
Farbe:	Palladium/schwarz
Betriebsbedingungen:	-10°C bis +55°C / < 95% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Transport- und Lagerungsbedingungen:	-20°C bis +60°C / < 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Netzstromversorgung

Batterie	Alkali 1,5 V, Typ AAA, LR03 oder AM4 (Verwendung von aufladbaren Batterien z.B. NiMH ist nicht empfohlen)
Betriebszeit	12 Monate bei durchschnittlicher Benutzung

Funkdaten

Die aktive Funktechnologie hängt vom Hörsystem-Typ ab.

	HiBAN	FSK
Antennentyp:	Integrierte Ferritantenne	
Betriebsfrequenz:	10.6 MHz	40.96 kHz
Belegte Bandbreite (99% Bandbreite):	300 kHz	3.84 kHz
Feldstärke:	< -11 dB μ A/m @ 10 m	< 10 dB μ A/m @ 10 m
Reichweite zu Hörgeräten:	100 cm	

Normen

Europa

Radiocom:	EN 300330 CFR 47 Abschnitt 15 subpart C RSS-210 Issue 7
EMV:	EN 60601-1-2
El. Sicherheit:	EN 60601-1
