

Die Wahl des richtigen Dynamic FM Senders

SmartLink+



SmartLink+ ist der erstklassige FM Sender für Kunden, die nur das Beste wünschen

ZoomLink+



ZoomLink+ ist der vielseitige FM Sender

EasyLink+



EasyLink+ ist der FM Sender, der am einfachsten zu bedienen ist

inspiro DISCOVER DYNAMIC FM



inspiro, ein Sender für Lehrkräfte regulärer Schulen oder Förderschulen

DynaMic



DynaMic ist das Handmikrofon für das MultiTalker Netzwerk in Verbindung mit inspiro

Zielgruppe	SmartLink+	ZoomLink+	EasyLink+	inspiro	DynaMic
Jugendliche	■	■			
Studenten	■	■			
Geschäftsleute	■				
Erwachsene/ältere Personen	■	■	■		
Schulkinder				■	■
Kinder zu Hause	■			■	
Geeignet für:					
Phonak fernbedienbare Hörsysteme	■				
Bluetooth Handynutzung	■				
Bluetooth MP3 Nutzung (A2DP*)	■				
Alle anderen Bluetooth Geräte mit einem Headset-Profil oder A2DP	■				
Alle Anwendungen, die unterschiedliche Mikrofonmodi benötigen	■	■			
Sitzungen und Konferenzen	■	■			
Persönliche Gespräche	■	■	■	■	
Fernsehen	■	■	■	■	
Musik hören	■	■	■	■	
Erfassen analoger Signale eines Navigationssystems	■	■	■	■	
Erfassen analoger Signale eines PC's	■	■	■	■	
Benutzung im Klassenzimmer				■	■
Klassenzimmer mit mehreren Sprechern				■	■

* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ist ein Bluetooth-Profil für Audiostreaming, wie z.B. von einem MP3-Player zu einem Kopfhörer. SmartLink+ unterstützt das A2DP Profil.