



DynaMic

Das inspiro Handmikrofon

Die Dynamic FM Technologie von Phonak hat das Image der kabellosen Hörkommunikation an Schulen total verändert. **inspiro** und das integrierte MultiTalker Netzwerk machen es möglich, dass bis zu 10 Lehrer abwechselnd von den Schülern gehört, verstanden und identifiziert werden können.

Das DynaMic Handmikrofon lässt nun auch Schüler an den Diskussionen teilhaben. DynaMic erweitert die Funktionalität von **inspiro** und des MultiTalker Netzwerkes (MTN), indem es den Benutzern ermöglicht, jeden Sprecher der das DynaMic benutzt, zu verstehen und zu hören. Dies bedeutet: Jeder kann von jedem im Klassenzimmer gehört werden.

DynaMic wurde entwickelt, um exklusiv mit **inspiro** zusammen zu arbeiten und als ein weiterer Sender im MultiTalker Netzwerk zu agieren. DynaMic integriert die leistungsstarke Sendertechnologie von **inspiro** in Form eines robusten Handmikrofons.

DynaMic funktioniert als einer von bis zu 10 Sendern auf dem MTN (das Hauptgerät bleibt **inspiro**). Es ermöglicht Schülern die FM Empfänger benutzen ihre Lehrer über den **inspiro** und

die Kommentare ihrer Mitschüler über das DynaMic Handmikrofon zu hören.

Hervorragende DynaMic Funktionen:

- **inspiro Qualität:** verwendet dieselbe Akustik, Elektronik, Software und digitale Signalprozessortechnologie wie der führende Phonak Sender
- **Kindgerecht:** DynaMic ist einfach in der Handhabung und sehr robust
- **Einfaches, leistungsstarkes Design:** ist mit einem einzigen On/Mute/Off-Schalter und einer LED-Niedrig-Batterie-Anzeige mit Vibrationsalarm ausgestattet
- Länge 21 cm, mit einer 15 cm Antenne
- Wiegt nur 110 g
- Ist mit einem stabilen Tischständer ausgestattet

Das DynaMic Handmikrofon garantiert, dass kein hörgemindertes Kind mehr von einer Diskussion ausgeschlossen sein muss und bestätigt, dass Dynamic FM von Phonak die optimale Hörlösung für den Unterricht darstellt.

DynaMic funktioniert nur mit inspiro im MTN.

Es kann nicht als einzelner Sender eingesetzt werden.



www.eSchoolDesk.com
www.phonak.com

PHONAK life is on

Dynamis