

# MyLink+

Dynamic FM für jedermann

PHONAK

life is on

## Kabellose Hörsysteme für besseres Sprachverstehen

Verbessertes Sprachverstehen im Lärm, ist das wichtigste, was sich Erwachsene von einem Hörsystem erhoffen. Mit den FM Systemen besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Sprecher und dem schwerhörigen Zuhörer, und diese garantieren ein optimales Sprachverstehen, sogar in den schwierigsten Hörsituationen.

Die Dynamic FM Produkte von Phonak bietet industrieführende Signal-Rausch-Abstände, die dem Benutzer das best mögliche Hörerlebnis ermöglichen.

### Was ist MyLink+?

MyLink+ ist ein einfach zu handhabender und kostengünstiger Dynamic FM Empfänger, der mit allen Hörsystemen von Phonak und anderer Hersteller verwendet werden kann, die über eine T-Spule verfügen.

### Wie funktioniert das?

Ein Dynamic FM Sender, wie ein ZoomLink+, nimmt die erwünschte Sprache an der Quelle auf. Der Klang wird kabellos zum Empfänger (MyLink+) gesendet, der wiederum das Sprachsignal an das Ohr des Hörsystembenutzers weiterleitet. MyLink+ wird um den Hals getragen und sendet seine Signale mittels Induktionstechnologie an die Hörsysteme.



Sprecher: spricht in den Sender



Hörgeräteträger: trägt MyLink+

### Vorteile des MyLink+:

- Dynamic FM Klangqualität
- Kompatibel mit allen Hörsystemen mit einer T-Spule (inkl. Im-Ohr-Hörsysteme)
- Kompatibel mit allen Dynamic FM Sendern von Phonak (und rückwärtskompatibel mit herkömmlichen FM Sendern)
- Schnell aufladbare, langlebige Batterie (1 h = 80% / 2 h = 100%)
- Kopfhörer-Ausgang für Demonstrationen bei normalem Hören

### Erklärung von Dynamic FM:

Dynamic FM ist die FM Plattform von Phonak der Zukunft. Das Hauptmerkmal für Erwachsene ist der adaptive FM Vorteil (AFMA), ein neuer Algorithmus der automatisch den Ausgangspegel der FM Empfänger anpasst, um die Umgebungsgläusche zu minimieren. Daraus resultiert die bisher grösste Einzelverbesserung des Signal-Rausch-Abstandes der Industrie. (Beachten Sie: die spezielle Konfiguration einiger induktiver Systeme von Kunden, können die Vorteile von Dynamic FM verringern)

## Empfohlene MyLink+ Senderpakete

MyLink+ ist der ideale Dynamic FM Ausgangspunkt für schwerhörige Erwachsene. Verbinden Sie einfach MyLink+ mit ZoomLink+ oder EasyLink+, abhängig von den Bedürfnissen der Benutzer.



### MyLink+ ZoomLink+

Für flexible Kommunikation

MyLink+ und ZoomLink+ präsentieren das perfekte Dynamic FM Angebot für fortschrittliche Erwachsene mit technischem Verständnis. ZoomLink+ bietet drei intelligente Richtmikrofoneinstellungen (SuperZoom, Zoom und Omni), damit kann er in allen lauten Umgebungen benutzt werden.



### MyLink+ EasyLink+

Für einfache Handhabung

Wenn ein FM Kunde ein schnell zu handhabendes und kostengünstiges System benötigt, sind MyLink+ und EasyLink+ genau das richtig für ihn. Mit nur einer Taste und einem einzelnen Mikrofonmodus ist EasyLink+ einfach zu handhaben und zu benutzen. Zusammen mit MyLink+ ermöglicht er ein klares und effektives Sprachverstehen in den meisten lauten Alltagssituationen.



**ZoomLink+**  
ist der vielseitige FM Sender



**EasyLink+**  
ist der FM Sender, der am einfachsten zu bedienen ist

Zielgruppe	ZoomLink+	EasyLink+
Jugendliche	■	
Studenten	■	
Erwachsene	■	■
Geeignet für		
Situationen, die unterschiedliche Mikrofonmodi benötigen	■	
Sitzungen und Konferenzen	■	
Persönliche Gespräche	■	■
Fernsehen	■	■
Musik hören	■	■
Erfassen analoger Signale eines Navigationssystems	■	■
Erfassen analoger Signale eines PC's	■	■

Wenn ein Kunde sich über die Lautstärke des Eingangssignals von MyLink+ beklagt, überprüfen Sie die Verstärkung des T- und MT-Programms.



---

## Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

**Mühele Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.**

