

Le damos la bienvenida al universo de Dynamic FM

Gracias por tomarse la molestia de informarse sobre los nuevos transmisores Dynamic FM de Phonak: SmartLink+, ZoomLink+ y EasyLink+.

Si utiliza estas soluciones auditivas de última tecnología con el receptor inalámbrico de Phonak correspondiente, la comprensión verbal (tanto en adultos como en adolescentes) mejorará en una amplia variedad de situaciones y asegurará que hoy sea realmente un día fantástico.

Estos 3 nuevos transmisores que se presentan aquí, ponen por primera vez a disposición de los jóvenes la tecnología Dynamic FM de Phonak que proporciona una gran claridad de sonido. Sus receptores FM proporcionan a aquellos con problemas auditivos un nítido vínculo con la voz del interlocutor.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Desafiamos los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, comprender y experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad. Vivir sin límites. Life is on.

www.phonak.com

028-0399-06/V1.00/2009-05/FD Printed in Switzerland, © Phonak AG All rights reserved

SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM para adolescentes

Hoy es un gran día



PHONAK life is on



Su audífono funciona correctamente en ambientes tranquilos, pero ¿qué ocurre cuando hay más ruido? En estas situaciones, los sistemas Dynamic FM de Phonak le pueden ayudar.

¿Cuándo le puede ayudar un transmisor Dynamic FM?

A distancia

Si está a unos metros de distancia de su amigo, comunicarse de forma eficaz puede resultar complicado. Sin embargo, con un transmisor Dynamic FM, puede oír las palabras del interlocutor claramente en su oído.



Por teléfono

Sus dificultades auditivas pueden hacer que el uso del teléfono móvil sea una tarea complicada y le pueden impedir comunicarse con normalidad con sus compañeros. SmartLink+ supera este problema con ingenio, se conecta de forma inalámbrica a todos los teléfonos móviles con Bluetooth consiguiendo así un manos libres altamente eficaz.



Con el ordenador

En la actual era multimedia de MP3 y videos en línea, usted espera que su dispositivo multimedia sea totalmente compatible. Los transmisores Dynamic FM se pueden conectar a cualquier aparato que disponga de salida de audio, ya sea PC, Mac, TV, o bien un equipo de alta fidelidad para disfrutar de su sonido de forma inalámbrica.



SmartLink+

Siempre lo mejor

Diseñado para aquellos que buscan siempre lo mejor, este transmisor Dynamic FM, compatible con todo tipo de dispositivos, ofrece funciones de gran calidad entre las que se encuentran:

- Conectividad Bluetooth para un lograr un cómodo uso del teléfono móvil con manos libres
- Soporte de Bluetooth avanzado para conseguir una eficaz reproducción de MP3
- Función de mando a distancia del audífono

SmartLink+ ofrece además: tres ajustes de haz de micrófono inteligentes (*a continuación*), tecnología SoftLanding de Phonak (elimina los molestos sonidos que se producen al colocar el transmisor en una superficie dura), una práctica entrada de audio que le permite conectar y disfrutar de la TV, el ordenador y otros dispositivos multimedia de forma inalámbrica, y además una batería de carga rápida.

Ajustes de micrófono para SmartLink+ y ZoomLink+



SuperZoom

El ajuste óptimo para ambientes muy ruidosos, como restaurantes. El micrófono capta la palabra procedente de delante y suprime el ruido de todas las demás direcciones.



Zoom

El ajuste estándar para las situaciones del día a día, tales como conversaciones cara a cara y reuniones.

ZoomLink+

Le trae el sonido que desea directamente a sus oídos

El versátil micrófono inalámbrico Dynamic FM ofrece mejor audición y comprensión en un amplio espectro de situaciones: desde reuniones familiares y fiestas hasta restaurantes, centros comerciales o salas de conferencias.

Este reducido y atractivo dispositivo incluye tecnología Dynamic FM para facilitar la escucha en ambientes muy ruidosos, tres ajustes de haz de micrófono inteligentes (*a continuación*), la nueva tecnología de protección SoftLanding de Phonak, una entrada de audio para disfrutar de la TV, ordenador y equipos de audio de forma inalámbrica, y batería de carga rápida.



Omni

Diseñado para ambientes más tranquilos, este ajuste de 360° capta el sonido que proviene de todos los lados alrededor del transmisor.

EasyLink+

Hace que cualquier conversación sea más fácil de seguir

EasyLink+, un micrófono Dynamic FM con un sólo botón, es fácil de usar y, por lo tanto, adecuado incluso para los usuarios más jóvenes.

Provisto de un solo botón de apagado y encendido, y de un ajuste de haz de micrófono fijo, EasyLink+ ofrece las claras ventajas de rendimiento de Dynamic FM, además de la tecnología de protección SoftLanding de Phonak, la posibilidad de conectarlo a la TV, al ordenador o a otro dispositivo de audio para conseguir una eficaz escucha inalámbrica, y batería de carga rápida.

Ajustes de micrófono para EasyLink+



Zoom

El ajuste por defecto de EasyLink+ es perfecto para las situaciones del día a día, tales como conversaciones cara a cara y reuniones. Un audioprotésista puede volver a programar este ajuste a SuperZoom o a Omni.