

## Le damos la bienvenida al universo de Dynamic FM

Gracias por tomarse la molestia de informarse sobre los nuevos transmisores Dynamic FM de Phonak: SmartLink+, ZoomLink+ y EasyLink+.

Si utiliza estas soluciones auditivas de última tecnología con el receptor inalámbrico de Phonak correspondiente, su comprensión verbal mejorará en una amplia variedad de situaciones y asegurará que hoy sea realmente un día fantástico.

Estos 3 nuevos transmisores que se presentan aquí, ponen por primera vez a disposición de los adultos la tecnología Dynamic FM de Phonak que proporciona una gran claridad de sonido. Sus receptores FM proporcionan a aquellos con problemas auditivos un nítido vínculo con la voz del interlocutor.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

### Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Desafiamos los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, comprender y experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad. Vivir sin límites. Life is on.**

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

028-0442-06/V1.00/2009-05/FD Printed in Switzerland, © Phonak AG All rights reserved

## SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM para adultos

### Hoy es un gran día



Su audífono funciona correctamente en ambientes tranquilos, pero ¿qué ocurre cuando hay más ruido? En estas situaciones, los sistemas Dynamic FM de Phonak le pueden ayudar.

PHONAK life is on

## ¿Cuándo le puede ayudar un transmisor Dynamic FM?

### Conversaciones en ambientes ruidosos

En una conversación, el ruido de fondo, como el sonido de la TV o de la cocina, puede confundirle e impedir su concentración. Los transmisores Dynamic FM le ayudan a centrarse en las palabras del orador, no en los sonidos a su alrededor.



### En el coche

Hablar por teléfono mientras se conduce no es conveniente incluso cuando se utiliza la opción altavoz del teléfono. La tecnología Bluetooth de Smartlink+ le permite conectar este transmisor a su teléfono móvil de forma inalámbrica para conseguir un uso manos libres altamente eficaz.



### Al ver la TV

No siempre es adecuado subir el volumen de la TV tanto como desea. Los tres transmisores Dynamic FM de Phonak, le ofrecen otra solución: simplemente, conecte el dispositivo a la salida de audio de su TV para disfrutar de un nítido sonido.



## SmartLink+

### Siempre lo mejor

Diseñado para aquellos que buscan siempre lo mejor, este transmisor Dynamic FM, compatible con todo tipo de dispositivos, ofrece funciones de gran calidad entre las que se encuentran:

- Conectividad Bluetooth para lograr un cómodo uso del teléfono móvil con manos libres
- Soporte de Bluetooth avanzado para conseguir una eficaz reproducción de MP3
- Función de mando a distancia del audífono

SmartLink+ ofrece además: tres ajustes de haz de micrófono inteligentes (*mostrados abajo*), tecnología SoftLanding de Phonak (elimina los molestos sonidos que se producen al colocar el transmisor en una superficie dura), una práctica entrada de audio que le permite conectar y disfrutar de la TV, el ordenador y otros dispositivos multimedia de forma inalámbrica, y una batería de carga rápida.

### Ajustes de micrófono para SmartLink+ y ZoomLink+



#### SuperZoom

El ajuste óptimo para ambientes muy ruidosos, como restaurantes. El micrófono capta la palabra procedente de delante y suprime el ruido de todas las demás direcciones.



#### Zoom

El ajuste estándar para las situaciones del día a día, tales como conversaciones cara a cara y reuniones.

## ZoomLink+

### Le trae el sonido que desea directamente a sus oídos

El versátil micrófono inalámbrico Dynamic FM permite una mejor audición y comprensión en un amplio espectro de situaciones: desde reuniones familiares y fiestas hasta restaurantes, centros comerciales o el coche.

Este reducido y atractivo dispositivo incluye tecnología Dynamic FM para facilitar la escucha en ambientes muy ruidosos, tres ajustes de haz de micrófono inteligentes (*a continuación*), la nueva tecnología de protección SoftLanding de Phonak, una entrada de audio para disfrutar de la TV, ordenador y equipos de audio de forma inalámbrica, y batería de carga rápida.



#### Omni

Diseñado para ambientes más tranquilos, este ajuste de 360° capta el sonido que proviene de todos los lados alrededor del transmisor.

## EasyLink+

### Hace que cualquier conversación sea más fácil de seguir

Fácil de usar e intuitivo, EasyLink+ es un eficaz micrófono Dynamic FM de un sólo botón.

Provisto de un solo botón de apagado y encendido, y de un ajuste de haz de micrófono fijo, EasyLink+ ofrece las claras ventajas de rendimiento de Dynamic FM, además de la tecnología de protección SoftLanding de Phonak, la posibilidad de conectarlo a la TV, al ordenador o a otro dispositivo de audio para conseguir una eficaz escucha inalámbrica, y batería de carga rápida.

### Ajustes de micrófono para EasyLink+



#### Zoom

El ajuste por defecto de EasyLink+ es perfecto para las situaciones del día a día, tales como conversaciones cara a cara y reuniones. Un audioprotésista puede volver a programar este ajuste a SuperZoom o a Omni.