



INSPIRO

DISCOVER DYNAMIC FM

Quizás una vez cada diez años se produce un avance decisivo que cambia el curso de la historia: un concepto o una idea que abre nuevos horizontes. Avances significativos como éstos nacen de una visión clara y un razonamiento inteligente y creativo. Dynamic FM es uno de esos avances decisivos.

Basada en un chip, unos algoritmos, un software y unos mecanismos totalmente nuevos, la plataforma Dynamic FM creará una gama de productos revolucionarios. El primero de ellos, un transmisor para colegios, se llama **inspiro**. Con un diseño inmejorable, una enorme robustez, unos menús de fácil uso en una pantalla a color de gran nitidez, unos micrófonos totalmente nuevos y muchas otras funciones, **inspiro** será el nuevo punto de referencia en las aulas. Su lanzamiento viene junto con dos receptores nuevos: el receptor universal MLxi y el ML10i, este último resistente al agua y con diseño integrado para Naída.



Diseñado para sustituir nuestros sistemas FM multifrecuencia de gran éxito, Dynamic FM ofrece total compatibilidad con las versiones anteriores e incorpora un abanico de nuevas funciones impresionantes que aportan ventajas sin precedentes a sus usuarios.

- **Extractor Dinámico de la Palabra:** un algoritmo ingenioso que mejora la relación señal/ruido con hasta 15 dB y multiplica por decenas la puntuación verbal con ruido
- **AutoConnect:** un auricular universal autoajutable que, sin necesidad de programación alguna, permite oír con sólo efectuar su conexión
- **SoundCheck:** determina los niveles de ruido en las aulas y optimiza la posición del micrófono
- **Buscador de canal:** para una recepción sin interferencias y sin necesidad de ningún esfuerzo
- **DataLogging FM:** otro producto líder a escala mundial que proporciona a los audioprotesistas archivos de registro detallados de todos los eventos principales
- **Monitorizador:** una comprobación inteligente de todas las funciones principales de los transmisores y receptores
- **Red MultiTransmisor** un nuevo método revolucionario que sustituye el sistema actual de enseñanza en grupo (más de un profesor).

Pronto, Dynamic FM se convertirá en el nuevo estándar global de FM. Los niños necesitan la mejor calidad sonora, y los profesores, el transmisor más fácil de usar que se encuentre disponible. Asegúrese de que tienen el equipo que se merecen: no se conforme con cualquier cosa; no encontrará nada mejor que **inspiro** con Dynamic FM.

PHONAK

life is on

www.phonak.com

