

iSense – éxito garantizado

Al captar la voz del interlocutor en el origen, el sistema iSense recoge el sonido deseado directamente y lo transmite a su oído con una gran calidad y de forma inalámbrica. Oirá la voz del interlocutor como si estuviera hablando a 10 o 15 cm de usted. Las investigaciones que hemos realizado han demostrado que es la distancia ideal para obtener una comprensión óptima de un discurso, especialmente en ambientes con ruido de fondo. Sin embargo, la mayoría de las personas no hablan estando a tan poca distancia. Y tampoco sería el caso en una cena, una reunión, en el coche o en la calle.

El discurso no tiene por qué sonar más alto. Sólo tiene que ser más claro. Asimismo, el ruido se perderá en el fondo, que es de donde procede.

Los adultos que llevan un sistema FM iSense cuentan que el uso de este sistema durante esos momentos de falta de

comprensión les ha facilitado la participación en conversaciones. Oyen y comprenden al interlocutor mucho mejor y más rápido. Al mismo tiempo, hace que la comunicación sea menos cansada. A cambio, les permite participar más activamente en la conversación, con más energía y entusiasmo.

La claridad en las conversaciones influye positivamente en su calidad de vida cuando, por ejemplo, mantener una conversación romántica en un restaurante no supone ningún esfuerzo; cuando, en el ámbito profesional, las negociaciones sobre asuntos importantes transcurren en un ambiente distendido y sin malos entendidos; cuando puede disfrutar de una interesante conferencia o cuando ve su programa favorito de la televisión sin tener que subir el volumen.

iSense: Oiga mejor, siéntase bien



Life is on


Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.**

www.phonak.com

iSense

Oiga mejor, siéntase bien



PHONAK life is on

iSense – su sistema de audición inalámbrico

Gracias por dedicar su tiempo a leer nuestro folleto de iSense. Esperamos poder ofrecerle información sobre los productos de iSense y darle a conocer todas las posibilidades del sistema iSense en distintas situaciones de escucha.

Damos por sentado que usted o su pareja están experimentando dificultades en la comprensión de determinadas conversaciones en las que hay ruido de fondo. El sistema iSense es un sistema FM inalámbrico. Estos

sistemas se caracterizan por proporcionar el sonido deseado directamente al oído. Consta de un auricular FM y un micrófono inalámbrico, que recoge la voz del interlocutor en el origen y la transmite por ondas de radio al receptor FM.



iSense – para personas con dificultades de comprensión en ambientes con ruido de fondo

Cada vez es mayor el número de personas que experimentan problemas de comprensión en ambientes con difícil acústica, a pesar de no tener o apenas padecer problemas de audición. Éste suele ser el primer signo de dificultad auditiva en adultos. Del mismo modo, para aquellas personas que padecen una pérdida auditiva, esto supone su mayor desafío.

Los adultos que experimentan dificultades de comprensión en ambientes con ruido de fondo pueden mostrar una pérdida auditiva leve o mínima, una pérdida auditiva unilateral, una pérdida de frecuencias altas, o incluso un Trastorno del Procesamiento Auditivo. Sin embargo, también pueden tener problemas que no estén relacionados con una pérdida auditiva. Éste es el caso de adultos que padecen esclerosis múltiple, aquellos que estén aprendiendo o se comuniquen en un idioma distinto de su lengua materna, o bien aquellos adultos que hayan sufrido traumatismos cerebrales.

Cuando nos comunicamos, intentamos comprender lo que la gente nos dice. Eso implica mucho más que oír. La escucha requiere que nuestros oídos y nuestro cerebro trabajen juntos de varias formas. Cuando nuestro cerebro procesa un discurso, muchas áreas del cerebro se activan y se combinan varias habilidades. Sobre todo, en la vida de la gente activa, todas estas acciones se llevan a cabo muy rápido.

Cuando el mayor desafío de un oyente es ser capaz de comprender un discurso en entornos con mucho ruido, un micrófono inalámbrico resulta ser la solución perfecta, puesto que superará todos los principales factores

que influyen en la comprensión del discurso en dichas condiciones de escucha:

- distancia
- ruido de fondo
- reverberación

La familia de productos de iSense ofrece dos modelos de auricular de alta tecnología. Ambos se han desarrollado para adaptarse a las necesidades de aquellas personas con un grado de audición normal o casi normal, pero con dificultades de comprensión en ambientes con ruido de fondo. Su moderno diseño permite adaptarlo a cualquier ocasión.

El diseño específico de cada auricular ofrece una variedad de ventajas para sus usuarios.



iSense – toda una familia de productos

iSense Micro – estilo lujoso, peso ligero

iSense Micro es un auricular FM de vanguardia especialmente indicado para aquellas personas que tienen las siguientes necesidades:

- un auricular de diseño minimalista y ligero
- una elección de colores para satisfacer sus preferencias personales
- un auricular prácticamente invisible que parece un auricular Bluetooth



Los auriculares iSense son los primeros auriculares que incorporan la tecnología Dynamic FM (una tecnología FM revolucionaria que Phonak ha introducido recientemente). Basándose en esta tecnología, la familia de productos iSense ofrece una amplia variedad de excepcionales funciones que permiten obtener una calidad de sonido de gran claridad y una transmisión óptima.


Asimismo permite que iSense adapte el volumen de forma automática al nivel de ruido de fondo del entorno en el que se encuentre.

Además, el nivel de salida máximo del auricular iSense se mantendrá dentro de los límites de seguridad en todo momento. Los profesionales de la audición podrán informarle con más detalle.

iSense Classic – como música para sus oídos

iSense Classic es un auricular externo con un diseño muy actual y que cuenta con una amplia variedad de carcassas: con diseño de reproductor MP3, de solapa o de bolsillo. Es la opción ideal si entre sus preferencias están las siguientes:

- una solución asequible para los dos oídos
- un control de volumen accesible directamente
- un auricular fácil de utilizar con controles visibles claramente e indicador LED
- una carcasa externa resistente
- un diseño actual al estilo de un reproductor MP3



No se recomienda el uso de los sistemas inalámbricos de Phonak con sistemas inalámbricos de otros fabricantes, puede provocar un deterioro significativo de la calidad de sonido.



SmartLink

ZoomLink

EasyLink