

Bienvenue dans l'univers Dynamic FM

Merci de prendre le temps de découvrir les nouveaux émetteurs Dynamic FM de Phonak – SmartLink+, ZoomLink+ et EasyLink+.

Ces produits ultraperformants, utilisés avec les récepteurs sans fil appropriés de Phonak, vous permettront, comme à tous les adolescents malentendants, de mieux comprendre la parole dans une multitude de situations et vous feront sûrement vivre de très belles journées.

Avec les trois nouveaux émetteurs présentés ici, la technologie acoustique cristalline Dynamic FM de Phonak est pour la première fois au service des jeunes adultes qui ont des problèmes d'audition, de concentration ou d'apprentissage. Associés aux récepteurs FM, ils leur assurent un lien direct avec la voix de leur interlocuteur ou tout autre son qu'ils souhaitent entendre.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime!

www.phonak.com

028-0399-04/V1.00/2009-05/FD Printed in Switzerland, © Phonak AG All rights reserved

SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM pour les adolescents

Quelle belle journée!



Vos aides auditives fonctionnent sans doute parfaitement bien dans le calme, mais qu'en est-il dans le bruit? Les systèmes Dynamic FM de Phonak peuvent vous aider dans ces situations.

Dans quels cas un émetteur Dynamic FM peut-il vous aider?

A distance

Si vous êtes à quelques mètres d'un ami, il sera peut-être difficile de communiquer efficacement avec lui. Par contre, avec un émetteur Dynamic FM vous pourrez entendre clairement, directement dans vos oreilles, tout ce que dit votre ami.



Au téléphone

Vos difficultés auditives ne vous facilitent pas l'emploi du téléphone mobile et vous empêchent de communiquer normalement avec vos camarades. SmartLink+ résout élégamment ce problème en vous connectant sans fil à n'importe quel téléphone mobile Bluetooth, pour une utilisation mains-libres efficace.



Sur l'ordinateur

A l'époque actuelle des MP3 et des vidéos en ligne, vous voulez être totalement immergé dans l'univers médiatique. Avec l'émetteur Dynamic FM, vous pouvez vous brancher sur n'importe quelle machine ayant une sortie audio, que ce soit un PC, un Mac, la télé ou la Hifi, et apprécier sans fil votre système audio.



SmartLink+

C'est vraiment ce qui se fait de mieux

Pensé pour ceux qui n'acceptent que ce qui se fait de mieux, cet émetteur Dynamic FM, parfait pour les systèmes audio, offre des fonctions haut de gamme exclusives, dont:

- La connectivité Bluetooth pour une utilisation mains-libres du téléphone mobile
- Un système Bluetooth ultramoderne pour la lecture efficace des MP3.
- Une télécommande d'aides auditives

SmartLink+ se distingue aussi par trois modes subtils de focalisation (*voir ci-dessous*), la technologie SoftLanding de Phonak (pour éviter d'entendre un «bang» assourdissant quand l'émetteur est posé sur une surface dure), une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et un accumulateur à recharge rapide.

Modes des microphones de SmartLink+ et ZoomLink+



SuperZoom

Mode optimal dans des situations très bruyantes, telles que les restaurants. Le microphone prélève la parole venant de l'avant et supprime les bruits venant de toutes les autres directions.



Zoom

Mode standard pour les situations de tous les jours, telles que les conversations en tête-à-tête et les réunions.

ZoomLink+

Apporte le son que vous voulez directement dans vos oreilles

Ce microphone Dynamic FM polyvalent vous permet de mieux entendre et comprendre dans de nombreuses situations – des réunions et fêtes familiales, au restaurant, dans les boutiques et les bibliothèques.

Cet appareil élancé et séduisant, est doté de la technologie Dynamic FM pour écouter dans des environnements très bruyants, de trois modes subtils de focalisation (*voir ci-dessous*), de la technologie SoftLanding de Phonak, d'une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et d'un accumulateur à recharge rapide.



Omni

Conçu pour les situations calmes, ce mode prélève sur 360° tous les sons présents autour de l'émetteur.

EasyLink+

Pour suivre plus facilement toute conversation

Très simple d'emploi et donc idéal même pour les très jeunes utilisateurs, EasyLink+ est un microphone Dynamic FM efficace, à une seule touche.

Avec sa seule touche marche/arrêt et un seul mode de focalisation du microphone, EasyLink+ offre non seulement les performances cristallines de Dynamic FM, mais aussi la technologie SoftLanding de Phonak, une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et un accumulateur à recharge rapide.

Mode microphonique d'EasyLink+



Zoom

Le mode par défaut d'EasyLink+ est parfait pour les situations de tous les jours telles que les conversations en tête-à-tête et les réunions. Ce réglage peut être reprogrammé en mode SuperZoom ou Omni par un audioprothésiste.