

## Bienvenue dans l'univers Dynamic FM

Merci de prendre le temps de découvrir les nouveaux émetteurs Dynamic FM de Phonak – SmartLink+, ZoomLink+ et EasyLink+.

Ces produits ultraperformants, utilisés avec les récepteurs sans fil appropriés de Phonak, vous permettront de mieux comprendre la parole dans une multitude de situations, et vous feront sûrement vivre de très belles journées.

Avec les trois nouveaux émetteurs présentés ici, la technologie acoustique cristalline Dynamic FM de Phonak est pour la première fois au service des adultes malentendants. Associés aux récepteurs FM, ils leur permettent d'entendre avec une exceptionnelle clarté la voix de leurs interlocuteurs.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

### Life is on\*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

**Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite. \*Et la vie s'exprime!**

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

028-0442-04/V1.00/2009-05/FD Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

## SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM pour les adultes

Quelle belle  
journée!



PHONAK life is on



Vos aides auditives fonctionnent sans doute parfaitement bien dans le calme, mais qu'en est-il dans le bruit? Les systèmes Dynamic FM de Phonak peuvent vous aider dans ces situations.

## Dans quels cas un émetteur Dynamic FM peut-il vous aider?

### Discussion dans le bruit

Des bruits ambiants, tels que ceux de la cuisine ou de la télévision, perturbent une discussion et peuvent être sources de confusions. Un émetteur Dynamic FM vous aide à vous concentrer sur votre interlocuteur et à oublier les sons gênants qui vous entourent.



### En voiture

Téléphoner et conduire sont difficilement compatibles, même avec la fonction haut-parleur. La technologie Bluetooth de SmartLink+ vous permet de vous connecter sans fil à votre téléphone mobile, pour une utilisation mains-libres efficace.



### Devant la télévision

Il est difficile de régler le son de la télévision à votre convenance personnelle. Les trois émetteurs Dynamic FM de Phonak permettent de connecter l'appareil à la sortie audio de votre télévision pour en apprécier le son cristallin.



## SmartLink+

C'est vraiment ce qui se fait de mieux

Pensé pour ceux qui n'acceptent que ce qui se fait de mieux, cet émetteur Dynamic FM, parfait pour les systèmes audio, offre des fonctions haut de gamme exclusives, dont:

- La connectivité Bluetooth pour une utilisation mains-libres du téléphone mobile
- Un système Bluetooth ultramoderne pour la lecture efficace des MP3
- Une télécommande d'aides auditives

SmartLink+ se distingue aussi par trois modes subtils de focalisation (voir ci-dessous), la technologie SoftLanding de Phonak (pour éviter d'entendre un «bang» assourdissant quand l'émetteur est posé sur une surface dure), une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et un accumulateur à recharge rapide.

## ZoomLink+

Apporte le son que vous voulez directement dans vos oreilles

Ce microphone Dynamic FM polyvalent vous permet de mieux entendre et comprendre dans de nombreuses situations – des réunions et fêtes familiales, au restaurant, dans les boutiques et même les conversations en voiture.

Cet appareil élancé et séduisant, est doté de la technologie Dynamic FM pour écouter dans des environnements très bruyants, de trois modes subtils de focalisation (voir ci-dessous), de la technologie SoftLanding de Phonak, d'une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et d'un accumulateur à recharge rapide.

## EasyLink+

Pour suivre plus facilement toute conversation

Très simple à comprendre et à utiliser, EasyLink+ est un microphone Dynamic FM efficace, à une seule touche.

Avec sa seule touche marche/arrêt et un seul mode de focalisation du microphone, EasyLink+ offre non seulement les performances cristallines de Dynamic FM, mais aussi la technologie SoftLanding de Phonak, une entrée audio très utile pour brancher et apprécier sans fil la télévision, un ordinateur ou tout autre appareil audio et un accumulateur à recharge rapide.

### Modes des microphones de SmartLink+ et ZoomLink+



#### SuperZoom

Mode optimal dans des situations très bruyantes, telles que les restaurants. Le microphone prélève la parole venant de l'avant et supprime les bruits venant de toutes les autres directions.



#### Omni

Conçu pour les situations calmes, ce mode prélève sur 360° tous les sons présents autour de l'émetteur.



#### Zoom

Mode standard pour les situations de tous les jours, telles que les conversations en tête-à-tête et les réunions.

### Mode microphonique d'EasyLink+



#### Zoom

Le mode par défaut d'EasyLink+ est parfait pour les situations de tous les jours telles que les conversations en tête-à-tête et les réunions. Ce réglage peut être reprogrammé en mode SuperZoom ou Omni par un audioprothésiste.