

# DynaMic

## Microphone à main inspiro

La technologie Dynamic FM de Phonak a révolutionné la communication sans fil dans les écoles, depuis que le Réseau MultiTalker d'**inspiro** a enfin permis de mieux entendre, discriminer et comprendre ce que disent jusqu'à 10 intervenants en même temps.

Avec DynaMic, les enfants peuvent désormais participer à chaque discussion. DynaMic élargit la fonctionnalité d'**inspiro** et du Réseau MultiTalker en permettant aux utilisateurs d'entendre et de comprendre n'importe lequel des intervenants qui prend le micro. Résultat ? Chacun dans la classe peut être entendu et par tout le monde.

Conçu pour travailler exclusivement avec l'émetteur **inspiro**, DynaMic est doté de sa technologie ultraperformante, intégrée dans un robuste microphone à main. Il se comporte comme un autre émetteur du Réseau MultiTalker.

DynaMic fonctionne donc comme l'un des 10 émetteurs du Réseau MultiTalker (l'initiateur du réseau étant toujours un **inspiro**). Il permet aux enfants qui utilisent un système FM

d'entendre le cours de leur professeur avec **inspiro** et les commentaires de leurs camarades par le microphone.

### Caractéristiques principales de DynaMic:

- **Qualité inspiro:** l'acoustique, l'électronique, le logiciel et la technologie de traitement numérique du signal sont les mêmes que pour l'émetteur vedette de Phonak.
- **Sûr pour les enfants:** DynaMic est simple d'emploi et ultra-robuste
- **Design simple et efficace:** DynaMic dispose d'un seul commutateur Marche / Sourdine / Arrêt et d'un indicateur de décharge de l'accumulateur par LED et alarme vibrante.
- 21 cm de long, avec une antenne de 15 cm
- Ne pèse que 110g / 3,8oz
- Fourni avec un pied de table robuste

Dans le domaine de la radiocommunication, le microphone à main DynaMic met la technologie d'avant-garde de Phonak à portée de main de chaque enfant et garantit qu'aucun d'eux ne sera exclu de la discussion. Il confirme ainsi que la Dynamic FM de Phonak est le système auditif pédagogique optimal.

**Remarque:** DynaMic fonctionne uniquement en Réseau MultiTalker, associé à un **inspiro**. Il ne peut pas être utilisé comme un émetteur autonome.



[www.eSchoolDesk.com](http://www.eSchoolDesk.com)  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

**PHONAK** life is on

Dynamis