

Salles de concerts et de spectacles

Solutions pour les malentendants



L'audition est notre spécialité



- Flexible
- Cristallin
- D'avant-garde

Notre sens de l'ouïe nous relie aux autres, à la musique et à notre environnement. Dans notre monde moderne, de plus en plus de personnes souffrent d'une déficience auditive plus ou moins sérieuse.

On estime que pas moins d'1 personne sur 6 est atteinte d'une perte auditive. La prévalence des affections auditives est liée à l'allongement de la durée de la vie et touche donc un groupe important d'individus de plus de 50 ans. Comme cette population croît rapidement, vous avez tout intérêt à équiper en conséquence votre salle de spectacle, afin de prendre en considération le nombre croissant de spectateurs dans cette catégorie.

Une bonne solution auditive pour les malentendants est donc primordiale. Il est essentiel de bien entendre pour pouvoir apprécier toutes les subtilités d'un spectacle. Des systèmes supplémentaires d'aide à l'audition sont donc indispensables dans toutes les salles. La qualité du système proposé peut même conditionner le choix de la salle. Si le système fait défaut ou ne fonctionne pas correctement, les malentendants éviteront certaines représentations ou même s'en détourneront totalement.

Vous n'avez (toujours) pas de système supplémentaire d'aide à l'audition ou le vôtre ne vous donne pas satisfaction? Voulez-vous avoir la meilleure solution possible pour vos spectateurs, celle qui répondra totalement à leurs besoins? Alors, nous vous conseillons de lire attentivement cette brochure.

Avec la FM de Phonak, vous pourrez offrir quelque chose de vraiment unique à vos spectateurs!



Des années d'expérience des troubles auditifs

Dès le début, Phonak s'est imposé comme un des leaders de la fabrication de systèmes auditifs d'avant-garde et nous sommes donc familiarisés avec les exigences et les besoins des malentendants. Autrement dit, nous n'avons pas seulement une avance technologique, mais nous comprenons aussi les impératifs humains des malentendants.

En plus de ses aides auditives révolutionnaires, Phonak développe et produit des systèmes de radiocommunication exploitant la technologie FM. Ces systèmes peuvent se connecter aux aides auditives et procurent une amélioration considérable de l'audition, entravée par le bruit ou la distance.

Chaque année, des milliers de consommateurs découvrent les bénéfices de nos systèmes FM qui peuvent être connectés à leurs aides auditives par un audioprothésiste. Imaginez simplement ce qui peut se passer quand ces personnes fréquenteront votre salle de spectacle: votre système se connecterait en douceur aux leurs. Ce serait une expérience fabuleuse pour les malentendants!

Par expérience, nous savons que même les personnes qui entendent bien aiment utiliser un système FM quand elles vont au spectacle. La FM de Phonak peut aussi satisfaire cette demande. Avec la FM de Phonak, vous disposez d'une solution flexible et polyvalente.



Technologie FM ultramoderne

Excellente qualité sonore, simplicité d'emploi

Un émetteur FM doit être utilisé et chaque spectateur peut disposer d'un récepteur FM. La FM est une onde radio qui transmet un son cristallin, sans parasites, directement dans les oreilles des spectateurs. Avec la FM de Phonak, plus de soucis d'interférences, comme avec les systèmes inductifs ou infrarouges.



TX-300 V

TX-300 V – Émetteur à grande portée

L'émetteur FM TX-300 V, spécialement destiné aux salles de spectacles, peut facilement servir dans des salles importantes. L'émetteur est à la fois pratique et simple d'emploi. Sa portée est facile à contrôler sur sa face avant.



MyLink
(Récepteur FM avec collier)

MyLink

Le récepteur FM universel MyLink se porte autour du cou du spectateur. Il recueille le signal FM émis par le TX-300 V. Le signal FM est alors converti en un signal inductif qui est capté par la bobine inductive de l'aide auditive. Celle-ci doit être commutée sur un programme M ou MT. MyLink peut se porter discrètement sous les vêtements. Sa remarquable qualité sonore et la simplicité d'emploi de son réglage de volume en font un récepteur idéal.

Pour les personnes non appareillées, il est recommandé d'employer MyLink avec un casque.




WallPilot™



Aide auditive avec récepteur FM miniature

WallPilot™ – Toujours la bonne fréquence (optionnel)

Les malentendants appareillés qui possèdent déjà leur système FM personnel peuvent utiliser leurs propres récepteurs dans les salles de spectacle. C'est même recommandé, car ces récepteurs ont été optimisés pour leurs aides auditives. WallPilot ajuste automatiquement la fréquence radio des récepteurs FM de Phonak à la valeur correcte. Pour cela, il suffit au spectateur de passer devant le WallPilot, qui devra donc être placé à l'entrée de la salle de spectacle. C'est ainsi que les récepteurs FM seront (temporairement) ajustés à la fréquence correcte de la salle. Ceci est devenu possible grâce à la technologie multifréquence de Phonak. Et comme plusieurs milliers de malentendants bénéficient déjà de cette technologie, ils profiteront pleinement de la représentation, avec un plaisir sans limite!





Exactement ce que veulent les malentendants

Avec la FM de Phonak, les spectateurs peuvent s'asseoir là où ils veulent. Ils ne sont désormais plus tenus de choisir une place à proximité de la boucle inductive ni dans la zone d'action des émetteurs infrarouges.

Les systèmes supplémentaires d'aide à l'audition traditionnels sont souvent considérés comme insuffisants, sujets à trop d'interférences ou d'une médiocre qualité sonore. La technologie FM présente un ensemble de performances fiables et une excellente qualité acoustique. Tous les malentendants appareillés, disposant de leurs propres systèmes FM, pourront apprécier **des spectacles d'une qualité supérieure** avec leurs aides auditives personnelles: le signal FM est directement appliqué à leurs appareils, ce qui garantit une reproduction sonore cristalline, adaptée à la nature et à l'importance de chaque perte auditive.

Le niveau sonore idéal est affaire de goût personnel. Il peut facilement être ajusté par MyLink à l'aide du contrôle de volume placé sur le côté de l'appareil. Comme la sensibilité du capteur téléphonique varie d'une aide auditive à l'autre, les utilisateurs peuvent ainsi ajuster le volume sonore à leur convenance. Le signal est transmis dans l'aide auditive en toute 'transparence', grâce à la courbe de réponse audio très horizontale de MyLink. En d'autres termes, les réglages individuels de l'aide auditive sont préservés.

- Moderne
- Petit
- Très puissant



MyLink, un récepteur FM universel



Contrôle de volume (+/-) et commutateur marche/arrêt



«Avec mon système FM personnel, j'ai du plaisir comme jamais auparavant. Quelle technologie surprenante!»

Exactement ce que les malentendants recherchent

La FM de Phonak est exactement ce que veulent les spectateurs. Mais vous avez aussi de nombreux avantages pratiques importants à prendre en considération.

Facilité d'installation

Le TX-300 V est simple et rapide à installer. Aucun appareil supplémentaire ne s'impose, car son fonctionnement n'est pas perturbé par des obstacles, quels qu'ils soient, tels que des piliers ou des rideaux. C'est très pratique si vous décidez d'agrandir votre salle de spectacle.

Qualité sonore optimale dans toutes les situations

La technologie FM offre une qualité sonore cristalline et permanente, avec une intensité sonore sans égale. La FM de Phonak peut aussi fonctionner sans aucun problème dans un théâtre en plein air!

Des avantages pour de nombreux groupes d'utilisateurs

Avec un seul système, vous offrez une solution:

1. aux utilisateurs d'aides auditives
2. aux utilisateurs d'aides auditives qui possèdent leur propre FM de Phonak
3. aux normo-entendant ou quasi normo-entendant qui n'ont besoin que d'une petite aide supplémentaire

Facilité d'entretien

Le récepteur MyLink est un appareil robuste, petit et maniable qui ne demande que très peu d'entretien. Une valise pratique de transport et de recharge permet de ranger tout l'équipement de façon professionnelle.




Séminaires et conférences

Avez-vous également des salles de conférences ou de réunions que vous aimeriez équiper pour les malentendants? Dans ce cas, vous pouvez aussi utiliser la FM de Phonak.

Le système n'est pas figé dans une zone donnée, ce qui vous assure une très grande souplesse d'utilisation. Un petit émetteur portable spécial, avec un micro cravate, peut être utilisé par les orateurs. Les malentendants utilisent le même MyLink, exactement de la même façon que dans la salle de spectacle. Ceci donne encore plus de souplesse à votre système!



Valise pour la recharge de 10 récepteurs FM MyLink



Les malentendants partageront leur expérience agréable avec les autres.



Votre système est unique

Un lien puissant avec le monde des malentendants

Laissez vos spectateurs malentendants faire la promotion de votre salle de spectacle! Ils seront heureux de partager leurs expériences agréables avec d'autres malentendants. Comme tout le monde, ils aiment pouvoir apprécier un spectacle magnifique sans devoir faire face au moindre problème. Et c'est pourquoi ils seront tellement heureux de partager leurs expériences positives avec tous ceux qui sont dans la même situation qu'eux-mêmes.

Toujours pas convaincu?

Si vous le souhaitez, notre responsable commercial peut prendre rendez-vous avec vous pour discuter des solutions possibles pour votre salle de spectacle.

TX-300 V – un émetteur à grande portée





Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

**Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime!**

