

MyLink+

La Dynamic FM pour tous

PHONAK

life is on

Adoptez la communication sans fil pour mieux comprendre

Les adultes appareillés veulent avant tout mieux communiquer dans le bruit. Les systèmes FM établissent une liaison directe entre l'orateur et l'auditeur malentendant, garantissant ainsi l'intelligibilité vocale optimale même dans les situations d'écoute les plus difficiles.

Les produits Dynamic FM de Phonak atteignent les meilleurs rapports du signal sur bruit du marché et permettent aux utilisateurs de vivre l'expérience auditive la plus précise qui soit.

Qu'est-ce que MyLink+ ?

MyLink+ est un récepteur Dynamic FM abordable et simple d'emploi, compatible avec toutes les aides auditives équipées d'un capteur téléphonique, de Phonak ou de tout autre fabricant.

Comment fonctionne-t-il ?

Un émetteur Dynamic FM, tel que le ZoomLink+ de Phonak, prélève la parole souhaitée à sa source. Ce son est envoyé sans fil au récepteur (MyLink+) qui relaie le signal vocal en toute clarté dans les aides auditives de l'utilisateur. MyLink+ se porte autour du cou et applique une technologie inductive pour transmettre le signal reçu dans les aides auditives.



Personne parlant dans l'émetteur



Malentendant appareillé utilisant MyLink+

Avantages de MyLink+ :

- Qualité sonore Dynamic FM
- Compatible avec toutes les aides auditives à capteur magnétique (y compris les intra-auriculaires)
- Compatible avec tous les émetteurs Dynamic FM de Phonak (et rétro compatible avec ses émetteurs FM standards)
- Accumulateur longue durée à recharge rapide (80% en 1 heure / 100% en 2 heures)
- Sortie casque pour faire des démonstrations à des normo-entendants

Explication de Dynamic FM :

Dynamic FM est la plateforme FM Phonak de nouvelle génération. La clé de son succès pour les adultes est l'Avantage FM Adaptatif (AFMA), un nouvel algorithme qui ajuste le niveau de sortie du récepteur FM en fonction du niveau de bruit ambiant. Il en résulte une importante amélioration du rapport du signal sur bruit. Avec MyLink+, l'AFMA est désormais disponible dans un récepteur Dynamic FM avec boucle inductive.

(Remarque : la configuration spécifique du capteur T des aides auditives de certains utilisateurs peut limiter les avantages de Dynamic FM.)

Emetteurs recommandés avec MyLink+

MyLink+ est l'appareil idéal pour faire découvrir Dynamic FM aux adultes malentendants. Il suffit, selon les besoins de l'utilisateur, d'associer MyLink+ à ZoomLink+ ou à EasyLink+.



MyLink+ ZoomLink+

Pour la souplesse de la communication

MyLink+ et ZoomLink+ illustrent l'offre Dynamic FM idéale pour les adultes modernes, passionnés de technique. Avec trois modes microphoniques sophistiqués (SuperZoom, Zoom et Omni), ZoomLink+ est parfait dans tous les types de milieux bruyants.



MyLink+ EasyLink+

Pour la simplicité d'emploi

Le couple MyLink+ et EasyLink+ est le système idéal pour un client FM qui cherche un système abordable et simple. Avec une seule touche et son mode microphonique unique, EasyLink+ est facile à installer et à mettre en marche. Couplé à MyLink+, il assure une communication claire, efficace, dans la plupart des situations bruyantes quotidiennes.



ZoomLink+

est l'émetteur FM de ceux qui savent ce qu'ils veulent



EasyLink+

est l'émetteur FM le plus simple d'emploi

Groupes cibles	ZoomLink+	EasyLink+
Adolescents	■	
Etudiants	■	
Adultes	■	■
Convient pour		
Situations nécessitant différents modes microphoniques	■	
Réunions et conférences	■	
Discuter en tête à tête	■	■
Regarder la télévision	■	■
Ecouter de la musique	■	■
Ecouter le signal audio du GPS	■	■
Ecouter le signal audio de l'ordinateur	■	■



Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

**Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime!**

