

iSense

Entendez mieux, sentez-vous bien!



PHONAK

life is on

iSense – votre système d'écoute sans fil

Merci de bien vouloir prendre le temps de lire notre brochure iSense. Nous sommes impatients de partager avec vous des informations sur les produits iSense et vous expliquer tout ce que ce système peut vous apporter – dans de multiples situations d'écoute.

Nous supposons que vous, ou votre partenaire, avez peut-être des difficultés de compréhension en présence de bruit.

Le système iSense est un système FM sans fil. Il transmet le son souhaité directement dans l'oreille. Il est composé d'un récepteur FM et d'un microémetteur sans fil qui prélève la voix de l'orateur à la source et la transmet par ondes radio au récepteur.



iSense – pour ceux qui ont des difficultés de compréhension dans le bruit

Un nombre croissant de personnes comprend mal la parole dans des environnements difficiles, bien que leur audition soit normale ou quasi-normale. C'est généralement le premier signe d'une difficulté auditive chez les adultes. Chez les malentendants aussi, ces situations sont les plus difficiles à maîtriser.

Les adultes qui rencontrent des difficultés de compréhension dans un bruit de fond peuvent être atteints de pertes auditives minimales, légères, unilatérales ou marquées dans les aigus, ou même souffrir d'un trouble du traitement auditif. Mais ils peuvent aussi avoir des problèmes qui ne semblent pas être liés à l'audition. C'est le cas d'adultes atteints de sclérose en plaque, de ceux qui étudient et communiquent dans une langue autre que leur langue maternelle, ou d'adultes atteints de traumatismes cérébraux.

Pour communiquer, nous essayons de comprendre ce que l'on nous dit. Cela implique plus que la seule audition. Écouter suppose que nos oreilles et notre cerveau travaillent ensemble – de différentes façons. Quand notre cerveau traite la parole, de nombreuses zones cérébrales s'activent et de nombreuses compétences se combinent. C'est notamment vrai en particulier chez ceux qui mènent une vie active où tout ceci doit fonctionner rapidement.

Quand le plus grand défi d'un auditeur est de comprendre la parole dans des environnements bruyants, la solution idéale est d'utiliser un microémetteur sans fil, capable de surmonter les principaux obstacles qui affectent l'intelligibilité vocale dans ces situations d'écoute:

- la distance
- le bruit ambiant
- la réverbération

La famille de produits iSense offre deux modèles de récepteurs high-tech. Tous deux ont été développés pour répondre aux besoins de ceux dont l'audition est normale ou quasi-normale, mais qui ont des difficultés de compréhension dans un bruit ambiant. Leur design moderne permet de les porter de façon élégante – en toutes circonstances.

Le design spécifique de chaque modèle vous offre de multiples avantages.



iSense – une famille complète de produits

iSense Micro – élégant et ultra-léger

iSense Micro est un récepteur FM ultramoderne porté sur l'oreille, destiné à tous ceux qui veulent ou ont besoin:

- d'un petit récepteur léger sur l'oreille
- d'un choix de couleurs assorties aux préférences personnelles
- d'un récepteur pratiquement invisible, style oreillette Bluetooth



Les récepteurs iSense sont parmi les premiers récepteurs dotés de la Dynamic FM – une technologie FM révolutionnaire, récemment introduite par Phonak. Basée sur cette technologie et couplée à un émetteur Dynamic FM, la famille de produits iSense offre toute une série de fonctions extraordinaires qui permettent d'avoir une qualité sonore claire et une transmission optimale. Elle permet aussi à iSense d'adapter automatiquement son volume sonore selon le niveau de bruit ambiant, quel que soit l'environnement. De plus, le niveau maximal de sortie des récepteurs iSense reste en permanence dans des limites sûres. Votre audioprothésiste pourra vous en dire plus.

Il n'est pas recommandé de combiner les produits FM de Phonak avec ceux d'autres fabricants. Il pourrait en résulter une réduction significative de la qualité sonore.

iSense Classic – un grand plaisir

iSense Classic est un petit boîtier FM à la mode qui peut se porter de différentes façons: comme un lecteur MP3, en collier ou dans la poche. C'est le choix idéal si vous préférez:

- une solution abordable pour les deux oreilles
- un contrôle de volume directement accessible
- un récepteur simple d'emploi avec des contrôles clairement visibles et un indicateur lumineux
- un boîtier portable robuste
- un design moderne style MP3



iSense Micro et iSense Classic sont compatibles avec tous les émetteurs sans fil existants de Phonak.



SmartLink

ZoomLink

EasyLink

iSense – Le succès garanti

En prélevant à la source la voix de l'orateur, le système iSense transmet non seulement le signal utile directement dans votre oreille – sans fil – mais il le présente aussi avec une grande qualité sonore. Vous entendez votre interlocuteur comme s'il vous parlait à 10 ou 15 centimètres (4 à 6 pouces) de distance. La recherche nous enseigne que c'est la distance idéale pour comprendre au mieux la parole, en particulier dans un bruit ambiant. Toutefois, la plupart des gens ne sont pas aussi proches pour se parler. Ce n'est d'ailleurs pas toujours possible à un dîner, en réunion, en voiture ou dans la rue.

La voix ne sera pas nécessairement plus forte. Elle sera simplement plus claire. Et le bruit disparaîtra finalement à l'arrière-plan, là où il devrait être.

Les adultes qui ont un système FM iSense disent que quand ils l'utilisent pendant ces périodes d'écoute difficiles, ils ont beaucoup plus de facilité pour participer aux conversations. Ils entendent et comprennent mieux et plus vite leur interlocuteur. La communication est moins fatigante. Ceci permet alors de participer plus activement et avec plus d'énergie et d'enthousiasme.

Une communication claire améliore aussi nettement la qualité de la vie – quand une conversation romantique au restaurant n'exige aucun effort, quand des professionnels engagent des négociations commerciales importantes sans difficultés ni malentendus, quand on peut suivre chaque mot d'une conférence passionnante ou quand on regarde son émission télévisée favorite sans devoir mettre le son trop fort.

iSense: Entendez mieux, sentez-vous bien!





Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

**Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime!**

