

Choix d'un émetteur Dynamic FM

SmartLink+



SmartLink+ est l'émetteur FM pour ceux qui ne veulent que ce qui se fait de mieux.

ZoomLink+



ZoomLink+ est l'émetteur FM pour ceux qui savent ce qu'ils veulent.

EasyLink+



EasyLink+ est l'émetteur FM le plus facile à utiliser.

INSPIRO



inspiro est l'émetteur Dynamic FM pour les professeurs. Il convient aussi bien aux écoles traditionnelles que spéciales.

DynaMic



DynaMic est le microphone à main pour le Réseau MultiTalker d'inspiro.

Groupes cibles	SmartLink+	ZoomLink+	EasyLink+	INSPIRO	DynaMic
Adolescents	■	■			
Etudiants	■	■			
Personnes en activité	■				
Tous les adultes / personnes âgées	■	■	■		
Enfants à l'école				■	■
Enfants à la maison	■			■	
Convient pour					
Télécommande des aides auditives Phonak	■				
Emploi du téléphone mobile Bluetooth	■				
Emploi du MP3 Bluetooth (A2DP*)	■				
Tout appareil Bluetooth utilisant le profil oreillette ou A2DP	■				
Tous les cas nécessitant plusieurs modes microphoniques	■	■			
Réunions et conférences	■	■			
Conversation en tête-à-tête	■	■	■	■	
Ecoute de la télévision	■	■	■	■	
Ecoute de la musique	■	■	■	■	
Réception du signal audio analogique	■	■	■	■	
Réception du signal audio ordinateur	■	■	■	■	
Utilisation scolaire				■	■
Intervenants multiples en classe				■	■

* A2DP est un profil Bluetooth pour des appareils de diffusion audio, allant par exemple des lecteurs MP3 aux casques. SmartLink+ est compatible avec le profil A2DP.