

Välkommen till en värld av Dynamic FM-teknologi

Tack för att du tar dig tid att lära dig mer om Phonaks nya Dynamic FM-sändare - SmartLink+, ZoomLink+ och EasyLink+.

Genom att använda dessa hörselprodukter tillsammans med lämplig trådlös mottagare från Phonak, uppfattar du bättre vad som sägs i olika situationer och ser till att det verkligen blir en bra dag idag.

Med de tre nya sändarna som introduceras här, kan alla för första gången uppleva Phonaks Dynamic FM -teknologi, som ger ett klart och tydligt ljud i alla besvärliga lyssningssituationer.



SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+

Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem, som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommuniera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se

028-0442-09/V1.00/2009-04/FO Printed in Switzerland, © Phonak AG, all rights reserved

SmartLink+ ZoomLink+ EasyLink+ Dynamic FM för vuxna

En så'n vacker dag!



PHONAK life is on



Dina hörselapparater fungerar kanske alldeles utmärkt när det är tyst, men hur fungerar de i bullrig miljö? Phonaks Dynamic FM-system kan hjälpa dig i dessa situationer.

När kan en Dynamic FM-sändare hjälpa dig?

Samtal i bullriga situationer

När du samtalar med någon, kan bakgrundsbullret från t ex köket eller TV:n bli störande eller förvirrande. En Dynamic FM-sändare hjälper dig att fokusera på det talaren säger, inte på ljuden runt omkring.



I bilen

Med Bluetooth-teknologin i SmartLink+ kan man ansluta sändaren trådlöst till mobiltelefonen och utnyttja den praktiska handsfree-funktionen.



När du tittar på TV

Det är inte alltid möjligt att höja TV:ns ljudvolym så att den passar dig. Med samtliga tre Dynamic FM-sändarna från Phonak finns det en lösning, anslut bara enheten till TV-apparatens ljudutgång, så kan du njuta av ett kristallklart ljud.



SmartLink+

När man bara vill ha det allra bästa

Denna Dynamic FM-sändare kan användas tillsammans med alla de kommunikationsverktyg som finns och har konstruerats för dem som bara vill ha det allra bästa. Sändaren har exklusiva, högteknologiska funktioner som inkluderar:

- Bluetooth-anslutningsmöjligheter för praktisk och bekväm handsfree-användning av mobiltelefonen
- Avancerat Bluetooth-stöd för effektiv MP3-lyssning
- Fjärrkontroll av hörapparaten

SmartLink+ har också tre smarta mikrofonlägen (*visas nedan*), Phonaks SoftLanding-teknologi (som gör att du slipper höra ett irriterande ljud, när du placerar sändaren på en hård yta), en praktisk ljudingång så att du trådlöst kan ansluta och få glädje av TV:n, datorn eller övrig mediautrustning samt ett batteri, som går att snabbbladda.

Mikrofonlägen för SmartLink+ och ZoomLink+



SuperZoom

Den optimala inställningen för mycket bullriga miljöer, t ex restauranger. Mikrofonen tar upp talet framifrån och undertrycker buller från alla övriga riktningar.



Omni

Detta 360°-läge, som har konstruerats för tystare miljöer, tar upp ljudet runt omkring sändaren.



Zoom

Standardinställningen för vardagliga situationer, t ex vid samtal ansikte mot ansikte och sammanträden.

ZoomLink+

Ger dig det ljud som du önskar direkt i dina öron

Denna mångsidiga, trådlösa Dynamic FM-sändare gör det möjligt att höra och förstå tal bättre i ett stort antal situationer, från familjesammankomster och fester till restauranger, köpcentra och i bilen.

Denna sändare innehåller Dynamic FM-teknologi för att du ska kunna lyssna i mycket bullriga miljöer, tre smarta mikrofonlägen (*visas nedan*), Phonaks nya, skyddande SoftLanding-teknologi, en ljudingång för effektiv, trådlös användning av TV:n, datorn och ljudmedia samt ett batteri, som går att snabbbladda.

EasyLink+

Gör det enklare att delta i samtal

EasyLink+ är en effektiv Dynamic FM-sändare, som är mycket enkel att använda med bara en enda knapp.

EasyLink+, som sätts på/stängs av med en enda knapptryckning och har ett fast mikrofonläge, har förutom Phonaks skyddande SoftLanding-teknologi även Dynamic FM-systemets kristallklara funktioner, möjligheten att ansluta till och trådlöst lyssna på TV:n, datorn eller andra ljudmedia samt mycket snabb batteriladdning.

Mikrofonläge för EasyLink+



Zoom

Standardinställningen för EasyLink+ är perfekt för vardagliga situationer, t ex vid samtal ansikte mot ansikte och sammanträden. Denna inställning kan omprogrammeras till SuperZoom eller rundupptagning av din audionom.