

## Naída IX - conexión a los teléfonos, la TV y equipos de audio



Ver la televisión, mantener una conversación por teléfono o escuchar el sonido procedente de un equipo estéreo: tales actividades se convierten en un auténtico placer gracias a las opciones FM y a los accesorios inalámbricos digitales de fácil uso. Con sus funciones de conexión inalámbrica, Naída IX le abre la puerta al universo de la comunicación, teléfono, televisión, FM o MP3, entre otras posibilidades. Para conocer más detalles, consulte a su audioprotesista o lea el folleto "Con Phonak oírás mejor - Ventajas y opciones".

### Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad. Vivir sin límites. Life is on.**

Su audioprotesista:



[www.naida.phonak.com](http://www.naida.phonak.com)

Naída  
PowerHearing

Más audición. Atractivo diseño.  
Resistente al agua.

028-0444-06V1.00/2009-03/WU Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

PHONAK life is on

## Naída IX

El nuevo audífono Naída IX, con sus máximas prestaciones, es el primer producto de gama alta, incluido en el segmento potente, que incorpora todas las funciones y que, además, está adaptado a las necesidades de los usuarios con una pérdida auditiva significativa. Puede disfrutar de todas las ventajas que ofrece la tecnología superior de la plataforma CORE de Phonak, sin duda, la más sofisticada del sector.

Si desea mejorar su calidad de vida optando por un rendimiento, una audibilidad, una facilidad de audición, una resistencia y un diseño óptimos, le invitamos a conocer más acerca del nuevo y fascinante Naída IX.



Tamaño original

## Naída IX – su valor

### SoundRecover

Esta función permite disfrutar de una conversación agradable, y entender sin problemas las voces femeninas y la de los niños. El sonido del teléfono y el canto de los pájaros vuelven a resultar audibles. ¿Cómo? Los agudos se comprimen y pasan a una franja en la que podrá oírlos.

### VoiceZoom

La comprensión verbal en ambientes ruidosos dejará de entrañar dificultades. Esto es posible gracias a la tecnología de micrófono direccional, que ayuda a centrar la audición en aquello que desea oír.

### SoundRelax

Los sonidos agudos y bruscos (como el chocar de los platos) se suprimen de forma instantánea sin que ello afecte a la comprensión verbal.

### Sistema Echoblock

Ahora podrá relajarse en lugares de culto o en los acontecimientos deportivos de interior, situaciones en las que son frecuentes los efectos del eco. Con esta herramienta de gestión de los sonidos distorsionados hasta las reverberaciones se vuelve agradables.

### ZoomControl con DirectTouch

Ahora podrá disfrutar de las conversaciones incluso cuando resulte incómodo situarse de cara al interlocutor. Podrá, literalmente, aplicar un zoom para centrarse en las palabras de éste con independencia de dónde esté situado.

### DuoPhone

La voz del teléfono llegará a ambos oídos tan pronto como acerque el auricular a uno de ellos. Con esto, mantener una conversación resulta mucho más sencillo.

### SoundFlow

Las transiciones entre las situaciones auditivas serán tan armoniosas que pasarán inadvertidas. Los programas auditivos se cambian, gracias a la sofisticada gestión de programas, de un modo suave pero inmediato, una experiencia auditiva ideal.

Piense en todas las situaciones auditivas que constituyen un reto e imagine ahora poder superarlas (incluso las más desafiantes) con la ayuda del Naída IX.

El estético diseño del Naída es digno de mostrar. Además, puede elegir entre dos modelos, ambos disponibles en 19 colores.

