

Naída S IX

Exigez la puissance de mieux entendre

Entendez mieux, plus souvent

Phonak a été le premier à introduire la technologie zoom pour mieux comprendre la parole dans le bruit. Naída S IX rend la compréhension plus efficace grâce à de nouvelles améliorations de la technologie exclusive zoom.

La technologie Naída S IX offre trois différents niveaux de zoom:



UltraZoom Premium

Si plusieurs personnes sont en face de vous en milieu bruyant, UltraZoom se focalise automatiquement sur elles. Les bruits latéraux et arrière sont éliminés.



StereoZoom

Dans une situation très bruyante, StereoZoom réduit le bruit environnant en zoomant sur une seule personne.



auto ZoomControl

Quand vous ne pouvez pas être en face de la personne qui parle (ex. en voiture), auto ZoomControl zoome sur les côtés ou derrière vous pour comprendre sans effort.

Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite.

*** Et la vie s'exprime!**

www.phonak.com

Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste:



Découvrez ce que les gens pensent:

www.1000reasonsfornaida.com

V1.001/2011-02/WUJFO © Phonak AG All rights reserved

PHONAK

life is on

Le meilleur du plaisir auditif surpuissant

Naída S IX est la nouvelle solution surpuissante de référence.

Naída S IX est l'aide auditive la plus sophistiquée, pour tous ceux qui ont une perte auditive importante. Si vous voulez améliorer votre qualité de vie en choisissant ce qui se fait de mieux en termes d'audibilité, de performances, de fiabilité et de design, lisez ces informations.

Plus d'audition

SoundRecover rend plus agréables et mieux audibles les sons aigus qui sont normalement difficiles à entendre. Les sifflements gênants sont éliminés grâce à la puissante technologie LarsenBloc.



Plus de liberté, partout et toujours

Plus de fiabilité

Naída S IX combine les performances les plus incroyables avec le plus magnifique des designs résistant à l'eau, pour une fiabilité incomparable.

Plus de connectivité

Les accessoires sans fil de Phonak rendent les loisirs, les communications et le travail beaucoup plus agréables. La télé, le téléphone, le MP3, le GPS et les ordinateurs deviennent un plaisir sans effort.

De plus, seul Naída S IX dispose de DuoPhone pour téléphoner avec vos deux oreilles, en approchant le téléphone de l'une d'elles. La voix est extrêmement claire, avec moins de bruit.

Connecter le Phonak TVLink à votre Naída S IX permet d'entendre directement le téléviseur dans vos oreilles et d'ajuster séparément votre volume sonore. Idéal pour regarder la télévision en famille.

Des performances haut de gamme pour une vie bien remplie

Vos avantages	Fonctions
Comprendre la parole	
Savourer tout le spectre des sons audibles.	SoundRecover
Comprendre dans le bruit	
Zoomer automatiquement sur la parole venant de face et éliminer les bruits venant des côtés et de l'arrière.	UltraZoom Premium
Zoomer encore plus près sur la voix d'une seule personne et réduire encore le bruit.	StereoZoom
Bien entendre sans être en face de l'orateur.	auto ZoomControl
Entendre confortablement.	NoiseBloc Premium
Comprendre au téléphone et avec d'autres appareils	
Au téléphone, entendre la voix de son correspondant dans ses deux oreilles.	DuoPhone
Se connecter directement aux téléphones mobiles, téléviseurs, lecteurs MP3, etc.	iCom, TVLink, Click'nTalk
S'adapter aux changements ambiants	
Jouir d'une adaptation automatique parfaite à tous les sons ambiants.	SoundFlow Premium
Entendre clairement dans des milieux réverbérants.	EchoBloc
Avoir un plus grand confort auditif en plein air.	WindBloc
Éliminer les sifflements gênants.	LarsenBloc

