

## Sentire bene in più ambienti


Phonak è stata una delle prime aziende ad introdurre la tecnologia zoom per perfezionare la comprensione in situazioni di ascolto critiche. Naída offre un buon ascolto grazie ad ulteriori miglioramenti alla tecnologia dei microfoni direzionali zoom.

Questa tecnologia permette tre livelli di zoom:



### UltraZoom

In situazioni rumorose in cui più persone parlano, UltraZoom enfatizza automaticamente le loro voci. In Naída V e IX, inoltre, il rumore laterale e posteriore è ridotto (SNR-Boost)



### StereoZoom (Naída S IX)

In situazioni rumorose in cui desiderate comunicare solo con una persona, StereoZoom riesce ad enfatizzare la voce del parlante e riduce ulteriormente il rumore.



### ZoomControl

Se non potete stare di fronte a chi parla, come in auto, ZoomControl enfatizza le voci provenienti di lato e da dietro per permettere la comprensione. In Naída S IX è automatico.

## Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee e dalla nostra attenzione. Sfidando con creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che aiutano le persone a udire, comprendere e vivere la vita in tutta la sua ricchezza.

**Interagire liberamente, comunicare con fiducia. Vivere senza limiti.**  
**Life is on.**

Il tuo Audioprotesista:

# Naída S

Sentire bene si può.  
Basta crederci!



AUT. MIN. del 7/06/2011. E' UN DISPOSITIVO MEDICO CE 0459 - Cod. SG032

**PHONAK**

life is on

## Il piacere dell'ascolto ad elevati livelli

Naída S è una soluzione Power, nuova nel settore.

Naída S offre grandi vantaggi a coloro che soffrono di ipoacusie importanti. Buon ascolto, buona performance in termini di durata e di design per godere di una qualità di vita ottimale.

### Elevata udibilità

Con SoundRecover i suoni con componenti acute, in genere difficili da udire, possono essere percepiti più agevolmente. Inoltre, grazie alla potente tecnologia WhistleBlock vengono ridotti i fastidiosi fischi.



## Libertà, in ogni situazione

### Affidabilità

Naída S combina performance elevate con un gradevole aspetto e con la resistenza all'acqua per offrire un'affidabilità elevata.

### Connettività

Con gli accessori senza fili di Phonak, l'intrattenimento multimediale, la comunicazione ed il lavoro sono molto più divertenti. Riscopri il piacere di usare senza difficoltà televisore, telefono, lettore MP3, GPS e computer.

Inoltre, un Phonak Naída S IX utilizza DuoPhone, che permette di sentire la voce al telefono in entrambe le orecchie non appena si avvicina la cornetta ad un solo dei due. La chiarezza sonora è ottimale ed il rumore di fondo è basso.

Accoppiando il TVLink di Phonak con il tuo Naída S il suono della TV arriverà direttamente alle tue orecchie, così tu e la tua famiglia potrete regolare il volume distintamente e godere insieme delle trasmissioni televisive.

## Grandi performance

Benefici	Caratteristiche
<b>Comprensione del parlato</b>	
Godere di uno spettro completo di suoni udibili.	SoundRecover
<b>Comprensione in presenza di rumore di fondo</b>	
Enfaticizzazione automatica delle voci frontali e riduzione del rumore laterale e posteriore.	UltraZoom
Enfaticizzare la voce del parlante e ridurre il rumore.	StereoZoom (IX)
Sentire bene quando non si è di fronte al parlante.	ZoomControl (V-IX)
Vivere l'esperienza di un ascolto confortevole.	NoiseBlock
<b>Comprensione al telefono e con altri dispositivi</b>	
Sentire il telefono in entrambe le orecchie.	DuoPhone (IX)
Collegarsi direttamente a cellulari, televisori, lettori MP3 e altro ancora.	iCom, TVLink, Click'nTalk
<b>Adattamento alla mutevolezza degli ambienti</b>	
Godere dell'adattamento continuo ed automatico a tutti gli ambienti sonori.	SoundFlow
Sentire il suono chiaro in ambienti riverberanti.	EchoBlock (IX)
Aumentare il comfort dell'ascolto all'aperto.	WindBlock (V-IX)
Ridurre i fastidiosi fischi.	WhistleBlock

