

Crediamo nell'importanza di un buon ascolto

Phonak è nota per l'impegno e la dedizione costanti, volti a fornire soluzioni uditive ottimali per i bambini. Naída S è un sofisticato apparecchio acustico Power, adatto ai bambini di tutte le età affetti da ipoacusia importante. Le sue elevate funzioni supportano in maniera ottimale le performance uditive dei bambini.

Ascolto

Naída S offre ai bambini elevati livelli di udibilità, specialmente a quelli che ne hanno maggiore bisogno.

Flessibilità per il futuro

Naída S offre funzioni e opzioni di connettività in grado di supportare le esigenze di comunicazione dei bambini, che cambiano con la crescita.

Affidabilità e design

Naída S è progettato per offrire tranquillità ai genitori ed ai bambini. È disponibile in vari colori ed in tre categorie di prezzo.

Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee e dalla nostra attenzione. E sfidando con creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere la vita in tutta la sua ricchezza.

Interagire liberamente. Comunicare con fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

www.phonak.it

Il tuo Audioprotesista:

[]

[]

[]

[]

AUT. MIN. del 7/06/2011. E' UN DISPOSITIVO MEDICO CE 0459 - Cod. SG033

Naída S

L'importanza di un buon ascolto per i più piccoli.



PHONAK

life is on

Buon ascolto per i più piccoli

I bambini devono essere in grado di scoprire tutti i suoni che fanno parte del loro mondo. Le due funzioni che contribuiscono ad un'udibilità ottimale e sostengono lo sviluppo del bambino sono SoundRecover e WhistleBlock.

Una innovazione in termini di udibilità

Un'ipoacusia grave è associata a una ridotta percezione delle alte frequenze. L'innovativa funzione SoundRecover facilita l'udibilità dei suoni con componenti acute. Lo scopo è quello di amplificare i suoni precedentemente non udibili, come gli importanti suoni del parlato, il cinguettio degli uccelli e il campanello della porta.

Riduzione dei fischi, udibilità elevata

WhistleBlock riduce il feedback (fischi), quando presente, quindi i bambini possono beneficiare di una elevata amplificazione, ovunque siano e qualsiasi cosa facciano.

A prova di futuro

Le performance di Naída S si adattano alle esigenze dei bambini, che variano con la crescita. Offre funzioni sofisticate, come ad esempio, i microfoni direzionali per udire bene nel rumore di fondo, e funzionalità automatiche che si regolano continuamente al variare delle situazioni di ascolto.

Accessibilità al mondo della comunicazione wireless

Godersi la vita vuol dire essere liberi di connettersi al mondo della comunicazione. Naída S, grazie alle soluzioni wireless che lasciano libere le mani, consente ai bambini di esplorare nuovi orizzonti.

Dynamic FM supera le distanze

Dynamic FM fornisce un'elevata chiarezza, quando i bambini hanno bisogno di comunicare a distanza, in ambienti rumorosi e in presenza di eco. È utile a casa, in auto, all'asilo, in classe e in molte altre situazioni importanti della vita quotidiana.

Comunicazione wireless

iCom è un compagno Bluetooth utile per bambini che vivono nel mondo della comunicazione. Si interfaccia con una vasta gamma di dispositivi, come telefoni, computer e lettori MP3.

Phonak TVLink

I bambini amano la televisione e questa soluzione TV di Phonak offre un'esperienza di ascolto ottimale. Con Phonak TVLink è facile connettere gli apparecchi acustici alla TV tramite Bluetooth. L'innovativa funzione StereoSound offre una qualità sonora ottimale.



Affidabilità e design

Per i bambini l'affidabilità è fondamentale, perché consente loro di partecipare ad attività divertenti, senza comprometterne le capacità uditive.

Un blocco vano batteria impedisce ai bambini di accedere alla batteria, per una maggior tranquillità dei genitori.

Resistente all'acqua

Nell'utilizzo quotidiano dell'apparecchio Naída S sfrutta il vantaggio di un involucro capace di resistere nel tempo. Molti bambini hanno provato la libertà offerta dall'elevata resistenza all'acqua ed allo sporco.

