

# Naída S

La gama potente del placer auditivo

## Oiga mejor en más entornos

Phonak fue el primero en introducir la tecnología de zoom o acercamiento para mejorar la comprensión en situaciones auditivas complicadas. Naída S hace que la comprensión sea incluso más efectiva gracias a las mejoras en la tecnología de zoom o acercamiento.

La tecnología exclusiva de Naída S le permite hasta tres niveles de acercamiento dependiendo del modelo.



### UltraZoom

En situaciones ruidosas con varias personas hablando, UltraZoom acerca automáticamente las voces que provienen de delante. El ruido de los laterales y la parte trasera se reduce. (Disponible en todos los modelos).



### StereoZoom

En un entorno extremadamente ruidoso en el que se desee comunicarse con una persona, StereoZoom puede acercar el sonido y reducir el ruido. (Disponible en Naída S IX).



### ZoomControl (V) y auto ZoomControl (IX)

Cuando no se puede estar frente al orador, por ejemplo, en un coche, ZoomControl puede acercar los sonidos laterales y de la parte trasera para facilitar la comprensión.

## Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Desafiamos los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, comprender y experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad.  
Comunicarse con seguridad.  
Vivir sin límites. Life is on.**  
[www.phonak.es](http://www.phonak.es)

Consulte a su audioprotesista:



**Consulte las opiniones de otras personas:**  
[www.1000reasonsforaida.com](http://www.1000reasonsforaida.com)

## Lo mejor en la gama potente del placer auditivo

Naída S es el nuevo punto de referencia en audífonos potentes.

Naída S es el audífono más completo para personas con una pérdida auditiva significativa. Si desea aumentar su calidad de vida adquiriendo la mejor audición, rendimiento, durabilidad y diseño, siga leyendo para descubrir aún más.

### Más audición

SoundRecover hace que los sonidos agudos, que normalmente son difíciles de oír, resulten más agradables y audibles. Los molestos pitidos se eliminan gracias a la tecnología avanzada WhistleBlock.



## Más libertad sin importar el dónde y el qué se esté haciendo

### Más fiabilidad

Naída S combina el rendimiento más increíble con los mejores diseños y una gran resistencia al agua para una fiabilidad incomparable.

### Más conectividad

Gracias a los accesorios inalámbricos Phonak, el entretenimiento multimedia, la comunicación y el trabajo resultan mucho más divertidos. La TV, el teléfono, el reproductor de MP3, el GPS y los ordenadores pueden disfrutarse sin ningún esfuerzo.

La conexión de Phonak TVLink con Naída S lleva el sonido de la TV directamente a sus oídos, de modo que usted y su familia puedan ajustar el volumen por separado y disfrutar de la TV juntos.

Además, Naída S IX es el único que cuenta con DuoPhone, que le permite oír una voz a través del teléfono en ambos oídos tan pronto como lo acerque a su oído. La claridad verbal resulta sorprendente y el ruido de fondo se minimiza.

## Rendimiento superior para toda una vida

Beneficios	Funciones	IX	V	III
<b>Comprensión verbal</b>				
Disfrutar de un espectro completo de sonidos audibles.	SoundRecover	•	•	•
<b>Comprensión con ruido de fondo</b>				
Acercar las voces frontales y reducir el ruido lateral y de la parte posterior.	UltraZoom	•	•	•
Acercar aún más la voz de una persona para reducir el ruido al máximo.	StereoZoom	•		
Oír correctamente cuando no pueda situarse frente al orador.	auto ZoomControl ZoomControl	•	•	
Disfrutar de una audición cómoda.	NoiseBlock	•	•	•
<b>Comprensión por teléfono y otros dispositivos</b>				
Oír una voz al teléfono en ambos oídos.	DuoPhone	•		
Conectar el dispositivo directamente a móviles, TV, reproductores de MP3, etc.	iCom, TVLink, Click'nTalk	•	•	•
<b>Adaptación a los entornos cambiantes</b>				
Disfrutar de una adaptación automática y sin problemas a todos los entornos sonoros.	SoundFlow	•	•	•
Conseguir una experiencia de sonido clara en entornos con eco.	EchoBlock	•		
Mayor comodidad auditiva en exteriores.	WindBlock	•	•	
Eliminar los molestos pitidos.	WhistleBlock	•	•	•

