

Naída S IX

Tro på förmågan att höra mer

Hör bättre i fler miljöer

Phonak var först med att introducera riktmikrofon-teknologi för att förbättra taluppfattningen i besvärliga lyssningssituationer. Naída S IX gör taluppfattningen ännu effektivare tack vare ytterligare förbättringar av riktmikrofonteknologin.

Naída S IX-teknologin möjliggör tre zoomningsnivåer:



UltraZoom Premium

I bullriga miljöer, där flera personer pratar omkring dig, zoomar UltraZoom automatiskt in röster som kommer framifrån. Buller från sidan och bakifrån dämpas.



StereoZoom

Om du önskar kommunicera med en enda person i en extremt bullrig miljö, kan StereoZoom zooma in ännu närmare och reducera bullret ännu mer.



auto ZoomControl

Om du har svårt för att vända dig mot talaren, t ex i en bil, kan ZoomControl zooma in ljudet mot någon av sidorna eller bakåt, så att du utan besvär hör vad som sägs.


Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser.
Life is on.

www.phonak.se

Be din audionom om råd:



Se vad andra säger:

www.1000reasonsfornaida.com

V1.001/2011-02/WJUF0 © Phonak AG All rights reserved



PHONAK

life is on

Det bästa för största hörselglädje

Naída S IX är den fullutrustade hörapparaten för människor med grav hörselnedsättning. Om du vill öka din livskvalitet genom att välja allra bästa hörbarhet, funktion, pålitlighet och design, läs vidare för att få reda på mer.

Mer hörsel

SoundRecover gör högfrekventa ljud, som normalt sett är svåra att höra, lättare att höra. Irriterande återkoppling elimineras tack vare den kraftfulla WhistleBlock-teknologin.



Mer frihet, oavsett var man är eller vad man gör

Mer tillförlitlighet

Naída S IX kombinerar utmärkt med snygg design och vattenskydd för en oslagbar tillförlitlighet.

Fler anslutningsmöjligheter

Med Phonaks trådlösa tillbehör blir multimediaunderhållning, kommunikation och arbete mycket trevligare. Du kan njuta av TV-program, telefonsamtal, MP3-spelare, GPS och dina dator utan besvär.

Dessutom har endast Naída S IX DuoPhone, som gör att du kan höra telefonsamtalet i båda öronen. Taltydigheten är imponerande och bakgrundsbullret reduceras.

Genom att koppla ihop Phonak TVLink med din Naída S IX kommer ljudet från TV-apparaten direkt till dina öron, så att du och din familj kan justera ljudvolymen separat och njuta av att titta på TV tillsammans.

Bästa prestanda för livets alla behov

Fördelar	Funktioner
Att förstå vad som sägs	
Njut av ett större spektrum av hörbart ljud.	SoundRecover
Taluppfattning i bakgrundsbuller	
Automatisk zoom av rösterna framifrån och dämpning av buller från sidorna och bakifrån.	UltraZoom Premium
Zooma in en persons röst ännu närmare och reducera bullret ännu mer.	StereoZoom
Hör bra när du inte är vänd mot talaren.	auto ZoomControl
God hörbarhet utan störande buller.	NoiseBlock Premium
Förstå vad som sägs i telefonen och annan utrustning	
Du hör uppringarens röst i båda öronen när du telefonerar.	DuoPhone
Anslut direkt till mobiltelefoner, TV-apparater, MP3-spelare osv.	iCom, TVLink, Click'nTalk
Anpassning till skiftande ljudmiljöer	
Njut av omärklig, automatisk anpassning till alla ljudmiljöer.	SoundFlow Premium
Upplev normalt ljud i ekande miljöer.	EchoBlock
Öka lyssningskomforten utomhus.	WindBlock
Eliminera irriterande, visslande ljud.	WhistleBlock

