

Crediamo in un ascolto ottimale

Phonak è nota per il costante impegno e la dedizione volti a fornire soluzioni ottimali uditive per bambini. Il nuovo Nios S H2O si adatta alle esigenze dei bambini, che variano con la loro crescita, ed offre un'esperienza uditiva confortevole in ogni fase della loro vita.

Elevata udibilità per uno sviluppo ottimale del parlato e del linguaggio

La funzione SoundRecover permette un'udibilità costante e confortevole di suoni fondamentali del parlato con componenti a frequenze acute, come ad esempio la voce della mamma.

Involucro resistente all'acqua per un'infanzia attiva

L'involucro resistente all'acqua ed alla polvere di Nios S H2O consente ai bambini di esplorare attivamente il loro mondo. Nios S H2O è ottimale per giocare con gli amici in spiaggia, saltare nelle pozzanghere, praticare sport o per fare il bagnetto.

Piccole dimensioni e performance elevate

Non importa quanto siano ridotte, le dimensioni di un apparecchio acustico non dovrebbero mai compromettere l'esperienza uditiva di un bambino. Il nuovo Nios S H2O combina elevate performance ad un design molto piccolo.



Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee e dalla nostra attenzione. Sfidando con creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere la vita in tutta la sua ricchezza.

Interagire liberamente, comunicare con fiducia. Vivere senza limiti.

Life is on.

Il vostro Audioprotesista



www.phonak.it

Nios S H2O

AUT. MIN. DEL 3/11/2011. È UN DISPOSITIVO MEDICO CE 0459 - Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso - Cod. SG+05

Noi crediamo in un ascolto
ottimale

PHONAK

life is on

Sentire tutti i suoni è fondamentale

Per i bambini che soffrono di ipoacusia è normale avere maggiore difficoltà nell'udire i suoni acuti. Questi suoni contengono informazioni essenziali per la comprensione del parlato, ma spesso non è possibile rendere tali suoni sufficientemente intensi. SoundRecover, una funzionalità di Phonak, rileva i suoni con componenti acute più tenui, non udibili dal bambino, e li sposta in una zona in cui possono essere uditi senza difficoltà.

I vantaggi di SoundRecover

- Ascolto ottimale dei suoni con componenti acute ed elevata comprensione globale (ad esempio per i suoni "s" o "f")
- Elevata percezione dei suoni ambientali (ad es., cinguettio degli uccelli, allarmi, campanello della porta)
- Elevata capacità di espressione verbale

Fischi ridotti, più ascolto

Gli apparecchi acustici che emettono fischi (feedback) non solo sono fastidiosi ed imbarazzanti, ma interferiscono anche con l'udito. WhistleBlock riduce notevolmente i fischi, permettendo ai bambini di beneficiare di una grande amplificazione, ovunque.

Accesso al mondo della comunicazione wireless

Tutti i bambini dovrebbero essere liberi di collegarsi al mondo della comunicazione moderna. Nios S H2O, grazie alle soluzioni wireless, attivabili senza usare le mani, consentirà a vostro figlio di esplorare nuovi orizzonti.

Dynamic FM – Per gli ambienti di ascolto critici

Dynamic FM fornisce una chiarezza elevata quando i bambini hanno bisogno di comunicare in ambienti di ascolto critici, come ad esempio una classe vivace o luoghi pubblici affollati. Inoltre, è utile se il bambino non si trova di fronte alla persona che parla come avviene in macchina o nel passeggino.

ComPilot – Collegarsi ad un mondo wireless

Man mano che crescono, i ragazzi usano con maggiore frequenza telefono, computer, lettore MP3 e video giochi. ComPilot è un'interfaccia di comunicazione Bluetooth ottimale che permette a vostro figlio di utilizzare piacevolmente questi dispositivi in modalità wireless.

Phonak TVLink S – Godersi la TV con StereoSound

I bambini amano la TV e questa soluzione Phonak, insieme a ComPilot, offre loro un'esperienza di ascolto ottimale. Phonak TVLink S connette senza difficoltà l'apparecchio acustico del bambino alla TV mediante Bluetooth, con la qualità StereoSound.

Anticipiamo le future esigenze di ogni bambino

Le esigenze e gli ambienti di ascolto variano man mano che i bambini crescono. Le funzioni di Phonak sono state studiate pensando alle varie fasi di crescita e permettono la regolazione flessibile dell'apparecchio acustico, offrendo costantemente una qualità sonora elevata.



UltraZoom

Udito ottimale nel rumore di fondo

I microfoni direzionali migliorano la capacità uditiva in presenza di rumore di fondo. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa quando il bambino inizia a socializzare in ambienti più rumorosi.



SoundFlow

Adattamento alle variazioni dell'ambiente di ascolto

Crescendo, i bambini affrontano ambienti di ascolto sempre più vari. SoundFlow identifica le piccole variazioni nell'ambiente sonoro e si adatta automaticamente alla situazione specifica in cui si trova il bambino.

Per ulteriori informazioni sulle svariate funzioni e sui vantaggi che Phonak può offrire a vostro figlio, visitate il sito www.phonak.it